



PHARMATECHNIK

Die neue Welt der Apotheke

IXOS^{PT}

Version 2013.1.100

Versionsbeschreibung



Vorwort

Sehr geehrte **IXOS** - Anwenderin,
sehr geehrter **IXOS** - Anwender,

wir freuen uns, Ihnen mit der neuen Version von **IXOS** wieder eine Vielzahl von Neuerungen und Verbesserungen bereitstellen zu können.

Die neue Funktion **Rx Profi** ermöglicht eine gezielte Lagerbereinigung aufgrund sich ändernder Rabattverträge. Mit ampelfarbenen Warndreiecken werden rezeptpflichtige Lagerartikel gekennzeichnet, für die sich Rabattverträge bei apothekenrelevanten Kostenträgern ändern oder entfallen.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Status	EK	VK	GRV<	GRV>	PKV	aut idem
EUTHYROX 75 Mikrogramm Tablett TAB	10051 N3	2754708	1			3,94	14,47	5	0	0	0
EUTHYROX 112 Mikrogramm Tablett TAB	10051 N3	1916706	2			4,81	15,53	1	0	0	0
EUTHYROX 150 Mikrogramm Tablett TAB	10051 N3	2754878	2			5,58	16,48	5	0	0	0
EUTHYROX 175 Mikrogramm Tablett TAB	5051 N2	2754795	1			4,06	14,63	1	0	0	0
FEMIGODÄ überzogene Tabletten UFA	372191 N2	4653383	1			13,20	25,93	4	0	0	0
FOGAVANCE 70 mg/2.800 I.E. Tablett TAB	1251 N1	1164942	1			58,05	80,79	0	0	1	0
GELONDA Schmerzmittel TAB	3051 N2	7240041	1			2,18	12,32	0	0	2	0
HCT 25 1A Pharma Tabletten TAB	5051 N2	3036752	1			2,00	12,32	0	0	1	1
HCT 25 1A Pharma Tabletten TAB	10051 N2	2036791	1			5,26	16,09	0	0	0	2
INFLUAC 2010/2011 Fertigeppm.KA FER	0,5ml N2	5853836	8			16,70	30,11	0	0	2	0
INSPRA 25 mg Filmtabletten FTA	10051 N3	2949234	1			251,60	318,03	0	0	1	0
ISOPTIN KHK retard 120 mg Tabl. RET	10051 N3	3573831	1			8,32	19,84	0	0	0	1

Info	Ja	Nein	Bewertung	Abg	%
Änderungen zum 01.10.2012	5		★★★★★	3	75,00
Wegfallende Rabattverträge	1		★★★★★	1	25,00
Hinzukommende Rabattverträge	8		★★★★★		
Gleichbleibende Rabattverträge			★★★★★		

Im Modul **Botendienst** können jetzt auch Aufträge per Bote beliefert werden und die Einträge zum gezielten Planen einer Botentour sind sortierbar. Bestellvorschläge, auch für gemeinsame Bestellungen im Filialverbund, lassen sich im Modul **Warenlogistik** sehr komfortabel ausdrucken. An der **Kasse** wird nun auch ein gleichzeitiges Einscannen mehrerer Rezepte (**Stapel-Scan**) unterstützt, so dass Sie die Rezepte direkt nacheinander bearbeiten können.

Damit Sie und Ihr Team **IXOS** optimal nutzen können, machen Sie sich bitte mit den Änderungen vertraut, die in diesem Dokument beschrieben sind. Weitere Informationen zum gesamten Funktionsumfang finden Sie einfach und schnell in der **IXOS**-Online-Hilfe, indem Sie auf das Online-Hilfe-Icon am rechten Rand der Navigationsleiste bzw. in der Titelleiste eines Fensters klicken oder dieses berühren, oder unter '**Alt + F1 - Onlinehilfe**'. Hier können Sie sich jederzeit zu allen **IXOS**-Funktionen sowie speziell zu den Neuerungen der aktuellen Version informieren. Sollten Sie alleine nicht weiterkommen, dann erreichen Sie die **IXOS**-Service-Hotline unter **08151-5509295**, sowie den **Online-Support** unter **www.pharmatechnik.de/online-support** und direkt aus **IXOS** über das Icon in der Titelleiste von Hauptfenstern und aus dem Menü **Büro**.

Viel Freude und Erfolg mit Ihrer neuen **IXOS**-Version wünscht Ihnen
Ihr **IXOS** Team

Inhalt

1 Kasse	5
1.1 Zahlung und Lieferung bei Abholungen und Botenlieferungen optimiert	5
1.2 Behandlung von Forderungsaufösungen und Nachlieferungen in einem Verkauf ..	6
1.3 Anzahl der zu druckenden Packlisten individuell einstellen	7
1.4 Packliste für Botenlieferungen weist Kundennamen aus	8
1.5 Lieferzeitpunkt einer Botenlieferung wird ausgewiesen	9
1.6 Botentour planen und Lieferliste ausdrucken	10
1.7 Abholung, Botenlieferung oder Postlieferung auflösen	11
1.8 Artikelkennzeichen für in Kürze entfallende Rabattverträge	12
2 Rezeptscan	14
2.1 Gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Rezepte	14
3 Faktura	16
3.1 Druckanzahl von Kunden- und Heimetiketten ändern	16
3.2 Aufträge per Bote liefern lassen	16
4 Verkaufsverwaltung	19
4.1 Lieferart einer Abholung, Boten- oder Postlieferung ändern	19
4.2 Begründung "Falsche Zahlungs-/Abschlussart" entfernt	19
5 Artikelverwaltung	21
5.1 Artikelsuche mit Sonderzeichen kürzt Suchbegriff nicht mehr ab	21
5.2 Von ABDATA gelöschte Artikel werden speziell gekennzeichnet	21
5.3 Artikeldetails weisen Rabattvertragsänderungen aus	21
6 Warenlogistik	23
6.1 Leerer Warenkorb öffnet sich im Erfassungsmodus	23
6.2 Auftragsrabatte standardmäßig für alle Abgabebestimmungen	23
6.3 Druckauswahl für gemeinsamen Warenkorb oder Bestellung erweitert	23
6.4 Bestellvorschlagsliste ausdrucken	24
6.5 Bestellvorschlagsliste für gemeinsamen Einkauf ausdrucken	25
7 Kontakte	27
7.1 Konfigurieren der Schnittstelle zum Lieferanten bzgl. Länge der PZN	27
7.2 Kostenträgerdetails weisen Rabattvertragsänderungen aus	28
7.3 Zuweisung des Standardrabattmodells	29
7.4 Kundenbezogene Ausdrücke erstellen	29
7.5 Seiten der Kontaktdetails über Tastenkombinationen direkt öffnen	31
7.6 Kontaktdetails: Seite 'Medikationsmanagement für Heimbewohner erweitert' ..	32
7.7 Tabelle von Trefferlisten sortierbar	33
7.8 ABDA-Name des Kostenträgers wird gesucht und angezeigt	34
8 Parenteralia-Rezepturen	35
8.1 Artikel für benötigte Menge vorschlagen lassen	35
9 Auswertungen	37
9.1 Rabattvertragsänderungen für rezeptpflichtige Lagerartikel auswerten	37
9.2 Artikelkennzeichen ändern	39
9.3 Auswertungskriterien für Rx Lagerartikel einstellen	40
9.4 Übersicht der Rx Lagerartikel bzgl. Rabattvertragsänderungen ausdrucken ..	41
10 Dokumentationsverwaltung	43

10.1 Beschleunigtes Erfassen von Verkäufen und Wareneingängen	43
10.2 Sortierung der Warenbewegungen optimiert	44
10.3 Storno eines Wareneingangs wird automatisch dokumentiert	44
10.4 Bemerkung wird mit ausgedruckt	45
11 Systemeinstellungen	46
11.1 Systemverhalten bei Änderungen der Konfigurationsparameter optimiert	46
11.2 Verfalldatenpflege erweitert	47
12 Sonstiges	48
12.1 IXOS ist PZN8-kompatibel	48
12.2 Erhöhung des Apothekenzuschlags zur Berechnung des Apothekenabgabepreises	49
12.3 Szenario Zahlkasse/Beratungsplatz: Gebühren und Barverkäufe an der Zahlkasse bezahlen	50
12.4 Notdienst für aktuellen Tag eintragen	50
12.5 Zwei Anbieter unterstützen keinen Elektronischen Lagerwertverlustausgleich mehr	50
12.6 Online-Hilfe auf zeitgemäßes Format umgestellt	51
13 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS	54
13.1 Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295	54
13.2 Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support	54
13.3 Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Alt + F1 - Onlinehilfe' wählen	54

1 Kasse

1.1 Zahlung und Lieferung bei Abholungen und Botenlieferungen optimiert

Anwendung: Kasse

Anwendungsfall: Anlegen einer Abholung oder Botenlieferung

Neu/geändert:

Das bisherige Fenster 'Zahlung für Nachlieferartikel' ist umbenannt worden in **Zahlung und Lieferung**. Damit einher geht die Optimierung der Funktionen und deren Benennungen in Bezug auf Abholungen und Botenlieferungen. Unter **Zahlung** haben Sie nun folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Gesamtbetrag** - Der Kunde zahlt jetzt alles, inkl. der Abhol- bzw. Lieferartikel. Die Funktion dieser Option (vorher: 'Alles gleich bezahlen') bleibt bestehen, sie wurde nur eindeutiger benannt.
- **Nur abgegebene Ware** - Der Kunde zahlt jetzt nur die Artikel, die er direkt mitnehmen kann. Die Funktion dieser Option (vorher: 'Nachlieferartikel bei Abholung') bleibt bestehen, sie wurde nur eindeutiger benannt, so dass sie auch für Botenlieferungen zutrifft.
- **Erst bei Abholung / Lieferung** - Der Kunde zahlt alle Artikel erst dann, wenn er die Nachlieferartikel abholt bzw. wenn er die Artikel geliefert bekommt. Die Funktion dieser Option (vorher: 'Alles bei Abholung') wurde dahingehend erweitert, dass sie sowohl für die Zahlung des Gesamtbetrags als auch des Restbetrags (im Falle einer Änderung in der Verkaufsverwaltung oder einem Verkauf mit Stornierung/Rückkauf und Nachlieferung) und auch für Botenlieferungen zutrifft.

Außerdem wurde 'Abholungszeitpunkt' in **Abhol-/Lieferzeitpunkt** umbenannt. Die Felder für die **Lieferadresse** werden standardmäßig immer eingeblendet, sind jedoch nur bei einer Boten- oder Postlieferung eingabefähig.

Wenn Sie für einen Heimbewohner eine Botenlieferung oder eine Lieferung per Post anlegen, so wird die Adresse des Heims als Option in der Adressauswahl angeboten.

Zahlung und Lieferung

Zahlung

Gesamtbetrag

Nur abgegebene Ware

Erst bei Abholung / Lieferung

Abhol-/Lieferzeitpunkt

Keine Angabe 26.10.2012 00:00

Lieferung erwünscht

Abholung per Bote per Post

Kunde anrufen

012/3456 Apfelbrot, Walther

Lieferadresse

Susi Apfelbrot-Meier

Susi Apfelbrot-Meier
Dorfstr. 3
1000 Musterdorf

Freitext

Ohne Beleg F5 OK F12 Abbrechen Esc

 Es besteht nun in der **Verkaufsverwaltung** auch die Möglichkeit, die Lieferart (Abholung/Boten- oder Postlieferung) zu ändern, ohne der gesamten Vorgang bearbeiten zu müssen. Lesen Sie nähere Informationen dazu bitte im Kapitel 'Verkaufsverwaltung'.

1.2 Behandlung von Forderungsaufösungen und Nachlieferungen in einem Verkauf


Anwendung: Kasse

Anwendungsfall: Abwickeln von Forderungsaufösungen und Nachlieferungen in einem Verkauf

Neu/geändert:

Beachten Sie, dass Kreditaufösungen und die Begleichungen von Rechnungsbeträgen nur dann mit Nachlieferartikeln in einem Total erfasst werden dürfen, wenn bei den Zahlungsmodalitäten NICHT die Option **Erst bei Abholung / Lieferung** gewählt wird!

Sollten Sie dies trotzdem versuchen, erscheint eine Hinweismeldung und Sie können entscheiden, wie Sie fortfahren möchten.



Wählen Sie **Nein**, so wird der Verkauf eingeblendet und Sie können entweder die Subtotals verändern oder andere Zahlungsmodalitäten wählen.

Wählen Sie **Ja**, so wird der Kredit bzw. die Rechnung aus dem Verkauf entfernt.

1.3 Anzahl der zu druckenden Packlisten individuell einstellen

Anwendung: Systemeinstellungen

Anwendungsfall: Anzahl zu druckender Packlisten individuell einstellen

Neu/geändert:

Normalerweise wird bei einer Botenlieferung eine Packliste gedruckt. Wenn Sie z.B. zwei Packlisten wünschen, können Sie die Anzahl der zu druckenden Packlisten in den

Systemeinstellungen der Kasse ändern.

Im Gültigkeitsbereich 'Mandant' finden Sie auf der Seite **Druckmöglichkeiten** die Konfigurationsparameter **Druckanzahl Packlisten**. Hinterlegen Sie hier die Anzahl der zu druckenden Packlisten.

1.4 Packliste für Botenlieferungen weist Kundennamen aus

Anwendung: Kasse

Anwendungsfall: Ware per Bote liefern

Neu/geändert:

Um die **Packliste** für Botenlieferungen besser zuordnen zu können, weist diese nun zusätzlich den Kundennamen aus.

Zudem wurde der Schriftzug 'Packliste für Botenlieferungen' vergrößert, damit der Zweck dieses Bons gleich ins Auge fällt.



Packliste
für Botenlieferung

Für Frau Brad Babb
Göttengrün Nr. 61
00369 Lobenstein

1 * B12 ROTEXMEDICA AMP 10X1ml
PZN: 3418987

1 * BLOOMFIELD HONIG-DOPPELBAE BON
150g
PZN: 6714002
Lagerort: Freiwahl

Für Herrn Griceida Abel
Von-Koch-Str. 9
00394 Lobenstein

1 * ASPECTON DS HUSTENSAFT SAF 100ml
PZN: 0665484
Lagerort: Generalalphabet

1 * ASPIRIN 0.5 TAB 20St
PZN: 0078597
Lagerort: Generalalphabet


Botenlieferung: 1

1.6 Botentour planen und Lieferliste ausdrucken


Anwendung: Botendienst

Anwendungsfall: Botentour planen und Lieferliste ausdrucken

Neu/geändert:

Nachdem Sie im Modul **Botendienst** die Lieferungen für eine Tour markiert haben, wählen Sie die Funktion **Drucken - F9**, um die Botentour zu planen. Sortieren Sie im Fenster **Botenlieferung drucken** die Einträge in der gewünschten Reihenfolge in einer Tourenliste, tragen Sie ggf. einen frei wählbaren Text für einen Aufdruck auf dem Lieferschein ein und drucken diese als Lieferliste aus. Diese händigen Sie dem Boten aus.

Nutzen Sie zum Sortieren der Einträge in der gewünschten Reihenfolge die Buttons  und .



Botenlieferung drucken

Lieferadresse	Lieferzeitpunkt	Offener Betrag	Freitext
Angie Apfelbär Silberweg 43 10000 Musterstadt	Ab: 14.11.2012 16:00	39,24	
Susi Apfelbrot-Meier Dorfstr. 3 10000 Musterstadt	Ab: 15.11.2012 08:00	0,00	
Willi Schulz Hauptstr. 4 10000 Musterstadt	Keine Angabe	0,00	
Lea Kunz Bahnhofstr. 10 10000 Musterstadt	Bis: 16.11.2012 12:00	0,00	Das ist der Musterfreitext. Wichtige Mitteilung: Ware kühl lagern!

PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NL	Kundenname
9607181	IRBESARTAN 1A PHARMA 75MG	FTA	98St	1	Apfelbär, Angie
7293442	MMR VAXPRO FER M KANUELE	FER	0.5ml	1	Apfelbär, Angie
1479157	GELOMYRTOL FORTE	KAP	20St	1	Apfelbär, Angie
2495052	ASPIRIN 0.5	TAB	50St	1	Apfelbär, Angie

Freitext für Lieferliste

OK F12 Abbrechen Esc

Die Lieferliste enthält u.a. die Lieferadressen, den Lieferzeitpunkt, den zu zahlenden Betrag, Gesamtsummen der zu zahlenden Beträge und der erwarteten Rezepte, ein Kennzeichen, ob die Ware geliefert werden konnte und ob fehlende Rezepte abgegeben wurden, den empfangenen Geldbetrag, eine Unterschriftszeile für den Kunden zur Bestätigung, dass er die Ware erhalten hat, und ggf. einen Freitext.

Zum Auflösen der Botenlieferung an der Kasse ist zu jeder Tour der entsprechende Barcode zum Scannen abgebildet.

1.7 Abholung, Botenlieferung oder Postlieferung auflösen

Anwendung: Kasse


Anwendungsfall: Botenlieferung auflösen

Neu/geändert:

Im Fenster **Abholung auflösen** können Sie nun wählen, ob Sie Abholungen, Botenlieferungen und/oder Postlieferungen anzeigen möchten. Standardmäßig werden nur Abholungen angezeigt.

Botenlieferungen sind mit dem Icon  gekennzeichnet, damit sie auf einen Blick von Abholungen und Postlieferungen unterschieden werden können.


Postlieferungen werden gesondert ausgewiesen.



Belegnummer	Belegdatum	Zeit	Belegart	Offener Betrag	Kundename
0000000006	26.10.2012	12:00	Abholung 	229,97	Fettbaum, Detlef
0000000005	26.10.2012	11:59	Abholung	0,00	Dichterberg, Angie
0000000004	26.10.2012	11:58	Abholung 	96,30	Gelbbaum, Susanne
0000000002	26.10.2012	10:53	Postlieferung	0,00	Apfelbär, Angie
0000000001	26.10.2012	09:48	Botenbon 	0,00	Apfelbrot, Walther

PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Kundename
1084424	PARI BOY SX			1St Fettbaum, Detlef

Holen Sie auf diese Art eine Botenlieferung zum Auflösen an die Kasse, so wird das Subtotal-Icon für eine Botenlieferung angezeigt.



Na	Be	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Mg	Abg	VK	Einzel	Gesamt
		GELOBACIN	OHT	10ml	1	1	9,50	9,50	0,00

1.8 Artikelkennzeichen für in Kürze entfallende Rabattverträge

Anwendung: Kasse

Anwendungsfall: Artikel anhand einer Wirkstoffvorgabe suchen

Neu/geändert:

In die Trefferlisten der manuellen und automatischen Vergleichssuche (Rabattvertrags-, aut idem-, Wirkstoff- und Importsuche) werden bei Aufruf über die Kasse die Icons zum Vertriebsfähigkeitsstatus in der ersten Spalte ( /  / ) um die Kennzeichnung sich ändernder Kostenträgerzuordnungen zu Rabattverträgen wie folgt ergänzt:

-  Rabattvertrag entfällt demnächst bei allen Kostenträgern
-  Rabattvertrag entfällt demnächst bei einigen Kostenträgern

Voraussetzungen zur Anzeige sind folgende:

- Der Artikel hat keines der Kennzeichen  /  / . Ansonsten würden diese angezeigt werden.
- Der Artikel ist rezeptpflichtig.
- Die Vergleichssuche wurde aus einem Verkaufsvorgang aufgerufen.
- Die kostenpflichtige Zusatzfunktion 'Rx Profi' ist aktiviert.

Nutzen Sie diese Kennzeichnung, um diese Artikel bevorzugt abzugeben, so dass Sie bereits im Verkaufsvorgang mit einer gezielten Lagerbereinigung beginnen.



Die Darstellung der Kennzeichen 'Außer Vertrieb', 'Rückruf' und 'Zurückgezogen' wurde in diesem Zusammenhang leicht angepasst, so dass die bzgl. der Abgabe kritischen Zustände mit einem stilisierten Stoppschild-Hintergrund deutlich von den unkritischen Kennzeichnungen abgehoben werden.



Die Funktion **Rx Profi**, welche die Anzeige der Rabattvertragsänderungen ermöglicht, wird als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Geschäftsstelle.

Kasse > Vergleichssuche Rabattvertrag

Artikelbezeichnung **NICHT G-BA-geregt. Bitte prüfen Sie die Austauschbarkeit!**

Filterkriterien Typ: Alle Artikel /Suche: Rabattvertrag /gl. Wirkstoffstärke /DAR: gleich /IK: 101505002

Ausgangsartikel	DAR	Einheit	PZN	ABDA-VK	Preisgruppe
ARAVA 10MG	FTA	100St	0242602	342,29	

1 Standard 2 Anbieter 3 Lagerort 4 Langname 5 Frei 6 Frei 7 Frei Filialen

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	ABDA-VK	Status
Rabattartikel							
ARAVA 10MG	FTA	100St N3		0242602	Sanofi-Ave.	342,29	1
LEFLUNOMID WINTHROP 10MG	FTA	100St N3		6913055	Winthrop A	290,82	
LEFLUNOMID 1A PHARMA 10MG	FTA	100St N3		8456811	1 A Pharma	289,88	
LEFLUNOMID HEXAL 10MG	FTA	100St N3		7391446	Hexal AG	289,88	
LEFLUNOMID MEDAC 10MG	FTA	100St N3		6498521	MEDAC GN	289,88	
Rabattartikel, ohne Indikationen							

Inhaltsstoffe Dosierung aut idem-Indikationen Gelbe Liste - Teilbar / Mörserbar

ARAVA 10MG FTA 100St

1 Tabl. enthält:

Leflunomid	10 mg	Ausgangsartikel ist selektiert.
(H) Maisstärke	+	
(H) Povidon	+	
(H) Croscopolidon	+	
(H) Siliciumdioxid, hochdisperses	+	
(H) Magnesiumstearat	+	
(H) Lactose-1-Wasser	78 mg	
(H) Talkum	+	

Strg Alt Speicher Suchen Neu Löschen Warenkorb Info ABDA-DB Details Drucken Vergleichs-artikel Idem
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Auch beim Scannen von Rezepten werden diese Icons angezeigt:

Kasse > Rezept-Scan

Siemens Betriebskrankenkasse 0007

Knappschaft

Rezepttyp: GKV-Rezept
Rezeptstatus: 1 - Zupfl./MKpfl.

Rank Walter
Weitstr. gg Appz 101
80935 München

1505002 6124904001 52201

698193300 746240802 01.10.2009

Artikelbezeichnung	Anbieter	DAR	Einheit	NP	PZN	Status
ARAVA 10MG	Sanofi-Ave	FTA	100St N3		0242602	1
ARAVA 10MG	Westen P	FTA	100St N3		0291641	
Rabattartikel						
ARAVA 10MG	Sanofi-Ave	FTA	100St N3		0242602	1
LEFLUNOMID WINTHROP 10MG	Winthrop	FTA	100St N3		6913055	
LEFLUNOMID 1A PHARMA 10MG	1 A Pharma	FTA	100St N3		8456811	
LEFLUNOMID HEXAL 10MG	Hexal AG	FTA	100St N3		7391446	
LEFLUNOMID MEDAC 10MG	MEDAC GN	FTA	100St N3		6498521	

Strg Alt Rezepterk. ungenügend Rezept-ansicht Idem zum erk. Artikel An Kasse übernehmen
F6 F8 F11 F12

2 Rezeptscan

2.1 Gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Rezepte

Anwendung: Kasse

Anwendungsfall: Rezept scannen

Neu/geändert:

Legt Ihr Kunde mehrere Rezepte vor, so können Sie diese nun gleichzeitig im Rezeptscanner einscannen lassen und die Rezepte in einem Vorgang bearbeiten.




Achten Sie darauf, dass das erste Rezept, welches Sie bearbeiten möchten, hinten liegt. Die Bearbeitung erfolgt automatisch nacheinander, d.h. zuerst werden die Rezeptdaten des ersten Rezepts geprüft und ggf. nach Korrektur von Ihnen ins Fenster **Rezept-Scan** übernommen. Haben Sie auch dort alle Daten und Artikel geprüft und an die Kasse übernommen, so wird das Kassensfenster nach kurzer Zeit mit dem Fenster zur Prüfung der Rezeptdaten oder gleich mit dem Fenster 'Rezept-Scan' des zweiten gescannten Rezepts überblendet, usw.

Alle gleichzeitig gescannten Rezepte werden nach ihrer Bearbeitung in einem Total zusammengefasst.

Möchten Sie den Rezept-Scan abbrechen, so können Sie nun entscheiden, ob Sie den Scan für das aktuell bearbeitete Rezept oder für den gesamten Rezept-Stapel abbrechen möchten.

Diese Entscheidungsmöglichkeiten stehen Ihnen sowohl bei der Prüfung von fehlerhaften Rezeptdaten als auch während des gesamten Vorgangs zur Verfügung:

- Fenster **Rezeptdaten prüfen**
 - für dieses Rezept mit **Einzel-Scan abbrechen - Esc**, oder
 - für den gesamten eingelegten Stapel mit **Stapel-Scan abbrechen - F4**



Rezeptdaten prüfen

Bitte ergänzen / korrigieren Sie die folgenden Daten:


PKZ	BMW_BKK	69401	6
gib. an	Name, Vorname des Versicherten		
geb. am	Mustermann	12.06.56	
	Max		
	Musterstraße 12		12/14
	80636 München		
Kassen-Nr.	9028535	1023456789	1.5000 1
Einzelstellen-Nr.	12345678	12.11.12	

✓ **Rezept- und Abgabedatum sind gültig.**
Rezeptdatum 12.11.2012
Abgabedatum 13.11.2012

✓ **Die Betriebsstättennummer ist nicht angegeben.**
Betriebsstättennummer

F4 **F12** **Esc**

- Bei Abbruch während des gesamten Vorgangs (bspw. mit der **Esc**-Taste)



3 Faktura

3.1 Druckanzahl von Kunden- und Heimetiketten ändern


Anwendung: Faktura, Kasse, Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Kunden- und Heimetiketten ausdrucken

Neu/geändert:

Mit der Funktion **Drucken - F9** erscheint in der **Faktura**, der **Kasse** (aus dem Total-Fenster) und in der **Verkaufsverwaltung** wie bisher das Druckauswahlfenster.

Nach Auswahl der Druckfunktion **Etiketten für alle Artikel** haben Sie die Möglichkeit, die zu druckende Anzahl für die Position zu ändern. Das ist insbesondere vorteilhaft für Artikel, die in der Taxe als einzelne Stücke geführt, aber zu vielen Stück (10, 20, 50, u.s.w.) kartoniert oder eingetütet geliefert werden und daher nur je Tüte oder Karton ein Etikett benötigen.



3.2 Aufträge per Bote liefern lassen

Anwendung: Faktura

Anwendungsfall: Aufträge per Botendienst liefern lassen


Neu/geändert:

Aufträge an Einzelpersonen und Heime können Sie per Bote liefern lassen. Dazu kennzeichnen Sie Lieferscheine in den Auftragsdetails als Botenlieferung bzw. setzen bei der Zusammenstellung von Sammelscheinen das Kennzeichen zur Botenlieferung.

Auftrag mit Lieferschein als Botenlieferung kennzeichnen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie in der **Auftragsübersicht** den gewünschten Auftrag und wählen Sie die Funktion **Details - F8**.
2. Sie können im Fenster **Auftragsdetails** im Navigationsleisteneintrag **Lieferschein** die Details zu den Lieferscheinen des ausgewählten Auftrags einsehen.




3. Markieren Sie den gewünschten Beleg und wählen die Funktion **per Bote liefern - F11**.
 ➔ Der Auftrag wird mit dem Botenlieferungs-Icon gekennzeichnet und im Modul **Botendienst** aufgelistet.

Um diese Kennzeichnung einer Botenlieferung zu entfernen, wählen Sie **Nicht per Bote - F11**.

Auftrag mit Sammelschein als Botenlieferung kennzeichnen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie in der **Auftragsübersicht** den gewünschten Auftrag.
2. Wählen Sie **Sammelsch. LS erstellen - Strg + F5**.
 ➔ Das Fenster **Sammelschein für Lieferscheine erstellen** öffnet sich.
3. Geben Sie die Suchkriterien ein und drücken Sie **F12 - OK**.
 ➔ Das Fenster **Belege zur Sammelscheinerstellung auswählen** öffnet sich; hier werden alle ermittelten Lieferscheine angezeigt.



4. Aktivieren Sie über der ersten Tabelle die Checkbox **Sammellieferschein per Bote liefern**.
5. Markieren Sie die Lieferscheine - durch Anklicken und ggf. durch Halten der Strg-Taste für das Markieren mehrerer Belege - die in den Sammelschein einbezogen werden sollen.
6. Drücken Sie **F12 - OK**.
 ➔ Der Sammelschein wird erstellt und gedruckt und sind mit der Kennzeichnung für eine Lieferung per Bote versehen.
 Im Modul **Botendienst** wird der Auftrag aufgelistet.

Darstellung im Modul Botendienst:

The screenshot shows the 'Botendienst' window with the following data:

Belegnummer	Belegdatum	Lieferadresse	Lieferzeitpunkt	Offener Betrag	Freitext
<input type="checkbox"/> 0000000013	14.11.2012	Angie Apfelbär Silbenweg 43 10000 Musterstadt	Ab: 14.11.2012 16:00	39,24	
<input type="checkbox"/> 0000000009	14.11.2012	Susi Apfelbrot-Meier Dorfstr. 3 10000 Musterstadt	Ab: 15.11.2012 08:00	0,00	
<input type="checkbox"/> 0000000010	14.11.2012	Willi Schulz Hauptstr. 4 10000 Musterstadt	Keine Angabe	0,00	
<input type="checkbox"/> 0000000012	14.11.2012	Lea Kunz Bahnhofstr. 10 10000 Musterstadt	Bis: 16.11.2012 12:00	0,00	Das ist der Musterfreitext. Wichtige Mitteilung: Ware kühl lagern!
<input checked="" type="checkbox"/> 9	14.11.2012	Altenheim Senioris Hanfelder Chaussee 12 82319 Starnberg	Keine Angabe		
<input type="checkbox"/>	14.11.2012	Burg Apotheke Münchner Straße 15 82319 Starnberg	Keine Angabe		

PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NL	Kundenname
4447436	TENA COMFORT EXTRA VORLAGE		80St	0	Altenheim Senioris

Details pane: Empty

Buttons: Strg, Suchen, Drucken, Alle Markieren, Nicht per Bote, Alt, F2, F9, F10, F11

Möchten Sie Aufträge aus der Liste der Botenlieferungen entfernen, so wählen Sie **Nicht per Bote - F11**.

4 Verkaufsverwaltung


4.1 Lieferart einer Abholung, Boten- oder Postlieferung ändern

Anwendung: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Lieferart einer Abholung, Boten- oder Postlieferung ändern

Neu/geändert:

In der **Verkaufsverwaltung** können Sie über die Funktion **Lieferart ändern - Strg+F11** die Art der Abholung bzw. Lieferung ändern. Eine Abholung kann bspw. in eine Botenlieferung umgewandelt werden und umgekehrt.



Im Zuge dieser Änderung wurde die Möglichkeit entfernt, zusätzliche Notizzeilen zum Markieren einer Boten- bzw. Postlieferung auf dem Abholschein aufdrucken zu lassen, auch wenn Sie im Fenster **Zahlung und Lieferung** die Option **per Post** nicht ausgewählt hatten. Der Konfigurationsparameter **Botenhinweis auf Abholschein** wurde gelöscht.

4.2 Begründung "Falsche Zahlungs-/Abschlussart" entfernt


Anwendung: Kasse, Verkaufsverwaltung, Rezeptkontrolle

Anwendungsfall: Bearbeiten oder Stornieren eines Vorgangs

Neu/geändert:

Die Begründung 'Falsche Zahlungs-/Abschlussart' wurde für das Bearbeiten oder Stornieren eines Vorgangs in der Verkaufsverwaltung oder das Stornieren eines Vorgangs an der Kasse und das Bearbeiten eines Vorgangs in der Rezeptkontrolle entfernt.

Nutzen Sie für das Ändern der Zahlart die in der Verkaufsverwaltung verfügbare Funktion **Zahlart ändern - Strg+F10**.



Begründung

- Falscher Kassenstatus
- Fehlbedienung
- Artikeltausch
- Artikelrückgabe
- Sonstiges

Begründung

OK
F12

Abbrechen
Esc

5 Artikelverwaltung

5.1 Artikelsuche mit Sonderzeichen kürzt Suchbegriff nicht mehr ab

Anwendung: alle

Anwendungsfall: Artikel mit Sonderzeicheneingabe suchen

Neu/geändert:

Bisher wurde bei einer Sucheingabe mit Suchbegriff und Sonderzeichen (z.B. 'ASS#70'), für die keine Treffer gefunden werden konnten, der Suchbegriff immer so lange verkürzt, bis ein Treffer gefunden wurde.

Dieses Verhalten birgt jedoch die Gefahr einer Erfassung von nicht gewünschten Artikeln in sich, wie hier im Beispiel 'Ascorbinsäure Tabl. 100 mg Vitamin C' mit 70 St.'.

Deshalb wird nun bei Sucheingaben mit Sonderzeichen und speziellen Tastaturtasten der Suchbegriff nicht verkürzt, wenn kein Treffer ermittelt werden konnte. Vielmehr wird genau nach den vorgegebenen Suchkriterien gesucht.

5.2 Von ABDATA gelöschte Artikel werden speziell gekennzeichnet

Anwendung: alle

Anwendungsfall: Artikeltrefferliste anzeigen

Neu/geändert:

Von ABDATA gelöschte Artikel werden in einfacher grauer Schrift dargestellt und mit folgenden speziellen Icons gekennzeichnet:

-  - Artikel ist kein Bestandteil der regulären Taxe mehr, d.h. er wurde zwischenzeitlich durch ABDATA gelöscht.
-  - Artikel ist kein Bestandteil der regulären Taxe mehr, d.h. er wurde zwischenzeitlich durch ABDATA gelöscht. Zuletzt war der Artikel gekennzeichnet als außer Vertrieb.
-  - Artikel ist kein Bestandteil der regulären Taxe mehr, d.h. er wurde zwischenzeitlich durch ABDATA gelöscht. Zuletzt war der Artikel nicht verkehrsfähig (Rückruf).
-  - Artikel ist kein Bestandteil der regulären Taxe mehr, d.h. er wurde zwischenzeitlich durch ABDATA gelöscht. Zuletzt war der Artikel als zurückgezogen gekennzeichnet und ist nicht zur Abgabe und zum Abverkauf bestimmt.

5.3 Artikeldetails weisen Rabattvertragsänderungen aus

Anwendung: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Rabattvereinbarungen einsehen

Neu/geändert:

Auf der Seite **Rabattvereinbarungen** werden wie bisher die Kostenträger aufgelistet, bei denen zum aktuell ausgewählten Artikel ein Rabattvertrag besteht.

Wenn Sie die Funktion **Rx Profi** nutzen, wird außerdem angezeigt, bei welchen

Kostenträgern Rabattverträge in Kürze entfallen .

In einer zusätzlichen Tabelle werden in diesem Fall auch  neu hinzukommende Kostenträger mit Rabattvereinbarungen angezeigt. Diese Daten stehen jeweils nur in der Zeit zwischen dem Import und der Aktivierung eines Preisänderungsdienstes auf Ihrem System zur Verfügung.

 Die Funktion **Rx Profi** wird als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Geschäftsstelle.

Artikelsuche > Artikeldaten

Artikelbezeichnung: METOHEXAL Succ comp. 95mg/12,5mg DAR: RET Einheit: 100St NP: N3 PZN: 4162946 Status: POS Verfall: 08.2011 Bestand: 1 Res.Mg: 0

Rabattvereinbarungen

Kostenträger:

Kostenträger mit Rabattvereinbarung gemäß §130a(8) SGB V für diesen Artikel

Kostenträger	Ort	Zuzahlung	Substitutionspflicht	Kostenträger-IK
IKK Südwest	Mainz	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	106301392
IKK Südwest	Kaiserslautern	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	106401348
IKK Südwest	Ludwigshafen	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	106401360
IKK Südwest	Trier	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	106501383
IKK Südwest	Saarbrücken	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	109303301
IKK Südwest	Mainz	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	106201493
 Knappschaft	Cottbus	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	100105006
 Knappschaft	Cottbus	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	100705002
 Knappschaft	Chemnitz	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	101005007
 Knappschaft	Hannover	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	101305000
 Knappschaft	Hannover	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	101505002

Neu hinzukommende Kostenträger mit Rabattvereinbarung ab dem 15.11.2012

Kostenträger	Ort	Zuzahlung	Substitutionspflicht	Kostenträger-IK
 AOK Baden-Württemberg	Stuttgart	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	108018007
 AOK Baden-Württemberg	Karlsruhe	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	106918251
 AOK Baden-Württemberg	Rastatt	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	106818261
 AOK Baden-Württemberg	Villingen-Schwenninge	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	107515586
 AOK Baden-Württemberg	Wangen	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	107815807

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Warenkorb Info ABDA-DB Anbieter Etiketten drucken Status Übernehmen

Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

6 Warenlogistik

6.1 Leerer Warenkorb öffnet sich im Erfassungsmodus

Anwendung: Warenlogistik

Anwendungsfall: Leeren Warenkorb öffnen

Neu/geändert:

Beim Öffnen eines Warenkorbs aus der Warenkorbübersicht mit **Bearbeiten - F5, Artikel erfassen - F7** oder Doppelklick erscheint dieser sofort im Erfassungsmodus.

Der Bearbeitungsmodus, aus welchem Sie mit der Funktion **Artikel erfassen - F7** in den Erfassungsmodus gelangen, wird dabei übersprungen. Das spart Ihnen wieder einiges an Bearbeitungszeit.


6.2 Auftragsrabatte standardmäßig für alle Abgabebestimmungen

Anwendung: Warenlogistik

Anwendungsfall: Auftragsrabatt vergeben

Neu/geändert:

Aus der Warenkorbübersicht, der Bestellungenübersicht oder der Buchungenübersicht können Sie wie bisher mit der Funktion **Rabatt erfassen - Strg + F10** Rabatte angeben, die für alle erfassten Positionen gelten sollen. Standardmäßig sind die Checkboxen nun für alle Abgabebestimmungen aktiviert. Möchten Sie den Auftragsrabatt nicht für alle Abgabebestimmungen vergeben, so deaktivieren Sie die entsprechende Checkbox.



Rabatt	Freiwahl	OTC	Rx
5,00 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,00 %	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Neuer Eintrag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Summe der Rabatte gemäß dieser Angabe: 0,22 €


Gesamtsumme der Rabatte (incl. artikelspezifischer Rabatte): 0,22 €

Löschen (F4) OK (F12) Abbrechen (Esc)

6.3 Druckauswahl für gemeinsamen Warenkorb oder Bestellung erweitert

Wie bisher können Sie aus der **Warenkorb**-Übersicht und aus der **Bestellungen**-Übersicht heraus mit **Drucken - F9** verschiedene Druckaufträge für die Positionen eines gemeinsamen Warenkorbs bzw. einer gemeinsamen Bestellung starten. Drücken Sie dazu **Drucken - F9**. Zusätzlich zum Ausdruck des Bestellprotokolls oder einer Faxbestellung können Sie hier nun auch über die Funktion **Etiketten - F9** Etiketten ausdrucken.

Beim Bestellprotokoll ist es möglich, ein Protokoll für die gesamte Bestellung oder einzelne (anteilige) Protokolle für die ausgewählten Filialen auszudrucken.



6.4 Bestellvorschlagsliste ausdrucken


Anwendung: Warenlogistik

Anwendungsfall: Bestellvorschlagsliste ausdrucken

Neu/geändert:

Wie bisher können Sie sich beim Anlegen eines neuen Warenkorbs im Fenster **Neuer Warenkorb > Lieferant auswählen** mit der Funktion **Mit Auswertung - F11** einen Bestellvorschlag für einen bestimmten Anbieter oder Lieferanten erstellen lassen. Diese Vorschlagsliste können Sie direkt aus der Trefferliste mit **Drucken - F9** ausdrucken. So müssen Sie im Fall einer Bestellung nicht erst in den Warenkorb bzw. die Bestellung wechseln.

Die Vorschlagsliste gibt es in 2 Varianten: mit und ohne Statistikdaten der Artikel. Entscheiden Sie bei der Abfrage, welche Variante Sie ausgedruckt haben möchten.



Beispiel: Ausdruck mit Statistikdaten

Adler Apotheke

09.11.2012

Lieferant: HEXAL AG

08:48

Seite: 1/1

Bestellvorschlag

#	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	EK	Anbieter	Bestand	Vorschlag	Menge				
1	CEFUHEXAL 125MG/5ML	TSA	50ml	N1	1799011	2,58 €	HEXAL AG	0	1	1				
	Jahr	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Gesamt
	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
	2010	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	4
2	SULFASALAZIN HEXAL 500MG	TMR	100St	N2	3440544	14,26 €	HEXAL AG	0	1	1				
	Jahr	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Gesamt
	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
	2010	1	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	7
Positionen:2		Packungen Gesamt: 2						EK Gesamtwert: 16,84 €						

Beispiel: Ausdruck ohne Statistikdaten

Adler Apotheke

09.11.2012

Lieferant: HEXAL AG

08:51

Seite: 1/1

Bestellvorschlag

#	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	EK	Anbieter	Bestand	Vorschlag	Menge	
1	CEFUHEXAL 125MG/5ML	TSA	50ml	N1	1799011	2,58 €	HEXAL AG	0	1	1	
2	SULFASALAZIN HEXAL 500MG	TMR	100St	N2	3440544	14,26 €	HEXAL AG	0	1	1	
Positionen:2		Packungen Gesamt: 2						EK Gesamtwert: 16,84 €			

6.5 Bestellvorschlagsliste für gemeinsamen Einkauf ausdrucken

Anwendung: Warenlogistik

Anwendungsfall: Bestellvorschlagsliste für gemeinsamen Einkauf ausdrucken

Neu/geändert:

Wie bisher können Sie sich in einem Filialverbund beim Anlegen eines neuen gemeinsamen Warenkorbs im Fenster **Neuer gemeinsamer Warenkorb > Lieferant auswählen** mit der Funktion **Mit Auswertung - F11** einen filialübergreifenden Bestellvorschlag für einen bestimmten Anbieter oder Lieferanten erstellen lassen.

Diese Vorschlagsliste können Sie direkt aus der Trefferliste mit **Drucken - F9** ausdrucken. So müssen Sie im Fall einer Bestellung nicht erst in den Warenkorb bzw. die Bestellung wechseln.

Zunächst öffnet sich ein Fenster zum Einstellen der zu druckenden Informationen. Ihnen stehen verschiedene Möglichkeiten der Zusammenstellung der Daten zur Verfügung.

Druckauswahl der Bestellinformationen

Bitte wählen Sie unter folgenden Druckmöglichkeiten aus:

Druckauswahl

gesamte Bestellung

mit Verteilungsansicht

anteilige Bestellung

pro Filiale

Apotheke

Burg Apotheke

Adler Apotheke

OK F12 Abbrechen Esc

Beispiel: Ausdruck eines gesamten Bestellvorschlags mit Verteilungsansicht

Adler Apotheke
Lieferant: HEXAL AG

09.11.2012
09:11
Seite: 1/1

Gemeinsamer Bestellvorschlag

#	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	EK	Anbieter	Bestand	Vorschlag	Menge
1	CEFUHEXAL 125MG/5ML	TSA	50ml	N1	1799011	2,58 €	HEXAL AG	0	1	1
	Apotheke	Status	AMO	BMO	Verf.Best.	Vorratst.	Vorschlag	Menge	Reichweite	Bemerkung
	Adler Apotheke	POS	0,00	0,00	0	0	1	1	∞	
	Burg Apotheke	Nega+	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
2	SIMVAHEXAL 30MG FILMTABL	FTA	100St	N3	2846623	11,00 €	HEXAL AG	10	1	1
	Apotheke	Status	AMO	BMO	Verf.Best.	Vorratst.	Vorschlag	Menge	Reichweite	Bemerkung
	Adler Apotheke	POS	0,00	0,00	10	∞	0	0	∞	Überbestand: 5
	Burg Apotheke	POS	0,00	0,00	0	0	1	1	∞	
3	SULFASALAZIN HEXAL 500MG	TMR	100St	N2	3440544	14,26 €	HEXAL AG	0	1	1
	Apotheke	Status	AMO	BMO	Verf.Best.	Vorratst.	Vorschlag	Menge	Reichweite	Bemerkung
	Adler Apotheke	POS	0,00	0,00	0	0	1	1	∞	
	Burg Apotheke	Nega+	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Positionen: 3

Packungen Gesamt: 3

EK Gesamtwert: 27,84 €

7 Kontakte

7.1 Konfigurieren der Schnittstelle zum Lieferanten bzgl. Länge der PZN

Anwendung: Kontakte

Anwendungsfall: Konfigurieren der Schnittstelle zum Lieferanten bzgl. Länge der PZN


Neu/geändert:

Zum 01.01.2013 können Artikel mit 8-stelligen PZN in Umlauf gebracht werden. Deshalb sollten alle am Bestell- und Online-Anfrageprozess beteiligten Partner zu diesem Tag ihre MSV2-Schnittstellen auf ein Protokoll umstellen, welches 8-stellige PZN verarbeiten kann. Bitte sprechen Sie mit Ihren Lieferanten ab, wann diese Ihre (MSV2-)Schnittstellen für die Bestellung und die Online-Anfrage und -Bestellung auf ein Format umstellen werden, welches 8-stellige PZN verarbeiten kann.

Tragen Sie dann ggf. in der Kontaktverwaltung für den Lieferantenkontakt auf der Seite

Sendeparameter im Feld **PZN-Einstellung** den entsprechenden Wert ein:

- **Automatisch** - Lieferant stellt zum 01.01.2013 automatisch auf 8-stellige PZN um. Mit dieser Einstellung stellt IXOS auch genau ab diesem Zeitpunkt automatisch auf die MSV2-Bestellprotokollart um, welche die Bearbeitung 8-stelliger PZN unterstützt. Dies ist die Standardeinstellung bei Auslieferung der Version 2013.1.100.
- **PZN 7** - Lieferant verwendet nach dem 01.01.2013 vorerst nur 7-stellige PZN. Mit dieser Einstellung wählen auch Sie eine MSV2-Bestellprotokollart aus, die 7-stellige PZN unterstützt.
- **PZN 8** - Lieferant verwendet 8-stellige PZN. Damit stellen Sie sofort in IXOS auf die MSV2-Bestellprotokollart um, welche die Bearbeitung 8-stelliger PZN unterstützt.



The screenshot shows the 'Kontakte > Lieferant' window for 'Musterpharm'. The 'Sendeparameter' tab is active, displaying the following configuration:

- Parameter:**
 - Lieferanten-IDF: 1010101
 - Standard-Auftragsart: Normal-Auftrag
 - Nachrufzeit: 0 Minuten
 - Mit Unteraufträgen:
- Sendetelefonnummer:**
 - Sendetelefonnummer: +49 / (0) 8151 / 4442312
 - Lieferdauer: 1 Tage
 - PZN-Einstellung: Automatisch
- Bestellzeiten:**

Bestellzeit	Lieferzeit	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
10:00	12:00	<input checked="" type="checkbox"/>						
12:00	14:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
14:00	16:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
17:00	08:00	<input type="checkbox"/>						

Buttons at the bottom: Strg, Speichern (F1), Suchen (F2), Neu (F3), Löschen (F4), Kontakt verknüpfen (F5), Info (F6), Kontakttyp ändern (F7), Drucken (F9).

Sollten die Schnittstellen bzgl. der MSV2-Bestellprotokollart zwischen Ihnen und Ihrem Lieferanten nicht abgeglichen sein, dann erhalten Sie bei Bestellungen und Online-Anfragen/Bestellungen Rückmeldungen von Ihrem Lieferanten bzgl. einer fehlerhaften Länge von PZNs.

Sollten Ihre Großhändler wider Erwarten nicht rechtzeitig zum 01.01.2013 auf das neue Format umgestellt haben und dadurch Bestellungen nicht korrekt funktionieren, wenden Sie sich bitte an die **PHARMATECHNIK**-Hotline.

7.2 Kostenträgerdetails weisen Rabattvertragsänderungen aus

Anwendung: Kontakte

Anwendungsfall: Kostenträgerdetails einsehen

Neu/geändert:

In den Kontaktdaten der Kostenträgerdetails sehen Sie auf der Seite **Rabattverträge** Artikel, zu welchen Rabattverträge dieses Kostenträgers vorliegen. In der Zeit zwischen dem Import und der Aktivierung eines Preisänderungsdienstes auf Ihrem System werden außerdem Rabattvertragsänderungen gekennzeichnet.

In der Tabelle 'Aktuelle und wegfallende Rabattvertragsartikel' werden entsprechend der unter **Artikelbezeichnung** ggf. eingeschränkten Artikelsuche aktuell bestehende und mit einem importierten, aber noch nicht aktivierten Preisänderungsdienst in Kürze  wegfallende Rabattvertragsartikel aufgelistet.

In der Tabelle 'Neu hinzukommende Rabattvertragsartikel ab dem <Aktivierungsdatum des importierten Preisänderungsdienstes>' werden alle mit der Aktivierung des importierten Preisänderungsdienstes  neu hinzukommenden Rabattvertragsartikel aufgelistet.

 Die Funktion **Rx Profi**, welche die Anzeige dieser Seite ermöglicht, wird als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Geschäftsstelle.

Kontakte > Kostenträger

Name: **BAHN-BKK** Kassentyp: **Primärkasse** IK-Nummer: **109920514** PLZ: **10243** Ort: **Berlin** Telefonnummer: **1**

Stammdaten **Rabattvertragsartikel**
Aktuelle und wegfallende Rabattvertragsartikel

Spezifische Daten Artikelbezeichnung *

Anschriften

Rabattverträge

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Status
DOXE TAD 25MG	FTA	100St N3	0631700		+
DOXE TAD 50MG	FTA	50St N2	0631723		+
DOXE TAD 50MG	FTA	100St N3	0632378		+
DOXEPIA REAL 100 MG	FTA	50St N2	1586255		
DOXEPIA REAL 100 MG	FTA	100St N3	1586261		
DOXEPIA REAL 100 MG	FTA	20St N1	1586249		
DOXEPIA REAL 50 MG	FTA	50St N2	1586172		+
DOXEPIA REAL 50 MG	FTA	100St N3	1586232		+
DOXEPIA REAL 50 MG	FTA	20St N1	1586166		
DOXEPIN 10 1A PHARMA	FTA	100St N3	4087127		
DOXEPIN 10 1A PHARMA	FTA	20St N1	4086820		
DOXEPIN 10 1A PHARMA	FTA	50St N2	4086837		

Neu hinzukommende Rabattvertragsartikel ab dem 15.11.2012

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Status
ACICLOSTAD 400MG	TAB	70St N2	9885046		
ACICLOSTAD CREME	CRE	2g N1	9885023		
BISOPROLOL ABZ 1.25MG	TAB	20St N1	9339349		
BISOPROLOL ABZ 2.5MG	TAB	30St N1	9339355		
BISOPROLOL ABZ 2.5MG	TAB	100St N3	9339361		
BISOPROLOL ABZ 3.75MG	TAB	100St N3	9339378		

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Info Kontakttyp ändern Drucken

Alt F1 F2 F3 F4 F6 F7 F9

7.3 Zuweisung des Standardrabattmodells

Anwendung: Kontakte

Anwendungsfall: Umwandlung eines Laufkunden- in einen Kundenkontakt

Neu/geändert:

Wenn Sie einen Laufkundenkontakt, welchem kein Rabattmodell zugeordnet ist, mit **Kontaktrolle ändern - F7** zum normalen Kundenkontakt umwandeln, so wird ihm das Standardrabattmodell zugeordnet. Diese Funktionalität ist analog zur direkten Neuanlage eines normalen Kundenkontaktes.

Falls dem Laufkundenkontakt bereits manuell ein Rabattmodell zugeordnet wurde, bleibt diese Zuordnung bei der Wandlung zum normalen Kundenkontakt unverändert.

7.4 Kundenbezogene Ausdrücke erstellen

Anwendung: Kontakte

Anwendungsfall: Kundenbezogene Ausdrücke erstellen


Neu/geändert:

Das Erstellen kundenbezogener Ausdrücke in der Kontaktverwaltung wurde komfortabler gestaltet und um einige Ausdrücke erweitert:

- **Einwilligungserklärung drucken**

Das Drucken der Einwilligungserklärung zur Speicherung kundenbezogener Daten und deren Ausweitung im Filialverbund wird Ihnen wie bisher beim Anlegen eines neuen Kunden in der Kontaktverwaltung angeboten. Das erneute (Nach-)Drucken der Einwilligungserklärung ist nun über die Druckfunktion **Drucken - F9** aus der Kontaktsuche für Kunden und aus den Kundendetails möglich. Damit entfällt die Funktion 'Einwilligungserklärung - F12'.

Wählen Sie im Fenster **Druckdokument auswählen** den Eintrag **Einwilligungserklärung** oder einfach die Taste 'd'.




- **Zuzahlungs-, Verordnungs- und Liste der Einkäufe gesamt drucken**

Als Service für Ihren Kunden können Sie nun auch aus Kontaktsuche für Kunden und aus den Kundendetails die Zuzahlungs-, Verordnungs- und Liste der 'Einkäufe gesamt' über die Druckfunktion **Drucken - F9** ausdrucken.

Nach Auswahl der 'Zuzahlungs-' oder 'Verordnungsliste' oder der 'Liste der Einkäufe gesamt' - oder deren Tastaturkürzeln - im Fenster **Druckdokument auswählen** (siehe Bild im vorherigen Kapitel) müssen Sie zunächst die Auswertungskriterien vorgeben. Der ausgewählte Kunde ist hier bereits vorbelegt. Danach starten Sie die Auswertung und drucken dann mit **Drucken - F9** die gewünschte Liste.

- **Aufrufen der Druckfunktion aus dem Kontextmenü**

Auch aus dem Kontextmenü in der Trefferliste von Kundenkontakten können Sie alle zur Verfügung stehenden kundenbezogenen Ausdrucke erstellen.



7.5 Seiten der Kontaktdetails über Tastenkombinationen direkt öffnen

Anwendung: Kontakte

Anwendungsfall: Seiten der Kontaktdetails über Tastenkombinationen öffnen

Neu/geändert:


Aus den Trefferlisten der Kontaktsuche öffnen Sie die verschiedenen Seiten der Kontaktdetails über die Navigationsleisteneinträge am linken Fensterrand oder über das Kontextmenü.

Einen noch schnelleren Zugang zu den Seiten (Navigationsleisteneinträge) der Kontaktdetails haben Sie über folgende Aktionen:

- **Spezielle Tastenkombinationen**

Drücken Sie aus der Kontaktsuche oder aus den Kontaktdetails folgende Tastenkombinationen:

- **Stammdaten** (Strg+Alt+S)
- **Spezifische Daten** (Strg+Alt+D)
- **Medikationsmanagement** (Strg+Alt+M)
- **CAVE-Daten** (Strg+Alt+C)
- **Verkaufsdaten** (Strg+Alt+V)
- **Zahlungsverkehr** (Strg+Alt+Z)
- **Rabattmodelle** (Strg+Alt+R)
- **Anschriften** (Strg+Alt+A)



- **Über die Kundeninformations-Icons in der Trefferliste**

-  Der Kunde wird im Rahmen des Medikationsmanagements betreut. Klicken Sie dieses Icon an, um direkt in die Kundendetails auf die Seite **Medikationsmanagement** zu wechseln.

-  Der Kunde ist Heimbewohner.
Klicken Sie dieses Icon an, um direkt in die Kundendetails auf die Seite **Medikationsmanagement** zu wechseln. Dort wird die Heimzuordnung des Kunden angezeigt.
-  Dem Kunden ist ein Bonus- oder Rabattmodell zugeordnet.
Klicken Sie dieses Icon an, um direkt auf die Seite **Rabattmodelle** zu wechseln.
-  Für den Kunden sind Verkaufsdaten vorhanden.
Klicken Sie dieses Icon an, um direkt auf die Seite **Verkaufsdaten** zu wechseln.

7.6 Kontaktdetails: Seite 'Medikationsmanagement für Heimbewohner erweitert

Anwendung: Kontakte

Anwendungsfall: Daten für Heimbewohner einsehen und bearbeiten

Neu/geändert:

In den Kontaktdetails eines Heimkundenkontaktes wird auf der Seite

Medikationsmanagement der Name des Heims und die Wohneinheit des Kunden direkt angezeigt.

Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, durch Anklicken des Kundeninformations-Icons



'Heimbewohner' oder durch Wählen der Funktion **Heimdetails - F10** direkt in die Kontaktdetails des Heims zu wechseln.

Die Funktion **Heimzuord. ändern - F11** ermöglicht, die Heimzuordnung des Kunden zu ändern.

Die Funktion **Heimzuord. löschen - Strg+F11** ermöglicht, die Heimzuordnung des Kunden zu löschen.



Der Tooltip des Kundeninformations-Icons  'Heimbewohner' zeigt auf allen Seiten der Kundendetails, auf denen diese Icons erscheinen, die Heimzugehörigkeit des Kunden an.

Kontakte > Kunde

Name	Vorname	Geb.-Datum	PLZ	Ort	Telefonnummer
Apfelbär	Angie	02.07.1912	10000	Musterstadt	1 4

Medikationsmanagement

Allgemeine Daten

Medikationsmanagement seit 12.11.2012

Geschlecht weiblich

Geburtsdatum 02.07.1912 Alter 100

Hausarzt [...]

Weitere Ärzte [...]

Aktivitäten

Erfassung komplett

Letzte Beratung [...]

Nächste Beratung [...]

Nicht geschlossene Probleme 0

Heim

Bewohner von Musterheim

Wohneinheit Musterheim > Einheit A

Strg Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11

7.7 Tabelle von Trefferlisten sortierbar

Anwendung: Kontakte

Anwendungsfall: Umsortieren der Tabellen von Trefferlisten

Neu/geändert:

Bei Kontakttrefferlisten in allen Fensterarten haben Sie nun die Möglichkeit, die Tabelle per Klick auf den Spaltenkopf umzusortieren - entweder alphabetisch oder nach Datum oder nach Icon.

Kontakte

Name AP

Filterkriterien

Kunde Kunde Laufkunde

Name	Vorname	Geb.-Datum	PLZ	Ort	Telefon
Apfelmilch	Erwin	19.04.1901	10000	Musterstadt	
Apfelbär	Angie	02.07.1912	10000	Musterstadt	
Apfelbrot	Walther	04.10.1979	10000	Musterstadt	
Apfeljung	Matthias	15.10.1987	10000	Musterstadt	

7.8 ABDA-Name des Kostenträgers wird gesucht und angezeigt


Anwendung: Kontakte

Anwendungsfall: Suchen nach Kostenträgern und einsehen von Trefferlisten

Neu/geändert:

Die Anzeige des ABDA-Namens des Kostenträgers können Sie über die Funktion

Einstellungen - Alt+F12 konfigurieren.



Bei der Suche nach Kostenträgern wird immer auch nach dem Namen gesucht, den der Kostenträger von der ABDA bekommen hat.

8 Parenteralia-Rezepturen

8.1 Artikel für benötigte Menge vorschlagen lassen

Anwendung: Rezepturen

Anwendungsfall: Rezepturetiketten ausdrucken

Neu/geändert:

Um eine Parenteralia-Rezeptur zusammenzustellen, können Sie sich mit **Artikel vorschlagen** - **F11** zum verordneten Wirkstoff und der Wirkstoffmenge die optimale Stückelung von passenden Artikeln oder die größte Packung eines passenden Artikels vorschlagen lassen. Die zu verwendende Menge wird passend zur rezeptierten Einheit errechnet und angezeigt. Außerdem wird die maximal zulässige Verwurfsmenge angezeigt sowie die mit den vorgeschlagenen Artikeln anfallende Verwurfsmenge errechnet. Auf Basis dieser Werte wird signalisiert, ob die maximale Verwurfsmenge bei den vorgeschlagenen Artikeln eingehalten wird.

Es besteht die Möglichkeit, die Artikelauswahl auf Lagerartikel einzuschränken, um bereits vorrätige Artikel bevorzugt zu verwenden.

Die Artikel können Sie anschließend mit oder ohne den Verwurf in die Parenteralia-Rezeptur übernehmen.

Artikel vorschlagen
?

Herzustellende Einheiten*

Stoff* ...

Gesamt WS-Menge / Einheit*

Maximaler Verwurf

Zeitspanne (Min.)

nur Lagerartikel

Artikel	DAR	Einheit	PZN	Anbieter	EK	Gesamtmenge	Maßeinh.
<input checked="" type="checkbox"/> AXIRUBICIN E 2MG/ML	ILO	200mg	7238348	AXIOS PHARMA GMB	513,86	187,43 mg	
<input checked="" type="checkbox"/> AXIRUBICIN E 2MG/ML	ILO	50mg	7238331	AXIOS PHARMA GMB	129,00	46,86 mg	
<input checked="" type="checkbox"/> BENDAEPI 2MG/ML 100M	ILO	50ml	4924008	BENDALIS GMBH	277,06	93,71 mg	
<input checked="" type="checkbox"/> BENDAEPI 2MG/ML 200M	ILO	100ml	4924014	BENDALIS GMBH	523,30	187,43 mg	

Vorgeschlagene Artikel

optimale Stückelung größte Packungen

max. Anzahl Artikel

Artikel	DAR	Einheit	PZN	Anbieter	Teilmenge	Verwurf	Preis
RIBOEPi 2MG/ML	DFL	12X10mg	1494323	ribosepharm division	120		329,98
EPI CELL 10MG	DFL	10X1St	1407471	cell pharm GmbH	9,345	0,655	366,08

Preis

Markierung
entfernen
F5

Übernehmen
mit Verwurf
F11

Übernehmen
F12

Abbrechen
Esc

Sollte die maximal zulässige Verwurfsmenge des Wirkstoffs durch den Artikelvorschlag überschritten werden, wird dies mit einem  Warn-Icon signalisiert. Detailinformationen zu den Verwurfsmengen entnehmen Sie bitte dem Tooltip.

Artikel vorschlagen

Herzustellende Einheiten*

Stoff*

Gesamt WS-Menge / Einheit* Der vorgeschlagene Verwurf (2149,16mg) ist größer als der maximale Verwurf (9,37mg).

Maximaler Verwurf

Zeitspanne (Min.)

nur Lagerartikel

Artikel	DAR	Einheit	PZN	Anbieter	EK	Gesamtmenge	Maßeinh.
<input checked="" type="checkbox"/> AXIRUBICIN E 2MG/ML	ILO	200mg	7238348	AXIOS PHARMA GMB	513,86	187,43 mg	
<input checked="" type="checkbox"/> AXIRUBICIN E 2MG/ML	ILO	50mg	7238331	AXIOS PHARMA GMB	129,00	46,86 mg	
<input checked="" type="checkbox"/> BENDAEPi 2MG/ML 100M	ILO	50ml	4924008	BENDALIS GMBH	277,06	93,71 mg	
<input checked="" type="checkbox"/> BENDAEPi 2MG/ML 200M	ILO	100ml	4924014	BENDALIS GMBH	523,30	187,43 mg	

Vorgeschlagene Artikel

optimale Stückelung größte Packungen

max. Anzahl Artikel

Artikel	DAR	Einheit	PZN	Anbieter	Teilmenge	Verwurf	Preis
RIBOEPI 2MG/ML	DFL	12X200mg	1494582	ribosepharm division	106,707	2.293,293	

Preis

9 Auswertungen

9.1 **Rabattvertragsänderungen für rezeptpflichtige Lagerartikel auswerten**

Anwendung: Auswertung > Preisänderungsdienst

Anwendungsfall: Rx-Lagerartikel auswerten

Neu/geändert:

Die neue Funktion **Rx Profi** ermöglicht Ihnen eine zeitnahe Lagerbereinigung anhand sich ändernder Rabattverträge.

Die Kernfunktion befindet sich im Modul **Auswertungen** in der Auswertung

Preisänderungsdienst. Hier wurde ein neuer Reiter **Rx Lagerartikel** hinzugefügt.

In diesem wird eine gefilterte Auswahl aller rezeptpflichtigen Lagerartikel dargestellt und mit speziellen ampelfarbenen Warndreiecken gekennzeichnet. So sehen Sie auf einen Blick alle rezeptpflichtigen Lagerartikel ohne Rabattvertrag und mit sich ändernden oder wegfallenden Rabattverträgen und erhalten aufgrund dieser Daten eine Entscheidungshilfe zur Lagerbereinigung.

Es werden dabei nur die apothekenrelevanten Kostenträger, in Kostenträgergruppen zusammengefasst, betrachtet. Das heißt diejenigen, für welche innerhalb der letzten 3 Monaten Rezepte bei Ihnen eingegangen sind.

Die Ermittlung der Daten erfolgt aufgrund der Daten des Preisänderungsdienstes (PÄD). Dieser wird bekanntlich einige Zeit vor seiner Aktivierung (am Anfang und in der Mitte jeden Monats) auf Ihrem System eingespielt (importiert). Das heißt, dass im Zeitraum zwischen dem Import und der Aktivierung eines neuen PÄD die Kostenträgerzuordnungen zu Rabattverträgen aus dem Vergleich zwischen bestehendem und zu aktivierendem PÄD ausgewertet werden können.



Rabattvertragsänderungen werden daher erst für PÄDs sichtbar, welche nach der Installation der IXOS-Version 2013.1.100 importiert wurden.



Stellen Sie sicher, dass Sie diese Auswertung immer zeitnah kurz vor Beginn der Aktivierung eines neuen PÄD durchführen, um eine möglichst zügige Lagerbereinigung durchführen zu können!

Zur Erinnerung können Sie sich bspw. einen Termin im Modul **Notes** anlegen.

Als Entscheidungshilfe zur Lageroptimierung sind die Artikel im Wesentlichen mit folgenden Informationen versehen:

- Icons Rabattvertragsänderung - Diese Icons zeigen die mit dem nächsten PÄD anstehenden Rabattvertragsänderungen (bei mindestens einem apothekenrelevanten Kostenträger) in kräftigen Farben an, und die seit dem letzten PÄD gültigen Rabattvertragsänderungen in abgeschwächter Farbgebung an.

⚠️ in Kürze neu hinzukommender Rabattvertrag, ⚠️ Kostenträgerzuordnung eines bestehenden Rabattvertrags ändert sich in Kürze, ⚠️ Rabattvertrag entfällt in Kürze bei allen Kostenträgern, ⚠️ mit der letzten PÄD-Aktivierung neu hinzugekommener Rabattvertrag, ⚠️ mit der letzten PÄD-Aktivierung geänderte Kostenträgerzuordnung eines bestehenden Rabattvertrags, ⚠️ mit der letzten PÄD-Aktivierung bei allen Kostenträgern entfallener Rabattvertrag

💡 Tooltips liefern Informationen zum Zeitpunkt der Rabattvertragsänderung und zur betroffenen Kostenträgergruppe

- abgegebene Artikelmenge, bezogen auf einen Artikel: GKV-Rezept mit Rabattvertragsartikeln (GKV+), GKV-Rezept ohne Rabattvertragsartikel (GKV-), Privat Rezept, oder Abgaben gemäß 'aut idem'
- abgegebene Artikelmenge, bezogen auf eine Kostenträgergruppe: absolute und prozentuale Gesamtzahl der abgegebenen Menge
- Anteil des Kostenträgers am Gesamtaufkommen der Rezepte in Ihrer Apotheke
- Kostenträgerwichtung: Grafische Darstellung des Anteils einer Kostenträgergruppe am Gesamt-Rezeptaufkommen in der Apotheke
- Gesamtzahlen der wegfallenden, hinzukommenden und gleichbleibenden Kostenträgerzuordnungen zu Rabattverträgen

⚠️ Die Funktion **Rx-Profi**, welche diese Auswertung ermöglicht, wird als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Geschäftsstelle.

Auswertungen > Preisänderungsdienst

Preisänderungsliste | AV/RR Artikel | Rx Lagerartikel | Lagerwertveränderungen | Elektronisch übermittelte Lagerwertverluste

Abgabezeitraum: die letzten 90 Tage | Abgaben-Filter: Artikel mit Abgaben auf GKV- ausblenden | EK von/bis: ---/--- | VK von/bis: ---/--- | Bestand ab: 1

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Status	EK	VK	GKV+	GKV-	PKV	aut idem
EUTHYROX 75 Mikrogramm Tablet TAB		100St N3		2754708	1	3,94	14,47	5	0	0	0
EUTHYROX 112 Mikrogramm Tablet TAB		100St N3		1916706	2	4,81	15,53	1	0	0	0
EUTHYROX 150 Mikrogramm Tablet TAB		100St N3		2754878	2	5,58	16,48	5	0	0	0
EUTHYROX 175 Mikrogramm Tablet TAB		50St N2		2754795	1	4,06	14,61	1	0	0	0
FEMIGOA ueberzogene Tabletten UTA		3x21St N2		4653383	1	13,29	25,93	4	0	4	0
FOSAVANCE 70 mg/2.800 I.E. Tablet TAB		12St N1		1049942	1	58,05	80,79	0	0	1	0
GELONIDA Schmerztabl. TAB		20St N2		7240061	1	2,18	12,32	0	0	2	0
HCT 25 1A Pharma Tabletten TAB		50St N2		2036752	1	3,00	13,32	0	0	1	1
HCT 25 1A Pharma Tabletten TAB		100St N3		2036781	1	5,26	16,09	0	0	0	2
INFLUVAC 2010/2011 Fertigspr.k FER		0.5ml N1		5853836	8	16,70	30,11	0	0	2	0
INSPIRA 25 mg Filmtabletten FTA		100St N3		2940234	1	251,60	318,03	0	0	1	0
ISOPTIN KHK retard 120 mg Tabl. RET		100St N3		3573831	1	8,32	19,84	0	0	0	1

Info Änderungen zum 01.10.2012

Info	Ja	Name	Bewertung	Abg	%
Wegfallende Rabattverträge	5	AOK PLUS	★★★★★	3	75,00
Hinzukommende Rabattverträge	1	Techniker Krankenkasse	★★★★★		
Gleichbleibende Rabattverträge	8	BAHN-BKK	★★★★★	1	25,00
		SBK	★★★★★		
		AOK Sachsen-Anhalt	★★★★★		
		AOK Baden-Württemberg	★★★★★		

Strg: Warenkorb, Kennzeichen ändern, Retournieren, Details, Drucken, Senden, Kriterien ändern, Alle Markieren
Alt: F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12

Die bereits aus anderen Auswertungsergebnislisten bekannten Funktionen zum Bestellen und Retournieren der markierten Artikel, dem Einsehen (und Ändern) der Artikeldetails und dem Ausdrucken der Ergebnisliste sind hier ebenfalls verfügbar.

9.2 Artikelkennzeichen ändern

Anwendung: Auswertung > Preisänderungsdienst

Anwendungsfall: Artikelkennzeichen ändern


Neu/geändert:

Um Ihr Lager aufgrund von Rabattvertragsänderungen bzgl. deren Kostenträgerzuordnung zu optimieren, können Sie die im Reiter **Rx Lagerartikel** angezeigten Artikel mit den Kennzeichen 'Auslaufartikel' und 'Bevorzugt abzugeben' versehen oder diese Kennzeichen entfernen.

Setzen Sie die Kennzeichen, um Artikel mit auslaufenden Rabattverträgen schnellstmöglich abverkaufen zu können.

Entfernen Sie die Kennzeichen, wenn neue Rabattverträge mit apothekenrelevanten Kostenträgern abgeschlossen wurden.

Nutzen Sie zum Ändern von Artikelkennzeichen die Funktion **Kennzeichen ändern - F6**.



9.3 Auswertungskriterien für Rx Lagerartikel einstellen

Anwendung: Auswertung > Preisänderungsdienst

Anwendungsfall: Auswertungskriterien für Rx Lagerartikel einstellen

Neu/geändert:

Die Ergebnisliste der **Rx Lagerartikel** wird beim Start der Auswertung

Preisänderungsdienst automatisch erzeugt. Möchten Sie veränderte Auswertungskriterien einstellen, wechseln Sie in den Reiter **Rx Profi** und wählen Sie die Funktion **Kriterien ändern - F11**.

Wirkung der Pharmatechnik-Standard Einstellungen bei Auslieferung

Die Standardeinstellungen der Auswertungskriterien sind so gewählt, dass Sie mit dem Ergebnis sofort eine Lagerbereinigung durchführen können.

Das heißt konkret, es werden alle rezeptpflichtigen Lagerartikel mit einem Bestand von mindestens 1 Packung angezeigt, für die Folgendes gilt:

- Alle rezeptpflichtigen Artikel **ohne aktuellen Rabattvertrag**
Dies ermöglicht die Ermittlung aller rezeptpflichtigen Lagerartikel, die jedoch aufgrund eines nicht vorhandenen Rabattvertrags möglicherweise sehr selten abgegeben werden - **exklusive** der Lagerartikel, die in Kürze in einem Rabattvertrag enthalten sind.



Artikel mit künftigen Rabattverträgen werden hier explizit ausgeschlossen, weil dies für eine Bereinigung des Lagers keine Rolle spielt.

UND

- Alle rezeptpflichtigen Artikel **mit aktuellem Rabattvertrag**, welcher künftig bei allen Kostenträgern entfällt.
Dies ermöglicht die Ermittlung von Artikeln, bei denen **alle Kostenträger** den Rabattvertrag gekündigt haben.

Bei allen diesen Artikeln empfiehlt es sich, mit **Kennzeichen ändern - F6** Artikelkennzeichen zu setzen, um diese Artikel bevorzugt abgeben zu können; oder diese Artikel ggf. teilweise mit **Retournieren - F7** in einem Retourenauftrag zu erfassen.

Explizit nicht angezeigt werden ...

- Artikel mit aktuellem und weiterhin bestehendem Rabattvertrag,
 - Artikel mit künftigen Rabattverträgen,
 - Artikel ohne Rabattvertrag beim entsprechenden Kostenträger, die auf ein GKV-Rezept **innerhalb der letzten 90 Tage** abgegeben wurden,
 - Artikel, die auf ein PKV-Rezept **innerhalb der letzten 90 Tage** abgegeben wurden,
 - Artikel, die gemäß 'aut idem' **innerhalb der letzten 90 Tage** abgegeben wurden
- ... da diese nicht bereinigt werden müssen.



Neben den Standardeinstellungen können Sie die Auswertungskriterien stufenweise anpassen, so dass Sie weitere Artikel ermitteln, welche auch von Lager genommen werden sollten.

Beispiel: Artikel ohne Rabattvertrag beim entsprechenden Kostenträger, die auf ein GKV-Rezept **innerhalb der letzten 90 Tage** in sehr geringer Stückzahl abgegeben wurden

9.4 Übersicht der Rx Lagerartikel bzgl. Rabattvertragsänderungen ausdrucken

Anwendung: Auswertung > Preisänderungsdienst

Anwendungsfall: Artikelkennzeichen ändern

Neu/geändert:

Die Trefferliste der **Rx Lagerartikel** können Sie sich ausdrucken. Um die Liste tatsächlich zur Lagerbereinigung zu nutzen, haben Sie vorzugsweise den Standardfilter gewählt und bekommen so nur jene Artikel angezeigt und ausgedruckt, die keinen Rabattvertrag haben und bei welchen der Rabattvertrag in Kürze entfällt.

Nutzen Sie zum Ausdrucken der Liste im Reiter **Rx Lagerartikel** die Funktion **Drucken - F9**. Im Ausdruck sind die **Filterkriterien** aufgeführt und neben den Artikeldaten sehen Sie im Zeitraum seit dem Importieren und dem Aktivieren eines PÄD in der Spalte **RV-Info** (Rabattvertragsinformation), folgende Informationen:

- ab wann ein Rabattvertrag gelten wird (**RV ab <Aktivierungsdatum des importierten PÄD>**)
- ob eine Änderung der Rabattverträge ansteht (**Änderung**)
- ob Rabattverträge bei allen Kostenträgern entfallen (**entfällt**)

Im Zeitraum nach der Aktivierung eines PÄD sehen Sie folgende Informationen in der Spalte **RV-Info**:

- seit wann ein Rabattvertrag gilt (**RV seit <Aktivierungsdatum des importierten PÄD>**)
- bis wann ein Rabattvertrag gegolten hat (**RV bis <Aktivierungsdatum des importierten PÄD>**)

Rangel Apotheke - Hirschberger Str. 25 - 00030 Schöndorf

Datum: 14.11.2012

Seite 1/1

Übersicht "Rezeptpflichtige Lagerartikel"

Filterkriterien

Artikel...							
...ohne aktuellen Rabattvertrag (ohne künftige Rabattverträge)	:	Ja	EK-Mindestwert	:	2,00 €		
...mit aktuellem Rabattvertrag	:	Ja	EK-Höchstwert	:	30,00 €		
Artikel ohne Rabattvertragsänderungen ausblenden	:	Ja	VK-Mindestwert	:	20,00 €		
Anzuzeigende Rabattvertragsänderungen	:	Änderung	VK-Höchstwert	:	60,00 €		
...mit Abgabe auf Kassenrezept ohne Rabattvertrag (GKV-) ausblenden	:	Ja	Bestand ab	:	1		
...mit Abgabe auf Privatrezept (PKV) ausblenden	:	Ja	Abgabezeitraum	:	<= 90 Tage		
...mit Abgaben gemäß "aut idem" ausblenden	:	Nein					

Artikel ohne Rabattvertrag

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Bestand	EK	VK	RV-Info
TEGRETAL 400 retard Tabl.	RET	4X50St	N3	4922995	1	26,82 €	42,51 €	RV ab 15.11.
APIDRA 100 E/ml SoloStar Fert...	FER			4679365	1	26,72 €	42,39 €	RV ab 15.11.
REPAGLINID ratiopharm 1 mg...	TAB	120St	N2	3050441	1	26,43 €	42,03 €	
SIMVADURA 40 mg Filmtabletten	FTA	100St	N3	4078306	1	18,61 €	32,45 €	
ACERCOMP Tabletten	TAB	100St	N3	4418133	1	16,24 €	29,55 €	
ZOCOR forte 40 mg Filmtabletten	FTA	30St	N1	0990445	1	16,03 €	29,29 €	RV ab 15.11.
CONCOR 10 Filmtabletten	FTA	100St	N3	2091751	1	15,78 €	28,98 €	
CONCOR 5 Filmtabletten	FTA	100St	N3	2091573	1	10,30 €	22,26 €	
CEFUROXIM ratiopharm 500 m...	FTA	12St	N1	1267018	2	9,11 €	20,80 €	
RAMIPRIL dura plus 2,5 mg/12,...	TAB	100St	N3	1939340	1	8,76 €	20,37 €	RV ab 15.11.

Gesamtbestand an verschreibungspflichtigen Lagerartikeln ohne Rabattvertrag: **11**

Gesamtwert auf EK-Basis: **183,91 €**

Artikel mit Rabattvertrag

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Bestand	EK	VK	RV-Info
TILIDIN ratiopharm plus 50/4mg...	RET	100St	N3	4795864	2	24,66 €	39,87 €	
RANITIDIN ratiopharm 300 mg...	FTA	100St	N3	7156389	1	15,88 €	29,11 €	Änderung
AMITRIPTYLIN neuraxpharm 7...	REK	100St	N3	0715940	1	15,65 €	28,82 €	Änderung
MINISISTON 20 fem 0,020mg/0...	UTA	3X21St	N2	3316560	1	14,03 €	26,83 €	
TILIDIN ratiopharm plus 50/4mg...	RET	50St	N2	4795835	1	13,05 €	25,63 €	entfällt
ACICLOVIR 800 1A Pharma Ta...	TAB	35St	N1	8671219	1	12,30 €	24,72 €	
METOPROLOL HCT Sandoz 1...	TAB	100St	N3	0789884	1	8,70 €	20,30 €	
PROPRANOLOL STADA 80 m...	TAB	100St	N3	2388824	1	8,62 €	20,21 €	
TILIDIN ratiopharm plus 100/8m...	RET	20St	N1	4795870	1	8,50 €	20,06 €	

Gesamtbestand an verschreibungspflichtigen Lagerartikeln mit Rabattvertrag: **10**

Gesamtwert auf EK-Basis: **146,05 €**

10 Dokumentationsverwaltung

10.1 Beschleunigtes Erfassen von Verkäufen und Wareneingängen

Anwendung: Dokumentationsverwaltung

Anwendungsfall: Neuen Verkauf oder neuen Wareneingang dokumentieren

Neu/geändert:

Sämtliche BtM-Warenbewegungen können wie bisher manuell über die Funktion **Neuer Ab-/Zugang - F12** sowohl aus dem Übersichtsfenster **BtM-Berichte** als auch aus dem Detailfenster für **BtM-Ab-/Zugänge** angelegt werden. Dabei wählen Sie im nächsten Schritt den Typ der Warenbewegung aus.

Um jedoch den Arbeitsablauf für die Dokumentation von Verkäufen und Wareneingängen - den häufigsten Warenbewegungen - zu beschleunigen, können diese über die neuen Funktionen **Neuer Verkauf - F10** bzw. **Neuer Wareneing. - F11** erfasst werden.

Typ	Datum	Herkunft / Verbleib	Zugang	Abgang	Bestand	Arzt	Beleg-Nr.
Retoure	19.10.2012	Musterlieferant		1	2St		6789123
Wareneingang	19.10.2012	Musterlieferant	2		3St		
Verkauf	19.10.2012	Apfelmilch, Erwin		1	1St Allesgut, Hugo		8765432
Verkauf	19.10.2012	Apfelbär, Angie		1	2St Allesgut, Hugo		
Wareneingang	19.10.2012	Musterlieferant	3		3St		123345
Verkauf	13.10.2012	Apfelbrot, Walther		1	0St Allesgut, Hugo		1111111
Verkauf	13.10.2012	Apfelbär, Angie		1	1St		
Wareneingang	12.10.2012	Musterlieferant	2		2St		1234567

Typ	Verkauf	Datum*	13.10.2012	Bemerkung	
Richtung	Abgang	Menge*	1,0000		
Bestand	0	Beleg-Nr.*	11111111		
Kunde		Arzt			
Name*	Apfelbrot, Walther	Name*	Allesgut, Hugo		
Straße* / Nr.*	Chromsteig 90	Straße* / Nr.*	Musterallee 20		
PLZ* / Ort*	10000 Musterstadt	PLZ* / Ort*	10000 Musterhausen		
<input checked="" type="checkbox"/> Geprüft					

➡ Das Auswählen des Warenbewegungstyps entfällt und es werden die entsprechenden Eingabemasken direkt vorgeblendet.

Dokumentation > BtM-Berichte > BtM-Ab-/Zugänge

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Bestand von	bis	Positionen
MORPHANTON 10 mg retard Tabl.	RET	20St	2254124	2St	30.09.2012	9

BtM-Ab-/Zugänge

Typ	Datum	Herkunft / Verbleib	Zugang	Abgang	Bestand	Arzt	Beleg-Nr.
Verkauf	19.10.2012			0	2St		
Retoure	19.10.2012	Musterlieferant		1	2St		6789123
Wareneingang*	19.10.2012	Musterlieferant	2		3St		
Verkauf	19.10.2012	Apfelmilch, Erwin		1	1St Allesgut, Hugo		8765432
Verkauf	19.10.2012	Apfelbär, Angie		1	2St Allesgut, Hugo		
Wareneingang*	19.10.2012	Musterlieferant	3		3St		123345
Verkauf	13.10.2012	Apfelbrot, Walther		1	0St Allesgut, Hugo		11111111
Verkauf	13.10.2012	Apfelbär, Angie		1	1St		
Wareneingang*	12.10.2012	Musterlieferant	2		2St		1234567

Details

Typ: Verkauf Datum: 19.10.2012 Bemerkung:

Richtung: Abgang Menge: 0, Beleg-Nr.:

Bestand: 2

Kunde Name: Straße* / Nr.*: PLZ* / Ort*:

Arzt Name: Straße* / Nr.*: PLZ* / Ort*:

Geprüft

Strg Alt Speichern F1 Löschen F4 Nach unten verschieben F6 Nach oben verschieben F7 Vernichtung drucken F9 Neuer Verkauf F10 Neuer Wareneing. F11 Neuer Ab-/Zugang F12

Beispiel: Direkt über die Funktion 'Neuer Verkauf - F10' angelegter Verkauf



Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch, dass Pflichteingabefelder nun mit einem Sternchen gekennzeichnet sind. Dadurch erkennen Sie schneller, welche Daten für den Abschluss der BtM-Dokumentation im Monatsbericht unbedingt eingegeben sein müssen.

10.2 Sortierung der Warenbewegungen optimiert

Anwendung: Dokumentationsverwaltung

Anwendungsfall: Neue Warenbewegung dokumentieren

Neu/geändert:

Warenbewegungen werden automatisch chronologisch absteigend sortiert. Legen Sie eine neue Warenbewegung - mit einem beliebigen Datum - an, so wird diese chronologisch in die bereits vorhandene Auflistung der Warenbewegungen einsortiert.

Auch das Sortieren der Warenbewegungen mit den Funktionen **Nach unten verschieben - F6** und **Nach oben verschieben - F7** ist nur noch inner halb der Warenbewegungsgruppe eines Tages (eines Datums) möglich, nicht mehr über deren Grenzen hinaus. Entsprechend sind die Funktionen verfügbar oder nicht verfügbar, vgl. Bilder im vorigen Kapitel.

10.3 Storno eines Wareneingangs wird automatisch dokumentiert

Anwendung: Dokumentationsverwaltung

Anwendungsfall: Neue Warenbewegung dokumentieren

Neu/geändert:

Ebenso wie Verkaufstornos werden auch Stornos von Wareneingängen, welche Sie über das Archiv der Warenlogistik mit der Funktion **Korrekturbuchung - Strg+F11** ausführen, in der Dokumentationsverwaltung automatisch hinterlegt. Voraussetzung ist, dass Sie den Konfigurationsparameter **BtM automatisch dokumentieren** aktiviert haben.

Hatten Sie noch keinen Monatsausdruck erstellt, so werden diese Vorgänge einfach gelöscht. Hatten Sie bereits einen Monatsausdruck erstellt, so werden diese Vorgänge mit einer entgegengesetzten Warenbewegung abgebildet. D.h. bei einem **Wareneingang** wird ein **Abgang** dokumentiert, bei einem **Verkauf** wird ein **Zugang** dokumentiert. Die ursprünglichen Warenbewegungen werden nicht festgehalten.

Dokumentation > BtM-Berichte > BtM-Ab-/Zugänge

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Bestand von	bis	Positionen
MORPHANTON 10 mg retard Tabl.	RET	20St	2254124	0St	24.10.2012	2

BtM-Ab-/Zugänge

Typ	Datum	Herkunft / Verbleib	Zugang	Abgang	Bestand	Arzt	Beleg-Nr.
Wareneingang	24.10.2012	ANZAG		200	0St		
Verkauf	24.10.2012	Apfelbar, Angie	20			200St Allesgut, Hugo	1234567890987

Details

Typ: Wareneingang Datum*: 24.10.2012 Bemerkung:

Richtung: Abgang Menge*: 200,0000

Bestand: 0 Beleg-Nr.*:

Lieferant

Name*: ANZAG

Straße* / Nr.*: Musterstr. 2

PLZ* / Ort*: 20000 Musterhausen

Geprüft

Strg Speichern Alt F1 Löschen F4 Nach unten verschieben F6 Nach oben verschieben F7 Vernichtung drucken F9 Neuer Verkauf F10 Neuer Wareneing. F11 Neuer Ab-/Zugang F12

10.4 Bemerkung wird mit ausgedruckt

Anwendung: Dokumentationsverwaltung

Anwendungsfall: Monatsausdruck oder Entwurf zum Monatsausdruck drucken

Neu/geändert:

Die bei einer Warenbewegungen eingetragene Bemerkung wird in der Zeile unter der Warenbewegung leicht eingerückt mit ausgedruckt.

11 Systemeinstellungen

11.1 Systemverhalten bei Änderungen der Konfigurationsparameter optimiert

Anwendung: Systempflege > Systemeinstellungen

Anwendungsfall: Änderung von Konfigurationsparametern

Neu/geändert:


Im Modul **Systemeinstellungen** werden wie bisher alle Konfigurationseinstellungen für die Warenwirtschaft gebündelt. Sie können hier für viele Module des Systems bestimmte Funktionsweisen konfigurieren und diese so an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.

 Unpassende Einstellungen können zu einem unerwünschten Verhalten des betroffenen Programms führen. Informieren Sie sich anhand dieser Onlinehilfe über die Wirkungsweisen der Konfigurationsparameter, bevor Sie deren Einstellung ändern.

Das Systemverhalten **bei Änderungen der Konfigurationsparameter** wurde wie folgt geändert:

 Direkt nach der Änderung wird die geänderte Einstellung gespeichert. Es erfolgt wie gewohnt die Abfrage, ob Sie die Änderung für alle Mandanten bzw. Arbeitsplätze speichern möchten, sofern der Parameter für mehrere Mandanten bzw. Arbeitsplätze gültig ist. Diese Abfrage erscheint ebenso beim Wechsel zu einem anderen Konfigurationsparameter, in einen anderen Gültigkeitsbereich oder einen anderen Navigationsleisteneintrag oder beim Verlassen des Moduls.


Um Ihnen die Zuordnung der Änderung zu erleichtern, wurde diese um die Benennung des geänderten Konfigurationsparameters erweitert.



Mit diesem sofortigen Abspeichern der Änderung erübrigt sich die bisherige Abfrage zum Speichern.

 Ein Zurücksetzen der geänderten Werte wird nicht unterstützt. Nur durch eine explizite Eingabe des vorherigen Wertes ist dieser wieder gesetzt.

Damit Sie eindeutig erkennen, für welches Modul ein Konfigurationsparameter steht, wird dieses in der Navigationsleiste aufgeführt.



Die Erstellung von Konfigurationsprofilen wird nicht mehr unterstützt.

11.2 Verfalldatenpflege erweitert

Anwendung: Systempflege > Systemeinstellungen

Anwendungsfall: Verfalldatenpflege konfigurieren

Neu/geändert:

Damit Sie die Verfalldatenpflege gezielt auf bestimmte Artikelgruppen anwenden können, wurde der Konfigurationsparameter erweitert.

Im Konfigurationsparameter **Verfallpflege**, welcher bisher Verfalldatenpflege hieß, können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- **Alle** - Für alle Artikel werden Verfalldaten gepflegt.
- **Nur verderbliche Artikel** - Nur für verderbliche Artikel, für welche in der ABDA-Datenbank ein Verfall eingetragen ist, werden Verfalldaten gepflegt. Dies ist die Standardeinstellung.
- **Keine Nachlieferungen** - Für Nachlieferungen von Nicht-Lagerartikeln werden keine Verfalldaten gepflegt. Für POS- und POR-Artikel werden mit dieser Einstellung Verfalldaten gepflegt. Sollte in einer Bestellung die Bestellmenge größer als die Nachliefermenge eines Artikels sein, so wird die Pflege der Verfalldaten ebenso angeboten.
- **Keine** - Es werden generell keine Verfalldaten gepflegt.

Hatten Sie den Konfigurationsparameter bisher aktiviert , so wird dieser nach Installation der Version 2013.1.100 auf die Einstellung **Nur verderbliche Artikel** gesetzt.

Hatten Sie den Konfigurationsparameter bisher nicht aktiviert , so wird dieser auf die Einstellung **Keine** gesetzt.

12 Sonstiges

12.1 IXOS ist PZN8-kompatibel

Anwendung: alle

Anwendungsfall: 8-stellige PZN eingeben, Ware bestellen, Formulare ausdrucken, usw.

Neu/geändert:

Ab 01.01.2013 können Artikel mit 8-stelligen Pharmazentralnummern in Verkehr gebracht werden.

IXOS unterstützt nun ab Version 2013.1.100 die 8-stelligen PZNs in allen Eingabe- und Anzeigefeldern, Druckformularen, externen Schnittstellen zum Großhandel und zum Apothekenrechenzentrum sowie am Scanner und Inventurgerät.

Sollte Ihr Apothekenrechenzentrum noch nicht die aktuellste Five.RX-Softwareversion (Version 01.08) unterstützen, welche 8-stellige PZNs verarbeiten kann, so wiederholt IXOS bei GKV-Rezepten das Versenden automatisch mit der älteren Five.RX-Softwareversion. Davon ausgeschlossen sind GKV-Rezepte, welche 8-stellige PZN ohne führende Nullen haben und Parenteralia-Rezepte. Sollte ein Parenteralia-Rezept storniert werden müssen, das Apothekenrechenzentrum unterstützt aber noch nicht die aktuellste Five.RX-Softwareversion, so wird dieses Rezept im Reiter **Fehlsendungen** aufgeführt, um Sie auf das technische Problem hinzuweisen.

Nicht unterstützt werden jedoch folgende Bereiche:

- Der **Steckkärtchenleser** kann aufgrund seiner Bauform keine 8-stelligen PZNs auf die Standortkärtchen lochen. (Der Steckkärtchenleser kann wie bisher für rein 7-stellige PZNs eingesetzt werden.) Die **Standortetiketten** enthalten einen 2D-Barcode, der am Scanner gelesen werden kann und den Steckkärtchenleser überflüssig macht.



Beachten Sie hierzu auch unsere [Tipps & Tricks zur Umstellung auf 2D Barcodes](#)

- **Selbst angelegte Artikel** können in IXOS im zulässigen Nummernkreis für eigene PZNs angelegt werden.
Der dafür von der IFA vorgesehene Nummernkreis ist wie folgt festgelegt: **8000000 – 8399999** So ist er nun auch in IXOS umgesetzt. (Bisher war er in IXOS 8000000 – 8299999).

In den Systemeinstellungen der **Artikelverwaltung**, Gültigkeit 'System' auf der Seite **PZN-Vergabe**, können Sie Ihren verwendeten Nummernkreis für eigene PZNs innerhalb des o.g. zulässigen Nummernkreises wie bisher mit den Konfigurationsparametern **Nummernkreis für eigene PZN Beginn** und **Nummernkreis für eigene PZN Ende** festlegen.

Die Anzeige dieser Konfigurationsparameter in den Systemeinstellungen erfolgt weiterhin 7-stellig.



Mit der Einführung der PZN8 wurde durch die IFA ein weiterer Nummernkreis für eigene PZN reserviert (80000000 – 83999999). Dieser wird in IXOS vorläufig noch nicht verwendet, sondern sicherheitshalber von PHARMATECHNIK für interne Zwecke reserviert.

- Alle in IXOS enthaltenen Druckformulare können 8-stellige PZNs anzeigen. Sollte Ihre Apotheke speziell angepasste Druckformulare verwenden, in denen das Druckbild bei 8-

stelligen PZNs nicht mehr optimal passen, wenden Sie sich bitte an die **PHARMATECHNIK**-Hotline.

Besonderheiten:

- Modul **Rezeptkontrolle**

Falls ein Parenteralia-Rezept mit der FiveRX-Version 01.08 (unterstützt 8-stellige PZN), gesendet wurde, später aber storniert wird, kann folgendes Verhalten auftreten: Im Fall, dass Apothekenrechenzentrum diese FiveRX-Version nicht unterstützt, wird das Parenteralia-Rezept in den Reiter **Fehlsendungen** verschoben.

- **Großhandelsbestellungen und Online-Bestellabfrage**

Die Großhandelsbestellungen und Online-Bestellabfragen wechseln zum Jahreswechsel für alle Lieferanten automatisch auf das neue 8-stellige PZN-Format. Hierfür haben auch die Großhändler ihre Softwaresysteme entsprechend angepasst.



Sollten Ihre Großhändler wider Erwarten nicht rechtzeitig zum 01.01.2013 auf das neue Format umgestellt haben und dadurch Bestellungen nicht korrekt funktionieren, wenden Sie sich bitte an die **PHARMATECHNIK**-Hotline. Wir klären dann zusammen mit Ihrem Lieferanten, ob bei den Bestellungen evtl. auf das alte 7-stellige Format zurückgeschaltet werden muss. Die entsprechende Einstellung wird in den **Kontaktdaten** des Lieferantenkontaktes auf der Seite **Sendeparameter** im Feld **PZN-Einstellung** vorgenommen (siehe Kapitel 'Kontakte').

- **Anbindung eines Kommissioniersystems**

Alle Hersteller von Kommissioniersystemen stellen ebenfalls Ihre Software zum Jahreswechsel auf das 8-stellige PZN-Format um. Sollte dies wider Erwarten nicht erfolgt sein, könnte es evtl. zu Problemen mit der Anbindung des Kommissioniersystems kommen.



Falls die Ein- oder Auslagerung am Kommissioniersystem am 01.01.2013 nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an die **PHARMATECHNIK**-Hotline, damit der Anschluss bei Ihnen auf das alte 7-stellige Format zurückgestellt werden kann. Die entsprechende Einstellung wird in den **Systemeinstellungen** der Systempflege, Gültigkeitsbereich 'System', auf der Seite **System pflegen** im Konfigurationsparameter **WWKS-Protokoll** vorgenommen.

12.2 Erhöhung des Apothekenzuschlags zur Berechnung des Apothekenabgabepreises

Anwendung: Kasse, Faktura, Artikelverwaltung, Preise und Kalkulation

Anwendungsfall: Aufschlagskalkulation und Preisliste nach AMPPreisV berechnen

Neu/geändert:

Laut AMG (Arzneimittelgesetz) wird durch die AMPPreisV (Arzneimittelpreisverordnung) §3 Absatz 1 der Apothekenzuschlag für Fertigarzneimittel festgelegt. Bei der Abgabe von Fertigarzneimitteln, die zur Anwendung bei Menschen bestimmt sind, ist durch die Apotheken zur Berechnung des Apothekenabgabepreises ein prozentualer Festzuschlag (aktuell: 3 %) zuzüglich ein betragsmässig angegebener Festzuschlag (aktuell 8,10 €, ab 01.01.2013: 8,35 €) sowie die Umsatzsteuer zu erheben.

Die aktuell gültigen Werte für den prozentualen Festzuschlag (aktuell: 3 %) und den betragsmässig angegebener Festzuschlag (aktuell: 8,10 €) wurden durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz: GKV-Modernisierungsgesetz (GMG), welches am 01.01.2004 inkraft trat festgelegt. Mit der ÄndVO vom 17. September 2012 soll nun **zum 01.01.2013** der betragsmässig angegebene **Festzuschlag auf 8,35 € angehoben** werden.

12.3 Szenario Zahlkasse/Beratungsplatz: Gebühren und Barverkäufe an der Zahlkasse bezahlen

Anwendung: Kasse

Anwendungsfall: Barverkauf oder Verkauf mit Gebühren am Beratungsplatz

Neu/geändert:

Wenn Sie am Beratungsplatz einen Barverkauf oder einen Verkauf mit Gebühren abwickeln, so werden diese jetzt nicht mehr am Beratungsplatz fällig, sondern werden an der Zahlkasse angezeigt und können dort ganz normal bezahlt werden.

Auch bei Stückelungsdifferenzen, taxierten Artikeln der Stückelung sowie Differenzbeträgen A+V wird der ausstehende Betrag erst an der Zahlkasse fällig.

12.4 Notdienst für aktuellen Tag eintragen

Anwendung: Systemeinstellungen > Änderungsdienst

Anwendungsfall: Notdienst für aktuellen Tag eintragen

Neu/geändert:

Die Funktion zum Eintragen eines Notdienstes für aktuellen Tag **Heute Notdienst - F6** ist wieder verfügbar. So können Sie wieder mit einem Klick einen aktuellen Notdienst eintragen und sparen damit Zeit.

12.5 Zwei Anbieter unterstützen keinen Elektronischen Lagerwertverlustausgleich mehr

Anwendung: Auswertung > Preisänderungsdienst

Anwendungsfall: Antrag auf Elektronischen Lagerwertverlustausgleich senden

Neu/geändert:

Beachten Sie bitte, dass die Anbieter 'AWD.pharma GmbH & Co. KG' (IDF 8040743) und 'TEVA GmbH' (IDF 8040743) die Anfrage bzgl. elektronischem Lagerwertverlustausgleich per Webservice ab dem 01.01.2013 nicht mehr unterstützen.

Senden Sie diesen Anbietern bitte den Antrag wieder auf konventionellem Weg, bspw. per FAX.

12.6 Online-Hilfe auf zeitgemäßes Format umgestellt

Anwendung: alle

Anwendungsfall: Online-Hilfe aufrufen

Neu/geändert:

Um Ihnen alle Hilfestellungen schnell zugreifbar zur Verfügung zu stellen, haben wir Anfang Oktober bereits das **PHARMATECHNIK**-Internetportal neu strukturiert und mit einem zeitgemäßen Format ausgestattet. Dieses Format wollen wir nun durchgängig auch für die Online-Hilfe anbieten.

Der Aufruf der Online-Hilfe bleibt natürlich unverändert. Es öffnet sich jedoch der Internet Explorer, in welchem die Online-Hilfe angezeigt wird.

Hier können Sie folgende zusätzlichen bzw. veränderten Funktionen nutzen:

- **Informationen zu den Neuerungen der aktuellen Version abrufen**

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf das oberste Buch mit der Bezeichnung

Das ist neu.



➔ Das Hilfethema mit den aktuellen Neuerungen öffnet sich.

- **Inhaltsverzeichnis oder Glossar öffnen**

Das Inhaltsverzeichnis (Reiter **Inhalt**) und das Glossar (Reiter **Glossar**) befinden sich in der Navigationsleiste links vom Hauptfenster.

Klicken Sie den gewünschten Reiter, um das Inhaltsverzeichnis oder das Glossar zu öffnen.

- **Inhaltsverzeichnis**

Durch Anklicken der Einträge im Inhaltsverzeichnis rufen Sie das jeweilige Hilfethema im Hauptfenster auf.

- **Glossar**


Durch Anklicken der Einträge im Glossar klappen Sie die Glossareinträge in der Navigationsleiste auf.

- **Navigationsleiste ein- und ausblenden**


Die Online-Hilfe ist wie ein elektronisches Handbuch aufgebaut. Beim Öffnen der Online-Hilfe ist die Navigationsleiste mit dem Inhaltsverzeichnis standardmäßig eingeblendet.

Durch Anklicken der Einträge im Inhaltsverzeichnis rufen Sie das jeweilige Hilfethema auf.

- Um die Navigationsleiste auszublenden - um mehr Platz zur Anzeige des Hilfethemas zu haben - klicken Sie einfach auf den Linkspfeil-Button zwischen der Navigationsleiste und dem Hauptfenster.




- Um die Navigationsleiste einzublenden, klicken Sie einfach auf den Rechtspfeil-Button am linken Rand des Hauptfensters.




- **Informationen finden mit der Suchfunktion**

Die Online-Hilfe bietet eine **Suchfunktion**, damit Sie noch schneller die richtige Hilfestellung erhalten:

1. Rufen Sie die Online-Hilfe auf.
2. Klicken Sie in das Feld **Eingabefeld für Suchanfragen** und geben Sie den gewünschten Suchbegriff ein.




3. Drücken Sie die **Enter**-Taste oder klicken Sie auf das Suchen-Icon, um die Suche zu starten.
⇒ Die Trefferliste wird mit den Querverweisen zu den gefundenen Hilfethemen und der Vorschau auf die ersten Zeilen dieser Themen geöffnet.



4. Klicken Sie auf den gewünschten Querverweis.
⇒ Das Hilfethema wird im Hauptfenster geöffnet und das Inhaltsverzeichnis wird

aufgeklappt, wobei das **Hilfethema** markiert ist.



- **Alle ausgeblendeten Elemente eines Hilfethemas ein-/ausblenden**

Um alle ausgeblendeten Elemente eines Hilfethemas ein- bzw. auszublenden, klicken Sie auf den  Button in der Symbolleiste des Hauptfensters.



- **Zu anderen Hilfethemen navigieren**

Zusätzlich zum bereits bekannten Navigieren im Inhaltsverzeichnis, über den Navigationspfad in der Kopfzeile des Hilfethemas, über Querverweise im Hilfethema und am Ende des Hilfethemas stehen Ihnen folgende Möglichkeiten des 'Blätterns' in der Online-Hilfe zur Verfügung:

- Mit den Schaltflächen in der Symbolleiste oben im Hauptfenster können Sie, ausgehend vom aktuell geöffneten Thema **im Inhaltsverzeichnis blättern**. Wechseln Sie zum  vorherigen oder zum  nächsten Hilfethema.



- Mit den Schaltflächen des Internet Explorers oben links können Sie zum  letzten gelesenen oder zum  vorher gelesenen Hilfethema zurückkehren.

- **Ausdrucken des aktuellen Hilfethemas**

Um das aktuell angezeigte Hilfethema auf Ihrem Standarddrucker auszudrucken, klicken Sie den  Button in der Symbolleiste oben im Hauptfenster.

So können Sie das Thema noch einmal nachlesen, ohne am Bildschirm sitzen bzw. stehen zu müssen.



13 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS

13.1 Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295

Als **IXOS**-Anwender erreichen Sie die Service-Hotline unter der Rufnummer **08151 / 55 09 295**. Damit Sie die Rufnummer jederzeit griffbereit haben, wird diese auf dem IXOS Desktop links oben - unter dem Namen Ihrer Apotheke - angezeigt.

13.2 Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support

Sie erhalten Hilfestellungen und Informationen, damit Ihr Anliegen schnellstmöglich geklärt werden kann. Sie finden hier die Kontaktdaten der **Hotline**, Formulare für **Supportanfragen**, **Frequently Asked Questions**, die **IXOS-Onlinehilfe**, **Support-Dokumente**, den **Release-Plan**, Informationen zu **Produktschulungen** sowie ein Bestellformular für **Verbrauchsmaterialien**. Das Web-Portal des Online-Supports können Sie direkt in IXOS jederzeit über das  Icon in der Titelleiste von Hauptfenstern, sowie im Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support** erreichen.

13.3 Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Alt + F1 - Onlinehilfe' wählen

Die **IXOS** Onlinehilfe liefert Ihnen Beschreibungen und Informationen für alle neuen sowie häufig verwendeten Funktionen.

Wenn Sie sich z.B. beim Arbeiten nicht sicher sind, wie der aktuelle Vorgang weiter bearbeitet werden soll, wählen Sie das Hilfe-Icon  am rechten Rand der Navigationsleiste bzw. rechts in der Titelleiste von Fenstern oder **Alt + F1 - Hilfe**.

⇒ Die Onlinehilfe öffnet sich in einem neuen Fenster.

Sie erhalten dann automatisch Informationen zur laufenden Anwendung. In den meisten Fällen sind diese kontextsensitiv, d.h. sie beziehen sich direkt auf die Funktion, die Sie gerade verwenden.



Informationen zu den Neuerungen der aktuellen Version abrufen

Sie können sich in der Onlinehilfe schnell über die neuesten Funktionen der aktuellen Version informieren. Rufen Sie zunächst mit **Alt + F1 - Hilfe** die Onlinehilfe auf.



Klicken Sie dann auf den Button

⇒ Das Hilfethema mit den aktuellen Neuerungen öffnet sich.

Sie haben hier folgende Möglichkeiten:

- **Versionsbeschreibung** aufrufen.
- Direkt zu den ausführlichen Beschreibungen der wichtigsten Neuerungen springen.
- **Versions-Historie** aufrufen. Hier finden Sie die Neuerungen der letzten Versionen und können direkt auf deren Beschreibungen zugreifen.