



PHARMATECHNIK

Das Beste für Ihre Apotheke!

IXOS^{PT}

Version 2017.6

Versionsbeschreibung

Vorwort

Sehr geehrte **IXOS** - Anwenderin,
sehr geehrter **IXOS** - Anwender,

wir freuen uns, Ihnen mit der neuen Version von **IXOS** wieder eine Vielzahl von Neuerungen und Verbesserungen bereitstellen zu können, welche helfen, Ihnen die Arbeit zu erleichtern und Prozesse zu optimieren.

Für Verbundapotheken wurden umfangreiche Optimierungen in den Abläufen des gemeinsamen Einkaufs sowie der Umlagerung vorgenommen. Eine herausragende Änderung ist hierbei die Differenzierung zwischen Lagerware und zu bestellender Ware im Auftrag. Das bedeutet, die Position wird im Auftrag gesplittet und ermöglicht somit den Umgang mit unterschiedlichen Preisen.

Freuen Sie sich über viele weitere Optimierungen, Erweiterungen und neue Funktionen in der Artikelverwaltung, Warenlogistik, beim Privatrezeptdruck, in den Rezepturen, Reports sowie Auswertungen.

Und abschließend noch eine Neuerung ganz im Sinne – fit für die Zukunft – **IXOS** unterstützt jetzt die Bildschirmskalierung auf großen Monitoren.

Damit Sie und Ihr Team **IXOS** optimal nutzen können, machen Sie sich bitte mit den Änderungen vertraut, die in diesem Dokument beschrieben sind. Weitere Informationen zum gesamten Funktionsumfang finden Sie einfach und schnell in der **IXOS**-Online-Hilfe, indem Sie auf das Hilfe-Icon  am rechten Rand der Navigationsleiste bzw. rechts in der Titelleiste von Fenstern klicken oder über **Onlinehilfe - Alt + F1**.

Hier können Sie sich jederzeit zu allen **IXOS**-Funktionen sowie speziell zu den Neuerungen der aktuellen Version informieren. Sollten Sie einmal alleine nicht weiterkommen, erreichen Sie die **IXOS**-Service-Hotline unter **08151 / 55 09 295**, sowie den **Online-Support** unter **www.pharmatechnik.de/online-support** und direkt aus **IXOS** über das Icon  in der Titelleiste von Hauptfenstern und aus dem Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support**.

Viel Freude und Erfolg mit Ihrer neuen **IXOS**-Version wünscht Ihnen
Ihr **IXOS** Team



Inhalt

1	Kasse	4
1.1	Layout Änderung der Packliste	4
1.2	Telefonische Reservierung auf Packliste ersichtlich	5
2	Faktura	6
2.1	Lagerneutrale Lieferung mit bestandsgebuchten Artikeln	6
2.2	Optimierung der Abläufe bei Gemeinsamen Einkauf mit Filial- und Partnerapotheken	6
2.3	Optimierung der Abläufe bei Umlagerung	8
3	Artikelverwaltung	12
3.1	Suche nach Artikeln bestimmter Anbieter toleranter in Bezug auf Sonderzeichen	12
3.2	Buchungs-EK nicht als Eigenen EK übernehmen.....	13
4	Parenteraliarezepturen	14
4.1	Aufdruck der Parenteralia-Rezepturbezeichnung in Auftragsübersicht und auf dem Lieferschein	14
5	Medikationsmanagement	15
5.1	Projekt ARMIN: Meldung bei fehlgeschlagener Verbindung zum ARMIN-Server15	
6	Warenlogistik	16
6.1	Mengenglättung bei gemeinsamen Einkauf.....	16
6.2	Optimierung der Bedarfsstatistik für POR Apotheken	18
7	Kontakte	19
7.1	Umbenennung des Buttons Drucken-F9.....	19
8	Rezeptdruck	20
8.1	Optimierung Druck Privatrezept Hochformat und neues Formular Hochformat rechts kompakt.....	20
8.2	Zuordnung der Privatrezepte ändern	21
9	Rezepturen	22
9.1	Änderung der Darstellung in der Rezepturübersicht	22
9.2	Tabellenkonfiguration der Trefferliste Rezepturübersicht	23
9.3	Änderung der Darstellung in der Rezepturbearbeitung	24
9.4	Eigener Preis für Rezepturen	25
9.5	Kontaktverknüpfung bei Mehrfachanlage von Rezepturvorlagen übertragen. .	26
9.6	Kennzeichnung cannabishaltiger Rezepturen	28
10	Reports	30



10.1	neues Feld in der Feldklassifikation „Artikel-Identifikation“	30
10.2	neue Felder in der Feldklassifikation „Lagerung, Vertriebswege“	31
10.3	neue Felder in der Feldklassifikation „Pharmazeutische Infos“	32
11	Auswertungen	33
11.1	Neue Auswertung zur Bestandsbewertung	33
11.2	wertmäßige Abschreibung von Artikeln	34
12	Bankverbindungen	36
12.1	Verhaltensänderung bei BIC Prüfung	36
13	ELO-Dokumentenmanagementsystem.....	37
13.1	EC Tagesabschluss im DIN A4 Format zur Übertragung nach ELO	37
14	Desktopskalierung.....	38
15	Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS	39
15.1	Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295.....	39
15.2	Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support	39
15.3	Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Alt + F1 - Onlinehilfe' wählen	39

1 Kasse

1.1 Layout Änderung der Packliste

Modul: Kasse

Anwendungsfall: optimierte Lesbarkeit der Abhol/Lieferart auf der Packliste


Neu/geändert:

Für eine bessere Erkennung der Abhol/Lieferart auf der Packliste wird optional der Druck eines Zusatzes zur Überschrift angeboten.



Um die Konfiguration des Druckformulars dementsprechend vorzunehmen, wählen Sie **Systempflege < Druckformulare < Packliste**. Mit **Konfigurieren-F8** werden Ihnen die zur Verfügung stehenden Optionen angezeigt.

Aktivieren Sie die Checkbox **Zusatz zur Überschrift drucken** und speichern die Änderung mit **OK-F12**.



1.2 Telefonische Reservierung auf Packliste ersichtlich

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Differenzierung der Reservierung bei Abholung

Neu/geändert:

Auf der Packliste wird über einen Hinweis zwischen „Reservierungen Kunde anwesend“ und „Reservierungen Kunde nicht anwesend“ (telefonische Reservierung) unterschieden.

Lagern Sie Abholungen nach telefonischer bzw. persönlicher Reservierung sortiert, können Sie ab sofort Reservierungen anhand der Packliste richtig zuordnen.

<p>Packliste Abholung Reservierung Nr: 54209</p> <p>- Privatrezept ----- 1 * IBEROGAST FLU 100ml 02503461 Bayer Vital GmbH</p> <hr/> <p>Summe EUR 0,00</p> <hr/> <p>07.03.2017 09:48 Frau Hänel kas003</p> <p></p> <p>Reservierung 54209</p>	<p>Packliste Telefon für telefonische Reservierung Nr: 54207</p> <p>- Privatrezept ----- 1 * CEFURAX 250MG FTA 14St 07701869 Aristo Pharma GmbH (nicht bezahlt)</p> <hr/> <p>Summe EUR 15,77</p> <hr/> <p>07.03.2017 09:47 Frau Hänel kas003</p> <p></p> <p>Telefon. Res. 54207</p>
--	---

2 Faktura

2.1 Lagerneutrale Lieferung mit bestandsgebuchten Artikeln

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Teilmengen für eine lagerneutrale Lieferung behandeln

Neu/geändert:

Für Kunden, welche Sie lagerneutral beliefern, können nun auch Teilmengen der Lieferung weiterbearbeitet werden, z.B. wenn nicht die gesamte Menge vom Großhändler oder Direktlieferanten geliefert wird.

Der Gegenscan für die Chargendokumentation wird nur für die tatsächlich beim Wareneingang bestandsgebuchten Artikel angeboten. Zudem weist der Lieferschein die tatsächlich gelieferten Artikelmengen aus.

Sonderfall: Falls ein Ersatzartikel verbucht wird, so erscheint der ursprüngliche Ausgangsartikel nicht auf dem Lieferschein. Sie müssten in dem Fall die Abholung manuell auflösen und den Auftrag bearbeiten. Bei der Bearbeitung erscheint dann die Meldung über den Ersatzartikel.

2.2 Optimierung der Abläufe bei Gemeinsamen Einkauf mit Filial- und Partnerapotheken

Modul: Warenlogistik, Faktura

Anwendungsfall: Umgang mit vorläufigen Preisen (nur bestandsgebuchte Ware)


Neu/geändert:

Ein vorläufiger Preis entsteht, wenn die Wertbuchung im Wareneingang noch fehlt, da bspw. die Rechnung des Lieferanten noch nicht vorliegt. Bisher wurde ein vorläufiger Preis mit einem Vermerk auf den Lieferscheinformularen gekennzeichnet. Dieser Vermerk wurde leicht übersehen und führte zu einer vollständigen Wertbuchung der Partnerapotheke.

Sie steuern nun mit einem neuen Konfigurationsparameter den Druck oder das Ausblenden der vorläufigen Preise auf den Lieferscheinformularen.

In den **Systemeinstellungen < Faktura < Umlagerung** definieren Sie in der Drop-Down Auswahl, ob **immer**, **Nur wertgebuchte**, **nie** Preise auf den Lieferscheinformularen gedruckt werden sollen.

Standardmäßig ist der Wert **immer** eingestellt, somit ändert sich ohne Ihre aktive Parameteränderung nichts am bisherigen Verhalten.




Führen Sie als abgebende Apotheke gemeinsame Einkäufe für die angeschlossenen Filial- und Partnerapotheken durch, erkennen Sie noch nicht wertgebuchte Positionen mit vorläufigen Preisen jetzt bereits im Detailbereich der Aufträge in der Faktura sowie an der Auftragskasse.

Bei diesen Positionen wird das neue Icon  sowie der Tooltip ‚Vorläufiger Preis aufgrund fehlender Wertbuchung im Wareneingang‘ eingeblendet.

Währung	€	Letzte Änderung	09.03.2017 14:40						
Rechenbasis	Netto	Letzter Bearbeiter	Bohn						
Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Gratis	NL	Einzelpreis	Gesamtpreis	Kunde
ACC-AUT 200	0650211	RTA	200	20			5,31	1,40	Morata Apotheke

Bei Rechnungsstellung werden Positionen mit vorläufigen Preisen aus gemeinsamen Einkäufen automatisch vom Rechnungslauf ausgeschlossen.

Möchten Sie diese Positionen dennoch auf den Rechnungen berücksichtigen, aktivieren Sie die neue Checkbox **Positionen mit vorläufigen Preisen berücksichtigen (Umlagerung/Gemeinsamer Einkauf)** . Die entsprechenden Positionen werden anschließend in der Auftragsauswahl sowie im Rechnungstotal angeboten und mit dem Icon  für vorläufige Preise gekennzeichnet.




2.3 Optimierung der Abläufe bei Umlagerung

Modul: Warenlogistik, Faktura

Anwendungsfall: Umgang mit vorläufigen Preisen (nur bestandsgebuchte Ware)

Neu/geändert:

Voraussetzung für die Nutzung der neuen Umlagerungs-Funktionalitäten ist die Aktivierung des neuen Konfigurationsparameters **Preisaktualisierung bei Wertbuchung**. Diesen finden Sie in den **Systemeinstellungen < Faktura < Umlagerung**




Der Konfigurationsparameter steuert folgenden Automatismus bei einer Wareneingangsbuchung:

- Automatische Lieferscheinerstellung
- Kennzeichnung vorläufiger Preise
- Splitting im Faktura Auftrag aufgrund unterschiedlicher Preise
- Preisaktualisierung bei Wertbuchung

Bei Bestellung einer Filiale-oder Partnerapotheke wird in der abgebenden Apotheke automatisch ein Faktura Auftrag angelegt.

Mit Aktivierung des neuen Konfigurationsparameters **Automatische Bestellung bei Umlagerungseingang** in den **Systemeinstellungen < Faktura < Umlagerung** wird die angeforderte Menge von der Filiale reserviert (auch die Lagerartikel) und die Fehlmengen bestellt.



Dadurch besitzen jetzt alle Artikel im Detailbereich eine Nachliefermenge, da sie an die Filiale nachliefert werden. Zudem sind die Preise ebenfalls mit dem neuen Icon  als vorläufig gekennzeichnet.

Währung €		Letzte Änderung 06.03.2017 14:16							
Rechenbasis Netto		Letzter Bearbeiter							
Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Gratis	NL	Einzelpreis	Gesamtpreis	Kunde
DOLORMIN EXTRA	00091072	FTA	10St	15		15	6,06	40,35	Garcia Apotheke
GRIPPOSTAD C	00571748	HKP	24St	100		100	10,06	345,00	Garcia Apotheke
NASIC CUR NASENSPRAY	03931561	SPR	20ml	10		10	6,01	24,00	Garcia Apotheke

Für Ware, die bereits auf Lager ist, erstellen Sie einen Lieferschein.

Neu

Im Auftrag findet nun eine Differenzierung zwischen Lagerware und zu bestellender Ware statt. Das bedeutet, die Position wird im Auftrag gesplittet und ermöglicht somit den Umgang mit unterschiedlichen Preisen. Die Lagerware, für die bereits ein Lieferschein erstellt wurde, ist mit der Mengenangabe und dem endgültigen Preis gelistet. Ware, die bestellt werden muss, ist mit der Mengenangabe und der Kennzeichnung des vorläufigen Preises getrennt gelistet.

Faktura

Filterkriterien: Kunde: Alle / Auftragsdatum bis: 06.03.2017 / Status: Geliefert+In Bearbeitung+In Lieferung+Nicht fakturiert+Teilfakturiert

Aufträge | Rechnungen/Kredite | Mahnungen

Kunde	Datum	Auftrag	VA	U	Bearbeiter	Status	Summe
Garcia Apotheke	06.03.2017	2/1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bartlett	In Lieferung	487,13

Währung €		Letzte Änderung 06.03.2017 14:22							
Rechenbasis Netto		Letzter Bearbeiter Bartlett							
Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Gratis	NL	Einzelpreis	Gesamtpreis	Kunde
DOLORMIN EXTRA	00091072	FTA	10St	7			6,06	18,83	Garcia Apotheke
DOLORMIN EXTRA	00091072	FTA	10St	8		8	6,06	21,52	Garcia Apotheke
GRIPPOSTAD C	00571748	HKP	24St	100			10,06	345,00	Garcia Apotheke
NASIC CUR NASENSPRAY	03931561	SPR	20ml	10		10	6,01	24,00	Garcia Apotheke

Strg	Suchen	Neu	Löschen	Bearbeiten	Stornieren	NL auflösen	Details	Drucken	Kundeninfo	Lieferscheine erstellen
Alt	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F12

Neu:

Bei Wareneingangsbuchung mit Bestandsbuchung der Positionen, die einem Umlagerungsauftrag angehören, wird nach Bestätigung der Hinweismeldung automatisch ein Lieferschein erstellt.

Bisher mussten Nachlieferungsmengen manuell über die Faktura aufgelöst werden. Dies entfällt nun, da der Lieferschein immer für die tatsächlich gelieferte Menge automatisch erstellt wird.



Sind im betroffenen Umlagerungsauftrag auch Positionen enthalten, die bereits an Lager sind, für diese jedoch noch keine Lieferscheine erstellt wurden, werden auch hierfür die entsprechenden Lieferscheine automatisch erstellt.

Mit der Lieferscheinerstellung ist im Falle der Anbindung eines Kommissionier Systems eine Auslagerung verbunden.

Es erscheint folgende Hinweismeldung:



Bei Wertbuchung des Auftrags wird das Icon  entfernt. Die Preise sind nun endgültig und aktualisieren sich sowohl im Faktura Auftrag als auch im Bestellauftrag der beteiligten Filial- und Partnerapotheken.

Der Artikel ist in der abgebenden Apotheke jeweils mit den bei der Wertbuchung gültigen Einzelpreisen gelistet. Durch die Trennung der Artikelposition im Auftrag haben Sie die Möglichkeit bei der Rechnungstellung unterschiedliche Preise für Lagerware und Bestellware zu berücksichtigen.

Faktura > Auftrag 2/3

Normal 440,83 € Rezept 0,00 € Privat 0,00 € grünes Rp. 0,00 € Total 524,59 €

Kunde Garcia Apotheke, Unterwellerba

NL	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Mg	Abg	VK	Einzel	Gesamt
	DOLORMIN EXTRA	FTA	10St	7		6,06	2,69	18,83
	DOLORMIN EXTRA	FTA	10St	8		6,06	4,50	36,00
	GRIPPOSTAD C	HKP	24St	100		10,06	3,45	345,00
	NASIC CUR NASENSP	SPR	20ml	10		6,01	4,10	41,00

Netto 440,83

1 / 4 Art.

Zufrei Zupfl. Bon. Gebühr Menge Storno Sonderposition

Aus Vorablieferung: 0 Gelieferte Menge: 10 Fakturierte Menge: 0

PZN: 03931561

Strg Später fortsetzen Suchen aut idem markieren Löschen Warenkorb Stückelung Artikelinfo ABDA-DB Risiko-Check Vorablieferung Rabatt Packungsinfo Lieferscheine erstellen
Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

3 Artikelverwaltung

3.1 Suche nach Artikeln bestimmter Anbieter toleranter in Bezug auf Sonderzeichen

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Suche nach Artikeln bestimmter Anbieter

Neu/geändert:

Bei der Suche nach Artikeln bestimmter Anbieter geben Sie vor dem Anbieternamen wie bisher die spitze Klammer (<) ein. Der Suchbegriff des Anbieters wird nun toleranter in Bezug auf Sonderzeichen behandelt.

Folgende Zeichen werden ignoriert bzw. speziell behandelt, um die Trefferwahrscheinlichkeit zu erhöhen:

- Toleranz bzgl. Umlauten (bei Eingabe von z. B. von ä werden auch Namen mit ae gefunden)
- Ignorieren sämtlicher Satzzeichen wie Punkt, Doppelpunkt, Komma etc.
- Ignorieren von Leerzeichen, Bindestrichen, Pluszeichen
- Ignorieren von Hochkommata und Apostrophen



Beachten Sie folgendes:

Alle Sonderzeichen, welche mit einer speziellen Bedeutung für die Artikelsuche genutzt werden können ('!' '#' '<' '>'), werden nicht ignoriert.

Bei der Suche werden auch der 2. oder 3. Name, welcher in den Anbieterdaten hinterlegt ist, in die Suche einbezogen. Dies kann dazu führen, dass Treffer angezeigt werden, welche den Suchbegriff nicht enthalten.

3.2 Buchung-EK nicht als Eigenen EK übernehmen


Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Wertbuchen des Wareneingangs eines Artikels

Neu/geändert:


Bisher wurde beim Wertbuchen des Wareneingangs eines Artikels der Buchung-EK immer als Eigener EK übernommen. Diesen Automatismus können Sie nun deaktivieren.

Das Feld **Eigener EK** wird somit nicht mehr überschrieben.



Mit einem neuen Konfigurationsparameter in den **Systemeinstellungen < Sortiment Artikelverwaltung < Systemparameter < Preisgestaltung** deaktivieren Sie die Checkbox **Buchungs-EK in Eigenen EK übernehmen** .

Standardmäßig ist diese aktiviert. Somit ist das bisherige Verhalten sichergestellt.



4 Parenteraliarezepturen

4.1 Aufdruck der Parenteralia-Rezepturbezeichnung in Auftragsübersicht und auf dem Lieferschein

Modul: Parenteralia Rezepturen

Anwendungsfall: Auftragsübersicht oder Lieferschein drucken

Neu/geändert:

Parenteralia-Rezepturbezeichnungen werden in den Ausdrucken der Auftragsübersicht, des Lieferscheins und des Sammellieferscheins nicht auf 25 Stellen gekürzt sondern mit bis zu 80 Zeichen aufgedruckt.

So wird sichergestellt, dass sowohl die Apotheke bei Belieferung mehrerer bspw. onkologischer Arztpraxen als auch die Arztpraxen selbst bei der Versorgung ihrer Patienten anhand der Parenteralia-Rezepturbezeichnung eine eindeutige Zuordnung vornehmen können.

5 Medikationsmanagement

5.1 Projekt ARMIN: Meldung bei fehlgeschlagener Verbindung zum ARMIN-Server

Modul: Medikationsmanagement, Projekt ARMIN

Anwendungsfall: Anpassung der Meldung bei fehlgeschlagener Verbindung zum ARMIN-Server

Neu/geändert:

Sollte die Verbindung zum ARMIN-Server aufgrund eines ungültigen Zertifikats fehlschlagen, erhalten Sie nun einen Hinweis auf den ITSG-Support.

Dieser ist Ihr Ansprechpartner bei Fragen zum Zertifikat, insbesondere bei Problemen mit der Zertifikatsdatei.

6 Warenlogistik

6.1 Mengenglättung bei gemeinsamen Einkauf

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Mengenglättung für jeden lokalen Auftrag bei gemeinsamen Bestellvorschlag

Neu/geändert:

Bei Anlage eines gemeinsamen Warenkorbes bzw. einer Bestellung mit automatischem Bestellvorschlag legen Sie auch Auswertungskriterien in Bezug auf die Mengenermittlung fest. Neben der Mengenglättung aufgrund der Gesamtbestellmenge ist nun auch die Mengenglättung für jede Einzelbestellung der beteiligten Filialen und Partner möglich. Der Vorteil dieses Vorgehens ist in der anschließenden Verteilung zu sehen. Versandeinheiten bspw. müssen Sie nicht mehr öffnen, um sie anschließend verteilen zu können.

Zum Eingabefeld **Mengenglättung auf** wurde eine Drop-Down Auswahl für die Einstellung der Berechnungsgrundlage einer Mengenglättung hinzugefügt.

Mit der Auswahl **für den Gesamtauftrag** findet die Mengenglättung wie bisher aufgrund der ermittelten Gesamtbestellmenge statt.

Mit der Auswahl **für jeden lokalen Auftrag** wird jede einzelne Bestellmenge der beteiligten Filialen und Partner gerundet bzw. geglättet. Geben Sie keinen Wert im Feld

Mengenglättung auf ein, gelten für die Mengenermittlung die hinterlegten Optimierungsfaktoren der beteiligten Apotheken.

The screenshot shows a software dialog box titled "Auswertungskriterien - Gemeinsamer Bestellvorschlag". It is divided into several sections:

- Artikelauswahl:** Includes radio buttons for "Anbieter" (selected) and "Lieferant (nur Angebote)", a text field for "DHU-Arzneimittel GmbH & Co.", and a checked checkbox for "Nur günstigste Angebote". There are also checked checkboxes for "Freiwahl", "Sichtwahl", and "Rezeptpflichtig".
- Filial- & Partnerauswahl:** A list box containing "Levien Apotheke", "Garcia Apotheke", and "Morales Apotheke", all of which are checked.
- Mengenermittlung:** Includes a "Dispozeit" field with the value "90", a "Bewertungszeitraum" section with "von" and "bis" fields, and a section titled "Bei der Mengenermittlung soll folgendes berücksichtigt werden:" with checked boxes for "Lagerbestände", "Positionen in Warenkörben", and "Positionen in Bestellungen". There is also a "Mindestbestellmenge" field with the value "1".
- Mengenglättung auf:** A dropdown menu with a red circle around the number "5" next to it. The menu is open, showing three options: "für den Gesamtauftrag", "für den Gesamtauftrag", and "für jeden lokalen Auftrag". The second option is highlighted in blue.
- Überbestände in Bestellmenge berücksichtigen:** An unchecked checkbox.
- Bearbeitung:** A checked checkbox for "Trefferliste vorab bearbeiten".

At the bottom right, there are buttons for "OK", "Abbrechen", "F12", and "Esc".

Die Gesamtbestellmenge errechnet sich aus den geglätteten Einzelbestellungen der betroffenen Filialen und Partner. Demzufolge ist die Bestellmenge entsprechend höher.

Warenlogistik > Trefferliste gemeinsamer Bestellvorschlag										
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Apo-EK	Anbieter	Bestand	Vorschlag	Menge	
✓ APIS MELLIFICA D 6	GLO	10g	N1	02109876	5,08	DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG	1	5	5	
✓ ARNICA C30	GLO	10g	N1	02801069	5,08	DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG	2	10	10	
✓ ARNICA D 6	GLO	10g	N1	01758443	5,08	DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG	3	15	15	
✓ ARNICA D12	GLO	10g	N1	02110230	5,08	DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG	2	10	10	
✓ ARSENICUM ALB D 6	GLO	10g	N1	01758667	5,08	DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG	1	5	5	
✓ ARUNDO MAURITAN	GLO	10g	N1	04205851	5,08	DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG	1	5	5	
Lieferwertsumme ca.		1773,55		Anzahl Artikel		55		Anzahl Packungen		300

Apotheke	Status	AMO	BMO	Bestand	Vorratstage	Vorschlag	Menge	Reichweite	Überbestand	
Garcia Apotheke	POS	0,00	0,00	1	∞	5	5	∞		
Levien Apotheke	POS	0,00	0,00	0	∞	5	5	∞		
Morales Apotheke	POS	0,00	0,00	2	∞	5	5	∞		
Gesamtbestand		3		Gesamtmenge		15		Gesamtreichweite		9999

Angebote						
Lieferant	Angebotsliste	Menge	Nara	Angebots-EK	Ersparnis	%
Morales Apotheke		1		3,43	1,65	32,48
Garcia Apotheke		1		4,19	0,89	17,52

Apotheke	Lieferwert in € ca.	Anzahl Artikel	Anzahl Packungen
Garcia Apotheke	1535,65	51	255
Levien Apotheke	25,40	1	5
Morales Apotheke	212,50	8	40

Strg	Trefferliste speichern	Änderung verwerfen	F&P-Details	Artikel-Details	Drucken	Markierung entfernen	Warenkorb erzeugen
Alt	F1	F4	F7	F8	F9	F11	F12

6.2 Optimierung der Bedarfsstatistik für POR Apotheken

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Bedarfsstatistik- und Bestellmengen Optimierung auf Grundlage von Verkaufsdaten


Neu/geändert:

Die Anzeige der Bedarfsstatistik für selektierte Artikel mit Lagerstatus POR sowie POR Lagerhaltung steuern Sie ab sofort mit einem neuen Konfigurationsparameter.

Diesen finden Sie in den **Systemeinstellungen < Sortiment < Warenlogistik < Optimierung**.

Aktivieren Sie die Checkbox, erfolgt die Anzeige der Bedarfsstatistik auf Grundlage der Verkäufe und Nein-Verkäufe.

Standardmäßig ist die Checkbox deaktiviert, um das bisherige Verhalten zu gewährleisten.



⚠ Haben Sie die Anzeige der Bedarfsstatistik auf die Verkaufsdaten umgestellt, wirkt sich das auf die Bestellmengenoptimierung aus. Alle Artikel mit Lagerstatus POR werden daraufhin auf Verkaufsbasis optimiert.

Eine kurze Übersicht bezüglich der Auswirkung des Konfigurationsparameters:

Lagerstatus	POS Lagerhaltung	POS Lagerhaltung	POR Lagerhaltung	POR Lagerhaltung
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POS Artikel	Verkaufsstatistik	Verkaufsstatistik		
POR Artikel	Einkaufsstatistik	Verkaufsstatistik	Einkaufsstatistik	Verkaufsstatistik
Nega+ -Artikel	Verkaufsstatistik	Verkaufsstatistik	Einkaufsstatistik	Verkaufsstatistik

7 Kontakte

7.1 Umbenennung des Buttons Drucken-F9

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Adresstikett des Arztes drucken

Neu/geändert:

In der Arztübersicht sowie in den Arzt Details öffnete sich bisher bei Anwahl des Buttons **Drucken-F9** ein Dialog mit Auswahl eines Adresstiketts.

Dieser Button ist nun in allen Kontaktdetails des Arztes mit **Adresstikett drucken-F9** beschriftet.

Bei Anwahl des Buttons wird sofort die Druckvorschau eingeblendet, wenn diese in den Druckeinstellungen aktiviert ist.

The screenshot shows the 'Kontakte > Arzt' window. At the top, a summary bar displays: Name: **Almanza**, Vorname: **Guillermo**, Fachrichtung: **Psychiater / Arzt für P**, PLZ: **00799**, Ort: **Blankenberg**, Telefonnummer: **+49(0)1126/2**. Below this, the 'Anschriften' section shows a table with one entry: Adressat: **Berta Blankenship**, Straße: **Göttengrün Nr.**, Nr.: **88**, PLZ: **00799**, Ort: **Blankenberg**, Ortsteil: (empty), Bemerkung: (empty), Typ: **Standard**. The 'Kontaktdaten' section contains form fields for Anrede, Name, Titel, Vorname, Adressat, Zusatz, Ortsteil, Postfach, Straße / Nr. (with 'Göttengrün Nr.' and '88' entered), PLZ / Ort (with '00799' and 'Blankenberg' entered), Land, and Bemerkung. At the bottom, a toolbar contains buttons for 'Strg', 'Speichern', 'Suchen', 'Neu', 'Löschen', 'Info', 'Anschrift hinzufügen', 'Anschrift aus Kontakt', and 'Adresstikett drucken F9'. The 'Adresstikett drucken F9' button is highlighted with a red box.

8 Rezeptdruck

8.1 Optimierung Druck Privatrezept Hochformat und neues Formular Hochformat rechts kompakt

Modul: Rezeptdruck

Anwendungsfall: Hochformat Privatrezpte bedrucken

Neu/geändert:

Die Druckpositionen der Blöcke PZN und Preis sowie Preis und Apothekendaten wurden im Rezeptformular Privatrezept „Hochformat rechts“ angepasst. Um einen Druck in das Ausstellungsdatum des Arztes zu vermeiden, werden PZN und Preis weiter unten, sowie enger zusammen gedruckt. Außerdem verschiebt sich der Druck des Gesamtpreises sowie der Apothekendaten weiter nach oben, so dass ein Druck in den Arztstempel vermieden werden kann.

Des Weiteren steht Ihnen ein neues Privatrezept Formular „Hochformat rechts kompakt“ zur Verfügung, auf welchem die Positionen PZN und Preis untereinander gedruckt werden. Der Druck bietet sich bei langen Artikelbezeichnungen auf der Verordnung an.

Privatrezept

Rp. _____ .den 00.00.0000

06697999	14,49
04897760	7,74

EUR 22,23
=====

+805+
Morales Apotheke
Brunnenplatz 171
00199 München
10.03.2017
000001087 /4

Privatrezept Hochformat rechts

Privatrezept

Rp. _____ .den 00.00.0000

01983619	13,39
01970491	13,11

EUR 26,50
=====

+140+
Levien Apotheke
00639 Schnarchenreuth

Privatrezept Hochformat rechts kompakt

Die Anzahl der Artikelpositionen, welche auf den Formularen gedruckt werden können, ist nun unbegrenzt. Somit können mit den Formularen „Hochformat rechts“ und „Hochformat rechts kompakt“ Rezepte bedruckt werden, welche mehr als 10 Verordnungen aufweisen

Eine weitere Möglichkeit, den Ausdruck der Privatrezpte zu konfigurieren, bietet sich in der **Systempflege < Druckformulare < Rezept**. Selektieren Sie das entsprechende Formular und wählen anschließend **Konfigurieren-F8**. Hier sind alle Druckpositionen gelistet. Möchten Sie Positionen, die bereits in Ihrem Apothekenstempel enthalten sind, z.B. Datum oder Adresse, nicht auf das Formular drucken, deaktivieren Sie die entsprechende Checkbox.

8.2 Zuordnung der Privatrezepte ändern


Modul: Rezeptdruck

Anwendungsfall: Zuordnung der Rezeptart ändern

Neu/geändert:

Nutzen Sie in diesem Zusammenhang auch die Funktion der Auswahl der Formulartypen, um den Rezeptdruck für Sie individuell zu optimieren.

Unter **Systempflege < Druckformulare < Rezept** wählen Sie **Zuordnung ändern-F9**. Hier selektieren Sie zunächst die Rezeptart, fügen Ihre bevorzugten Formulare in der Spalte **Zugeordnet** hinzu und ordnen diese in Ihrer gewünschten Reihenfolge an.



9 Rezepturen

9.1 Änderung der Darstellung in der Rezepturübersicht

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: neue Ansicht der Spalte Kategorie der Trefferliste in der Rezepturübersicht

Neu/geändert:

Um die Menge an Informationen übersichtlicher darzustellen, wurde in der Trefferliste der Rezepturübersicht die Spalte **Kategorie**, welche die Angaben **Vorlage** und **Herstellung** beinhaltet, in Icons umgewandelt. Definition der Icons:

-  Herstellung
-  Vorlage

Bezeichnung	Gesamtmenge	Hilfstaxe-VK	VK (Ø-EK)	VK (Eig. EK)	Eig. Preis	Datum		P	H	Status
2-PROP.ALU.CHL.HEX.20% 100,0G	100,0000 g	8,50 *	8,00	8,00						Erfasst
A	0,0000 g									Erfasst
ABWASCHB.SALICYL-ÖL NRF 10%	100,0000 g	13,64	13,91	13,91						Erfasst
ABWASCHB.SALICYL-ÖL NRF 10%	100,0000 g	13,64	13,91	13,91						Offen
ABWASCHBARES SAL.-ÖL5% 200ML ▶	290,0000 g									Erfasst
AC.ACET.50AQ. 1000G	50,0000 g									Erfasst
AC.BENZ.0,1AC.CITR.0,2AMPHET.	110,5000 g									Erfasst
AC.CIT.0,07AQ,14,93GLYC,8UNG.C	50,0000 g	11,69	11,64	11,64						Erfasst

Im Detailbereich der Übersicht wurde zur Angabe des Bearbeiters der Mandant hinzugefügt. Eine zusätzliche neue Information ist die Anzeige des Übernahmepreises.

Bestandteile	Menge	Einheit
NACHTKERZENÖL	5,0000	ml
UREA PURA	6,0000	g
ADEPS LANAЕ ANHYDRICUS	5,0000	g
AQUA PURIFICATA PLUS ZUSCH	40,0000	g
GLYCERINUM	10,0000	g
UNGUENTUM CORDES	34,0000	g
KRUKE UNGUATOR	1,0000	St

Plausibilitätsfreigabe durch	Protokollfreigabe durch
Plausibilitätsprotokoll-Nr.	Herstellungsprotokoll-Nr.
Kunde	Arzt
Bearbeiter: Böswirth, Brigid	letzte Verwendung
APO	Übernahmepreis: 17,22 APO

Strg	Suchen	Neu	Löschen	Subst.-Therapie	Preisbasis wechseln	Details	Drucken	Kontakte	Verhältnis ändern	Übernehmen
Alt	F2	F3	F4	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

9.2 Tabellenkonfiguration der Trefferliste Rezepturübersicht

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Konfiguration der Trefferliste in der Rezepturübersicht

Neu/geändert:


Mit Hilfe des neuen Funktionsbuttons **Strg+F12 Einstellungen Ansicht** konfigurieren Sie die Trefferliste der Rezepturübersicht bis auf zwei Pflichtspalten frei nach Ihren Wünschen. Die Pflichtspalten erkennen Sie an der blauen Schriftfarbe.

Den Gültigkeitsbereich der Tabellenkonfiguration definieren Sie für

- Diese Apotheke
- Diesen Arbeitsplatz
- Diesen Benutzer


Markieren Sie den entsprechenden Eintrag und wählen **Aktivieren-F5**.

⇒ Die Checkboxen **Aktuelle Ansicht** sowie **Aktiv** werden aktiviert.



Im nächsten Schritt definieren Sie die Anzeige der Spalten. Hinterlegen sie einen Eintrag im Bereich **Angezeigt** oder **Nicht angezeigt**, werden die Bearbeitungsbuttons aktiv.

Nun ordnen Sie mit Hilfe der Buttons  die Reihenfolge der Spalten neu oder verschieben Spalten mit Hilfe der Buttons  in den Bereich **Nicht angezeigt** bzw. **Angezeigt**.



Mit dem Button **IXOS-Standard-F4** erfolgt die Zurücksetzung der Konfiguration auf die Standardeinstellung.

9.3 Änderung der Darstellung in der Rezepturbearbeitung


Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: geänderte Ansicht der Icons in der Rezepturbearbeitung

Neu/geändert:

Im Register **Rezepturdetails** der Rezepturbearbeitung stellt sich die Rezepturkategorie jetzt ebenfalls als Icon dar.

Icons, welche Informationen zur Plausibilitätsprüfung, zum Herstellungsprotokoll, der Kontaktzuordnung sowie zur Rezepturabgabebestimmung anzeigen, sehen Sie nun in einer neuen, kompakten Formation.



9.4 Eigener Preis für Rezepturen

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Eigenen Verkaufspreis für Rezepturen eingeben

Neu/geändert:

In der Rezepturbearbeitung wurde ein neues Feld **Eigener Preis** hinzugefügt. Hier können Sie einen manuell festgelegten, nicht automatisch kalkulierten Verkaufspreis eingeben. Die Mehrwertsteuer wird zurückgerechnet, die Einzelpreise für Bestandteile werden nicht zur Berechnung hinzugezogen.

💡 Beachten Sie bitte, dass bei manuell eingegebenen Preisen keine automatische Aktualisierung stattfindet!

Zur Auswahl der Preisbasis **Eigener Preis** wählen Sie **Preisbasis wechseln-F7**.

The screenshot shows a form for recipe management. On the left, there are fields for 'Gesamtmenge' (100,0000 g) and 'eigener Preis' (12,50 €). On the right, there are fields for 'Rezepturzuschlag', 'Netto' (10,50), and 'MwSt.' (2,00). Below the form is a toolbar with buttons for 'Speichern', 'Suchen', 'Neu', 'Bestandteil löschen', 'Bestandteil einfügen', 'Preisbasis wechseln' (highlighted with a red box and labeled F7), 'Gefäß vorschlagen', 'Drucken', 'Kontakte', 'Verhältnis ändern', and 'Übernehmen'.

In der Rezepturübersicht sehen Sie die zusätzliche Preisspalte mit Angabe des eigenen Preises.

Bezeichnung	Gesamtmenge	Hilfstaxe-VK	VK (Ø-EK)	VK (Eig. EK)	Eig. Preis	Datum	P	H	Status
BAKTOLIN,SAGROTAN,AQ, 500G	500,0000 g	23,75	20,44	20,02	25,50				Erfasst
BALS.PERU.0,55LIQ,ALU.SEUCER.	50,0000 g	9,53	8,78	9,53					Erfasst
BALS.PERU.2BISM.SUBCAR.2	8,0000 g								Erfasst
BALS.PERU.50	50,0000 g	9,66	9,57	9,57					Erfasst
BAS B	35,6000 g								Erfasst
BASENMISCHUNG	375,0000 g								Erfasst
BASENMISCHUNG 125G	125,0000 g	18,81 *	18,64	18,64					Erfasst
BASENMISCHUNG 250G	250,0000 g	19,14 *	18,77	18,77					Erfasst

⇒ Das Fenster **Kontakte übertragen** öffnet sich.

Kontakte können nur zwischen Vorlagen übertragen werden. Sollten Sie auch Herstellungen markiert haben, werden diese aus der Auswahl entfernt.

Im nächsten Schritt legen Sie die Zielvorlage fest. Hierzu selektieren Sie die gewünschte Vorlage als Zielvorlage und wählen **Zielvorlage festlegen-F3**.

Die ausgewählte Zielvorlage wird in Fettschrift hervorgehoben und in den Kopfbereich übernommen.

Rezepturen, deren Kontakte übertragen werden sollen, wählen Sie mit Aktivierung der Checkbox aus.

Mit Hilfe der Funktion **Alle Markieren-F5** selektieren Sie in einem Vorgang alle Rezepturen.

Wählen Sie **OK-F12**, erhalten Sie eine Auswahl, ob Sie Vorlagen nach der Übertragung **inaktiv setzen** oder **endgültig löschen** möchten.

Inaktiv setzen inaktive Vorlagen sind über die erweiterte Suche aufrufbar und können reaktiviert werden, haben jedoch nach der Übertragung keine Kontaktverknüpfungen mehr.

Endgültig löschen per Checkbox markierte Vorlagen werden endgültig gelöscht.

9.6 Kennzeichnung cannabishaltiger Rezepturen

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Abgabebestimmung cannabishaltiger Rezepturen festlegen

Neu/geändert:

Bei Neuanlage oder Bearbeitung einer cannabishaltigen Rezeptur steht Ihnen jetzt im Register **Zusatz-Info** eine erweiterte Auswahlmöglichkeit der Abgabebestimmung **BtM** zur Verfügung.

Zunächst aktivieren Sie die Checkbox **BtM** zur Aktivierung der Abgabebestimmung und wählen anschließend in der Drop-Down Auswahl die Option **BtM auf Cannabis-Basis** aus.

Dieses Kennzeichen können Sie auch mit **Abgabebestimmung Strg+F5** setzen.

Die geltende Abgabebestimmung wird in der Rezepturenübersicht sowie in den Rezepturendetails durch ein entsprechendes Icon ersichtlich .

 Bitte informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen LAV, in welchem Fall Sie die Kennzeichnung setzen.

Das entsprechende Sonderkennzeichen 06460665 wird nach Übernahme in das Verkaufsprogramm automatisch auf das Rezeptformular gedruckt.

In der erweiterten Rezepturensuche über **Strg+F2** wurde das Filterkriterium in Bezug auf die Abgabestimmung cannabishaltiger Rezepturen ebenfalls ergänzt.

Sie aktivieren diesen Filter im Register **Zusatz-Info** mit der Drop-Down Auswahl **BtM auf Cannabis-Basis**.

The screenshot displays the 'Erweiterte Rezepturensuche' (Advanced Prescription Search) window. The search criteria are set to 'un'. The ingredients list includes 'CANNABIS SAT E SEMINI LM60'. The 'Zusatz-Info' (Additional Information) tab is selected, and the 'Abgabestimmung' (Dispensing) dropdown menu is open, showing the option 'BtM auf Cannabis-Basis' highlighted. The window also shows fields for 'Infotext', 'Dosierung', 'Aufbewahrung', 'Hinweis', and 'Verwendungszweck'. The 'Abgabestimmung' section has checkboxes for 'Verschreibungspflichtig' and 'Apothekenpflichtig'. The bottom of the window features a keyboard shortcut bar with keys like Strg, Suchen, Neu, Löschen, Subst.-Therapie, Preisbasis wechseln, Details, Drucken, Kontakte, Verhältnis ändern, and Übernehmen.

10 Reports

10.1 neues Feld in der Feldklassifikation „Artikel-Identifikation“

Modul: Reports

Anwendungsfall: Abfragen aufrufen, bearbeiten und verarbeiten

Neu/geändert:

In der Feldliste der Feldkategorie **Artikel-Identifikation** wurde ein neues Feld hinzugefügt. Dieses steht Ihnen ab sofort zur Verfügung.

Feldkategorie	Feldbezeichnung	Beschreibung (Tooltip)
Artikel-Identifikation	Artikelbezeichnung lang	Langname des Artikels

10.2 neue Felder in der Feldklassifikation „Lagerung, Vertriebswege“

Modul: Reports

Anwendungsfall: Abfragen aufrufen, bearbeiten und verarbeiten

Neu/geändert:

In der Feldliste der Feldklassifikation **Lagerung, Vertriebswege,...** wurden einige neue Felder aus der Artikeldetailseite ‚ABDA-Lagerinfo‘ hinzugefügt. Diese stehen Ihnen ab sofort zur Verfügung.

Feldkategorie	Feldbezeichnung	Beschreibung (Tooltip)
Lagerung, Vertriebswege, ...	Eichlaufzeit	Gültigkeitsdauer der Eichung in Monaten.
Lagerung, Vertriebswege, ...	Eichung	Kennzeichen gemäß § 2 Eichgesetz (Eichpflicht). Besteht Eichpflicht, kann die entsprechende Laufzeit im Feld "Eichlaufzeit" entnommen werden.
Lagerung, Vertriebswege, ...	Feuchteempfindlich	Angabe zur Feuchtigkeitsempfindlichkeit eines Artikels.
Lagerung, Vertriebswege, ...	Lageempfindlich	Angabe zur Lageempfindlichkeit eines Artikels.
Lagerung, Vertriebswege, ...	Lichtempfindlich	Angabe zur Lichtempfindlichkeit eines Artikels.
Lagerung, Vertriebswege, ...	Sicherheitsdatenblatt	Kennzeichen, dass zum Artikel das Vorhalten eines Sicherheitsdatenblattes (für Gefahrstoffe) erforderlich ist.
Lagerung, Vertriebswege, ...	Verfall (Monate)	Angabe der garantierten Haltbarkeitsdauer des Artikels in Monaten, gerechnet ab dem Herstellungszeitpunkt. Die Angabe der Laufzeit bezieht sich auf den ungeöffneten Zustand.
Lagerung, Vertriebswege, ...	Verfalldatum angegeben	Information über die Aufbringung eines Verfalldatums auf dem Artikel. Ist ein Verfalldatum gegeben, kann die entsprechende Laufzeit im Feld "Verfall (Monate)" entnommen werden.
Lagerung, Vertriebswege, ...	Zerbrechlich	Angabe zur Zerbrechlichkeit bzw. Bruchgefahr eines Artikels.

10.3 neue Felder in der Feldklassifikation „Pharmazeutische Infos“

Modul: Reports

Anwendungsfall: Abfragen aufrufen, bearbeiten und verarbeiten

Neu/geändert:

In der Feldliste der Feldkategorie **Pharmazeutische Infos** wurden einige neue Felder aus der ABDA Abgabeinfo hinzugefügt. Diese stehen Ihnen ab sofort zur Verfügung.

Feldkategorie	Feldbezeichnung	Beschreibung (Tooltip)
Pharmazeutische Infos	ElektroStoffV	Kennzeichen, dass der Artikel von der Verordnung zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroStoffV) betroffen ist.
Pharmazeutische Infos	Lebensmittel	Information zur Anwendbarkeit des Begriffs Lebensmittel gemäß LFGB.
Pharmazeutische Infos	Lifestyle-Medikament	Angabe, ob es sich um ein Lifestyle-Medikament handelt, bezieht sich auf die Arzneimittel-Richtlinie in Verbindung mit dem GKV-Erstattungsausschluss gemäß § 34 (1) Satz 7 SGB V. "Ja, ohne Ausnahme" bedeutet, der Artikel ist vom GKV-Erstattungsausschluss betroffen. "Ja, mit Ausnahme" bedeutet, der Artikel ist in bestimmten Fällen (indikationsabhängig) vom GKV-Erstattungsausschluss betroffen. "Nein" bzw. "Keine Angabe" bedeutet, der Artikel ist vom GKV-Erstattungsausschluss gemäß § 34 (1) Satz 7 SGB V nicht betroffen. Damit ist aber keine übergeordnete Aussage zur GKV-Erstattungsfähigkeit verbunden.
Pharmazeutische Infos	Nahrungsergänzung	Information zur Anwendbarkeit des Begriffs Nahrungsergänzungsmittel gemäß der Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel.
Pharmazeutische Infos	Pflanzenschutzmittel	Kennzeichen, dass es sich bei dem Artikel um ein zugelassenes Pflanzenschutzmittel handelt.
Pharmazeutische Infos	Tier-Arzneimittel	Kennzeichen, dass es sich bei dem Artikel um ein Tierarzneimittel handelt.
Pharmazeutische Infos	T-Rezept	Kennzeichen, dass es sich bei dem Artikel um einen Artikel handelt, der gemäß §3a (1) AMVV auf einem speziellen amtlichen Vordruck (T-Rezept) verschrieben werden muss.
Pharmazeutische Infos	Wirkstoff AM-Herst.	Kennzeichen, dass es sich um einen Wirkstoff zur Arzneimittelherstellung nach EG-Richtlinie handelt. Mit "Ja" werden nach Artikel 1 Nr. 3a der Richtlinie 2001/83/EG Drogen/Chemikalien gekennzeichnet, die bei der Arzneimittelherstellung als Wirkstoffe verwendet werden.

11 Auswertungen

11.1 Neue Auswertung zur Bestandsbewertung

Modul: Auswertungen

Anwendungsfall: Reportsabfragen ‚Bestandsbewertung-Übersicht‘ sowie ‚Bestandsbewertung-Abverkäufe (Brutto-Umsatz)‘ auf einer Seite drucken bei Nutzung der Lizenz „Cockpit Profi“.


Neu/geändert:

Die Bestandsbewertungen können Sie bisher im Modul **Reports** in der Ergebniskategorie **Apotheken/Filialen** drucken. In der Abfrage-Klassifikation **Cockpit Profi** sind die vordefinierten Reportabfragen zur Bestandsbewertung getrennt aufgelistet und durchzuführen.

Wenn Sie die **Bestandsbewertung-Übersicht** sowie die **Bestandsbewertung-Abverkäufe (Brutto-Umsatz)** auf einer Seite drucken lassen möchten, steht Ihnen ab sofort im Modul **Auswertungen** die neue Auswertung **Bestandsbewertung** zur Verfügung.

 Zur Nutzung dieser Auswertung ist die Lizenz „Cockpit Profi“ erforderlich.

Starten Sie die Auswertung mit **Durchführen-F12** werden Ihnen die Bestandsbewertung-Übersicht sowie die Bestandsbewertung-Abverkäufe (Brutto-Umsatz) der letzten drei Jahre sowie für das aktuelle Jahr in der Druckvorschau (falls konfiguriert) auf einer Seite angezeigt bzw. wird sofort auf 1 Seite gedruckt.



11.2 wertmäßige Abschreibung von Artikeln

Modul: Abschreibebuch

Anwendungsfall: wertmäßige Abschreibung in der Artikelverwaltung und bei nicht erstatteten Lagerwertverlusten

Neu/geändert:

Ab sofort ist die Abschreibung ohne Bestandsbuchung möglich.

Bei der Durchführung einer Artikelabschreibung in der Artikelverwaltung mit **Alt+F8** wählen Sie in der Drop-Down Auswahl **Form der Abschreibung** die Option **Abschreibung ohne Bestandsbuchung** aus.

Verfall	Bestand	Menge
10.2011		1

Entstehen Ihnen Lagerwertverluste, welche vom Hersteller nicht erstattet werden und somit den Status **Keine Erstattung erhalten** besitzen, können Sie nun mit **Alt+F8** eine wertmäßige Abschreibung ohne Bestandsbuchung vornehmen. Bereits abgeschriebene Lagerwertverluste werden in der Tabelle mit einem Icon gekennzeichnet.

Sende-/Druckdatum	PÄD-Datum	Empfänger	Hinweis	Wert	Erstatteter Betrag
13.03.2017	15.02.2017	1A Pharma GmbH	Keine Erstattung erhalten.	0,19	
13.03.2017	15.02.2017	BR Pharma International Ltd.		0,82	
13.03.2017	15.02.2017	Neuraxpharm Arzneimittel GmbH		1,32	
13.03.2017	15.02.2017	STADAPHARM GMBH		0,60	

Artikelbezeichnung	(alt)	Apo-EK (neu)	Verlust
ACICLOVIR 400 1A PHARMA	7,20	7,12	0,08
ZOLPIDEM 10 1A PHARMA	3,37	3,36	0,11

Im Abschreibebuch fand eine Spaltenerweiterung statt, um den Typ der Abschreibung erkennen zu können. In der neu hinzugefügten Spalte **Typ** werden Abkürzungen eingetragen, die folgende Werte besitzen:

M mengenmäßige Abschreibung

W wertmäßige Abschreibung

Auswertungen > Auswertungen > Kriterien Abschreibebuch > Abschreibebuch

Auswertungszeitraum von 24.01.2017 bis 21.02.2017

Filterkriterien

	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Abschreibedatum	Abschreibegrund	Belegnummer	Typ
<input type="checkbox"/>	ACIC CREME	CRE	4X5g	07203634	21.02.2017	Verfall	2017/2	M
<input type="checkbox"/>	ADDITIVA MULTIVITAM+M BTA			03515897	21.02.2017	Verfall	2017/2	M
<input type="checkbox"/>	AESCULUS D 4	DIL	20ml	01755315	21.02.2017	Verfall	2017/2	M
<input type="checkbox"/>	AESCUSAN RETARD 50	RET	20St	07380307	21.02.2017	Verfall	2017/2	M
<input type="checkbox"/>	ALCINA STRESS CONTROL G CRE			07321345	21.02.2017	Verfall	2017/2	M
<input type="checkbox"/>	ABC WAERME HANSAPLAST CRE		50g	02295815	21.02.2017	Verfall	2017/1	W

Abschreibedatum	Abschreibegrund	Abschreibemenge	Abschreibungswert	Durchschnitts-EK	Verfall
21.02.2017	Verfall	1	9,58	9,58	08.2012

Details

Strg Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Löschen Warenkorb Korrigieren Retournieren Details Drucken Status ändern Kriterien ändern Alle markieren

12 Bankverbindungen

12.1 Verhaltensänderung bei BIC Prüfung

Modul: Finanzen

Anwendungsfall: BIC speichern trotz nicht erfolgter Validierung.

Neu/geändert:

Während der Eingabe der BIC wird diese in Echtzeit geprüft. Bisher konnten Sie eine nicht validierte BIC nicht abspeichern.

Dies wurde nun geändert. Kann die Gültigkeit der eingetragenen BIC nicht validiert werden, wird ein entsprechender Hinweis eingeblendet. Die BIC wird dennoch gespeichert.

Eine bereits eingetragene, nicht validierte BIC erkennen Sie an einem Achtungs-Icon .

Details	Kreditinstitut	Bayer. Landesbank Girozentrale	Die BIC konnte nicht validiert werden.	000
	BIC*	DRESDEFF267		
	IBAN*	DE78700202700000080120		
	Bankleitzahl			
	Kontonummer			
	Kontoinhaber	Kurt Morales		

13 ELO-Dokumentenmanagementsystem

13.1 EC Tagesabschluss im DIN A4 Format zur Übertragung nach ELO

Modul: Kasse

Anwendungsfall: ec-Tagesabschluss im DIN A4 Format drucken.

Neu/geändert:

Um den Tagesabschluss komfortabel als PDF Dokument an ELO übermitteln zu können, ist über einen neuen Konfigurationsparameter die Möglichkeit gegeben, den Ausdruck im DIN A4 Format einzustellen.

In den **Systemeinstellungen < Verkauf < Kasse < Arbeitsplatz < Navigationseintrag ,Druckmöglichkeiten'** stellen Sie in der Drop-Down Auswahl die Option **DinA4** ein.

💡 Beachten Sie bitte, dass die vorgenommene Änderung die Einstellung in der electronic-cash Verwaltung übersteuert.


The screenshot shows the 'Systemeinstellungen > Verkauf: Kasse' window. The 'Gültigkeitsbereich' is set to 'KAS165'. The 'Druckmöglichkeiten' section is expanded, showing 'Standarddruckmöglichkeiten'. Under 'Format ec-Tagesabschluss', the dropdown menu is open, and 'DinA4' is selected. A tooltip is visible over the dropdown, stating: 'Legen Sie fest, ob der Ausdruck auf Bonrolle oder in DIN A4 Format erfolgen soll. Die hier vorgenommene Konfiguration übersteuert die Einstellung in der electronic-cash-Verwaltung.' Other settings include 'Format Abschluss-/Summenbon' set to 'Bonrolle' and 'Erinnerungsbon 'Fehlende Rez.' set to '1 (Standard)'. There is also a checkbox for 'Rezeptdruck nach Subtotal deaktiviert' which is currently unchecked.

Dieses Druckstück entspricht der Dokumentenart **ec-Tagesabschluss** auf der Seite **DMS** im **Firmenstamm**. In den Druckformularen kann dieses Dokument analog aller anderen Druckstücke angepasst werden.

14 Desktopskalierung

IXOS unterstützt nun die Bildschirmskalierung zur Anzeige auf großen Monitoren sowie 4K Monitoren.

Voraussetzung für die Einstellung an diesem Arbeitsplatz ist das Betriebssystem Windows 10.



15 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS

15.1 Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295

Als IXOS-Anwender erreichen Sie die Service-Hotline unter der Rufnummer **08151 / 55 09 295**. Damit Sie die Rufnummer jederzeit griffbereit haben, wird diese auf dem IXOS Desktop links oben - unter dem Namen Ihrer Apotheke - angezeigt.

15.2 Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support

Sie erhalten Hilfestellungen und Informationen, damit Ihr Anliegen schnellstmöglich geklärt werden kann. Sie finden hier die Kontaktdaten der **Hotline**, Formulare für **Supportanfragen**, **Frequently Asked Questions**, die **IXOS-Onlinehilfe**, **Support-Dokumente**, den **Release-Plan**, Informationen zu **Produktschulungen** sowie ein Bestellformular für **Verbrauchsmaterialien**.

Das Web-Portal des Online-Supports können Sie direkt in IXOS jederzeit über das  Icon in der Titelleiste von Hauptfenstern, sowie im Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support** erreichen.

15.3 Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Alt + F1 - Onlinehilfe' wählen

Die **IXOS** Onlinehilfe liefert Ihnen Beschreibungen und Informationen für alle neuen sowie häufig verwendeten Funktionen.

Wenn Sie sich z.B. beim Arbeiten nicht sicher sind, wie der aktuelle Vorgang weiter bearbeitet werden soll, wählen Sie das Hilfe-Icon am rechten Rand der Navigationsleiste bzw.

 rechts in der Titelleiste von Fenstern oder **Alt + F1 - Hilfe**.

⇒ Die Onlinehilfe öffnet sich in einem neuen Fenster.

Sie erhalten dann automatisch Informationen zur laufenden Anwendung. In den meisten Fällen

sind diese kontextsensitiv, d.h. sie beziehen sich direkt auf die Funktion, die Sie gerade verwenden.

 Informationen zu den Neuerungen der aktuellen Version abrufen

Sie können sich in der Onlinehilfe schnell über die neuesten Funktionen der aktuellen Version informieren. Rufen Sie zunächst mit **Alt + F1 - Hilfe** die Onlinehilfe auf.

Klicken Sie dann im Inhaltsverzeichnis links auf das Buch **Das ist neu**.

⇒ Das Hilfethema mit den aktuellen Neuerungen öffnet sich.

Sie haben hier folgende Möglichkeiten:

- Versionsbeschreibung aufrufen.
- Direkt zu den ausführlichen Beschreibungen der wichtigsten Neuerungen springen.
- Versions-Historie aufrufen. Hier finden Sie die Neuerungen der letzten Versionen und
- können direkt auf deren Beschreibungen zugreifen.