



Version 2018.11

Versionsbeschreibung



Vorwort

Sehr geehrte **IXOS** - Anwenderin, sehr geehrter **IXOS** - Anwender,

wir freuen uns, Ihnen mit der neuen Version von **IXOS** wieder eine Vielzahl von Neuerungen und Verbesserungen bereitstellen zu können.

Ab dem 9. Februar 2019 müssen alle Apotheken in Deutschland die Echtheit von verifizierungspflichtigen Arzneimitteln bei der Abgabe überprüfen und dieses durch Ausbuchen aus der Datenbank deaktivieren. Jede Apotheke muss vor dem Anschluss als berechtigter Teilnehmer legitimiert werden. Für die Legitimation der Teilnehmer ist die NGDA (Netzgesellschaft Deutscher Apotheker mbH) zuständig. Um Zugriff auf die securPharm-Datenbank zu erhalten, muss jede Apotheke über das N-Ident-Portal ein entsprechendes Zertifikat pro Betriebsstätte beantragen. Ab dieser Version können Sie die erhaltenen Daten im Firmenstamm hinterlegen, um die automatische Anmeldung an den securPharm-Apothekenserver durchzuführen.



Weiterhin wurden einige Optimierungen umgesetzt, wie bspw. die Einsicht von Hilfsmittelabrechnungsinformationen nach einem abgeschlossenen Verkauf in der Verkaufsverwaltung, die Sperrung von ausgewählten Kontakten mit der neuen Option der Ergebnisverarbeitung in den Reports und die Anlage von deutschen Zubereitungs-Bezeichnungen für den Etikettendruck.

Damit Sie und Ihr Team **IXOS** optimal nutzen können, machen Sie sich bitte mit den Änderungen vertraut, die in diesem Dokument beschrieben sind. Weitere Informationen zum gesamten Funktionsumfang finden Sie einfach und schnell in der **IXOS**-Online-Hilfe, indem Sie auf das Hilfe-Icon am rechten Rand der Navigationsleiste bzw. am rechts in der Titelleiste von Fenstern klicken oder über **Onlinehilfe - Alt + F1**.

Hier können Sie sich jederzeit zu allen **IXOS**-Funktionen sowie speziell zu den Neuerungen der aktuellen Version informieren. Sollten Sie einmal alleine nicht weiterkommen, erreichen Sie den IXOS-Online-Support über das Menü **Kooperation**, Modul **Notes** mit der Funktion **IXOS.eCall**, die IXOS-Service-Hotline unter **08151 / 55 09 295**, sowie das Web-Portal des **Online-Supports** entweder unter **www.pharmatechnik.de/online-support** oder aus dem Menü **Büro** über den Eintrag **Online-Support**.

Viel Freude und Erfolg mit Ihrer neuen **IXOS**-Version wünscht Ihnen Ihr **IXOS**-Team



Inhalt

1 Kasse	4
1.1 Mehrkosten bei der Abrechnung von Hilfsmitteln hinzufügen	4
2 Verkaufsverwaltung	6
2.1 Abrechnungsdaten Hilfsmittelabrechnung anzeigen	6
3 Preise und Kalkulation	8
3.1 Vorschaupreise manuell bearbeiten	8
3.2 Standardbelegung beim Löschen eines Preis-Verwendungsmodells geändert	9
4 Artikelverwaltung	. 10
4.1 Geändertes Sonderkennzeichen zur Abrechnung von Blutzuckerteststreifen	10
4.2 Geändertes Sonderkennzeichen zur Abrechnung von Suboxone Einzeldosen	10
5 Warenlogistik	. 11
5.1 Bei Wertbuchung Hinweis auf zu hohe Auftragswerte	11
5.2 MSV3-Dienstanbieter	. 11
6 Kontakte	. 13
6.1 Kennzeichnung PAD-gepflegte Kontaktdaten der Anbieter als nicht veränderbar	13
6.2 Berücksichtigung zugeordneter Kunden bei Anderung der Kundenkartennumme	er14
7 Rezepturen	. 15
7.1 Deutsche Bezeichnung für Zubereitungen eingeben	15
7.2 Zubereitungen: Stoffe ohne Preis in roter Schrift	17
7.3 Umbenennung von "Suboxone-Einzeldosen" in "Buprenorphin/Naloxon-Ein-	
zeldosen"	1/
8 Reports	19
8.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung	19
9 Auswertungen	21
9.1 Preisanderungsliste: Moglichkeit zur Vorgabe eines prozentualen minimalen	24
Anzeigewertes	21
10 securPharm	23
10.1 Zugangsdaten eintragen	23
11 Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt	27
11.1 Aktuelles zur Kassennachschau	27
11.2 Aktuelles zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	
11.3 Aktuelles zu securPharm	27
12 Unterstutzung beim Arbeiten mit IXOS	28



1 Kasse

1.1 Mehrkosten bei der Abrechnung von Hilfsmitteln hinzufügen

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Mehrkosten für Hilfsmittelabrechnung hinzufügen

Neu/geändert:

Wenn bei der Abgabe von Hilfsmitteln vom System keine Mehrkosten ermittelt werden, können Sie diese für den jeweiligen Artikel manuell hinzufügen, bspw. wenn Sie Kom-

pressionstrümpfe nach Maß über die Eingabe **OHNE PZN Hilfsmittel** abrechnen. Bei einer Abrechnung nach §302 SGB V werden diese Mehrkosten dann auch auf das Rezept gedruckt. Zudem können Sie den Betrag der vom System ermittelten Mehrkosten ändern.

Nutzen Sie dafür im Fenster Abrechnung Hilfsmittel ändern die Funktion Mehrkosten hinzufügen - F7.

Abrechnung Hilfsmittel ändern				?
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	
Ohne PZN Hilfsmittel				
Legen Sie fest, welche Angaben aut Eine Änderung des Faktors hat kein 1. Verordnungszeile	das Rezept ge e Auswirkung a Abrechnungs	druckt wer uf die tats ar. E	den sollen. ächliche Verkaufsmenge. aktor	
PZN	09999028		1	
Hilfsmittelnummer			1	
Pseudo-Hilfsmittelnummer			1	
Manuelle Eingabe	09999028		1	
2. Verordnungszeile		E	aktor	
Hilfsmittelnummer				
Manuelle Eingabe				
Zusätzliche Abrechnungsinformat	ionen			
LEGS bzw. AC/TK				
Abrechnungskennzeichen			-	
Versorgungszeitraum von	•	bis	▼	
Mehrkosten			OK Abbrech	en
hinzufugen F7			F12 Esc	

Im Fenster **Mehrkosten erfassen** wird der **Abrechnungspreis** mit der Krankenkasse pro Stück angezeigt und, falls vorhanden, der **Einkaufspreis (Netto)**. Im Feld **Mehrkosten** geben Sie die Mehrkosten pro Stück ein.

Mehrkosten erfassen			2
Geben Sie den gewünschte Lasten des Kunden berecht	en Betrag ein, den nen möchten.	n Sie als Me	hrkosten zu
Abrechnungspreis	40,00		
Einkaufspreis (Netto)			
Mehrkosten	,		
Mehrkosten löschen F4		ОК F12	Abbrechen Esc



Wenn Sie für ein Hilfsmittel bereits Mehrkosten eingegeben haben, jedoch feststellen, dass diese nicht korrekt sind, dann können Sie diese im Fenster **Mehrkosten erfassen** mit **Mehrkosten löschen - F4** wieder von der Position entfernen. Diese Möglichkeit besteht auch an der Kasse, indem Sie die Position der Differenzkosten mit **Löschen - F4** entfernen.



2 Verkaufsverwaltung

2.1 Abrechnungsdaten Hilfsmittelabrechnung anzeigen

Modul: Verkaufsverwaltung, Kasse

Anwendungsfall: Abrechnungsdaten Hilfsmittelabrechnung anzeigen **Neu/geändert:**

Die Hilfsmittelabrechnungsinformationen können Sie zu Kontrollzwecken auch nach einem abgeschlossenen Verkauf einsehen. Nutzen Sie dazu in der **Verkaufsverwaltung** für einen Artikel oder einen generischen Artikel wie eine Pauschale die Funktion **Details - F8**. Im Fenster **Detailangaben Artikel** bzw. **Detailangaben Generischer Artikel** wurde der Abschnitt **Hilfsmittelabrechnung** angefügt, in welchem Sie in welchem Sie im Verkauf erfasste Abrechnungsinformationen **AC/TK (LEGS)**, **Abrechnungskennzeichen** und **Versorgungszeitraum** einsehen und vergleichen können. Zudem finden Sie hier die Kennzeichnung, ob es sich um ein Hilfsmittel zum Verbrauch (**HM zum Verbrauch**) handelt, für die die Angabe eine Versorgungszeitraums erforderlich ist.

Die Tooltips auf den Feldern **AC/TK (LEGS)** und **Abrechnungskennzeichen** zeigen an, ob die Information aus der **A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank** übernommen wurde oder ob sie manuell eingegeben wurde.

Artikelmerkm Verschre	ale Bezeichnung Hersteller PZN MwSt.	BD MICRO FINE+PEN0.2 kohlpharma GmbH 1169075;	5X8 MM			
Verschre	Bezeichnung Hersteller PZN MwSt.	BD MICRO FINE + PEN0.2 kohlpharma GmbH 1169075:	5X8 MM			
Verschre	Hersteller PZN MwSt.	kohlpharma GmbH 1169075	2			
Verschre	PZN MwSt.	1169075	2			
Verschre	MwSt.	1		Einheit		100St
Verschre		1	Э	DAR	KAN	
	eibungspflicht	Bed. Erstattu	ngsfähig 📃	A+\	/ Artikel 🛛	/
Apo	othekenpflicht	Arzı	neimittel	Hil	fsmittel	/
Beta	iubungsmittel	Blu	tprodukt	Hilfsr	mittelnr.	0399991001
Abrech	nungshinweis					
Pharmazeutis	che Bedenken					
Verkaufsmerk	male					
	Menge	:	L Zu za	hlende Menge		
	Davon gratis	()	Stückelung		
Aus \	/orablieferung	()			
Hilfsmittelabr	echnung	AC/TK aus A+V überno	mmen			
	AC/TK (LEGS)	1102750	HM zum	Verbrauch 📈		
Abrechnung	skennzeichen	00 Neulieferung	Versorgung	gszeitraum 26.07.20	018 bis	31.07.2018
						Schlie



						R 🕐
Allgemein VK-Preise	Preise GKV	Pauso	hal-Abrechnung			
Artikelmerkmale						
Bezeichnung	Pauschale: aufsa	ugende I	1			
PZN						
MwSt	. 19					
Verschreibungspflicht	1					
Apothekenpflicht	1					
Arzneimitte						
Betäubungsmitte						
Blutproduk	E					
Hilfsmittelnr	1599992001					
Verkaufsmerkmale						
Menge		1	Zu zahlende	Menge	1	1
Davon grati:	5	0	Stüc	kelung		
Aus Vorablieferung		0				
Hilfsmittelabrechnung		AC	TK aus A+V übernommen)		
AC/TK (LEGS)	1102033	K	HM zum Verbrau	ch 📃		_
Abrechnungskennzeicher	08 Vergütungsp	auschal	Versorgungszeitrau	um 26.07.2018	bis 31.07.2018	
					Schli	oßon
					Schin	ebell
					E.	12



3 Preise und Kalkulation

3.1 Vorschaupreise manuell bearbeiten

Modul: Preise und Kalkulation

Anwendungsfall: Bearbeitung von Preisen in der Vorschau

Neu/geändert:

Preise in der Vorschau können Sie vor der Übernahme in die Preisliste noch einmal manuell bearbeiten. Nutzen Sie dafür in der Preisliste im Reiter **Vorschau** die Funktion **Preise bear-beiten - F5**.

Preise und K	(alkulation > Prei	slisten verwalten	> Preislis	te bearbeiten				å L	₽?(<u>ک</u>	×
Preisliste										<u> </u>	3
Eigener VK											10
Bezeichnung	* Eigener VK				Inaktiv 📃		Тур*	Bruttoprei	ise		-
Noti	z					Aktua	lisierungsart*	Automatis	sch		-
							Verbund*	Nicht vert	eilt		•
<u>A</u> rtikel <u>K</u> alkulat	ionsregel <u>V</u> orscha	u									_
	Filterkriterie	n Standard-Filte	erkriterien h	interlegt (Funktion	n 'Filter-F6')						
Übernah	me für Zeitraum vo	n 20.07.2018	▼ bis	•		(Preise letztma	ilig aktualisi	iert am 20.07.	2018 11:2	0)
Artikelbeze	ichnung	DAR Ei	nheit	akt. VK	neuer VK	Diff. VK	Rohertrag	Spanne	Mehrverk.		•
ABC WAER	ME HANSAPLAST I	MED PFL	1St 🥖	4,95						?	
ABC WAER	ME HANSAPLAST I	MED • PFL	25t 🦉	9,10						?	
ABC WAE S	EN HANSAPLAST I	MED • PFL	45t 🦉	9,90						?	
	600	BTA	205+ 🖃	11.90	13.40	1 50	6.88	61 10%	-8%	*	
			2050 00		13,40	1,50	0,00	01,10%	-070		
ACC AKUT	600 Z HUSTENLOE	SE BTA	10St 📑	7,75	8,25	0,50	4,19	60,46%	-4%	т	
	MULT VIT MI JOH	A BTA	205t 🦉	0,99						?	
	MULT VIT ORANG	F RTA	205t //	0 99						? [-
Artikelpre	ise <u>D</u> etails zum Vk	K <u>S</u> taffelung									
	P7N	02205404		Effektiver EK		2 47		Ano-VK			
	Apo-EK	3,35		Durchschnitts-EK		2,42		Eigener VK		4,95	
	Eigener EK	2,47		Anbieterpreis		2,82		UVP			
llfe	Buchungs-EK	2,47		Krankenhaus-EK							
Strg Speichern			Preise	Filter					Preise	Preis	e
Alt F1	F2 F	-3 F4	bearbeit F5	F6	F7	F8	F9	F10	aktualisieren F11	überneh F12	men

Im Fenster **Vorschaupreise bearbeiten** selektieren **S**ie die Artikel, deren Preise Sie in die Preisliste übernehmen möchten, und tragen Sie bei diesen Artikeln in der Spalte **neuer VK**

die gewünschten Preise ein. Damit wird der 🖄 Button zum Rückgängigmachen der Preisänderung aufgeblendet. Nutzen Sie diesen ggf. bei einer fehlerhaften Eingabe.

Wählen Sie abschließend **Preise übernehmen - F12**, um die manuell bearbeiteten Preise in den Reiter **Artikel** zu übernehmen.

Vors	chaupreise bearbeiten		_	_	_		_	_	_	_	
	Filte	erkriterien	Standard-Fi	Iterkriterien hir	nterlegt (Fun	ktion	'Filter-F6')				
	Übernahme für Zeit	raum von	23.07.201	18 🔹 bis	[•	(Preise letztma	alig aktualis	iert am 23.07	2018 06:18
	Artikelbezeichnung	DAR Ein	heit	akt. VK	neuer VK		Diff. VK	Rohertrag	Spanne	Mehrverk.	-
~	ABC WAERME HANE	PFL	1St 🦉	4,95	10,00	•7	5,05	5,98	71,19	-41%	t
	ABC WAERME HAN!	YFL	25t 🖉	9,10							?
	ABC WAE SEN HANKE	201	150 1	9.90							2
			-5.0	5,50							
~	ACC AKUT 600 E	STA :	20St 🧱	11,90	12,99	-9	1,09	6,54	59,89	-6%	T
	ACC AKUT 600 Z H	BTA	10St 📑	7,75	8,25		0,50	4,19	60,46	-4%	t
	ACTIVLINE MULT VI E	BTA :	205t 🖉	0,99							?
	ACTIVLINE MULT VI	ата з	205t 🖉	0,99							?
	ACTIVLINE VIT C BL	BTA :	205t //	0,99							? •
	Artikelpreise Detail	s zum VK	Staffelung								
Info	Preisberechnung 1 12,97 Euro (Apo- * 1,04 (Aufschlagst = 13,40 Euro (geru Der Preis von 12,99 Durchlaufende Ka	für VK: VK) aktor 4,009 ndet von 1: Euro wurd	6) 3,49 Euro) e manuell eir schritte	ngegeben.							
									übe	Preise rnehmen F12	Abbrechen Esc



3.2 Standardbelegung beim Löschen eines Preis-Verwendungsmodells geändert

Modul: Preise und Kalkulation

Anwendungsfall: Preis-Verwendungsmodell löschen

Neu/geändert:

Aus Sicherheitsgründen wurde die Standardbelegung beim Löschen eines Preis-Verwendungsmodells geändert. Der Fokus befindet sich in der Abfragemeldung nun auf **Nein**, so dass Sie mit **Enter** nicht aus Versehen das selektierte Preis-Verwendungsmodell löschen.

		R
Ĩ	Möchten Sie den Verwendungsbereich wirklich löschen?	
	Ja	



4 Artikelverwaltung

4.1 Geändertes Sonderkennzeichen zur Abrechnung von Blutzuckerteststreifen

Modul: Artikelverwaltung, Kasse, Faktura **Anwendungsfall:** Blutzuckerteststreifen abgeben **Neu/geändert:**

Die Apothekerverbände Rheinland-Pfalz und Saarland haben gemeinsam mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland eine neue Teststreifenvereinbarung geschlossen. Diese ist inhaltlich identisch zur bestehenden Teststreifenvereinbarung mit der BARMER. Die preislichen Neuregelungen gelten seit 01.07.2018.

Die Bezeichnung der bestehenden PZN 02567573 für das Sonderkennzeichen 'OHNE PZN Blutzucker TS Aut Idem Ausschluss Ersatzkasse' wurde dahingehend angepasst und verallgemeinert, da die AOK keine Ersatzkasse wie die BARMER ist.

PZN	Name (ggf. mit Beschreibung)	Kurzbezeichnung
02567573	Ohne PZN Blutzucker TS aut idem-Ausschluss	Ohne PZN Blutz aut idem

4.2 Geändertes Sonderkennzeichen zur Abrechnung von Suboxone Einzeldosen

Modul: Artikelverwaltung, Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Abgabe von Zubereitungen zur Substitutionstherapie **Neu/geändert:**

Aufgrund der Einführung eines Generikums zu Suboxone wird die Bezeichnung der bestehenden PZN 02567136 des Original-Artikels angepasst. Diese Änderung hat keine Auswirkung auf den Preis oder die abzurechnende PZN.

PZN	Name (ggf. mit Beschreibung)	Kurzbezeichnung
02567136	Ohne PZN Buprenorphin/Naloxon-Einzeldosen	Ohne PZN Bup- renorp./Nalox.



5 Warenlogistik

5.1 Bei Wertbuchung Hinweis auf zu hohe Auftragswerte

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Lieferung wertbuchen

Neu/geändert:

Bei formaler Wertbuchung einer Lieferung kann es versehentlich zur Eingabe von überhöhten Auftragswerten einzelner Lieferpositionen kommen.

Ş	Warenlogi	stik > Warer	eingang bea	rbeiten							ŕ L		? ©	स्त्र ×
	Name						Bestellzeit		Liefer	zeit	AArt	Pos	Wert	
	🌠 Test Gi	roßhandel					13.08.2018	3 10:57	13.08	8.2018		1	55,70	
	Alle Artikel													
	Artikelt	oezeichnung	_	DAR Eir	nheit NP		PZN	Offe	en	Menge	Nara	EK	Verfall	
	ASPIRI	N DIREKT		KTA 20	St kA		04356254	1	0	10	0	500,57	08.2020	
		Lieferung:		10 Packun	gen		1 Pos	sitionen			Wert	5.0	05,70 €	
		Bestellung:		10 Packun	gen		1 Pos	sitionen			Wert		55,70 €	
		0	1				В	estand	0		ABDA	A-VK/UVP		10,40
	Lagerort	Sichtwahl					Reservierte I	Menge	0		Ei	gener VK		
	Abholungen									Terminbe	stellungen			
	Kunde			Abholnr.	Menge	Heim				Kunde		N	lenge	
i.														
eta														
Char	Speichern	Suchen	Neu	Löschen	Bearbeiten	Retournierer	n Artikel	Arti	ikel-	Etiketten	Rabatt	Diff	erenzen	Buchen
arg			_				erfassen	Det	tails	drucken	erfasser	bea	rbeiten	
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F	8	F9	F10		F11	F12

Wenn der Buchungswert einer Lieferposition höher als der ABDA-EK ist, erhalten Sie jetzt eine Sicherheitsrückfrage. Hiermit wird eine Wertbuchung von fälschlich überhöhten Auftragswerten vermieden.

Â	Bei mindestens einer Position ist der Buchungs-EK größer als der Apo-EK. Ist der Buchungswert von 5.005,70 € in Ordnung?
	Ja Nein

Bestätigen Sie die Sicherheitsrückfrage mit **Nein**, wird der Buchungsvorgang abgebrochen. Sie können im Fenster **Wareneingang bearbeiten** die Werte überprüfen und korrigieren. Bestätigen Sie mit **Ja**, dann wird die Lieferung mit dem angegebenem Wert gebucht.

5.2 MSV3-Dienstanbieter

Modul: Kontakte, Warenlogistik Anwendungsfall: MSV3-Anbieter auf der Seite Sendeparameter einrichten Neu/geändert:



Folgende Lieferanten bieten nun auch die Bestellung per MSV3 an, so dass Sie diese in IXOS als MSV3-Lieferanten nutzen können:

• Vivatis Arzneimittel

Wenn Sie bei diesen Lieferanten bestellen, dann können Sie in der Kontaktverwaltung auf der Seite **Sendeparameter** die entsprechenden Zugangsdaten einrichten.



6 Kontakte

6.1 Kennzeichnung PAD-gepflegte Kontaktdaten der Anbieter als nicht veränderbar

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: PAD-gepflegte Kontaktdaten der Anbieter ändern

Neu/geändert:

Werden die Daten eines Anbieters von der ABDATA gepflegt und auf Ihrem System automatisch mit dem Änderungsdienst aktualisiert, dann können Sie diese Daten nicht bearbeiten. Werden in den gemeldeten Telekommuniktaionsdaten mehrere Rufnummern zur Verfügung gestellt, dann können Sie diese über den Browsebutton 🛄 in der jeweiligen Zeile im Fenster **Kommunikation** einsehen.

💜 к	(ontakte >	Anbie	eter						Ď	₽ ?	@ 3) ×
Name						PLZ	Ort	Te	lefonnumme	r		1
RATIO	OPHARM G	МВН			1	89079	ULM	+4	19/(0)800/8	005010	-	1
<u>S</u> tamm	ndaten		Stammdaton									
			Stammuaten					W				
A <u>B</u> DAT	A		Kontaktdat	n				Kontaktrolle	A1.0			
America	- Ch		Anre					Status	AKTIV			
Anschr	iften		Nam	E* KATIOPHARM G	МВН			Anlage	09.08.2010			
								Anderung				
								Anbieter	\checkmark			
							'	(unde (Firma)				
								Lieferant	\checkmark			
								PAD-gepflegt	\checkmark			
			Standardanschr	ft		s	tandardko	mmunikation				
			Adres	at Aktuelle Info 25	137			Telefon	+49 / (0) 8	00 / 8005	010	
			Zusa	tz				Mobil				
								Telefax	+49 / (0) 8	00 / 8005	011	
			Ortst	eil				E-Mail				
			Postfa	:h				Homepage	www.ratiop	harm.de		
			Straße /	Ir. GRAF-ARCO-STF	۶. 3							
			PLZ / C	rt 89079 ULM			v	Veitere Daten				
			La	d Deutschland			Ant	pieternummer	25137			
			Bemerku	g Zustelladr.			Meine Ku	ndennummer	72583			
							Außendier	nstmitarbeiter				
Strg	Speichern	Such	en Neu I	öschen	Info	Contaktty	p	Drucken				
Alt	F1	F2	F3	F4	F6	ändern F7		F9				

Diese Rufnummern/Faxnummern sind mit dem Icon kund einem entsprechenden Tooltip gekennzeichnet. Sie können jedoch auch weiterhin eine dieser gekennzeichneten Nummern als Standard-Rufnummer definieren, indem Sie diese in der Spalte **Standard** per Checkbox markieren. Diese wird anschließend in der Standardkommunikation des Kontaktes eingeblendet.



Kommunikation				R (2)
Name		Ort	Kontakttyp	
EurimPharm Arzne	imittel GmbH	Saaldorf-	Surhein Anbieter	
Telekommunikation	Internet			
Тур	Nummer		Bemerkung	Standard
Fax Fax Tel Fax Fax Fax Neuer Eintrag>	ieferte Daten können nicht be +49 / 8654 / 77071 +49 / 861 / 16 +49 / 800 / 5000250 +49 / 861 / 55 +49 / 860 / 5000450	arbeitet werden.		
Löschen F4			[OK Abbrechen F12 Esc

6.2 Berücksichtigung zugeordneter Kunden bei Änderung der Kundenkartennummer

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Kundenkartennummer ändern bei mehreren zugeordneten Kontakten **Neu/geändert:**

Eine Familie nutzt oft eine Kundenkarte gemeinsam. Somit kann eine Kundenkartennummer mehreren Familienmitgliedern zugeordnet sein. Bei Änderung der Kundenkartennummer eines Kontaktes erhalten Sie jetzt einen Hinweis, falls diese Nummer auch anderen Kontakten zugeordnet ist sowie die Frage, ob die Kundenkartennummer auch bei den angegebenen Kontakten ersetzt werden soll.



Bestätigen Sie diese Frage mit **Ja**, findet die Ersetzung der Kundenkartennummer bei den angegebenen Kontakten nach der Speicherung in den Kontaktdetails automatisch statt. Bei der Auswahl **Nein** werden die angegebenen Kontakte nicht berücksichtigt, die Änderung erfolgt ausschließlich für den aktuellen Kontakt.



7 Rezepturen

7.1 Deutsche Bezeichnung für Zubereitungen eingeben

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Zubereitungen anlegen und bearbeiten

Neu/geändert:

Auch für Zubereitungen ist es nun möglich, analog zu Rezepturen, eine deutsche Bezeichnung einzugeben. Beim Anlegen und Bearbeiten einer Zubereitung ist im Kopfbereich des Fensters **Zubereitungsdetails** das Feld **Deutsch** eingabefähig.

Ş	Rezepturen v	erwalten	> Zubereitur	ngen verwalte	n > Zuber	eitungsdet	tai	ls			ß		⊒ ?	@ 3	×
Beze	ichnung			Neulatein				Deutsc	h			PZ	٢N		4
Sirup	ous Simplex							Einfach	her Sirup			08	3000481	•	6
Zub	ereitungs	details													
	Bezei	chnung* eulatein	Sirupus Simple	ex						PZN		080004	81 i		
		Deutsch	Einfacher Siru	p											
	Arbeitskategorie* Lösung ohne Anwendung von Wärme														
	Massenante	il Bestan	dteil					PZN		Anbieter					
*	64 SACCHARUM 024				02413657		INTERN-DF	ROGEN							
*	★ 36 AOUA PURIFICATA PUUS ZUSCH 02344778 INTERN-DROGEN														
Infote	ext														
Dasi	st ein Muster	text.													
							_								
Strg	Speichern	Suchen	Neu	Zubereitung	Zuordnung			Alkohol	Bestandte	eil-					
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6		F7	F8	F9		F10	F11	E	

In der Zubereitungen-Übersicht wird die deutsche Bezeichnung angezeigt, sofern Sie diese eingegeben haben.



2	Rezepturen ve	erwalten >	Zubereitur	igen verwalte	n					Å L	⊒ ?	Ø	장	×
S	Suchbegriff	*							9					
<u>S</u> toffe		Zub	ereitung	en										
Zubere	eitungen	Beze	eichnung			Neu	ılatein		Deutsch			PZN		
Cafe		HYD	ROGENIUM P	EROX.sol.3%								0343	3834	
Oerabe		LIQU	OR AMMONI	I caustic 10%	Vol.							0343	3857	
<u>A</u> rbeits	skategorien	PAST	PASTA ZINCI MOLLIS							03433863				
<u>V</u> erpac	kungsarten:	Sirup	us Simplex						Einfacher	Sirup		0800	0481	
Filialer	n & Partner	SIRU	SIRUPUS SIMPLEX Gew.					0343	3886					
2		UNGUENTUM EMULSIFICANS aquosum						0343	3521					
								1						_
			Masse	enanteil Best	andteil			PZN	Ant	Dieter				
			÷	36 AQU	A PURIFICAT	A PLUS ZUS	СН	02415657	INT	ERN-DROGEN	1			
		N	Infotext Da	as ist ein Mus	tertext.									
		stail												
		ă												
Strg		Suchen	Neu	Löschen				Details						-
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11		F12	

Auch im Etikettendruck wird die Zubereitung mit deutschen Namen aufgedruckt, sofern Sie im Fenster **Rezepturetikett drucken** als **Druckbezeichnung** den Eintrag **Deutsch** wählen und Einzelbestandteile drucken deaktivieren.

zeichnung					Me	nge
senwasser-Si	irup				10	0,0000 g
<u>E</u> tikett	<u>B</u> estandte	eile				
Kur	ide drucken	~	Kunde	* Rosmarie	Ebeling	
Abgabeb	estimmung					1
	Dosierung					1
Auf	bewahrung					Î
	Hinweis					â
Verwend	lungszweck					1
Herstellu	ingsdatum*	19.07.2018		•		
Verw	endbarkeit*	3 Mo	nate ·	bis 16.1	0.2018	
E	tikettentyp*	Etikett (Eltro	n 90TT 90x35mm)			
Etike	(ttenanzahl*	Standard	für diesen Arbeitspla	tz 🔘 S	itandard für dies usatz-Info am Er	e Rezeptur ide drucken
Nachko	mmastellen	vier	•	• 🗸 G	esamtmenge dru	ucken
Druckb	ezeichnung	Deutsch	•	Ei	nzelbestandteile	e drucken
			Berg Apotheke, Am Strand Rosmarie Ebeling Henstlang 10.07 2 Versendbar Ma: 16.102	1, 25980 Sylt ROSENWASSER ENFACHER SIRUP 018 Gessnitninge:	70,6003 p 90,6003 p 108,0005 p	
Zeile B	estandteile urücksetzen	Druck-	Kunde		OK	Abbrech

Berg Apotheke, A	m Strand 1, 2	25980 Sylt		
Rosmarie Ebeling		ROSENWASSER EINFACHER SIRUP	10,0000 90,0000	g g
Herstellung: Verwendbar bis:	19.07.2018 16.10.2018	Gesamtmenge:	100,0000	g



7.2 Zubereitungen: Stoffe ohne Preis in roter Schrift

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Zubereitungen anlegen und bearbeiten

Neu/geändert:

Auch beim Anlegen und Ändern von Zubereitungen werden nun, analog zu Rezepturen, Stoffe, für die kein Preis hinterlegt ist, in roter Schrift dargestellt. Damit sehen Sie auf einen Blick, dass diese Zubereitung in der Form nicht abgerechnet werden kann.

Bezeichnung		Neulatein	Deutsch		PZN 🔺 1
Muster-Zubereitung					08000482 1
Zubereitungsdetails	i				
Bezeichnung* Neulatein Deutsch	Muster-Zubereitung			PZN 0800048	82 i
Arbeitskategorie*	Emulsion			-	
Massenanteil Bestan	idteil		PZN	Anbieter	
★ 95 AQUA	PURIFICATA PLUS ZUSCH		02344778	INTERN-DROGEN	
5 Musters	stoff ohne Preis		08000481		
Infotext					
Strg Speichern	Suchen Neu	Zubereitung Zuordnung Joschen andern	Alkohol Bestar verdünnen det	ndteil- ails co coo	E11 ■ CE → 12 40 I+ 12:00

7.3 Umbenennung von "Suboxone-Einzeldosen" in "Buprenorphin/Naloxon-Einzeldosen"

Modul: Rezepturen, Druckformulare, Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Buprenorphin/Naloxon-Einzeldosen anlegen und bearbeiten **Neu/geändert:**

Laut der Meldung von ABDATA vom 13.07.2018 wird die Anlage 7 der Hilfstaxe entsprechend der 8. Ergänzungsvereinbarung zur Hilfstaxe sprachlich angepasst. Anlass ist die Einführung eines Generikums zu Suboxone.

Rückwirkend zum 01.06.2018 wurden "Suboxone-Einzeldosen" in **Buprenorphin/Naloxon-Einzeldosen** umbenannt. Die Preise und die PZN bleiben unverändert.

Damit ändern sich im Modul **Rezepturen** auch die Bezeichnungen in den entsprechenden Fenstern zum Auswählen und Taxieren von **Buprenorphin/Naloxon-Einzeldosen** sowie im Modul **Druckformulare** die Bezeichnungen in **Buprenorphin/Naloxon-Etikett** und der Name des Konfigurationsparameters zum Berechnen des Preises eines kindersicheren Verschlusses für **Buprenorphin/Subutex/Buprenorphin-Naloxon**.



М	Methadon		
L	Levomethadon		
s	Subutex		
x	Buprenorphin/Nal	oxon	
в	Buprenorphin		
		ОК	Abbrechen
		F12	Esc

Tagesdosis*	mg
für*	Tage
Kindergesicherter Verschluss	•
Preis pro Tag	€
Gesamtpreis	€
Flikett daurken	79
Luxett dideken	
Kunde*	
Tag der ersten Einnahme	
Bezeichnung*	Buprenorphin/Naloxon-Einzeldosen
Etikettentyp*	Subutex/Buprenorphin-Naloxon-Etikett (Eltron 90TT 90x35mm)
Etikettenanzahl pro Tag*	1
	Berg Apathala, An Broot C 2011 Byr Tag de Fonomer Brynonytenhalsone Enerations Canada and Canada an
Druck Einzeldruck Einstellungen F9 F10	OK Abbrechen F12 Esc

Ebenso wurde der generische Artikel 'Ohne PZN Suboxone' umbenannt in **Ohne PZN Buprenor./Subutex**.





8 Reports

8.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergeb-

nisverarbeitung

Modul: Reports

Anwendungsfall: Kundenstammdaten sperren

Neu/geändert:

Im Modul **Reports** steht Ihnen jetzt folgende neue Option der Ergebnisverarbeitung zur Verfügung, um die Kundenstammdaten ausgewählter Kunden in einem Schritt zu sperren. Die Sperrung bezieht sich ausschließlich auf die Kundenstammdaten, jedoch nicht auf die personenbezogenen Daten zu gespeicherten Kundenvorgängen. Die Entsperrung von Kundenstammdaten ist nur einzeln möglich und erfordert das entsprechende Benutzerrecht.:

- Ergebniskategorie Kunden
 - neue Verarbeitungsgruppe **Datenschutz** mit dem Feld:
 - **Kunde sperren** Die Kundenstammdaten werden gesperrt. Hierbei werden, analog zu einer einzelnen Kontaktsperrung, die möglichen Hinderungsgründe (offene Vorgänge) geprüft. Eine Sperrung ist in diesem Fall nicht möglich.

Ergebnisverarbeitung für Kunden		
Suchen	ρ	10 ausgewählte Kunden sperren
 Adressetiketten 		/ Kunde sperren
 Arzt 		• Rende spenen
 Betreuung 		
 Bonuskonten 		
 Buchhaltung 		
 Datenschutz 		
Kunde sperren		
 Eigenschaften 		
 Einwilligungserklärung 		
 Faktura 		
 Heim 		
 Info 		
 Kontaktklassifikation 		
 Krankenversicherung 		
 Rabatt 		
 Zahlungsverkehr 		
		OK Abbrechen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Markieren Sie die Positionen der Ergebnisliste, die Sie weiter verarbeiten möchten.
- 2. Wählen Sie die Funktion **Ergebnis verarbeiten**.

Das Fenster **Ergebnisverarbeitung für Kunden** öffnet sich.

- 3. Öffnen Sie im Navigationsfenster die Verarbeitungsgruppe **Datenschutz**.
- 4. Selektieren Sie den Eintrag Kunde sperren.

Sie erhalten einen Hinweis, dass die Entsperrung der Kunden nur einzeln möglich ist.





5. Bestätigen Sie diesen Hinweis mit **OK**

Sie erhalten eine Sicherheitsrückfrage zur ausgewählten Ergebnisverarbeitung.

Ergebnisverarbeitung durchführen?					
Wollen Sie die ausgewählte Ergeb 3 Kunden unwiderruflich durchfüh Regel nicht umkehrbar und veränd Einstellungen Ihrer Apotheke.	nisverarbeitung v ıren? Diese Aktior dert/überschreibt	virklich an n ist in der ggf.			
	Ja	Nein			

6. Bestätigen Sie diese mit **Ja**, dann wird die Massendatenverarbeitung durchgeführt.

Im nächsten Schritt erfolgt eine Prüfung auf offene Vorgänge der ausgewählten Kunden.

7. Abschließend erhalten Sie eine Rückmeldung, ob die Sperrung erfolgreich war.



9 Auswertungen

9.1 Preisänderungsliste: Möglichkeit zur Vorgabe eines prozentualen minimalen Anzeigewertes

Modul: Auswertungen

Anwendungsfall: Kriterien für Preisänderungsliste einstellen

Neu/geändert:

Für die Preisänderungsliste konnten Sie bisher einen minimalen VK-Änderungswert festlegen, ab welchem ein Artikel zur Anzeige berücksichtigt werden sollte. Da dieser Wert bei hoch- und niedrigpreisigen Artikeln sehr schwanken kann, wurde nun auch die Anzeige eines prozentualen Änderungswertes ermöglicht.

Nutzen Sie dafür im Fenster **Auswertungskriterien** unter **Sonstige** nach dem Feld **AB VK-Änderung mind. +/-** die Auswahlliste für € bzw. %.

Auswertungskriterien	🗖 🖓
Preisänderungsliste	
Umfang Artikel	POS/POR/Negativ
Lagerort	-
Abgabebestimmung	
Abgabebestimmung	Alle
Sonstige	
Ab VK-Änderung mind. +/-	0,00 € ▼
Nur Festbetragsartikel	
Nur Artikel ohne Eigenen VK	
Anzeige Preisänderungsliste	
Zzgl. Eigene Preise	
Als Standard speichern F1	OK Abbrechen

Im Fenster **Preisänderungsliste** wurden die Spalten 'Diff (+/-)' für den **Apo-VK** bzw. **UVP** und den **Apo-EK** jeweils in **Diff (€)** und **Diff (%)** umbenannt und erweitert.

🤌 Auswertunge	en > Preisä	nderung	sdienst						ð L	묘 ? (e	×
Preisänderungslis	te A <u>V</u> /Z/RR	Artikel	<u>F</u> estbetragsän	ierungen <u>G</u>	elöschte Artikel	<u>N</u> euaufna	hmen <u>R</u> x	Lagerartikel	<u>L</u> agerwer	tveränderun	igen <u>E</u> ir	<u>a</u>
Ausgewählter	PÄD		Datum des P	AD-Imports	Date	um der PÄD-	Aktivierung			[▲ 1	
15.07.2018			16.07.2018		16.0	07.2018					▼ 24	
Preisänderung	sliste											
Artikelbeze	ichnung	DAR	Einh. PZN	Bestar	d Apo-VK	UVP	Diff (€)	Diff (%)	Apo-EK	Diff (€)	Diff (%)	
ADOL SPA	G PEKA N	TRO	50ml 0426324	5	13,70		0,55	4,18	7,35	0,31	4,40	
AETHOXYS	KLEROL 0.5%	ILO	5X2ml 0129191	0 0	26,58		0,77	2,98	13,43	0,63	4,92	
AETHOXYS	KLEROL 3%	ILO	5X2ml 0129195	5	40,21		1,62	4,20	24,54	1,32	5,68	
AILGENO S	PAG PEKA	TRO	100ml 0715592	0	21,25		0,75	3,66	12,07	0,43	3,69	
AILGENO S	PAG PEKA	TRO	50ml 0715591	2 0	13,70		0,55	4,18	7,35	0,31	4,40	
AKUTUR SE	AG	TRO	50ml 0382160	2	13,70		0,55	4,18	7,35	0,31	4,40	
AKUTUR SE	AG	TRO	100ml 0382161	0	21,25		0,75	3,66	12,07	0,43	3,69	
ALDARA 5	6 CREME SACHB	CRE	12St 0185306	L I	87,26		1,33	1,55	62,93	1,09	1,76	
AREUTID S	PAG. PEKA N	TRO	100ml 0379623	5 0	21,25		0,75	3,66	12,07	0,43	3,69	
ASCOTOP	NASAL 5MG	NAS	6St 0310720	L 0	92,07		1,44	1,59	66,85	1,17	1,78	
AVONEX 30	UG LUER LOCK	FER	4St 0647799	5	1.635,67		7,60	0,47	1.326,21	6,19	0,47	
AVONEX 30	UG LUER LOCK	ILO	4St 0607741	1	1.650,83		22,76	1,40	1.338,58	18,56	1,41	
CERAZETT		FTA	6X28St 0421688	,	48,58		0,52	1,08	31,37	0,42	1,36	L
CETIRIZIN	HEXAL B ALLERG	FTA	100St 0183022	,	32,97		0,99	3,10	19,38	0,59	3,14	L
CETIRIZIN	HEXAL B ALLERG	FTA	50St 0183016	0	17,98		0,63	3,63	10,21	0,36	3,66	
CO HYPER	T SPAG	TRO	100ml 0382170	3	21,25		0,75	3,66	12,07	0,43	3,69	L
COLIFOAN	REKTALSCHAU	RSC	1X20.8g 0747414)	34,91		1,35	4,02	20,22	1,10	5,75	
CUTRO SP.	AG PEKA	TRO	50ml 0295329)	13,70		0,55	4,18	7,35	0,31	4,40	
A DAXAS 500 A	UG	FTA	30St 0656365	5 0	74,70		1,13	1,54	52,68	0,92	1,78	
A DAXAS 500 A	UG	FTA	90St 0656366	L 0	202,04		3,38	1,70	156,57	2,75	1,79	1
T DEAS SPAC	PEKA N	TRO	50ml 0295325	3	13,70		0,55	4,18	7,35	0,31	4,40	1
ENGERIX B	ERWACHSENE	FER	1St 0053946	5	57,39		4,49	8,49	38,56	3,67	10,52	
		TRO	50 10425222		10.70		0.00		7.00	0.21		1
				Mensels, 1	Kananisha In		Dataila	Develope	Canada	Kuitaula	A	-
trg				warenkorb	ändern	tournieren	Details	Drucken	Senden	ändern	Alle	en
Alt				F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	



Diese Spalten wurden auch in den Ausdruck der Preisänderungsliste übernommen.

										Sei	ite: 1/1
	Preisänderu	ungslis	ste vo	m 26	.07.201	8 15:	47:06	6			
		SI	tichtag: 1	15.07.2	018						
Preiserhöhung											
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Best.	Apo-VK	UVP	Diff (€)	Diff (%)	App-EK	Diff (€)	Diff (%
ADOL SPAG PEKA N	TRO	50ml	04263245	0	13,70		0,55	4,18	7,35	0.31	4,4
AETHOXYSKLEROL 0.5%	ILO	5X2ml	01291910	0	26,58		0,77	2,98	13,43	0,63	4,9
AETHOXYSKLEROL 3%	ILO	5X2ml	01291956	0	40,21		1,62	4,20	24,54	1,32	5,6
AILGENO SPAG PEKA	TRO	50ml	07155912	0	13,70		0,55	4,18	7,35	0,31	4,4
AILGENO SPAG PEKA	TRO	100ml	07155929	0	21,25		0,75	3,66	12,07	0,43	3,6
AKUTUR SPAG	TRO	50ml	03821602	0	13,70		0,55	4,18	7,35	0,31	4,4
AKUTUR SPAG	TRO	100ml	03821619	0	21,25		0,75	3,66	12,07	0,43	3,6
ALDARA 5% CREME SACHETS	CRE	12St	01853064	0	87,26		1,33	1,55	62,93	1,09	1,7
AREUTID SPAG. PEKA N	TRO	100ml	03796235	0	21,25		0,75	3,66	12,07	0,43	3,6
ASCOTOP NASAL 5MG	NAS	6St	03107201	0	92,07		1,44	1,59	66,85	1,17	1,7
AVONEX 30UG LUER LOCK	ILO	4St	06077417	0	1.650,83		22,76	1,40	1.338,58	18,56	1,4
MONEY 2010 LUEP LOCK	FER	491	06477006	0	1.835.67		7.60	0.47	1 326 21	8.10	0.4
WONEX 300G LOER LOCK	1 LIV	400	00477530	ŭ	1.030,07		. (0,47	1.000.00.00	0,15	0,4
Preissenkung	048	Finhait	D7N	Bert	Anno VIV	INP	Diff.(0)	Diff (%)	Ann EV	0,15	0,4
	DAR	Einheit	PZN	Best.	Apo-VK	UVP	Diff (6)	Diff (%)	Apo-EK	Diff (C)	Diff (9
Preissenkung Anikalbezeichnung AQULAR AUGENTROPFEN AGOVAR AUGENTROPFEN	DAR ATR	Einheit 5ml	PZN 01485519	Best.	Apo-VK 18,52	UVP	Diff (0) -2,11	Diff (%) -10,23	Apo-EK 6,84	Diff (C) -1,73	Diff (9 -20,1
Preissenkung Artikelbezeichnung ACULAR AUGENTROPFEN ARCOXIA 60MG	DAR ATR FTA	Einheit 5ml	PZN 01485519 01124626	Best.	Apo-VK 18,52 59,98	UVP	Diff (6) -2,11 -2,82	Diff (%) -10,23 -4,49	Apo-EK 6,84 40,67	Diff (6) -1.73 -2.30	Diff (9 -20,1 -5,3
Preissenkung Aräkelbezeichnung AcuLar Augentropfen Arecoxia 60Mg ARCOXIA 60Mg ARCOXIA 60Mg	DAR ATR FTA FTA	Einheit 5ml 50St 100St	PZN 01485519 01124626 09003922	Best. 0 0	Apo-VK 18.52 59.98 116.87 24.41	UVP	Diff (C) -2,11 -2,82 -4,03	Diff (%) -10,23 -4,49 -3,33 -23,41	Apo-EK 6,84 40,67 87,09	Diff (C) -1,73 -2,30 -3,29	Diff (9 -20.1 -5.3 -3.6
Arskelbezeichnung Arskelbezeichnung AcULAR AUGENTROPFEN ARCCXIA 60MG ARCCXIA 60MG AVALCX 400MS FLMTABLETTEN AVALCX 400MS FLMTABLETTEN	DAR ATR FTA FTA FTA ETA	Einheit 5mi 50St 100St 5St 7St	PZN 01485519 01124626 09003922 00032106	Best. 0 0 0	Apo-VK 18.52 59.98 116.87 24.41 20.39	UVP	Diff (6) -2.11 -2.82 -4.03 -7.46	Diff (%) -10,23 -4,49 -3,33 -23,41 -25,72	Apo-EK 6,84 40,67 87,09 11,65	Diff (C) -1,73 -2,30 -3,29 -6,09	Diff (9 -20,1 -5,3 -3,6 -34,3
Arsikelbezeichnung Arsikelbezeichnung ActULRA AUGENTROPFEN ARCOXIA 60MG ARACOXIA 60MG AVALOX 400MG FILMTABLETTEN AVALOX 400MG FILMTABLETTEN AVALOX 400MG FILMTABLETTEN AVALOX 400MG FILMTABLETTEN	DAR ATR FTA FTA FTA FTA TAR	Einheit 5ml 50St 100St 5St 100St	PZN 01485519 01124626 00003922 00032106 00032112	Best. 0 0 0 0	Apo-VK 18.52 59.98 116.87 24.41 30.39 244.68	UVP	Diff (6) -2,11 -2,82 -4,03 -7,46 -10,55 -2,21	Diff (%) -10,23 -4,49 -3,33 -23,41 -25,77 -1 10	Apo-EK 6,84 40,67 87,09 11,65 16,53 191,38	Diff (C) -1.73 -2.30 -3.29 -6.09 -8.61	Diff (9 -20.1 -5,3 -3,6 -34,3 -34,2 -34,2
Preissenkung Aräkelbezeichnung AcuLaR AUGENTROPFEN ARCOXIA 60MG ARACOXIA 60MG ARACOXIA 60MG AVALOX 400MG FILMTABLETTEN AVALOX 400MG FILMTABLETTEN AZILOZ TI MG BI (DBERES 10MG	DAR ATR FTA FTA FTA TAB TAR	Einheit 5ml 50St 100St 5St 7St 100St 98St	PZN 01485519 01124626 09003922 00032106 00032112 09695357	Best. 0 0 0 0 0 0	Apo-VK 18,52 59,98 116,87 24,41 30,39 244,68 57,80	UVP	Diff (6) -2,11 -2,82 -4,03 -7,46 -10,55 -2,71 -20,55	0,47 Diff (%) -10,23 -4,49 -3,33 -23,41 -25,77 -1,10 -26,23	Apo-EK 6,84 40,67 87,09 11,65 16,53 191,36 38,89	Diff (C) -1,73 -2,30 -3,29 -6,09 -8,61 -2,21 -16,77	Diff (9 -20.1 -5.3 -34.3 -34.2 -1.1
Arskelbezeichnung Arskelbezeichnung Actikelbezeichnung Actura AugenTROPFEN ARCOXIA 60MG ARCOXIA 60MG ARCOXIA 60MG ARCOXIA 60MG ARCOXIA 60MG FILMTABLETTEN AZILECT 1MG BLOPRESS 10MG DRUWIXA 3MG FERTIGSPRITZF	DAR ATR FTA FTA FTA TAB TAB	Einheit 5ml 50St 100St 7St 100St 98St 155	PZN 01485519 01124626 09003922 00032106 00032112 09695357 01998756 07123390	Best. 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Apo-VK 18,52 59,98 116,87 24,41 30,39 244,68 57,80 93,93	UVP	Diff (6) -2.11 -2.82 -4.03 -7.46 -10.55 -2.71 -20.55 -1.26	0,47 Diff (%) -10,23 -4,49 -3,33 -23,41 -25,77 -1,10 -26,23 -1,84	Apo-EK 6,84 40,67 87,09 11,65 16,53 191,36 38,89 88,37	Diff (C) -1,73 -2,30 -3,29 -6,09 -8,61 -2,21 -16,77 -1,44	Diff (9 -20,1 -5,3 -3,6 -34,3 -34,2 -1,1 -30,1 -2,0
Verview audor coeff LOCK Preissenkung Verkelbezeichnung COLURA AUGENTROPFEN VECOXIA 80MG VECOXIA 80MG VALCX 400MG FILMTABLETTEN VALCX 400MG FILMTABLETTEN VALCX 400MG FILMTABLETTEN ILOPRESS 16MG ICOVIVA 3MG FERTIGSPRITZE IBETABIS GENILAB Y22/1060FD	DAR ATR FTA FTA FTA TAB TAB TAB ILO IHP	Einheit 5ml 50St 100St 100St 100St 100St 1St 3St	PZN 01485519 01124626 09003922 00032106 00032112 09695357 01998756 07123390 09924119	Best. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Apo-VK 18.52 59.98 116.87 24.41 30.39 244.68 57.80 93.93 121.36	UVP	Diff (6) -2,11 -2,82 -4,03 -7,46 -10,55 -2,71 -20,55 -1,76 -1,14	0,47 Diff (%) -10,23 -4,49 -3,33 -23,41 -25,77 -1,10 -26,23 -1,84 -0,93	Apo-EK 6,84 40,67 11,65 16,53 191,36 68,37 90,75	Diff (C) -1,73 -2,30 -3,29 -6,09 -8,61 -2,21 -16,77 -1,44 -0,93	Diff (9 -20,1 -5,3 -34,3 -34,2 -1,1 -30,1 -2,0 -1,0
Avikelbezeichnung Avikelbezeichnung AcuLaR AUGENTROPFEN ARCOXIA 60MG ARCOXIA 60MG ARCOXIA 60MG AVALOX 400MG FILMTABLETTEN AVALOX 400MG FILMTABLETTEN AVALOX 400MG FILMTABLETTEN AVALOX 400MG FILMTABLETTEN BJLOPRESS 10MG BJLOPRESS 10MG BJLOPRESS 10MG BJLOPRESS 10MG BJLOPRESS 10MG FILMTGSPRITZE BRETARIJS GENUAIR 322UG60ED	DAR ATR FTA FTA FTA FTA TAB ILO IHP	Einheit 5ml 50St 100St 7St 100St 98St 1St 3St	PZN 01485519 01124626 000032106 000032112 09695357 01998756 07123390 09924119	Best. 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Apo-VK 18.52 59.98 116.87 24.41 34.4	UVP	Diff (6) -2,11 -2,82 -4,03 -7,46 -10,55 -2,71 -20,55 -1,76 -1,14	0,47 Diff (%) -10,23 -4,49 -3,33 -23,41 -25,77 -1,10 -26,23 -1,84 -0,93	Apo-EK 6,84 40,67 87,09 11,65 16,53 191,36 38,89 68,37 90,75	Diff (C) -1,73 -2,30 -3,29 -6,09 -8,61 -2,21 -16,77 -1,44 -0,93	Diff (9 -20.1 -5.3 -34.3 -34.2 -1.1 -30.1 -2.0 -1.0
Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung Aufükelbezeichnung ARCOXIA 60MG ARCOXIA 60MG ARCOXIA 60MG ARCOXIA 60MG ARCOXIA 60MG ARCOXIA 60MG FILMTABLETTEN AVALOX 400MG FILMTABLETTEN AVALOX 400MG FILMTABLETTEN AVALOX 400MG FILMTABLETTEN AVALOX 400MG FILMTABLETTEN BUOPRESS 10MG BONVIVA 3MG FERTIGSPRITZE BRETARIS GENUAIR 322UG60ED Sonstige	DAR ATR FTA FTA FTA TAB ILO IHP	Einheit 5ml 505t 555t 755t 1005t 985t 1905t 15t 35t	PZN 01485519 01124526 00032106 00032106 00032112 09695357 07123390 09924119	Best. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Apo-VK 18.52 59,98 116.87 24.41 30.39 244.68 57,80 93,93 121,36	UVP	Diff (C) -2,11 -2,82 -4,03 -7,46 -10,55 -2,71 -20,55 -1,76 -1,14	Diff (%) -10,23 -4,49 -3,33 -23,41 -25,77 -1,10 -26,23 -1,84 -0,93	Apo-EK 6,84 40,67 87,09 11,65 16,53 191,36 38,89 68,37 90,75	Diff (C) -1,73 -2,30 -3,29 -6,09 -8,61 -2,21 -16,77 -1,44 -0,93	Diff (9 -20,1 -5,3 -34,3 -34,2 -1,1 -30,1 -2,0 -1,0
Artikelbezeichnung Acular Augentroppen Acular Augentroppen Azocoxia 60Mg Akacoxia 60Mg	DAR ATR FTA FTA FTA TAB ILO IHP DAR	Einheit Sml 50St 100St 100St 100St 100St 18t 3St 3St	PZN 01485519 01124626 09003922 090032106 00032110 09695357 01998756 07123390 09924119 PZN	Best. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Apo-VK 18,52 59,98 116,87 24,41 30,39 244,68 57,80 93,93 121,36 Apo-VK	UVP	Diff (C) -2,11 -2,82 -4,03 -7,46 -10,55 -2,71 -20,55 -1,76 -1,14 Diff (C)	Diff (%) -10,23 -4,49 -3,33 -23,41 -25,77 -1,10 -26,23 -1,84 -0,93 Diff (%)	Apo-EK 6,84 40,67 87,09 11,65 16,53 191,36 38,89 68,37 90,75	Diff (€) -1,73 -2,30 -3,29 -6,09 -8,61 -2,21 -16,61 -1,44 -0,93	Diff (3 -20,1) -5,3 -34,3 -34,3 -34,2 -1,1 -30,1) -2,0 -1,0 Diff (3

Für den Ausdruck von Etiketten mit **Drucken - F9** können Sie ebenfalls den minimalen VK-Änderungswert festlegen, ab welchem ein Artikel zum Etikettendruck ausgewählt werden soll. Nutzen Sie dafür im Fenster **Druckoptionen Preisänderungsliste** unter **Etiketten** nach dem Feld **AB VK-Änderung mind. +/-** die Auswahlliste für € bzw. %.

Druckoptionen zur Preisänderungsliste	2
Gesamte Liste Nur markierte Einträge	
Preisänderungsliste	
Sortierung nach	Artikelbezeichnung -
Druckbereich Buchstabe von	bis
Etiketten Typ Preiset Anzahl Nur Festbetragsartikel Mit eigenen Preisen Ab VK-Änderung mind. +/- Abgabebestimmung Alle	ikett v 0,00 € v v
Als Standard speichern F1	OK Abbrechen F12 Esc



10 securPharm

10.1 Zugangsdaten eintragen

Modul: Firmenstamm

Anwendungsfall: Zugangsdaten eintragen

Neu/geändert:

Jede Apotheke muss vor dem Anschluss an den securPharm-Apothekenserver als berechtigter Teilnehmer legitimiert werden. Die NGDA (Netzgesellschaft Deutscher Apotheker mbH) wird die Anmeldung zum securPharm-Apothekenserver, der für die Echtheitsprüfung der Packungen genutzt werden soll, vornehmen.

Daher hat die NGDA selbst das sogenannte N-Ident-Verfahren entwickelt – ein Identifizierungsverfahren, das sicherstellt, dass nur Berechtigte Zugang zum Server erhalten. Mit ihm werden die Nutzer auf die securPharm-Datenbank zugreifen können.

Die Kosten für das Zertifikat betragen 20 EUR zzgl. MwSt. Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von 2 Jahren und muss dann erneut beantragt werden.

Wenn Sie sich bereits am N-Ident-Portal registriert, als Teilnehmer an securPharm legitimiert und Ihre Zugangsdaten erhalten haben, können Sie diese bereits in IXOS einpflegen. Falls Sie das Zertifikat bereits außerhalb von IXOS heruntergeladen haben, dann können Sie dieses in IXOS importieren.

Damit ist sichergestellt, dass Sie zum Start von securPharm am 09.02.2019 für die Erfassung und Verifizierung der Packungen vorbereitet sind.

Gehen Sie zur Einrichtung des Zugangs wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie zum Hinterlegen Ihrer Zugangsdaten im Menü **Systempflege** das Modul **Firmenstamm**.
- 2. Wechseln Sie auf die Seite securPharm.

¹ Der Abschnitt **securPharm Pilotbetrieb** wird nur dann angezeigt, wenn Sie eine securPharm-Lizenz für den Pilotbetrieb bei *PHARMATECHNIK* erworben haben.



Irrmenstamm				Þ	8	Ŧ	?	Ø	강	×
Name										
Firma Tal Apotheke										
Stammdaten	N-Ident									
Einanzen										
FivePX Veror/Ifund	Zertifikat									
Piverx vorproliding	Ablaufdatum									
secur <u>P</u> harm	Betriebsart									
<u>L</u> ogos										
Öffnungszeiten										
Anschriften										
K <u>u</u> ndendisplay										
<u>K</u> ommunikation										
MMR-Daten										
Connect- <u>i</u> mpressum										
Laufende <u>N</u> ummern										
MEP24web										
DMS										
Strg Speichern	Neues									
Alt F1	F3									

- 3. Je nachdem, ob Sie bereits außerhalb von IXOS ein Zertifikat von der NGDA heruntergeladen haben, verfahren Sie wie folgt:
 - a. kein Zertifikat vorhanden:

Wählen Sie **Neues Zertifikat - F3** oder klicken Sie auf den 으 roten Button im Feld **Zertifikat**.

⇔	Das Fenste	N-Ident	Zertifikat	öffnet	sich.
5	Das Fenste	N-Ident	Zertifikat	öffnet	sich

N-Ident Zertifikat her	unterladen	2
Benutzername Passwort Betriebsart	Produktion	•
	ОК F12	Abbrechen Esc

Geben Sie Ihren **Benutzernamen** und das **Passwort** ein, wählen als **Betriebsart** den Eintrag **Produktion** und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK - F12**.

b. Zertifikat vorhanden:

Wählen Sie Zertifikat aus Datei - Strg+F3.

Das Fenster N-Ident Zertifikat öffnet sich.



N-Ident Zertifikat aus	Datei importieren	2 ?
Benutzername		
Passwort		
Betriebsart	Produktion	-
Zertifikatsdatei		
		,
	ОК	Abbrechen
	F12	Esc

Geben Sie Ihren **Benutzernamen** und das **Passwort** ein und wählen als **Betriebsart** den Eintrag **Produktion**.

Mit Auswahl des Browsebuttons am Feld **Zertifikatsdatei** öffnet sich das Fenster **Zertifikatsdatei für Import auswählen**, in welchem Sie die Zertifikatsdatei aus Ihrem Dateisystem auswählen und mit **Öffnen** nach IXOS importieren können. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK - F12**.

Bei korrekter Eingabe wird das Zertifikat heruntergeladen bzw. eingelesen und es

erscheint auf der Seite **securPharm** unter **N-Ident** im Feld **Zertifikat** ein Sügrüner Button.

Irimenstamm		ß	<u> </u>	? ©	। सु
Name					
Firma Berg Apotheke		 			
Stammdaten	N-Ident				
<u>F</u> inanzen	Zertifikat 🙋 👔				
FiveRX Vorprüfung	Benutzername				
secur <u>P</u> harm	Ablaufdatum Betriebsart Test				
<u>L</u> ogos					
<u>Ö</u> ffnungszeiten					
<u>A</u> nschriften					
K <u>u</u> ndendisplay	securPharm Pilotbetrieb				
<u>K</u> ommunikation					
MMR-Daten	Verbindungsart Keine Angabe				
Connect-Impressum	Benutzername				
	Verbindungstest				
Laufende <u>N</u> ummern					
M <u>E</u> P24web					
<u>D</u> MS					
Strg Speichern	Neues Zertifikat				
Alt F1	F3				



Mit Klick auf den Info-Button i hinter dem Feld **Zertifikat** erhalten Sie Informationen zum Erlangen des Zertifikats, sowie direkte Links zur Homepage der NGDA und zu Informationen zu securPharm von **PHARMATECHNIK**.

()	Zur Feststellung Ihrer digitalen Identität für die Teilnahme an securPharm wurde von der Netzgesellschaft Deutscher Apotheker mbH, kurz <u>NGDA</u> , das N-Ident-Verfahren entwickelt. Sie erhalten für jede Betriebsstätte einen Benutzernamen, ein Passwort und ein elektronisches Zertifikat. IXOS benötigt diese Daten zur automatischen Anmeldung am securPharm-Apothekenserver. Für weitere Informationen: <u>https://www.pharmatechnik.de/securpharm</u>
	ОК



11 Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt

Zahlreiche neue Herausforderungen bestimmen täglich Ihren Apothekenalltag, insbesondere auch auf dem Gebiet der gesetzlichen Regelungen.

Zu folgenden aktuellen Themen im Apothekenmarkt können Sie sich jederzeit gerne auf unserer **PHARMATECHNIK**-Homepage informieren. Sie erhalten dort die aktuellsten Informationen auf einen Blick.

11.1 Aktuelles zur Kassennachschau

Informationen auf unserer Homepage finden Sie hier.

11.2 Aktuelles zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Informationen auf unserer Homepage finden Sie hier.

11.3 Aktuelles zu securPharm

Informationen auf unserer Homepage finden Sie <u>hier</u>. Eine umfangreiche Sammlung an FAQs finden Sie <u>hier</u> zum Download.

Zu diesen und vielen anderen Themen können Sie sich auch gerne auf unserem Web-Portal in der Rubrik **IXOS FAQ** informieren.



12 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS

IXOS.eCall: Online-Support für IXOS

Wenn Sie Wünsche oder Fragen zur Funktionsweise von IXOS haben, dann können Sie direkt aus dem Modul **Notes**, Kategorie **Nachrichten** mit der Funktion **IXOS.eCall** den *PHARMATECHNIK*-Online-Support kontaktieren. Damit ist ein reibungsloser Ablauf in der Apotheke ohne Wartezeit am Telefon sowie ein effektiver Ablauf in der *PHARMATECHNIK*-Hotline gewährleistet.

Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support

Sie erhalten Hilfestellungen und Informationen, damit Ihr Anliegen schnellstmöglich geklärt werden kann. Sie finden hier die Kontaktdaten der **Hotline**, Formulare für **Supportanfragen**, **F**requently **A**sked **Q**uestions, die **IXOS-Onlinehilfe**, **Support-Dokumente**, den **Release-Plan**, Informationen zu **Produktschulungen** sowie ein Bestellformular für **Verbrauchsmaterialien**. Das Web-Portal des **Online-Supports** können Sie jederzeit entweder unter **www.pharmatechnik.de/online-support** oder aus dem Menü **Büro** über den Eintrag **@ Online-Support** oder per Fax an die **08151 / 55 09 296** erreichen.

Service-Hotline: 08151 / 55 09 295

Als **IXOS**-Anwender erreichen Sie die Service-Hotline unter der Rufnummer **08151 / 55 09 295**. Damit Sie die Rufnummer jederzeit griffbereit haben, wird diese auf dem IXOS Desktop links oben - unter dem Namen Ihrer Apotheke - angezeigt.

Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Onlinehilfe - Alt+F1' wählen

Die **IXOS** Onlinehilfe liefert Ihnen Beschreibungen und Informationen für alle neuen sowie häufig verwendeten Funktionen.

Wenn Sie sich z.B. beim Arbeiten nicht sicher sind, wie der aktuelle Vorgang weiter bearbeitet werden soll, wählen Sie das Hilfe-Icon am rechten Rand der Navigationsleiste bzw. rechts in der Titelleiste von Fenstern oder **Onlinehilfe - Alt+F1**.

Die Onlinehilfe öffnet sich in einem neuen Fenster.

Sie erhalten dann automatisch Informationen zur laufenden Anwendung. In den meisten Fällen sind diese kontextsensitiv, d.h. sie beziehen sich direkt auf die Funktion, die Sie gerade verwenden.

Informationen zu den Neuerungen der aktuellen Version abrufen

Sie können sich in der Onlinehilfe schnell über die neuesten Funktionen der aktuellen Version informieren. Rufen Sie zunächst mit **Onlinehilfe - Alt+F1** die Onlinehilfe auf. Klicken Sie dann im Inhaltsverzeichnis links auf das Buch **Das ist neu**.

Das Hilfethema mit den aktuellen Neuerungen öffnet sich.

Sie haben hier folgende Möglichkeiten:

- Versionsbeschreibung aufrufen.
- Direkt zu den ausführlichen Beschreibungen der wichtigsten Neuerungen springen.
- **Versions-Historie** aufrufen. Hier finden Sie die Neuerungen der letzten Versionen und können direkt auf deren Beschreibungen zugreifen.