



PHARMATECHNIK

Das Beste für Ihre Apotheke!

IXOS^{PT}

Version 2020.1

Versionsbeschreibung

Inhalt

1 Kasse	4
1.1 Gleicher Artikel in mehreren Verordnungszeilen	4
1.2 Retax-Service erweitert	6
1.3 Rezeptscan: Vorschlag von Artikel, die außer Vertrieb sind, beschränkt	6
1.4 Anzeige der Trefferliste nach Rabattvertragssuche	6
1.5 Anpassungen im GKV-Fall bezüglich Änderungen zum Rahmenvertrag	8
1.6 Geblisterte Artikel werden durchgängig gekennzeichnet	9
2 Doppelrabattierung	15
2.1 Rabattierung im Modul 'Preise und Kalkulation'	15
2.2 Artikelpreis aus Kundenrabattmodell	20
2.3 Artikelpreis aus Artikelverwaltung	22
2.4 Darstellung der Rabattfähigkeit des Artikelpreises	24
3 Faktura	25
3.1 Druckoptionen der Auftragsübersicht optimiert	25
3.2 Filterkriterien für Auftragsübersicht optimiert	30
3.3 Lieferscheinübersicht optimiert	30
3.4 Filterkriterien für Lieferscheinübersicht optimiert	31
3.5 Drucken in der Lieferscheinübersicht erweitert	32
3.6 Getrennte Lieferscheine für extern und direkt gelieferte Ware	34
3.7 Sammellieferscheine ohne Lieferscheine für separat gelieferte Ware	36
4 Rezeptmanagement	38
4.1 Vergleichsartikelsuche zum verordneten Artikel	38
5 Rezeptanforderung	39
5.1 Einwilligungserklärung für Rezeptanforderungen	39
6 Artikelverwaltung	41
6.1 Generische Artikel für cannabinoidhaltige Rezepturen erweitert	41
7 Warenlogistik	42
7.1 Darstellung der Icons bezüglich Lieferfähigkeit in der Online-Verfügbarkeitsanfrage	42
7.2 Ausdruck 'Historie Online-Verfügbarkeitsabfrage' laut Rahmenvertrag angepasst	42
7.3 Lieferantenkonditionen - Handelsspannenausgleich	44
7.4 MSV2-Systemeinstellungen entfernt	46
7.5 MSV3-Dienstanbieter	46
8 Kontakte	47
8.1 Zugriff auf Apothekenverzeichnis geschützt	47
8.2 Einstellung der Sendeparameter bei Lieferanten-Kontakten geändert	47
9 Medikationsmanagement	49
9.1 Änderungshistorie - Filtermöglichkeit	49
10 ABDA-Datenbank2	50
10.1 Körpergewicht und Nierenfunktion bei der Vergleichssuche berücksichtigt	50
10.2 Körpergewicht und Nierenfunktion in der FAM-Recherche berücksichtigt	52
11 securPharm-Verwaltung	53
11.1 Transaktionsnummer für Deaktivierung anzeigen	53
12 Dokumentationsverwaltung	54
12.1 BtM-Dokumentation: Belegnummerneingabe bei Wareneingang vereinfacht	54
12.2 Chargenbezeichnung zur Blutprodukt-Dokumentation	54
12.3 Blutproduktokumentation für Klinikapotheken	55
13 Reports	57

13.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung	57
13.2 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung	57
14 Rezepturen	59
14.1 Kennzeichnung cannabishaltiger Rezepturen	59
15 Systemeinstellungen	61
15.1 Änderung von arbeitsplatzspezifischen Systemeinstellungen	61
16 App "Meine Apotheke"	62
16.1 Automatische Erkennung von Rezeptfoto-Daten bei guter Bildqualität	62
17 Blistermanagement	63
17.1 DSGVO-Aufbewahrungsfrist von Blisterdokumentationen	63
17.2 Heimzugehörigkeit in Dosierungsfreigabe angeben	63
17.3 Konfigurationsparameter 'Produktion mit Vorschuss' umgezogen	64
17.4 Bestandsliste erweitert	64
17.5 OCS-Datei in Auftrags-Datei geändert	64
18 Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt	65
18.1 Aktuelles zur Kassensicherungsverordnung	65
18.2 Neuregelungen im Rahmenvertrag zum 01.07.2019	65
18.3 Aktuelles zur Kassennachschau	65
18.4 Aktuelles zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	65
18.5 Aktuelles zu securPharm	65
19 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS	66

1 Kasse

1.1 Gleicher Artikel in mehreren Verordnungszeilen

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Rezept mit mehreren Verordnungszeilen bedrucken


Neu/geändert:

Bezüglich der Taxation mehrerer gleicher PZNs auf einem Rezept, die in getrennten Verordnungszeilen verordnet sind, kam es im Rahmen der Umsetzung des neuen Rahmenvertrages zu unterschiedlichen Interpretationen.

Aufgrund einer uns vorliegenden Aussage der ABDA und uns vorliegenden Schreiben einzelner Apothekerverbände können Sie nun individuell einstellen, ob Sie die Erfassung in einem solchen Fall in einer Zeile (wie bisher) oder in getrennten Zeilen wünschen. Eine getrennte Erfassung führt zu getrennten Taxzeilen auf dem Rezept.

Um das Verhalten von IXOS bei der Mehrfacherfassung eines Artikels zu steuern, nutzen Sie den Konfigurationsparameter **Mehrfacherfassung GKV-Rezeptverkauf**. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich **Systemparameter** auf der Seite **Erfassung von Artikeln**. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Eine Zeile** - Bei Mehrfacherfassung eines Artikels erfolgt eine Mengenerhöhung an der Kasse. Das ist die Standardeinstellung. Damit ist das Verhalten wie bisher.
- **Getrennte Zeilen** - Bei Mehrfacherfassung eines Artikels erfolgt eine Erfassung in getrennten Zeilen an der Kasse und somit auch mehrere Zeilen beim Rezeptdruck.
- **Abfrage** - Bei Mehrfacherfassung eines Artikels erscheint die Abfrage, ob Sie eine weitere Zeile erfassen, die Menge erhöhen oder die wiederholt eingegebene Position löschen möchten.



Entscheiden Sie, wie Sie in Ihrer Apotheke vorgehen möchten. Sie haben prinzipiell folgende Möglichkeiten:

- a. Wenn Sie den Konfigurationsparameter auf **Eine Zeile** eingestellt lassen bzw. sich in der **Abfrage** für **Menge erhöhen** entscheiden, dann ist der Ablauf wie bisher, d.h. mehrfach eingegebene Artikel oder mehrfach gescannte Artikel oder mehrere Verordnungszeilen auf einem mit dem Rezeptscan gescannten Rezept werden im Verkauf in einer Verordnungszeile mit der entsprechend erhöhten Menge erfasst und das Rezept wird mit einer Zeile und der entsprechenden Menge bedruckt.
- b. Wenn Sie den Konfigurationsparameter auf **Getrennte Zeilen** einstellen bzw. sich in der **Abfrage** für **Weitere Zeile** entscheiden, dann werden die Artikel im Verkauf in mehreren Zeilen erfasst.

Kasse		Normal	Rezept	Privat	grünes Rp.	Total	
		0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	
Kunde	IK 100580002, Barmer GEK						
Status	Status 1 - ZUpl./MKpfl.					Arzt	
NL	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Mg	Abg	VK	Gesamt
	RAMIPRIL 1A PHARM	TAB	100St	1	1	13,36	5,00
	RAMIPRIL 1A PHARM	TAB	100St	1	1	13,36	5,00

Auf das Rezept werden entsprechend der Verordnungszeilen auch mehrere Taxzeilen gedruckt.



Der Konfigurationsparameter **Abfrage bei Doppelerfassung**, der bisher auch bei einer versehentlichen Mehrfacherfassung bei Verkäufen auf GKV-Rezept wirkte, wurde dahingehend geändert, dass er nur noch im Normalverkauf und bei Verkäufen auf Grünes und Privat Rezept Einfluss hat, da hier eine versehentliche Mehrfacherfassung durch Scannen einer Packung wahrscheinlich ist.

Sonderfall Grippeimpfstoffverordnung im Sprechstundenbedarf:

Für den Fall, dass der Arzt für den **Sprechstundenbedarf** mehrere Verordnungszeilen mit Grippeimpfstoffe verordnet und Sie möchten diese getrennt taxieren, können Sie mit Hilfe der **Vorablieferung** die Abrechnung wie bisher in getrennten Zeilen steuern. Übernehmen Sie aus den **Offenen Posten**, Reiter **Vorablieferung** nacheinander die Menge, die Sie je Zeile taxieren möchten. So können Sie auch ohne Umstellung des neuen Konfigurationsparameters **Mehrfacherfassung GKV-Rezeptverkauf** im Fall des Sprechstundenbedarfs die Rezepte wie gewünscht taxieren.

1.2 Retax-Service erweitert


Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Artikel auf GKV-Rezept abgeben

Neu/geändert:

IXOS unterstützt Sie auch in Verkaufsvorgängen bei der Überprüfung des abgegebenen Artikels auf fachlich korrekte Austauschbarkeit zum verordneten Artikel. Insbesondere nach den manuellen Vergleichssuchen mit dem Austauschartikel im Rezeptsan, der Festbetragsuche an Kasse und Faktura u.ä. verhindert das Setzen eines Sonderkennzeichens nicht die Retaxation, wenn die Artikel nicht im Wirkstoff, der Wirkstoffstärke und der Packungsgröße übereinstimmen.

Falls mindestens eins dieser Kriterien unstimmt ist, wird folgende Meldung angezeigt:



1.3 Rezeptsan: Vorschlag von Artikel, die außer Vertrieb sind, beschränkt

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Artikel auf Rezept abgeben

Neu/geändert:

Artikel, die außer Vertrieb sind, lassen sich in der Regel nicht mehr vom Großhandel beziehen. Im Rezeptsan wurde deshalb folgende Logik umgesetzt:

Falls Sie diese Artikel an Lager haben (POR-Artikel oder POS-Artikel mit Bestand) oder falls das Auswahlkriterium **zuvor an Kunden abgegeben** in den Konfigurationsparametern **automatische Trefferauswahl Kriterium (1-7/6)** gesetzt ist, dann werden diese Artikel noch vorgeschlagen, falls sie uneingeschränkt abgabefähig sind.

In allen anderen Fällen werden diese Artikel nicht mehr zur Abgabe vorgeschlagen.

Damit sparen Sie die Zeit für die Suche des passenden abzugebenden Artikels und vermeiden Fehler durch falsch bedruckte Rezepte.

1.4 Anzeige der Trefferliste nach Rabattvertragssuche

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Artikel auf GKV-Rezept abgeben

Neu/geändert:

Es kommt immer häufiger vor, dass Krankenkassen nur einen Rabattpartner aushandeln und der Artikel von diesem ist leider oft nicht lieferbar. Bisher wurde der Artikel bei ent-

sprechender Konfiguration ohne Trefferliste direkt an die Kasse übernommen, falls es sich um den verordneten Artikel und gleichzeitig den einzigen Rabattartikel handelte. Falls Sie den Artikel nicht an Lager hatten, mussten Onlineverfügbarkeitsanfrage und ggf. erneute Artikelsuchen gestartet werden.

Um diesen Prozess zu optimieren und Sie bei der Abgabe von Artikeln auf GKV-Rezept an der Kasse und in der Faktura im Rahmen der automatischen Artikelsuchen noch besser zu unterstützen, haben wir den Ablauf zur Übernahme eines Rabattartikels wie folgt optimiert:

- Falls Sie den Konfigurationsparameter **Rabattartikel direkt übernehmen** deaktiviert haben, dann wird zukünftig in dem Fall, dass der verordnete Artikel der einzige Rabattartikel ist, immer die Rabattvertragstrefferliste angezeigt, falls der Artikel nicht an Lager ist (d.h. nicht den Lagerstaus POR oder POS mit Bestand hat).
Der Artikel wird nicht direkt in den Verkauf übernommen, so dass Sie zum einen sehen, dass es nur den einen Rabattvertragsartikel gibt und zum anderen können Sie mit Hilfe der Onlineverfügbarkeitsanfrage gleich feststellen, ob der Artikel lieferbar ist.
Falls der verordnete Artikel der einzige Rabattartikel ist und er ist an Lager, wird er wie bisher direkt in den Verkauf übernommen, ohne vorherige Anzeige der Rabattvertragstrefferliste.
- Falls Sie den Konfigurationsparameter **Rabattartikel direkt übernehmen** aktiviert haben, dann wird in dem Fall, dass der verordnete Artikel ein Rabattartikel ist, dieser immer sofort übernommen, ohne Anzeige einer Trefferliste.

Dieses Verhalten wirkt immer, unabhängig von der Einstellung im Konfigurationsparameter **Fav. Artikel GKV (Kriterien Artikelauswahl)**.

The screenshot shows a software window titled 'Kasse > Vergleichssuche Rabattvertrag'. At the top, there is a search bar with 'G-BA-geregelt' and filter criteria: 'Typ: Alle Artikel /Suche: Rabattvertrag /gl. Wirkstoffstärke /DAR: austauschbar /IK: 108310400'. Below this, a message states 'Es sind verfügbare aut idem-Artikel an Lager.' A table 'Abzugebenden Artikel auswählen' lists 'RAMILICH 5MG TABLETTEN' with columns for 'Verordneter Artikel', 'DAR', 'Einheit', 'PZN', 'Apo-VK', and 'Preisgruppe'. Below the table are tabs for '1 Standard', '2 Anbieter', '3 Lagerort', '4 Langname', '5 Frei', '6 Frei', '7 Frei', and 'Filialen & Partner'. The main display area shows a table with columns for 'Artikelbezeichnung', 'DAR', 'Einheit', 'NP', 'PZN', 'Anbieter', 'Zu+MK', 'VK', 'GKV-VK', and 'Status'. A row for 'RAMILICH 5MG TABLETTEN' is highlighted in green, showing '100St N3', '01983648 Zentiva Pl.', '5 mg', '14,11', '14,11', and '0'. Below this, a section 'Rabattartikel, ohne Indikationen' shows 'kein Treffer gefunden'. At the bottom, there are tabs for 'Inhaltsstoffe', 'Dosierung', 'aut idem-Indikationen', 'Zusatzinformationen', 'Sondenapplikation', and 'Preisinformation'. The 'Inhaltsstoffe' tab is active, showing '1 Tabl. enthält:' followed by a list of ingredients: 'Rampiril 5 mg', '(H) Hypromellose', '(H) Maisstärke, vorverkleistert', '(H) Cellulose, mikrokristalline', '(H) Natriumstearylfumarat', and '(H) Eisen(III)-oxid'. A note on the right says 'Ausgangsartikel ist selektiert.' At the very bottom, there is a keyboard shortcut bar with keys like 'Strg', 'Speichern', 'Suchen', 'Neu', 'Löschen', 'Warenkorb', 'Info', 'ABDA-DB', 'Details', 'Drucken', 'Vergleichsartikel', and 'Idem'.

1.5 Anpassungen im GKV-Fall bezüglich Änderungen zum Rahmenvertrag

Modul: Rezeptscan

Anwendungsfall: Artikel auf GKV-Rezept abgeben

Neu/geändert:

Mit den Änderungen zum Rahmenvertrag kommt dem verordneten Artikel in den automatischen und Vergleichssuchen eine besondere Bedeutung zu. Dem wurde bei automatischen und Vergleichssuchen an der Kasse bereits durch eine Hervorhebung des verordneten Artikels in **blauer Schrift** Rechnung getragen. Nun erfolgt diese Kennzeichnung auch im Rezeptscan:

- Beim Aufklappen der Liste der Vergleichsartikel, aus denen der Austauschartikel als abzugebender Artikel ausgewählt wurde, sehen Sie den verordneten Artikel in **blauer Schrift** gekennzeichnet.

Artikelbezeichnung	Anbieter	DAR	Einheit	NP	PZN	Status
METFORMIN 500-1A PHARMA	1A Pharma	FTA	120St N2		00113773	+
Rabattartikel (01.10.2019)						
METFORMIN ATID 500MG	Dexcel Ph	FTA	120St N2		05542214	+
METFORMIN AXCOUNT 500MG	AXCOUNT	FTA	120St N2		00342462	+
METFORMIN LICH 500MG	Zentiva Ph	FTA	120St N2		00454066	1
Rabattartikel, ohne Indikationen (01.10.2019)						
kein Treffer gefunden						

- Beim Anzeigen der ausgeführten Vergleichssuche mit Auswahl des Vergleichssuche-Buttons am rechten Rand neben dem Austauschartikel.

Ausgangsartikel	DAR	Einheit	PZN	Apo-VK	Preisgruppe
METFORMIN 500-1A PHARMA	FTA	120St	00113773	12,82	812

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	Zu+MK	VK	GKV-VK	Status
METFORMIN 500-1A PHARMA	FTA	120St N2		00113773	1A Pharma	5,00	12,82	12,82	+
Rabattartikel (01.10.2019)									
METFORMIN ATID 500MG	FTA	120St N2		05542214	Dexcel Ph	5,00	14,10	14,10	+
METFORMIN AXCOUNT 500MG	FTA	120St N2		00342462	AXCOUNT	5,00	12,82	12,82	+
METFORMIN LICH 500MG	FTA	120St N2		00454066	Zentiva Ph	5,00	12,82	12,82	1

- Falls Sie den Rabattartikel nicht abgeben können und deswegen in der Liste der Rabattvertragsuche mit Doppelklick auf den verordneten Artikel (in blauer Schrift) im Generikamarkt eine aut idem-Suche starten, wird der verordnete Artikel auch hier in blauer

Schrift angezeigt.

Kasse > Rezept-Scan > Vergleichssuche aut idem

Artikelbezeichnung: G-BA-geregelt

Filterkriterien: Typ: Alle Artikel /Suche: aut idem /gl. Wirkstoffstärke /DAR: austauschbar /IK: 106767998 /zum: 01.10.2019

Ausgangsartikel: METFORMIN 500-1A PHARMA, DAR: FTA, Einheit: 120St, PZN: 00113773, VK: 12,82, Preisgrenze: 12,82, Preisanker: 12,82, Preisgruppe: 812, ABDA-WGS: AA10BA02

1 Standard	2 Anbieter	3 Lagerort	4 Langname	5 Frei	6 Frei	7 Frei	8 Filialen & Partner		
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	Zu+MK	VK	GKV-VK	Status
DIABESIN 500MG	FTA	120St N2		01273473	TAD PHAR	5,00	14,11	13,86	
METFORMIN 500MG AAA PHARMA	FTA	120St N2		02344100	AAA - PHA	5,00	14,11	13,86	
METFORMIN ARISTO N 500MG	FTA	120St N2		05510852	Aristo Phar	5,00	14,11	13,86	
METFORMIN BIOMO 500MG	FTA	120St N2		01216653	biomo pha	5,00	14,11	13,86	
METFORMIN HEXAL 500MG	FTA	120St N2		02386498	HEXAL AG	5,00	13,79	13,79	
METFORMIN AL 500	FTA	120St N2		00461586	ALIUD Pha	5,00	13,46	13,46	
METFORMIN STADA 500MG	FTA	120St N2		08714785	STADAPHA	5,00	13,46	13,46	
METFORMIN 500 HEUMANN NE	FTA	120St N2		05886468	HEUNET Ph	5,00	12,84	12,84	
METFORMIN ABZ 500MG	FTA	120St N2		01016345	AbZ-Pharm	5,00	12,84	12,84	
Preisgünstig (nach aut idem) (01.10.2019)									
METFORMIN 500-1A PHARMA	FTA	120St N2		00113773	1A Pharma	5,00	12,82	12,82	
METFORMIN AXCOUNT 500MG	FTA	120St N2		00342462	AXCOUNT	5,00	12,82	12,82	
METFORMIN LICH 500MG	FTA	120St N2		00454066	Zentiva Ph	5,00	12,82	12,82	

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Warenkorb Info ABDA-DB Details Drucken Vergleichen Idem
Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

1.6 Geblisterte Artikel werden durchgängig gekennzeichnet

Modul: Kasse, Faktura, Verkaufsverwaltung, Rezeptmanagement, Kontakte, Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Verkäufe mit Blisterartikeln abwickeln oder einsehen

Neu/geändert:

Bisher wurde bereits an der Kasse und in der Faktura die Kennzeichnung von geblisterten Artikeln vorgenommen. Hinzugekommen ist das Icon für gestückelte verblisterte Positionen:

Die Kennzeichnung als  Blisterartikel bzw.  gestückelter Blisterartikel wird jetzt durchgängig in folgenden Modulen angezeigt:

- Verkaufsdaten am Kunden:

Datum	Bezeichnung	DAR	Einheit	Menge	VK	Zu+MK	Gesamt
10.10.2019	SIMVAHEXAL 10MG FILMT DOSE	FTA	100 St	1	0,00	0,00	0,00
10.10.2019	CITALOPRAM ARISTO 10MG	FTA	100 St	1	14,89	5,00	5,00
10.10.2019	SIMVAHEXAL 20MG FILMTABL	FTA	100 St	1	18,03	5,00	5,00
10.10.2019	CITALOPRAM ARISTO 10MG	FTA	100 St	1	14,89	5,00	5,00

- Abverkaufsliste Artikel

Artikelsuche > Artikeldaten

Artikelbezeichnung: SIMVAHEXAL 10 mg Filmtabletten Dose | DAR: FTA | Einheit: 100St | NP: nb | PZN: 09001805 | Status: Nega+ | Verfall: -1 | Bestand: 5 | Res.Mg: 5

Verkauf

Verkäufe

Verkaufsdaten

Datum	Abg	NL	VK	Kunde	Mitarbeiter
10.10.2019	1		0,00	Ebert, Antonina	Barry, Ada

Wochenstatistik

26.08.-01.09.	02.09.-08.09.	09.09.-15.09.	16.09.-22.09.	23.09.-29.09.	30.09.-06.10.	07.10.-13.10.
						1

Monatsstatistik

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
2019										1			1
2018													
2017													

Strg: Speichern, Suchen, Neu, Löschen, Warenkorb, Info, ABDA-DB, Anbieter, Etiketten drucken, Status, Übernehmen
Alt: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12

• Positionsdetails Faktura

Faktura

Filterkriterien: Kunde: Alle / Status: Aktuell in Bearbeitung+Vorerfasst+Auf Lager+Teilw. auf Lager+In Bestellung+Nicht fakturiert+Teilfakturiert+

Aufträge | Lieferscheine | Rechnungen/Kredite | Mahnungen

Filter: IXOS (Standard)

Kunde	Datum	Belegnr.	Bearbeiter	Auftragsstatus	Fakturierung	Summe
Browning, Belia	11.09.2009		Boswirth	Vorerfasst		6,88
Ebert, Antonina	10.10.2019	123	Barry	Geliefert		10,00
Abdulla, Eve	10.10.2019	122/1	Boswirth	Geliefert		8,98
Belcher, Byron	07.12.2009	120/1	Barry	Geliefert		30,40
Adler, Gwendolyn	07.12.2009	119/1	Barry	Geliefert		10,00
Adler, Gwendolyn	03.12.2009	118	Bellamy	Geliefert		5,00
Belcher, Byron	03.12.2009	117/1	Barry	Geliefert		50,09
Atchison, Bruna	03.12.2009	99/8	Bellamy	Geliefert		227,85
Bills, Eloisa	12.11.2009	105/1	Bellamy	Geliefert		27,87
Atchison, Bruna	10.11.2009	102	Bellamy	Geliefert		3,99

Rechenbasis: Brutto | Letzte Änderung: 10.10.2019 09:08
Im Voraus geleistete Zahlung: € | Letzter Bearbeiter: Barry

Details

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Gratis	NL	Einzelpreis	Gesamtpreis	Kunde
CITALOPRAM ARISTO 10MG	05028049	FTA	100St	1			14,89	5,00	Ebert, Antonina
SIMVAHEXAL 20MG FILMTAF	02846592	FTA	100St	1			18,03	5,00	Ebert, Antonina

Strg: Filtern, Neu, Löschen, Bearbeiten, Stornieren, NL auflösen, Details, Drucken, Kundeninfo, Ware kommissionieren, Lieferscheine erstellen
Alt: F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12

• **Verkaufsverwaltung**

Hier wurde im Bereich **Artikel (nur für Verkäufe)** die Spaltenbezeichnung **Stckl.** entfernt, da hier nun sowohl gestückelte als auch geblisterte Positionen gekennzeichnet werden.

Verkaufsverwaltung

Datum von: 10.10.2019 00:00 Kunde: [] Verkaufsart: Alle Vorgang: Auftrag
 Datum bis: 10.10.2019 23:59 Artikel: [] Abschlussart: Alle Nummer: []
 Filterkriterien: Vorgang: Auftrag

Datum	Apl	Bediener	Kunde	Vorgang	Summe	Abh-Nr.	Krd-Nr.
10.10.2019 11:38	KAS001	Barry	Ebert, Antonina	Auftrag	5,00		
10.10.2019 09:10	APL203	Böswirth	Acker, Bart	Auftrag	34,32	16193	
10.10.2019 09:08	KAS001	Barry	Ebert, Antonina	Auftrag	10,00		
10.10.2019 08:37	APL203	Böswirth	Abdulla, Eve	Auftrag	8,98	16192	
10.10.2019 08:37	APL203	Böswirth	Abdulla, Eve	Auftrag	8,98	16192	

Subtotal (nur für Verkäufe)

Nr.	Verkaufsart/-status	Kunde	Rezept-Nr.	Rück-Nr.	Rezeptsumme
1	GKV-Rezept/1	Ebert, Antonina	00000433		14,89

Artikel (nur für Verkäufe)

PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	Mg	NL-Mg
05028049	CITALOPRAM ARISTO 10MG FTA		100St	Aristo Pharma GmbH	1	0
09001805	SIMVAHEXAL 10MG FILMT FTA		100St	HEXAL AG	1	0

Strg Suchen Bearbeiten Storno Details Drucken Kunde Verlauf anzeigen
 Alt F2 F5 F7 F8 F9 F10 F11

Verkaufsverwaltung

Datum von: 10.10.2019 00:00 Kunde: [] Verkaufsart: Alle Vorgang: Verkäufe
 Datum bis: 10.10.2019 23:59 Artikel: [] Abschlussart: Alle Nummer: []
 Filterkriterien: Vorgang: Verkäufe

Datum	Apl	Bediener	Kunde	Vorgang	Summe	Abh-Nr.	Krd-Nr.
10.10.2019 13:38	KAS001	Barry	Ebert, Antonina	Kassenbon	15,00		
10.10.2019 11:38	KAS001	Barry	Ebert, Antonina	Auftrag	5,00		
10.10.2019 10:39	APL206	Barry		Kassenbon	24,40	16195	
10.10.2019 10:28	KAS001	Barry		Kassenbon	0,00	16194	
10.10.2019 09:10	APL203	Böswirth	Acker, Bart	Auftrag	34,32	16193	
10.10.2019 09:08	KAS001	Barry	Ebert, Antonina	Auftrag	10,00		
10.10.2019 08:37	APL203	Böswirth	Abdulla, Eve	Auftrag	8,98	16192	

Subtotal (nur für Verkäufe)

Nr.	Verkaufsart/-status	Kunde	Rezept-Nr.	Rück-Nr.	Rezeptsumme
1	GKV-Rezept/1	Ebert, Antonina	00000446		43,45

Artikel (nur für Verkäufe)

PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	Mg	NL-Mg
05028049	CITALOPRAM ARISTO 10MG FTA		100St	Aristo Pharma GmbH	1	0
02846592	SIMVAHEXAL 20MG FILMT FTA		100St	HEXAL AG	1	0
02846586	SIMVAHEXAL 20MG FILMT FTA		50St	HEXAL AG	2	0

Strg Suchen Bearbeiten Storno Details Drucken Kunde Verlauf anzeigen
 Alt F2 F5 F7 F8 F9 F10 F11

Kassenbon
Kassenbon Nr: 85416

Für Cher Coward
Pfeufferstr. 32 157
00059 Koditz-Lamitz

- Rezept - ZZ-pfl./MK-pfl.

1 * CITALOPRAM ARISTO 10MG FTA 100St
05028049 Einzelpreis EUR 14,89
Zuzahlung EUR 5,00

Taxiert:
2 * SIMVAHEXAL 20MG FILMTABL FTA 50St
02846586 2*14,28 EUR 28,56
Einzelpreis EUR 14,28
Zuzahlung EUR 10,00

Abgegeben:
1 * SIMVAHEXAL 20MG FILMTABL FTA 100St
02846592 Einzelpreis EUR 18,03
Separate Lieferung.

Summe EUR 15,00

Nettosumme EUR 15,00
gegeben bar EUR 15,00
zurück EUR 0,00

Für Zuzahlungen gilt:
Leistungsempfänger ist die Krankenkasse.
Die Zuzahlungsanteile dieser Rechnung
berechtigten nicht zum Vorsteuerabzug.

10.10.2019 13:38 KAS001
Sie wurden beraten von Frau Barry

Vielen Dank für Ihren Einkauf
Auf Wiedersehen

Ihr Apothekenteam

• Rezeptmanagement

Rezeptmanagement

Suche Filterkriterien Alle Rezepte, keine alten Rezepte

Nicht bereit (4) Rezeptkontrolle (2) Rezeptbox (0) Abgerechnet

Alle
 Fehlerhafte (0)
 Später zu kontrollierende (0)
 Kontrollierbare (0)
 Nicht gescannte (2)
 Rezeptabholung Okt Montag 04.11.2019

Rezeptnr.	Abgabedatum	Kunde	Rück-Nr.	Gesamt
00000433	10.10.2019 11:38	Ebert, Antonina		14,89
00000387	10.10.2019 09:08	Ebert, Antonina		32,92

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	NP	Menge	Anbieter	VK
CITALOPRAM ARISTO 10MG	05028049	FTA	100St N3		1	Aristo Pharma GmbH	14,89
SIMVAHEXAL 10MG FILMT DOSE	09001805	FTA	100St nb		1	HEXAL AG	0,00

Strg Alt Suchen F2 Filtern F4 Rezept bearbeiten F5 Info F6 Artikelinfo ABDA DB F7 Rezept Details F8 Übersicht drucken F9 Kunde F10 Retax verwalten F11 F12

Rezeptmanagement

Suche Filterkriterien Alle Rezepte, keine alten Rezepte

Nicht bereit (5) Rezeptkontrolle (2) Rezeptbox (0) Abgerechnet

Alle
 Druck fehlt (3)
 Rezept fehlt (1)
 Rückstellung (0)
 Rezeptabholung Okt Montag 04.11.2019

Rezeptnr.	Abgabedatum	Kunde	Rück-Nr.	Gesamt
00000446	10.10.2019 13:38	Ebert, Antonina		43,45
00000420	10.10.2019 10:39			20,00
00000417	10.10.2019 10:28			15,98
00000374	10.10.2019 08:18			20,00
00000358	10.10.2019 07:41			32,97

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	NP	Menge	Anbieter	VK
CITALOPRAM ARISTO 10MG	05028049	FTA	100St N3		1	Aristo Pharma GmbH	14,89
SIMVAHEXAL 20MG FILMTABL	02846592	FTA	100St N3		1	HEXAL AG	18,03
SIMVAHEXAL 20MG FILMTABL	02846586	FTA	50St N2		2	HEXAL AG	28,56

Strg Alt Suchen F2 Filtern F4 Rezept bearbeiten F5 Info F6 Artikelinfo ABDA DB F7 Rezept Details F8 Übersicht drucken F9 Kunde F10 Retax verwalten F11 F12

• Offene Posten

Offene Posten

Kunde: Datum von: bis:

Filterkriterien: Kunde: Alle / Datum: von 10.10.2018 bis 10.10.2019

Vorablieferungen	0,00 €	Abholungen	0,00 €	Faktura-Lieferungen	38,09 €
Fehlende Rezepte	43,45 €	Botenlieferungen	0,00 €	Kredite	0,00 €
(nur GKV-Rezepte)		Postlieferungen	0,00 €	Rechnungen	0,00 €
		Faktura-Bestellungen	0,00 €	Mahnungen	0,00 €
Σ Rezeptschuld	43,45 €	Σ Nachlieferungen	0,00 €	Σ Faktura-Belege	38,09 €

Alle (2)
 GKV-Rezepte (1)
 PKV / Grüne Rezepte (1)
 Rezept-/Rück-Nr.
 Artikel/PZN

Erfassdatum	Rezept-Nr.	Rück-Nr.	Kunde	Verkaufsart/-status	IK, Kostenträger	Rezeptsumme
10.10.2019 13:38	000000446		Ebert, Antonina	GKV-Rezept/1	107815794, AOK Bader	43,45
10.10.2019 09:10	000000404		Acker, Bart	Privatrezept		34,32

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Gratis	NL	Einzelpreis
CITALOPRAM ARISTO 10MG	05028049	FTA	100St	1			14,89
SIMVAHEXAL 20MG FILMTABL	02846592	FTA	100St	1			18,03
SIMVAHEXAL 20MG FILMTABL	02846586	FTA	50St	2			14,28

Strg		Suchen		Bearbeiten	Summen ausblenden	Artikelinfo ABDA-DB	Inkl. Heimbew.	Übersicht drucken		Übernehmen
Alt		F2		F5	F6	F7	F8	F9		F12

2 Doppelrabattierung

In diesem Modul-übergreifenden Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie versehentliche Doppelrabattierungen für Artikel im Verkauf vermeiden können und wie Sie gewollte Doppelrabattierungen ermöglichen können.

Doppelrabattierungen kommen bspw. zur Anwendung, wenn ein Artikel bereits einen sehr günstigen Preis aus einer günstigen Preisliste oder aus günstigen Kalkulationsregeln für Indikatorpreise oder aus einem Kundenrabattmodell hat, und Sie lösen an der Kasse manuell mit **Rabatt - F10** bspw. noch einen Rabattgutschein oder eine Rabattcoupon ein.

Dies ist meist nicht gewollt, da Rabatte in der Regel nicht miteinander kombinierbar sein sollten. Falls dies jedoch gewollt ist und trotz eines bereits günstigen Preises Rabatte auf Artikel außerhalb der Preisliste Eigener VK bzw. des neu definierten Standard-VK (aktuell gültiger Preis aus **Preise und Kalkulation**) vergeben werden sollen, dann können Sie dies gezielt steuern.

Die Voraussetzungen dafür können Sie sowohl im Modul **Preise und Kalkulation** als auch im Modul **Kundenrabattmodelle** schaffen. In beiden Modulen können Sie Rabatte zulassen oder einschränken. Diese Einstellungen werden dann im jeweiligen Verkauf ggf. miteinander kombiniert, geprüft und auf die Artikelpreise angewendet.

In den folgenden Kapitel zeigen wir Ihnen die nötigen Einstellungen.

Im Verkauf werden die bereits rabattierten und nicht für eine weitere Rabattierung vorgesehenen Artikel nun mit Icons zur Warnung vor Doppelrabattierung gekennzeichnet. Dies ermöglicht Ihnen, die Entscheidung zu treffen, ob ein manueller Rabatt hier angebracht ist.

2.1 Rabattierung im Modul 'Preise und Kalkulation'

Modul: Preise und Kalkulation

Anwendungsfall: Artikel verkaufen

Neu/geändert:

Die Möglichkeiten zur Einstellung der Rabattierung der Verkaufspreise im Modul **Preise und Kalkulation** sind vielfältig. Sie können die Rabattierung an folgenden Stellen einstellen:


- Im Verwendungsbereich
- Am Artikelpreis
- In der Kalkulationsregel
- Beim Preisliste einmischen

Die Einstellung der Rabattierung hat folgende Auswirkungen im Verkauf:


- Rabattierung **zulassen**
 - Sofortrabatt wird abgezogen, manueller Rabatt und Coupons können ohne weiteres vergeben/eingelöst werden
 - In den Kundenrabattmodellen darf die Berechnungsbasis Eigener VK/Standard VK verwendet werden
- Rabattierung **einschränken**
 - Sofortrabatt wird abgezogen, manueller Rabatt und Coupons können ohne weiteres vergeben/eingelöst werden

- Kundenrabattmodelle mit der Berechnungsbasis Eigener VK/Standard VK werden nicht angewendet
- Wenn im Verwendungsbereich die Rabattierung eingeschränkt wurde, dann ist die Einstellung am Artikel irrelevant.

Beim Anlegen einer Kalkulationsregel wählen Sie in der Liste **Rabattierung** den gewünschten Eintrag aus.



Auch für eine eingemischte Preisliste können Sie für die Rabattierung festlegen, ob **Rabattierung** zugelassen oder eingeschränkt wird oder ob die Rabattierung wie bei den Preisen aus der einzumischenden Preisliste gehandhabt wird.



In der **Preisliste** wird die Einstellung zur **Rabattierung** der jeweiligen **Kalkulationsregel** angezeigt.

Preisliste
Angebotspreisliste Oktober

Bezeichnung* Angebotspreisliste Oktober Inaktiv Typ* Bruttopreise
Notiz Aktualisierungsart* Benutzerdefiniert

Artikel (0/0) Kalkulationsregel Vorschau

Prio	Artikelselektion	Rechenregel	Rabattierung	Preisübernahme
1	3 einzelne Artikel	Apo-VK -5%	einschränken	Automatisch
2	Sonnenschutzmittel (ABDA-WG BC04)	Apo-VK -5%	zulassen	Automatisch
3	Preisliste <Pflaster>	VK (Preisliste)	wie in Preisliste	Automatisch

Beschreibung der Artikelselektion (einzelne Artikel)
ABC WAERME HANSAPLAST MED, CRE, 50g, BEIERSDORF AG, 02295815
BAMBUSA D 1, GLO, 10g, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, 00000313
KLOSTERFRAU MELISSENGEIST, FLU, 155ml, MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, 00580463

Definition der Rechenregel
Apo-VK -5,00%

Strg Speichern Suchen Neu Klinik Regel löschen Regel einfügen Preisliste einmischen Kopfbereich ausblenden Regel bearbeiten Kalk.regel aufräumen
Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

In der **Vorschau** wird bzgl. der Rabattierung standardmäßig in der letzten Spalte nur angezeigt, wenn sich für einen Artikel nur die Einstellung zur Rabattierung geändert hat, aber der Preis ansonsten gleich geblieben ist. Falls sich auch der Preis geändert hat, wird das Tendenz-Icon angezeigt.

Preisliste
Angebotspreisliste Oktober

Bezeichnung* Angebotspreisliste Oktober Inaktiv Typ* Bruttopreise
Notiz Aktualisierungsart* Benutzerdefiniert

Artikel (7/24) Kalkulationsregel Vorschau (7/1127)

Filter Komplexe Filterkriterien (Funktion 'Filter-F6')
Übernahme für Zeitraum von 16.10.2019 bis (Preise letztmalig aktualisiert am 16.10.2019 12:04)

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	akt. VK	neuer VK	Diff. VK	Rohertag	Spanne (%)	Mehrverk.
ABC WAERME HANSAPLAST MED	CRE	50g	9,15	9,15	0,00	3,91	50,85	0%
AVENE SONNENCR MIN SPF50 N	CRE		13,78	12,33	-1,45	1,43	13,80	66%
BAMBUSA D 1	GLO	10g	8,25	8,25	0,00	1,74	25,11	0%
DALLMANN'S SALBEIBONBONS	BON	20St	0,49					?
LADIVAL NORM B EMPF LSF 20	CRE		11,83	10,58	-1,25	1,89	21,26	39%
ROCHE POSAY ANTHEL 50+ KIDS	MIL	100ml	15,30	15,30	0,00	2,51	19,52	0%
ROCHE POSAY ANTHERPO 50LIP	CRE	15ml	6,80	6,80	0,00	1,10	19,26	0%

Artikelpreise Details zum VK Staffellung

PZN 02295815 Effektiver EK 3,78 Apo-VK 10,76
Apo-EK 5,76 Durchschnitts-EK 3,78 Eigener VK
Eigener EK 3,78 Anbieterpreis 4,86 UVP
Buchungs-EK 3,78 Krankenhaus-EK

Strg Speichern Preise bearbeiten Filter Kopfbereich ausblenden Artikel-details Rel. Preise aktualisieren Preise übernehmen
Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Mit **Einstellungen - Alt+F12** können Sie in der Konfiguration der Trefferliste nun auch die Rabattierungssicons des aktuellen und des neuen VKs einfügen. So sehen Sie auf einen Blick, ob die Rabattierung jeweils zugelassen oder eingeschränkt ist.

In diesem Fall haben Sie mit **Preise bearbeiten - F5** auch direkt aus dem Reiter **Vorschau** die Möglichkeit, nicht nur der VK sondern auch die Rabattierung manuell zu ändern.

Preise und Kalkulation > Preislisten verwalten > Preisliste bearbeiten

Preisliste: **Angebotspreisliste Oktober**

Bezeichnung*: Angebotspreisliste Oktober Inaktiv Typ* Bruttopreise

Notiz: Aktualisierungsart* Benutzerdefiniert

Artikel (7/24) Kalkulationsregel Vorschau (7/1127)

Filter Komplexe Filterkriterien (Funktion 'Filter-F6')

Übernahme für Zeitraum von 16.10.2019 bis (Preise letztmalig aktualisiert am 16.10.2019 12:04)

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	akt. VK	neuer VK	Diff. VK	Rohertrag	Spanne (%)	Mehrverk.
ABC WAERME HANSAPLAST ME CRE		50g	9,15	9,15	0,00	3,91	50,85	0%
AVENE SONNENCR MIN SPF50 N CRE			13,78	12,33	-1,45	1,43	13,80	66%
BAMBUSA D 1	GLO	10g	8,25	8,25	0,00	1,74	25,11	0%
DALLMANN'S SALBEIBONBONS BON		20St	0,49					?
LADIVAL NORM B EMPF LSF 20 CRE			11,83	10,58	-1,25	1,89	21,26	39%
ROCHE POSAY ANTHEL 50+KIDS MIL		100ml	15,30	15,30	0,00	2,51	19,52	0%
ROCHE POSAY ANTHERPO 50LIP CRE		15ml	6,80	6,80	0,00	1,10	19,26	0%

Info: PZN 02295815, Effektiver EK 3,78, Apo-VK 10,76, Apo-EK 5,76, Durchschnitts-EK 3,78, Eigener EK 3,78, Anbieterpreis 4,86, Buchungs-EK 3,78, Krankenhaus-EK

Strg Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Im Reiter **Artikel** wird die jeweilige Rabattierung mit dem entsprechenden Icon angezeigt:

- weitere Rabattierung im Verkauf zugelassen
- weitere Rabattierung im Verkauf nicht zugelassen

Preise und Kalkulation > Preislisten verwalten > Preisliste bearbeiten

Preisliste: **Angebotspreisliste Oktober**

Bezeichnung*: Angebotspreisliste Oktober Inaktiv Typ* Bruttopreise

Notiz: Aktualisierungsart* Automatisch

Verbund* Nicht verteilt

Artikel (20/20) Kalkulationsregel Vorschau

Filterkriterien Gültig ab 15.10.2019 / relevante Artikel


Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	VK	Rohertrag	Spanne (%)	Gültig von	Gültig bis
ABC WAERME HANSAPLAST ME CRE		50g	BEIERSDORF AG	10,22	4,81	56,00	15.10.2019	
AVENE SONNENCR MIN SPF50 N CRE			PIERRE FABRE DERMOK	15,00	3,68	29,18	15.10.2019	
AVENE SONNENGELE CR SPF50 CRE			PIERRE FABRE DERMOK	13,78	3,70	31,95	15.10.2019	
AVENE SONNENSPRAY SPF50 SPR			PIERRE FABRE DERMOK	18,91	2,49	15,67	15.10.2019	
BAMBUSA D 1	GLO	10g	DHU-Arzneimittel GmL				15.10.2019	
DALLMANN'S SALBEIBONBONS BON		20St	Dallmann's Pharma Car	0,89	0,27	32,53	15.10.2019	
DAYLONG EXTREME SPP LOT			SPIRIG PHARMA GMBH	20,43	5,62	32,73	15.10.2019	
DAYLONG ULTRA SPF 25 LOT		100ml	Galderma Laboratoriu	18,95	6,11	38,38	15.10.2019	

Info: PZN 00258738, Effektiver EK 0,56, Apo-VK, Apo-EK 0,81, Durchschnitts-EK 0,56, Eigener VK 0,95, Anbieterpreis 0,81, UVP 0,99, Krankenhaus-EK

Strg Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12


Mit Anklicken oder Antippen des Rabattierungsbuttons können Sie die Rabattierung umstellen: der Button toggelt dann von  nach  und umgekehrt.

Damit wandeln Sie einen  kalkulierten Preis jedoch in einen  manuell veränderten Preis um, so dass die Kalkulationsregel nicht mehr angewendet wird und damit auch keine automatische Preisaktualisierung erfolgen kann. Das wird in einer entsprechenden Hinweismeldung kenntlich gemacht, die Sie bei Bedarf dauerhaft ausblenden können.




Bei Änderungen der Rabattierung eines manuellen oder kalkulierten aber veränderten Preises wird die Meldung nicht angezeigt. Sie wird nur bei der Änderung der Rabattierung eines kalkulierten Preises angezeigt.

Beim Anlegen eines Preisverwendungsmodells haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, für dieses Modell für die Rabattierung zuzulassen oder zu beschränken. Falls die Rabattierung hier eingeschränkt wird, ist die Einstellung der Rabattierung am Artikel irrelevant.



Im Verkauf würde bei eingeschränkter Rabattierung des  kalkulierten Preises eine Hinweismeldung erscheinen.



2.2 Artikelpreis aus Kundenrabattmodell

Modul: Kundenrabattmodelle, Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Artikel an Kunden mit Kundenrabattmodell verkaufen

Neu/geändert:

Im Modul **Kundenrabattmodelle** legen Sie beim Anlegen oder Bearbeiten einer Regel in der letzten Spalte **Weitere Rabatte** fest, ob diese zugelassen (Standardeinstellung) oder eingeschränkt werden sollen:

- **Zulassen:** Sofortrabatt wird abgezogen und manueller Rabatt und Coupons können ohne weiteres vergeben/eingelöst werden
- **Einschränken:** Sofortrabatt wird nicht abgezogen und manueller Rabatt und Coupons können nur nach einer Meldung vergeben/eingelöst werden

Außerdem wurde für die Kundenrabattmodelle eine neue Berechnungsbasis **Standard VK** eingeführt. Diese bezeichnet den aktuell gültigen Preis aus dem Modul **Preise und Kalkulation**. Dies kann der Eigen-VK sein, aber auch der Preis aus anderen Preislisten.



Falls im Modul **Preise und Kalkulation** die Rabattierung für einen Preis eingeschränkt wurde, werden **Kundenrabattmodellen** mit der Berechnungsbasis Eigener VK/Standard VK nicht angewendet. D.h. unter diesen Bedingungen würde kein rabattierter Kundenpreis ermittelt werden.

Falls das Kundenrabattmodell auf einer anderen Preisbasis basiert, werden rabattierte Kundenpreise berechnet.

Rabattmodellverwaltung > Rabattmodell bearbeiten

Rabattmodell: **Premiumkunden** Gültigkeitsbeginn: **15.10.2019** Standard: Bevorzugt: 9/12

Bezeichnung* Standardzuweisung bei Kundenneuanlage
 Gültigkeitsbeginn* Preis des Rabattmodells bevorzugen
 Zweck:

Sortimentauswahl	Anwendung auf	Berechnungsbasis	Auf-/Abschlag in %	Weitere Rabatte
Weleda und Wala	Normalverkauf	Eigener-VK	-10,00	einschränken
Freiwahlartikel	Normalverkauf	Standard-VK	-3,00	zulassen

Info: Beschreibung des Sortiments
 Diese Abfrage liefert Artikel, für die folgende Bedingungen gelten:
 -Anbieter Entspricht WALA Heilmittel GmbH, WALA Heilmittel GmbH / Dr. Hauschka Kosmetik, WELEDA AG

Strg Alt Speichern F1 Regel einfügen F3 Regel löschen F4 Wechsel Spezialvers. F10

Im Fenster **Rabattmodellverwaltung** wird das Kennzeichen zur Rabattierung im Detailbereich ausgewiesen.

Rabattmodellverwaltung

Rabattmodell

Rabattmodell	Gültig ab	Standard	Bevorzugt	Herkunft
Bronze Kunden	15.10.2019	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Geschenke	28.09.2007	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gold Kunden	15.10.2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kunden	21.09.2007	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mitarbeiter	19.06.2009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Oefelein/Engert	21.09.2007	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
OTC VK-5%	08.02.2008	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Praxismitarbeiter	21.09.2007	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Premiumkunden	15.10.2019	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Privat alles -10%	08.02.2008	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rezeptur	27.09.2007	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Silber Kunden	15.10.2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


Sortimentauswahl	Anwendung auf	Berechnungsbasis	Auf-/Abschlag in %	Weitere Rabatte
Weleda und Wala	Normalverkauf	Eigener-VK	-10,00	einschränken
Freiwahlartikel	Normalverkauf	Standard-VK	-3,00	zulassen

Info: Suchen F2 Neu F3 Löschen F4 Bearbeiten F5 Neue Kopie F6


Im Verkauf wird bei einem Kunden, dem ein solches Kundenrabattmodell zugeordnet ist und der einen mit dem Kundenrabattmodell kalkulierten Artikel erwerben möchte, das Icon



'Artikelpreis aus Kundenrabattmodell' angezeigt.



Wenn Sie nun dennoch mit **Rabatt - F10** einen manuellen Rabatt vergeben möchten, erscheint ein Hinweis, dass dieser Preis nicht weiter rabattiert werden sollte.



2.3 Artikelpreis aus Artikelverwaltung

Modul: Preise und Kalkulation

Anwendungsfall: Artikel verkaufen

Neu/geändert:

Wenn für den Artikel ein **Eigener VK** kalkuliert oder eingegeben wurde, kann auch die **Rabattierung** eingestellt werden.

Wählen Sie aus der Liste aus, ob eine ggf. zusätzliche Rabattierung im Verkauf zugelassen oder eingeschränkt werden soll.

Die Vorbelegung leitet sich aus der Einstellung am kalkulierten Preis ab, kann jedoch übersteuert werden.

Falls der Preis kalkuliert wurde und Sie ändern die Einstellung zur Rabattierung hier, wird die Kalkulationsregel für diesen Artikel angepasst.



Wenn im Verwendungsbereich im Modul **Preise und Kalkulation** die Rabattierung eingeschränkt wurde, dann ist die Einstellung am Artikel irrelevant.

Artikelsuche > Artikeldaten

Artikelbezeichnung: ABC Wärme-Creme Capsicum Hansaplast CRE 50g nt 02295815 POS Status: POS Bestand: 50 Res.Mg: 1

Preisgestaltung

ABDA-Preis
 Apo-EK: 5,76
 Apo-VK: 10,76
 Anbieterpreis (ApU): 4,86
 Unverb. Preisempf.:
 Mehrwertsteuer: Voll

Letzte Einkaufspreis
 Buchungs-EK: 3,78
 Effektiver EK: 3,78
 Durchschnitts-EK: 3,78

Eigene Preise
 Eigener EK: 3,78
 Eigener VK: 12,55
 Rabattierung: zulassen
 Rechenregel:
 Grundpreis: 25,10 € / 100 g

Rohertrag: 6,77
Aufschlag: 179,10 %
Spanne: 64,17 %

Aktuelle Preise

P	Bezeichnung	Preisliste	VK	Spanne %	Gültig ab	Gültig bis
1	Angebote Oktober	Angebotspreislist	10,22	56,00	15.10.2019	15.10.2019
1	Angebote Oktober	Angebotspreislist	10,22	56,00	15.10.2019	15.10.2019
1	Angebote Oktober	Angebotspreislist	10,22	56,00	15.10.2019	15.10.2019
2	Standard	Eigener VK	2,55	-76,64	15.10.2019	15.10.2019
2	Standard	Eigener VK	12,55	64,17	15.10.2019	15.10.2019

Strg Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

In der Artikeltrefferliste werden Preise, die nicht weiter rabattiert werden sollen, mit folgenden Icons angezeigt:

	Eigener Preis (Eigen-VK), eingeschränkt rabattierbar - Lagerartikel.
	Eigener Preis, eingeschränkt rabattierbar - Nicht-Lagerartikel
	Rückrufartikel: Eigener Preis, eingeschränkt rabattierbar - Lagerartikel
	Rückrufartikel:Eigener Preis, eingeschränkt rabattierbar - Nicht-Lagerartikel
	Kalkulierter Preis, eingeschränkt rabattierbar

Im Tooltip erscheint die Angabe zur Rabattierung.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	Info	EK	VK	Status
DALLMANN'S INGWER SALBEI BO	BON	37g nb			1,09	1,29	#
DALLMANN'S ISLAEND MOOS	BON	20St nb			1,40	1,99	#
DALLMANN'S ISLAEND MOOS+25%	BON	46g nb			1,40	1,99	#
DALLMANN'S SALBEIBONBONS	BON	20St nb			0,56	0,89	#
DALLMANN'S SALBEIBONBONS DO	BON	46g nb			2,24	2,49	#
DALLMANN'S SALBEIBONBONS 2f BON	BON	20St nb			0,78	1,10	#
DALLMANN'S SALBEIBON MZ+25%	BON	46g nb			0,81	0,99	#
DALLMANN'S SALBEIBON OZ+25%	BON	46g nb			1,09	1,29	#
DALLMANN'S SALBEI HONIG BON	BON	60g nb			1,62	1,89	#
DALLMANN'S SALBEI KIRSCH BO	BON	60g nb			1,62	1,89	#
DALLMANN'S SAL LINDENBL DOS	BON	46g nb					#
DALLMANN'S SAL SANF KIRS DO	BON	46g nb					#
DALLMANN'S THYMIAN BONBONS	BON	20St nb			0,81	0,99	#

2.4 Darstellung der Rabattfähigkeit des Artikelpreises

Modul: Kasse, Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Rabattfähigkeit des Artikelpreises einsehen

Neu/geändert:

In den Detailangaben zur Position (aufrufbar über **Preisinfo - Alt + F4** an der **Kasse** sowie über **Details - F8** in der **Verkaufsverwaltung**) ist durch das Icon  'Rabattierung eingeschränkt' ersichtlich, dass die Rabattierung des Preises eingeschränkt ist.

3 Faktura

3.1 Druckoptionen der Auftragsübersicht optimiert

Modul: Faktura, Verkaufsverwaltung, Druckformulare

Anwendungsfall: Drucken der Auftragsübersicht

Neu/geändert:


Die Druckoptionen der Auftragsübersicht wurden angepasst. Sie haben nun die Möglichkeiten, sowohl den markierten Auftrag, den markierten Auftrag als pdf-Dokument, als auch die Auftragsübersicht zu drucken. (Bisher wurde mit der Auswahl 'Auftragsübersicht' der markierte Auftrag gedruckt; der Druck einer Übersicht über alle Aufträge in der (gefilterten) Auftragsübersicht war nicht möglich.)

Rufen Sie zunächst wie bisher in der Auftragsübersicht mit **Drucken - F9** das Fenster **Druckauswahl Auftrag** auf.

Hier stehen Ihnen folgende neue Druckoptionen zur Verfügung:

- **Auftragsübersicht** - Druckt eine Übersicht, welche alle angezeigten Aufträge (ggf. gefiltert) auflistet. Nur relevant bei Druck aus der Auftragsübersicht.
- **Markierter Auftrag** - Druckt den aktuell in der Auftragsübersicht markierten Auftrag.
- **Markierter Auftrag als pdf-Dokument** - Erzeugt eine PDF-Datei des aktuell ausgewählten Auftrags im Verzeichnis **Z:\Apotheke\IXOS_Temporäre_Dokumente\<aktuelles_Jahr>\<aktueller_Monat>\<Name_und_Datum_des_Druckstücks>.pdf**.

Zudem wurde die Reihenfolge der Druckoptionen optimiert und das Fenster vergrößert für eine bessere Sichtbarkeit der Einträge.



Die **Auftragsübersicht** listet alle (ggf. gefiltert) angezeigten Aufträge ohne Artikel auf.

Berg Apotheke - Am Strand 1 - 25980 Sylt Datum: 19.09.2019 08:59
Seite 1/19

Auftragsübersicht


Filterkriterien

Kunde:	Alle	Auftragsart:	Alle	Auftrag Voreinst:	Ja	Fakturierung		
inkl. Heimbesucher:	Ja	Auftragsdatum:		Auf Lager:	Ja	Nicht fakturiert:	Ja	
inkl. separat belief. Heimkehrer:	Ja	Auftragssumme:		Teilw. auf Lager:	Ja	Teilfakturiert:	Ja	
Kommissionierung:		Auftragser:		In Bestellung:	Ja	Vollfakturiert:	Nein	
Packmannevr.:		Externe Nr.:		Geliefert:	Nein	OOER	Vorablieferung	
		Artikel:		Übertragen:	Nein		Nicht abgerechnet:	Ja
		Lieferschein:		Storniert:	Nein		Teilabgerechnet:	Ja
				Akt. in Bearbeitung:	Ja		Vollabgerechnet:	Nein


Kunde	Datum	Auftragsart	Belegnr.	Auftragsstatus	Fakturierungs-/ Vorablieferungsstatus	Im Voraus rel. Zahlung	Summe
Baatz, Hilgert		Auftrag		voreinst	Nicht fakturiert	0,00 €	17,20 €
Gassner, Laura		Auftrag		voreinst	Nicht fakturiert	0,00 €	93,00 €
Tal Apotheke	06.05.2016	Umsägenung	14729	Auf Lager	Nicht fakturiert	0,00 €	45,83 €
Maas, Burghart	04.05.2016	Auftrag	14719	Teilw. auf Lager	Nicht fakturiert	0,00 €	5,48 €
Seeschiff	02.05.2016	Auftrag	14709	Teilw. auf Lager	Nicht fakturiert	0,00 €	28,75 €
Faber, Anna	28.04.2016	Auftrag	14701	Teilw. auf Lager	Nicht fakturiert	0,00 €	10,00 €
Faber, Anna	28.04.2016	Auftrag	14690	Teilw. auf Lager	Nicht fakturiert	0,00 €	8,63 €
Niggemann, Dorine	09.10.2015	Auftrag	146113	Teilw. auf Lager	Nicht fakturiert	0,00 €	5,00 €
Heinrich, Udo	09.10.2015	Auftrag	146121	Teilw. auf Lager	Nicht fakturiert	0,00 €	5,00 €
Matthes, Udo	09.10.2015	Auftrag	146131	Teilw. auf Lager	Nicht fakturiert	0,00 €	5,00 €
Heinrichs, Hilz	17.09.2015	Auftrag	144461	Teilw. auf Lager	Nicht fakturiert	0,00 €	15,00 €
Tal Apotheke	13.05.2016	Umsägenung	00112	In Bestellung	Nicht fakturiert	0,00 €	4,79 €
Tal Apotheke	10.05.2016	Umsägenung	00109	In Bestellung	Nicht fakturiert	0,00 €	8,70 €
Tal Apotheke	10.05.2016	Umsägenung	00108	In Bestellung	Nicht fakturiert	0,00 €	7,11 €
Tal Apotheke	10.05.2016	Umsägenung	00107	In Bestellung	Nicht fakturiert	0,00 €	4,18 €
Tal Apotheke	09.05.2016	Umsägenung	14736	In Bestellung	Nicht fakturiert	0,00 €	40,45 €
Schredel, Christine	09.05.2016	Vorablieferung	14735	In Bestellung	Teilabgerechnet	0,00 €	13,95 €
Schredel, Christine	09.05.2016	Auftrag	14733	In Bestellung	Nicht fakturiert	0,00 €	4,84 €
Tal Apotheke	29.04.2016	Umsägenung	14707	In Bestellung	Nicht fakturiert	0,00 €	5,52 €

Sie haben die Möglichkeit, die Auftragsübersicht als pdf-Dokument zu speichern, indem Sie in der **Druckvorschau** mit **Einstellungen - F5** im Fenster **Druckeinstellungen Auftragsübersicht** als **Drucker** den PDF-Drucker auswählen.

Das pdf-Dokument wird im Verzeichnis **Z:\Apotheke\IXOS_Temporäre_Dokumente\<aktuelles_Jahr>\<aktueller_Monat>\Auftragsübersicht<Datum_und_Uhrzeit_des_Ausdrucks>.pdf** abgelegt. Hierbei werden Unterordner für das Jahr und den Monat erzeugt. Der Name des Dokuments enthält das Druckdatum.



Für den Ausdruck der Auftragsübersicht ist es möglich, jede zweite Zeile mit einem Grauton unterlegen zu lassen. Das trägt zur besseren Lesbarkeit der Auflistung bei. Wechseln Sie dazu ins Modul **Druckformulare** und markieren Sie die **Auftragsübersicht**. Mit **Konfigurieren - F8** öffnen Sie das Fenster **Auftragsübersicht konfigurieren**. Aktivieren Sie hier die Checkbox **Zeilen unterschiedlich hervorheben**.



Der Ausdruck für den **markierten Auftrag** listet neben der Auftragsnummer, Auftragsdatum und dem Bearbeiter (Ersteller) die Artikeldetails des Auftrags auf. Die Auftragsdaten und Seitenzahlen werden auch auf allen folgenden Seiten mit aufgedruckt, so dass immer eine eindeutige Zuordnung der Blätter möglich ist.

Berg Apotheke Dr. IXOS Am Strand 1, 25980 Sylt Tel.: 02024/38 Fax: 02024/86						
				Auftragsnummer :	14739	
				Auftragsdatum :	19.09.2019	
				Bearbeiter :	Herr Donald Duck	
				Seite 1 / 1		
Auftrag						
Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Lagerort	Einzelpreis
Ebeling, Rosmarie						
1	SINUPRET FORTE DRAGEES	UTA	50St	08625573	Sichtwahl	22,55 €
1	SEDOTUSSIN HUSTENSTILLER	LSE	100ml	08896912		4,53 €
1	RAMIPRIL ISIS 2.5MG	TAB	100St	02222070		12,66 €

Der Druckvorgang eines Auftrags wird in der Auftragshistorie gespeichert, damit Sie nachvollziehen können, ob und wann der Auftrag ausgedruckt wurde. Sie können diese wie bisher mit **Auftragshistorie - Alt+F11** öffnen.

Vorgang	Bearbeiter	Datum	Uhrzeit	Bemerkung
Erstellung, Quelle = Faktura	Duck	19.09.2019	09:29	Auftrag bestätigt
Lieferscheinerzeugung, Quelle = F4 Duck		19.09.2019	09:29	Folgende Lieferscheine wurden erzeugt: Nr. 16519
Statusänderung, Quelle = Faktura	Duck	19.09.2019	09:29	Status 'Geliefert'
Druck, Quelle = Faktura	Duck	19.09.2019	09:31	Auftrag
Druck, Quelle = Faktura	Duck	19.09.2019	10:22	Auftrag



Der Eintrag **Auftragsübersicht** steht bis zur automatischen Installation der IXOS-Version 2020.01 für einen gedruckten Auftrag und ab der 2020.01 steht der Eintrag **Auftragsübersicht** tatsächlich für den Ausdruck der Auftragsübersicht.

Außerdem haben Sie nun im Modul **Druckformulare** die Möglichkeit, den Kopfbereich des **Auftrag**-Druckformulars sowohl zu konfigurieren als auch eine Kopie anzulegen und diese nach Ihren eigenen Bedürfnissen zu bearbeiten.

Suchbegriff: auftr Auswahl: Aktive Format: Alle

- Faktura
 - Auftrag**
 - Auftragsübersicht
- Heimetikett
 - Heimetikett 64x22,5
 - Heimetikett Dymo 57x32
 - Heimetikett Dymo 89x36
- Kundenetikett
 - Kundenetikett 64x22,5**
 - Kundenetikett Dymo 57x32
 - Kundenetikett Dymo 89x36

Details

IXOS Apotheke
Heerstraße 15, 82319 Starnberg (Leutsteden)
Tel.: 081514442-0
Fax: 081514442-7000


Auftragsnummer: 12345
Auftragsdatum: 07.10.2019
Bearbeiter: Frau Dr. Maria Müller
Seite 1 / 1

Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Lagerort	Einzelpreis
5	B50 100 Hexal	TAB	100 ST			10,00 €
3	AS5 500 Hexal	SLZ	500g	74022227		100,00 €


Strg Suchen Löschen Bearbeiten Kopieren Konfigurieren Standard setzen Druck-einstellungen Bezeichnung ändern

Alt F2 F4 F5 F7 F8 F9 F10 F11


Mit **Konfigurieren - F8** können Sie den Vornamen des Bedieners im Kopfbereich ausblenden. Standardmäßig wird er mit aufgedruckt.



Mit Auswahl der Option **Markierter Auftrag als pdf-Dokument** wird das pdf-Dokument im Verzeichnis **Z:\Apotheke\IXOS_Temporäre_Dokumente\ abgelegt. Hierbei werden Unterordner für das Jahr und den Monat erzeugt. Der Name des Dokuments enthält die Auftragsnummer und das Auftragsdatum.**



Im Zusammenhang mit der Umbenennung der Druckoption 'Auftragsübersicht' in **Markierter Auftrag** wurde auch in der Verkaufsverwaltung der Reiter für die Druckvorschau eines Auftrags in **Auftrag** umbenannt.



3.2 Filterkriterien für Auftragsübersicht optimiert

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Anzeige in der Auftragsübersicht einschränken

Neu/geändert:

Die Filterkriterien der Auftragsübersicht wurden in Bezug auf bestehende Lieferscheine dahingehend optimiert, dass nun nur noch nach der **Lieferscheinnummer** gefiltert werden kann. Die Filterung nach dem Lieferadressanten wurde in die Filterung der Lieferscheinübersicht übernommen; die Filterung nach dem Lieferscheindatum war in der Lieferscheinfilterung bereits vorhanden.

3.3 Lieferscheinübersicht optimiert

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Lieferscheinübersicht einsehen

Neu/geändert:

Die Lieferscheinübersicht wurde der Auftragsübersicht dahingehend angepasst, dass die Spalten **VA** (Vorablieferung) und **U** (Umlagerung) durch eine Icon-Spalte ersetzt wurden, in der folgende Kennzeichnungen vergeben werden:

Standardlieferscheine (kein Icon), Vorablieferung, Umlagerung, automatisiert erfasste Webshop-Bestellung, Übertragene Forderung einer Filialapotheke, automatisiert erfasste Klinikbestellung

Auch im Detailbereich wurde die Anzeige optimiert, so dass jetzt bis zu 6 Artikelpositionen zu sehen sind.

Faktura

Filterkriterien: Belegdatum bis: 12.09.2019 / Status: Alle / Belegart: Lieferschein oder Stornolieferschein oder Sammellieferschein (502)

Aufträge | Lieferscheine | Rechnungen/Kredite | Mahnungen

Kunde	Lieferdatum	Belegnr.	Belegart	Status	Druck	Gesamt
Bach, Klaudia	12.09.2019	16521	Lieferschein	Fakturiert		11,12
Bauer, Wibke	12.09.2019	16520	Lieferschein	Erstellt		5,00
Becher, Mirko	12.09.2019	16522	Lieferschein	Erstellt		10,65
Becher, Mirko	12.09.2019	SL/2	Sammellieferschein	Erstellt		10,65
Ebeling, Rosmarie	12.09.2019	16519	Lieferschein	Erstellt		96,47
Edel, Dorle	12.09.2019	16523	Stornolieferschein	Erstellt		-3,45
Müller	12.09.2019	16524	Lieferschein	Erstellt		60,60
Tal Apotheke	12.05.2016	IW/8	Lieferschein	Fakturiert		25,20
Tal Apotheke	10.05.2016	16516	Lieferschein	Fakturiert		57,00
Tal Apotheke	10.05.2016	16517	Lieferschein	Erstellt		14,72

Rechenbasis: Brutto | Auftragsnummer: 14741

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Gratis	NL	Einzelpreis	Gesamtpreis	Kunde
PERENTEROL FORTE 250MG	04796852	HKP	10St	1			8,82	8,82	Bach, Klaudia
IBUPROFEN ABZ.200MG	01016032	FTA	10St	1			2,30	2,30	Bach, Klaudia

Strg Suchen Drucken Kundeninfo per Bote liefern
Alt F2 F9 F10 F11

3.4 Filterkriterien für Lieferscheinübersicht optimiert

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Anzeige in der Lieferscheinübersicht einschränken

Neu/geändert:

Die Filterkriterien der Lieferscheinübersicht wurden dahingehend optimiert, dass nun auch nach dem **Lieferadressanten** gefiltert werden kann.

Suche nach Lieferscheinen

Lieferscheine
 Stornolieferscheine
 Sammellieferscheine

Kunde

inkl. Heimbewohner
 auch für separat zu beliefernde Heimeinheiten

Kundengruppen Heime Ärzte Mitarbeiter Sonstige

Klassifikation

Lieferadressant

Belegnummer

Lieferdatum von bis

Betrag von bis

Artikel

Gedruckt:

Status: Alle
 Erstellt Storniert
 Fakturiert

Eingaben löschen (F4) | OK (F12) | Abbrechen (Esc)

3.5 Drucken in der Lieferscheinübersicht erweitert


Modul: Faktura

Anwendungsfall: Drucken in der Lieferscheinübersicht


Neu/geändert:

Die Lieferscheinübersicht stellt wie die anderen Übersichten in der Faktura eine Druckauswahl für verschiedene Druckaufträge zur Verfügung. Sie rufen diese aus der Lieferscheinübersicht mit **Drucken - F9** auf.

Damit erhalten Sie zusätzlich die Möglichkeit, eine **Lieferscheinübersicht** für Ihr Steuerbüro oder Arztpraxen etc. zu drucken und Lieferscheine als pdf-Dokument abzuspeichern.



Die Option **markierte Lieferscheine als pdf-Dokument** erzeugt eine PDF-Datei des aktuell ausgewählten Lieferscheins im Verzeichnis **Z:\Apotheke\IXOS_Temporäre_Dokumente\<Jahr_des_Lieferscheins>\<Monat_des_Lieferscheins>\<Name_des_Druckstücks_und_Lieferscheindatum>.pdf**.



Der Ausdruck erfolgt im Querformat. Die Filterkriterien der Lieferscheinübersicht sehen Sie im Kopfbereich. In der Lieferscheinübersicht werden der Kunde, das Lieferdatum, die Belegnummer und -art, der Auftragsstatus und die Auftragsart, der Druckstatus, eine Kennzeichnung zur Botenlieferung und die Gesamtsumme der einzelnen Lieferscheine sowie aller Lieferscheine auf dem Ausdruck gezeigt.

3.6 Getrennte Lieferscheine für extern und direkt gelieferte Ware

Modul: Faktura, Kontakte

Anwendungsfall: Auftrag abschließen

Neu/geändert:

Für Kunden und Heime, welche an der Verblisterung teilnehmen, werden getrennte Lieferscheine für Ware, die direkt aus der Apotheke geliefert und Ware, die bspw. vom manuellen oder Lohnblisten geliefert und in der Apotheke abgegeben wird, gedruckt. Sie können den Druck des Lieferscheins für die extern bzw. separat gelieferte Ware (bspw. Blisterartikel) auch unterdrücken, wenn die Lieferscheine bei der Verblisterung gedruckt werden. Die extern und direkt gelieferte Ware können Sie sowohl in einem als auch in mehreren Subtotals abgeben.

Voraussetzungen sind folgende:

- Stellen Sie in den Kunden- bzw. Heimdaten auf der Seite **Spezifische Daten** die **Teilnahme Verblisterung** mit **Mit Bestandsführung** oder **Ohne Bestandsführung** ein, je nachdem, ob Sie den Bestand der Ware in Ihrer Apotheke führen.

The screenshot shows the 'Spezifische Daten' form for a customer named Ebert Antonina. The 'Teilnahme Verblisterung' dropdown menu is highlighted with a red box, showing the following options: 'Ohne Bestandsführung', 'Nein', 'Mit Bestandsführung (manuelles Blisten)', and 'Ohne Bestandsführung (Lohnblisten)'. The 'Ohne Bestandsführung (Lohnblisten)' option is selected. Other fields include 'Kundenkarte' (91649222), 'Krankensversicherung' (AOK Baden-Württemberg), and 'Pflegeversicherung'.

- Aktivieren Sie in den Kunden- bzw. Heimdaten auf der Seite **Faktura** im Reiter **Druckoptionen** die Checkbox **Lieferscheine automatisch drucken** und selektieren Sie aus der Liste **Immer** oder **Immer, außer nur separat geliefert**, je nachdem, ob Sie Lieferscheine für alle Artikel oder nur für die direkt aus der Apotheke gelieferten Artikel drucken möchten. In unserem Beispiel möchten wir den Lieferschein für separat gelieferte Artikel nicht drucken.

Kontakte > Kunde

Name	Vorname	Geb.-Datum	PLZ	Ort	Telefonnummer	ARMIN
Ebert	Antonina	13.12.1920	00059	Köditz-Lamitz	+49/(0)7936/37	1

Stammdaten

Faktura

Gesonderte Rechnung

Eigene Einstellungen Fakturamodell

Fakturaeinstellungen aus: Eigene Einstellungen

Rechnungsempfänger: Cher Coward; Pfeuferstr.32 157; 00059 Köditz-Lamitz

Zahlungsinfo | Druckoptionen | Formulare

Anzahl Lieferscheine: 1

Anzahl Nachieferscheine: 0

Anzahl Rechnungen: 1

Etikettendruck

Lieferscheine automatisch drucken

Immer, außer nur separat geliefert

Lieferscheine mit Summe 0 auf Rechnung drucken

Quittungen mit Summe 0 drucken

Rechnungen mit Summe 0 erzeugen

Rechnungen mit Summe 0 drucken

Rechnungen automatisch drucken

Rechnungen automatisch als PDF-Dokument erzeugen

Mahnungen automatisch drucken

Wenn Sie für diesen Kunden direkt aus der Apotheke gelieferte und separat gelieferte (hier: geblisterte) Artikel erfassen ...

Faktura > Auftrag

Normal 0,00 € Rezept 10,00 € Privat 0,00 € grünes Rp. 0,00 € Total 10,00 €

Kunde: Frau Antonina Ebert, Köditz-Lamitz Geb: 13.12.1920 (98 J.) IK 107815794, AOK Baden-W

NL	Be	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Mg	Abg	VK	Zu/Mehr	Gesamt
		CITALOPRAM ARISTO 1€	FTA	100St	1	1	14,89	5,00	5,00
		SIMVAHEXAL 20MG FIL	FTA	100St	1	1	18,03	5,00	5,00

... dann werden bei Abschluss des Auftrags beide Lieferscheine erstellt, aber es wird nur der Lieferschein für die direkt aus der Apotheke gelieferten Artikel gedruckt. Das können Sie in den Auftragsdetails mit **Details - F8** auf der Seite **Lieferscheine** nachvollziehen.

Faktura > Auftragsdetails

Kunde	Datum	Auftragsnummer	Bearbeiter	Status	Auftragssumme
Ebert, Antonina	10.10.2019	123	Barry	Delivered	10,00

Lieferschein

Kunde	Lieferdatum	Belegnr.	Belegart	Status	Druck	Gesamt
Ebert, Antonina	10.10.2019	209	Lieferschein	Erstellt		5,00
Ebert, Antonina	10.10.2019	210	Lieferschein	Erstellt		5,00

Auf dem Lieferschein für die separat gelieferte Ware, der in unserem Beispiel nicht automatisch gedruckt wird, wird der Kommentar **Lieferung erfolgt separat** angefügt.

Seite 1 / 1

Lieferschein									
Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Kz	VK/ZuMehr	Rabatt	Kundenpreis	Gesamt
1	SIMVAHEXAL 20MG FILMTABL	FTA	100St	02846592	R	5,00 €		5,00 €	5,00 €
Lieferung erfolgt separat.									
Wert der Lieferung (Brutto)									5,00 €

3.7 Sammellieferscheine ohne Lieferscheine für separat gelieferte Ware

Modul: Faktura, Kontakte

Anwendungsfall: Sammellieferscheine drucken

Neu/geändert:

Bei der Heimbelieferung können nun nur die tatsächlich direkt aus der Apotheke gelieferten Artikel mittels Sammelschein für das Heim dokumentiert werden. Für Apotheken, die extern blistern, können wie oben beschrieben extern gelieferte (geblisterte) und direkt gelieferte Ware auf getrennte Lieferscheine gedruckt werden. Damit ist es im weiteren auch möglich, bei der Erstellung des **Sammelscheins Lieferscheine** mit **Sammelsch. LS erstellen - Strg + F5** aus der Auftrags- oder der Lieferscheinübersicht nur die Lieferscheine mit direkt gelieferter Ware oder nur die geblisterte Ware zu drucken.

Wenn Sie die Checkbox **Lieferscheine ausschließen, die nur separat geliefert wurden** aktiviert lassen, dann werden die Lieferscheine mit ausschließlich separat gelieferter Ware, d.h. geblisterter Ware, ausgeschlossen.

Sammelschein vom 10.10.2019 - 10.10.2019										
Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Kz	Lieferdatum	VK/ZuMehr	Rabatt	Kundenpreis	Gesamt
Lieferschein Nr. 212 vom 10.10.2019										
1	CITALOPRAM ARISTO 10MG	FTA	100St	05028049	R	10.10.2019	5,00 €		5,00 €	5,00 €
Lieferschein Nr. 209 vom 10.10.2019										
1	CITALOPRAM ARISTO 10MG	FTA	100St	05028049	R	10.10.2019	5,00 €		5,00 €	5,00 €
Wert der Lieferung (Brutto)										10,00 €

Wenn Sie die Checkbox **Lieferscheine ausschließen, die nur separat geliefert wurden** deaktivieren, dann werden die Lieferscheine mit ausschließlich separat gelieferter Ware, d.h. geblisterter Ware, mit aufgeführt.

Sammelschein vom 10.10.2019 - 10.10.2019

Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Kz	Lieferdatum	VK/ZuMehr	Rabatt	Kundenpreis	Gesamt
Lieferschein Nr. 213 vom 10.10.2019										
1	SIMVAHEXAL 10MG FILMT DOSE	FTA	100St	09001805	R	10.10.2019	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Lieferung erfolgt separat.										
Lieferschein Nr. 212 vom 10.10.2019										
1	CITALOPRAM ARISTO 10MG	FTA	100St	05028049	R	10.10.2019	5,00 €		5,00 €	5,00 €
Lieferschein Nr. 210 vom 10.10.2019										
1	SIMVAHEXAL 20MG FILMTABL	FTA	100St	02846592	R	10.10.2019	5,00 €		5,00 €	5,00 €
Lieferung erfolgt separat.										
Lieferschein Nr. 209 vom 10.10.2019										
1	CITALOPRAM ARISTO 10MG	FTA	100St	05028049	R	10.10.2019	5,00 €		5,00 €	5,00 €
Wert der Lieferung (Brutto)										15,00 €

4 Rezeptmanagement

4.1 Vergleichsartikelsuche zum verordneten Artikel

Modul: Rezeptmanagement

Anwendungsfall: Vergleichsartikelsuche zum verordneten Artikel ausführen

Neu/geändert:

Mit dem neuen Rahmenvertrag ist der verordnete Artikel maßgeblich bei der Ermittlung des abzugebenden Artikels.

Deshalb wird im Rezeptmanagement Profi die Funktion **Vergleichsartikelsuche - Alt+F11** nun auch bei Markierung des verordneten Artikels im Verordnungsbereich angeboten.

Die Vergleichsartikelsuche ermöglicht Ihnen an dieser Stelle nur die Kontrolle des Abgabevorgangs, nicht aber die Übernahme eines anderen Artikels als des tatsächlich abgegebenen Artikels.

5 Rezeptanforderung

5.1 Einwilligungserklärung für Rezeptanforderungen

Modul: Medikationsmanagement, Rezeptanforderung, Kontakte, App meine Apotheke

Anwendungsfall: Einwilligungserklärung für Rezeptanforderungen

Neu/geändert:

Die Einwilligungserklärung für betreuungsrelevante Daten wurde um die Vollmacht zur Rezeptanforderung für Folgerezepte ergänzt und ist nun mit folgendem Passus versehen: **'Darüber hinaus bevollmächtige ich die <Name Apotheke>, Inhaber <Name Inhaber> damit, im Rahmen meines Medikationsmanagements Folgerezepte von meinem behandelnden Arzt bzw. meinen behandelnden Ärzten in meinem Namen anzufordern, entgegenzunehmen und entsprechend zu verarbeiten. Diese Vollmacht kann ich jederzeit widerrufen'.**

<p>Einwilligungserklärung und Vollmacht zum Medikationsmanagement</p>	
<p>Sehr geehrte(r) [REDACTED]</p>	
<p>Das Medikationsmanagement ist eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen (Arzt/Apotheker/Krankenhaus/Krankenkasse sowie zukünftig ggf. weitere Beteiligte, die wir im Zuge des Ausbaus dieser Dienstleistung konkret benennen werden) mit dem Ziel, arzneimittelbezogene Probleme beim Patienten zu vermeiden. Dadurch wird die Therapiesicherheit der Patienten erhöht und die Lebensqualität und Gesundheitszustand der Patienten werden verbessert. Da hierbei patientenindividuelle Gesundheitsdaten berücksichtigt werden sollen, werden sowohl Diagnosen als auch die Arzneimitteltherapie inkl. Dosierungen und wichtige Messwerte (z.B. Blutdruck, Blutzucker, etc.) die für Arzneimittelwirkungen relevant sind, erfasst.</p>	
<p>Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihr Einverständnis, dass zusätzlich zu Ihren personenbezogenen Daten auch Ihre Gesundheitsdaten erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Darüber hinaus willigen Sie mit Ihrer Unterschrift ein, dass diese Daten zur Umsetzung des Medikationsmanagements auch an beteiligte Dritte außerhalb der Apotheke weitergegeben werden dürfen (z.B. beteiligte Ärzte, Apotheken, Heime, Krankenhäuser und Krankenkassen).</p>	
<p>Sie können jederzeit Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten oder deren Löschung verlangen - entweder vor Ort in unserer Apotheke oder telefonisch bzw. per E-Mail an folgende Adresse [REDACTED]</p>	
Kd.-Nr.	[REDACTED]
Name	[REDACTED]
Geburtsdatum	[REDACTED]
Straße	[REDACTED]
PLZ, Ort	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
<p>Ich willige ein, dass die [REDACTED] APOTHEKE meine personenbezogenen Daten, insbesondere meine Gesundheitsdaten, für das Medikationsmanagement erhebt, verarbeitet und nutzt. Die [REDACTED] APOTHEKE darf zur Umsetzung des Medikationsmanagements meine personenbezogenen Daten, insbesondere meine Gesundheitsdaten, an Dritte übermitteln, welche an dem Medikationsmanagement beteiligt sind.</p>	
<p>Darüber hinaus bevollmächtige ich die [REDACTED] APOTHEKE, Inhaber [REDACTED] damit, im Rahmen meines Medikationsmanagements Folgerezepte von meinem behandelnden Arzt bzw. meinen behandelnden Ärzten in meinem Namen anzufordern, entgegenzunehmen und entsprechend zu verarbeiten. Diese Vollmacht kann ich jederzeit widerrufen.</p>	
Ort, Datum	Unterschrift

Stand: 07.08.2019

Somit ist die von Ihnen vorgenommene Rezeptanforderung mit der Einwilligungserklärung des Kunden abgesichert.

6 Artikelverwaltung

6.1 Generische Artikel für cannabinoidhaltige Rezepturen erweitert

Modul: Artikelverwaltung, Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Generische Artikel für cannabinoidhaltige Rezepturen eingeben

Neu/geändert:

Bei der Einführung der Sonderkennzeichen für Rezepturen mit cannabinoidhaltigen FAM/Stoffen oder Cannabisblüten waren nur Beispiele bekannt, die Betäubungsmittel sind. Nun ist mit Cannabidiol der erste Fall einer verschreibungspflichtigen cannabinoidhaltigen Rezeptur aufgetreten.

Deshalb werden zu folgenden Sonderkennzeichen nun zusätzlich zu den BtM auch verschreibungspflichtige Rezepturen angeboten:

- **6460748** - Cannabinoidhaltige Stoffe/FAM in Zubereitungen
- **6460754** - Cannabinoidhaltige Stoffe/FAM in unverarbeitetem Zustand

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	Info	EK	VK	Status
Ohne PZN Cannab. FertigAM					0,00	0,00	
Ohne PZN Cannabisblüt. unv					0,00	0,00	
Ohne PZN Cannabisblüt.-Zub					0,00	0,00	
Ohne PZN Cannab. Stoff unv					0,00	0,00	
Ohne PZN Cannab. Stoff unv					0,00	0,00	
Ohne PZN Cannab. Zuber.					0,00	0,00	
Ohne PZN Cannab. Zuber.					0,00	0,00	

7 Warenlogistik

7.1 Darstellung der Icons bezüglich Lieferfähigkeit in der Online-Verfügbarkeitsanfrage

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Anzeige der Icons bezüglich Lieferfähigkeit

Neu/geändert:

Bisher wurde bei Artikel- und Vergleichssuchen (bspw. Rezeptverkauf) das Icon der Lieferfähigkeit erst ersichtlich, nachdem alle angefragten Lieferanten auf die Verfügbarkeitsanfrage geantwortet haben.

Da die Antwortzeiten der anzufragenden MSV3-Lieferanten unterschiedlich sein können, kann sich folglich der Rezeptverkauf an der Kasse verzögern. Aus diesem Grund wurden Optimierungen im Ablauf der Online-Abfrage vorgenommen.

Der optimierte Ablauf im Detail erläutert:

Die Status-Icons  und  werden angezeigt, sobald mindestens ein Großhandel zurückgemeldet hat, dass der Artikel mit der nächsten Tour oder Verbund geliefert werden kann. Falls der Artikel bei keinem Großhandel lieferfähig ist, wird gewartet, bis der letzte Großhandel geantwortet hat. Zu diesem Zeitpunkt findet auch die Auswertung der Antworten der Direktlieferanten statt. Das Ergebnis wird mit dem Lieferfähigkeits-Icon in der Trefferliste angezeigt.

Sofern eine verzögerte Antwort eines Direktlieferanten eintrifft, welcher lieferbar ist, ändert sich das Icon.

Somit können die für das Tagesgeschäft wichtigen Rückmeldungen der Großhändler beschleunigt angezeigt werden.

7.2 Ausdruck 'Historie Online-Verfügbarkeitsabfrage' laut Rahmenvertrag angepasst

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Historie der Online-Anfragen einsehen und ausdrucken

Neu/geändert:

Da sich die erforderlichen Angaben zum Nichtverfügbarkeitsnachweis laut Rahmenvertrag §2 Absatz 11 Satz 6 geändert haben, wurden einige Anpassungen bei der Anzeige der ermittelten Verfügbarkeitsanfragen im ausgewählten Zeitraum vorgenommen:

Starten Sie in den Artikeldetails mit **Online Historie - Alt+F6**, öffnet sich das Fenster **Historie Online-Verfügbarkeitsanfrage**.

In diesem Dialog wurde bisher in der Spalte **Online-Dienstanbieter** der mit dem Kontakt verknüpfte Online-Dienstanbieter angezeigt. Diese Spalte ist nun mit **Lieferant** betitelt, da jetzt der Lieferant angegeben wird, welcher mit dem Online-Dienstanbieter verknüpft ist.

Historie Online-Verfügbarkeitsanfrage

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter
HUMIRA 20 mg/0,2 ml Injektionslösung in Fertigl. ILO		25St	N1	13902709	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Anfragezeitpunkt	Lieferant	Menge	Ergebnis
<input type="checkbox"/> 14.10.2019 10:30	Direktlieferant	1	✓
<input checked="" type="checkbox"/> 14.10.2019 10:30	Großhandel 1	1	✓
<input checked="" type="checkbox"/> 14.10.2019 10:30	Großhandel 2	0	✗

Rückmeldung

Liefer-Mg. Tour Lieferzeit
 Verb.-Mg. Tour Verb.
 Dispo-Mg. ErsatzPZN
 Defektgrund/
 Fehlerinfo/
 Zusatzinfo

Alle markieren Drucken Kriterien ändern Schließen

Die initiale Aktivierung der Checkboxen für den Ausdruck der Verfügbarkeitshistorie erfolgt jetzt ausschließlich bei Großhändlern. Sie werden somit unterstützt, nur die für den Nachweis notwendigen Rückmeldungen auszudrucken.

Das Druckformular trägt nun den Titel **Ergebnis der Verfügbarkeitsanfrage** und enthält die laut Rahmenvertrag geforderten Angaben:

- Angefragter Großhandel
- Apotheken-IK
- Datum und Uhrzeit der Abfrage
- Abgefragte PZN
- Ergebnis der Abfrage (verfügbar, nicht verfügbar)

Mister Apotheke
Max Meier

Seite: 1/1
Datum: 14.10.19 / Zeit: 08:06 Uhr

Tel.: 0124/12123 Fax:
IK: 100000000

Ergebnis der Verfügbarkeitsanfrage

PZN: 02495052 ASPIRIN 0.5 TAB 50St BAYER SELBSTMEDIKATION

Anfragezeitpunkt	Lieferant	Ergebnis
14.10.19 08:06	Test.Lieferant1	nicht verfügbar
14.10.19 08:06	Test.Lieferant2	nicht verfügbar

PZN: 00001001 Aspirin25St 25St

Anfragezeitpunkt	Lieferant	Ergebnis
14.10.19 08:06	Test.Lieferant1	verfügbar
14.10.19 08:06	Test.Lieferant2	verfügbar

Diese Anpassung gilt ebenfalls für das Druckformular **Online Bestellung**.

7.3 Lieferantenkonditionen - Handelsspannenausgleich

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Lieferantenkonditionen: Durchschnittlichen Rx-Packungspreis hinterlegen.

Neu/geändert:

Haben Sie mit dem Großhandel einen durchschnittlichen Rx-Packungspreis vereinbart, können Sie diesen ab sofort in den Konditionsvereinbarungen hinterlegen. Dies hat für Sie den Vorteil, dass Sie durch die Kennzeichnung in den Warenkörben darauf hingewiesen werden, wenn der vereinbarte durchschnittliche Rx-Packungspreis bei einer Bestellung überschritten wird. Für die Berechnung wird entweder der Apo-EK oder der Anbieterpreis als Preisbasis herangezogen. Berücksichtigt werden alle Rx-Packungen, welche im aktuellen Monat gebucht wurden und sich aktuell in einer Bestellung oder in einem Warenkorb befinden. Gebuchte Gutschriften in diesem Monat werden abgezogen.

Hochpreiser und Warenkörbe ohne Abrufzeitpunkt, welche noch nicht sendebereit gestellt wurden, werden nicht bei der Berechnung mit einbezogen.

Lieferant	Anlagedatum	Letzte Änderung	Bemerkung
Sanacorp	04.07.2019	04.07.2019	

Allgemein

Anlagedatum: 04.07.2019 | Angelegt von: [Name]
Letzte Änderung: 04.07.2019 | Geändert von: [Name]

Gültig ab*: 01.07.2019
Bemerkung: [Textfeld]

Auftragsarten optimaler Lieferant: Normal-Auftrag

Einschränkung auf Anbieter: [Name] | Anbieternr. [Anbieternr.]

Rechnungsstellung: Sammelrechnung

Rx-Hochpreisschwelle*: Apo-EK | 1.238,50 €

Mindestbestellwert zum: [] | € pro Auftrag
Mindestpackungszahl*: 1 | Packungen pro Auftrag

Durchschnittlicher Rx-Packungspreis: Apo-EK | 20,71 € pro Monat

Die Einstellung der Konditionsvereinbarung nehmen Sie folgendermaßen vor:

In dem entsprechenden Lieferanten-Kontakt auf der Seite **Konditionen** starten Sie die Bearbeitung der Konditionen mit **Details - F8**.


Auf der Seite **Allgemein** geben Sie mit der neuen Funktion **Durchschnittlicher Rx-Packungspreis pro Monat** den vereinbarten durchschnittlichen Rx-Packungspreis ein und wählen per Drop-Down aus, ob der **Apo-EK** oder der **Anbieterpreis** als Preisbasis für die Berechnung herangezogen werden soll.

Name	Abruf	Bestellschluss	Tag	Anlagedatum	A.-Art	Pos	Wert
Noweda	10:35	11:00	heute			9	351,07
Gehe	10:35	11:00	heute			5	38,25
Noweda	13:30	14:15	heute			1	4,50
Gehe	13:30	14:15	heute			0	0,00
Noweda	14:45	15:00	heute			0	0,00
Gehe	14:45	15:00	heute			0	0,00
Noweda	16:00	16:15	heute			0	0,00
Gehe	16:00	16:15	heute			0	0,00
Noweda	18:00	18:15	heute			7	2.208,14
Gehe	18:00	18:15	heute			0	0,00
Noweda	10:35	11:00	morgen			0	0,00
Gehe	10:35	11:00	morgen			0	0,00
Noweda	13:30	14:15	morgen			0	0,00
Gehe	13:30	14:15	morgen			0	0,00

Die folgenden Icons signalisieren Ihnen in der Warenkorbübersicht bei allen Warenkörben des betreffenden Lieferanten, dass der momentane durchschnittliche Packungspreis des Artikels in diesem Monat größer als der hinterlegte ist.

-  - Der vereinbarte durchschnittliche Rx-Packungspreis wird überschritten.
-  - Für diesen Warenkorb liegt eine Bestellabfrage vor und der vereinbarte durchschnittliche Rx-Packungspreis wird überschritten.

Die Icons werden ab dem 15. jedes Monats angezeigt. Möchten Sie die Hinweismeldung über den momentan errechneten durchschnittlichen Rx-Packungspreis aufrufen, nutzen Sie die Funktion **Durchschn. Packungspreis - Strg+F5**. Bei diesem Wert handelt es sich um einen voraussichtlichen, ungefähren, also keinen exakten Wert!



 **Anwendungsfall: Warenkorb ohne Abrufzeitpunkt**

Rx-Artikel, welche sich in Warenkörben ohne Abrufzeit befinden und noch nicht sendebereit gestellt wurden, werden bei der Berechnung des durchschnittlichen Rx-Packungspreises nicht berücksichtigt, da der Zeitpunkt der Bestellung unbekannt ist.

Möchten Sie vor Versendung wissen, wie sich der durchschnittliche Packungspreis verändern würde, markieren Sie den entsprechenden Warenkorb und nutzen die Funktion **Durchschn. Packungspreis - Strg+F5**.

7.4 MSV2-Systemeinstellungen entfernt

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: MSV2 Systemeinstellungen entfernt

Neu/geändert:

Da das Sendeprotokoll MSV2 nicht mehr unterstützt wird, sind die entsprechenden Systemeinstellungen obsolet, auch die Einstellung des Sendeprotokolls in den Sendeparametern des Lieferanten entfällt. Aus diesem Grund wurden diese Konfigurationsparameter und Auswahlmöglichkeiten entfernt.

Folgende Konfigurationsparameter in den Systemeinstellungen der **Warenlogistik** auf der Seite **Bestellung senden** sind betroffen:

- Vorwahl für Amtsholung
- Vorwahl für Amtsholung aktiv
- MSN der XTplus-WaWi an der Telefonanlage
- Timeout für den Verbindungsaufbau
- Timeout für Lieferantenidentifikation
- Maximale Anzahl von Sendeversuchen
- Ländervorwahl ignorieren

7.5 MSV3-Dienstanbieter

Modul: Kontakte, Warenlogistik

Anwendungsfall: MSV3-Anbieter auf der Seite **Sendeparameter** einrichten

Neu/geändert:

Folgende Lieferanten bieten nun auch die Bestellung per MSV3 an, so dass Sie diese in IXOS als MSV3-Lieferanten nutzen können:

- Cannamedical Pharma GmbH

Wenn Sie bei diesen Lieferanten bestellen, dann können Sie in der Kontaktverwaltung auf der Seite **Sendeparameter** die entsprechenden Zugangsdaten einrichten.

8 Kontakte

8.1 Zugriff auf Apothekenverzeichnis geschützt

Modul: Kontakte, Arbeitsplatzschutz, Faktura, Reports, u.a.

Anwendungsfall: Dateien auf Apothekenlaufwerk einsehen

Neu/geändert:

Wenn Sie in Ihrer Apotheke das Berechtigungskonzept zum Schutz sensibler Daten mit dem geschützten Modus umgesetzt haben, dann können Sie den Zugriff auf das Apothekenverzeichnis (Laufwerk *Z://Apotheke* bzw. *D://Apotheke*) vor unberechtigtem Zugriff für Arbeitsplätze oder unberechtigte Benutzer sperren.

Damit schützen Sie den Zugriff bspw. auf PDF-Dokumente von Rechnungen, Excel-Dateien von exportierten Reportsergebnissen usw.

Das erforderliche Recht für den Zugriff finden Sie im **Benutzerkonto** von Mitarbeitern bzw. im Modul **Arbeitsplatzschutz** unter der Rechtegruppe **Systempflege** mit der Bezeichnung **Zugriff Apothekenverzeichnis**. Dieses Recht ist standardmäßig allen vordefinierten Benutzerrollen zugeordnet.

Dieses Recht ist bei der automatischen Installation der IXOS-Version 2020.1 für alle Mitarbeiter mit einem aktiven Benutzerkonto vergeben.

Entziehen Sie dieses Recht ggf. den Mitarbeitern, denen Sie keinen Zugriff auf dieses Verzeichnis geben möchten.

Zusätzliche Voraussetzungen für den Zugriff auf das Apothekenverzeichnis im geschützten Modus sind, dass IXOS gestartet ist und dass der Benutzer angemeldet ist.

Loggen Sie sich mit der Remote App auf dem IXOS Server ein (mit Benutzername *ixosextern*), so haben Sie uneingeschränkten Zugriff auf das Apothekenverzeichnis, auch wenn IXOS noch nicht gestartet ist.

8.2 Einstellung der Sendeparameter bei Lieferanten-Kontakten geändert

Modul: Kontakte, Warenlogistik, Systemeinstellungen u.a.

Anwendungsfall: Sendeparameter bei Lieferanten-Kontakten einstellen

Neu/geändert:

Ab sofort kann das **Sendeprotokoll MSV2** nicht mehr ausgewählt werden. Auch die MSV2 Webservices wurden gelöscht. Das **Sendeprotokoll MSV3** ist jetzt fest hinterlegt und kann nicht editiert werden. Die Version 2.0 wählen Sie über das DropDown Menü **MSV3 Dienstanbieter** aus.

Kontakte > Lieferant		PLZ	Ort	Telefonnummer	7
Anzag		81477	München	+49/(0)7936/72	118

<ul style="list-style-type: none"> Stammdaten Sendeparameter Lieferparameter Vertragsdaten Konditionen Angebotslisten Einstellungen Zahlungsverkehr Anschriften Klassifikationen 	<p>Sendeparameter</p> <p>Parameter</p> <p>Sendeprotokoll <input type="text" value="MSV3"/></p> <p>Lieferanten-IDF <input type="text"/></p> <p>Standard-Auftragsart <input type="text" value="Normal-Auftrag"/></p> <p>Standard-Auftragskennung <input type="text"/></p> <p>Online-Anfrage/Bestellung</p> <p>MSV3-Dienstanbieter <input type="text"/></p> <p>Niederlassung <input type="text"/></p> <p>Benutzerkennung <input type="text"/></p> <p>Passwort <input type="text"/></p> <p>MSV3-Anfrage <input type="checkbox"/></p> <p>MSV3-Bestellung <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> anbieterspezifische Spalte</p> <p><input type="button" value="Verbindungstest"/></p>
---	--

Strg	Speichern	Suchen	Neu	Löschen	Info	Kontakttrolle ändern	Drucken	Online Anfr. Sortierung
Alt	F1	F2	F3	F4	F6	F7	F9	F11

9 Medikationsmanagement

9.1 Änderungshistorie - Filtermöglichkeit

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Filtermöglichkeit in der Änderungshistorie

Neu/geändert:

Um in der Änderungshistorie gezielt Einträge/Änderungen zu finden, steht Ihnen nun das Filterkriterium **Kategorie** zur Verfügung. Die Kategorie ist in der Spalte **Änderung** angegeben.

The screenshot shows a software window titled 'Medikationsmanagement Änderungshistorie'. At the top, there are filters for 'von' (23.02.2018) and 'bis' (09.03.2018), a search icon, and a 'Kategorie' dropdown menu set to '<Alle>'. A checkbox 'mit Kommentaren' is checked. Below the filters is a table with the following columns: Datum, Bezug, Änderung, Alter Wert, Neuer Wert, Unterschied, and Geändert von. The table contains several rows of medication changes for Acetylsalicylsäure 100 mg TAB, including medication stop, therapy doctor change, intake time change, dosage change, and indication change. At the bottom of the window, there are buttons for 'Drucken' (F9), 'Änderungen akzeptieren' (F12), and 'Abbrechen' (Esc).

Datum	Bezug	Änderung	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied	Geändert von
09.03.18 15:37	Acetylsalicylsäure 100 mg TAB	Medikationsstopp (neu)		Pause 09.03.18 15:37 - 16.03.18 00:00 Grund:		
09.03.18 15:37	Acetylsalicylsäure 100 mg	Therapiearzt	Dr.med. Karsten Wiese: 1511	Dr. Inken Beermann		
09.03.18 15:36	Acetylsalicylsäure 100 mg	Einnahme	zum Essen	nach dem Essen		
09.03.18 15:26	Acetylsalicylsäure 100 mg	Dosierung (geändert)	1 - 0 - 0 St (täglich) [gültig ab: 22.09.2015]	1 - 0 - 1 - 0 St (täglich) [gültig ab: 22.09.2015]		
09.03.18 15:26	Acetylsalicylsäure 100 mg	Indikation		Wetterfähigkeit		
09.03.18 15:26	Acetylsalicylsäure 100 mg	Infotext/Hinweis		mit reichlich Wasser einnehmen		

Im DropDown Menü **Kategorie** haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten: **Dosierung, Rezeptanforderung, Bestand, Verblisterung, Medikationsstopp, Charge/Verfall, Verlauf, Bundesmedikationsplan;**

Bei Auswahl einer Kategorie aktualisiert sich die Anzeige der Änderungshistorie entsprechend.

10 ABDA-Datenbank²

10.1 Körpergewicht und Nierenfunktion bei der Vergleichssuche berücksichtigt

Modul: ABDA-Datenbank

Anwendungsfall: ABDA-Datenbank-Recherche ausführen

Neu/geändert:

Nachdem Sie die CAVE-Anwendungsrisiken durch einen **Risiko-Check** im Verkauf eingesehen haben, können Sie wie bisher mit **Vergleichssuche - F11** eine Vergleichssuche anhand Vorgaben vornehmen.

Hier können Sie für den CAVE-Abgleich im Reiter **CAVE** nun auch die neuen Kriterien Körpergewicht mit **Körpergewicht - Strg+F6** und Nierenfunktion mit **Nierenfunktion - Strg+F7** angeben.

 Der Wert für **Kreatinin** ist nur dann eingabefähig, wenn das Alter (entweder in den Kundendaten oder mit **Alter auswählen – F5**) hinterlegt ist, da dieses in die zu berechnende GFR eingeht.

 Ist für die CAVE-Recherche bereits das Gewicht, der Kreatininwert oder die GFR angegeben, z.B. aufgrund einer Kundenzuordnung, so sind diese Felder bereits vorbelegt.

Die neuen Kriterien werden mit den Bedingungen **uneingeschränkt geeignet bei** bzw. **geeignet bei** einbezogen, so dass Treffer unter Berücksichtigung dieser Kriterien ermittelt werden.

Bedingung	Anwendungsrisiko
uneingeschränkt geeignet bei	Alter: 66 Jahre 8 Monate 9 Tage
geeignet bei	Geschlecht: weiblich
uneingeschränkt geeignet bei	Körpergewicht: 70 kg
geeignet bei	GFR: 58 ml/min/1,73qm

Strg Alt F1 Kunden auswählen F2 F3 Eingaben löschen F4 Alter auswählen F5 Geschlecht auswählen F6 Erkrankung auswählen F7 Allergie auswählen F8 F9 Gegenanz. auswählen F10 Erkrankung > Gegenanz. F11 Trefferliste anzeigen F12

10.2 Körpergewicht und Nierenfunktion in der FAM-Recherche berücksichtigt


Modul: ABDA-Datenbank

Anwendungsfall: ABDA-Datenbank-Recherche ausführen

Neu/geändert:

Auch für die Recherche in den Deutschen Fertigarzneimitteln können die neuen Kriterien Körpergewicht mit **Körpergewicht - Strg+F6** und Nierenfunktion mit **Nierenfunktion - Strg+F7** angegeben werden.

Falls Sie für einen Kunden recherchieren, in dessen Kundendaten diese Kriterien hinterlegt sind, werden diese übernommen. Dies erfolgt zunächst wieder mit den Bedingungen **uneingeschränkt geeignet bei** bzw. **geeignet bei**. Dadurch werden die neuen Kriterien in die Recherche einbezogen, so dass Treffer unter Berücksichtigung dieser Kriterien ermittelt werden.



11 securPharm-Verwaltung

11.1 Transaktionsnummer für Deaktivierung anzeigen

Modul: securPharm-Verwaltung

Anwendungsfall: Transaktionsnummer für Deaktivierung anzeigen

Neu/geändert:

Wenn Sie eine verifikationspflichtige Packung verkaufen, wird diese aus dem securPharm-System ausgebucht. Dieser Aktion wird sowohl von IXOS als auch vom securPharm-Server jeweils eine Transaktionsnummer zugeordnet, mit welcher der Vorgang eindeutig zu identifizieren ist.


Falls die Abgabe einer Packung widerrufen werden soll, sind die beiden Nummern erforderlich. Dies erfolgt durch IXOS automatisch, bspw. bei einem Storno. Falls ein Widerruf nicht möglich sein sollte, bspw. aufgrund technischer Probleme mit dem NGDA-System, können Sie ein Zurückbuchen manuell mit Hilfe der Webseite der NGDA durchführen. Dafür benötigen Sie die Transaktionsnummern, in der Regel die **Referenzierende Transaktionsnummer**.

Diese Transaktionsnummern können Sie sich in der **securPharm-Verwaltung** mit **Transaktionsnummer - Alt+F11** anzeigen lassen.

Aus dem sich öffnenden Fenster **Transaktionsnummer** übernehmen Sie die angezeigten Nummern direkt in das NGDA-Portal.



Beachten Sie, dass die Eingabe ggf. mit Kleinbuchstaben erfolgen muss.



Transaktionsnummern

Zum Widerrufen einer bereits im securPharm-System deaktivierten Packung sind die von IXOS vergebene Transaktionsnummer für die erfolgte Ausbuchung, sowie die vom securPharm-System vergebene referenzierende Transaktionsnummer erforderlich.

Ist der Widerruf trotz Einhalten der 10-Tages Frist nicht möglich, wenden Sie sich mit den beiden Transaktionsnummern an die NGDA.

Transaktionsnr. Ausbuchung:

referenz. Transaktionsnummer:

Schließen
F12

Um die Fehleranzahl bei einer Rückbuchung zu vermeiden, versucht IXOS automatisch eine Wiederholung ("Retry") der fehlgeschlagenen Rückbuchung. In den meisten Fällen, wird somit eine Rückbuchung etwas verspätet erfolgreich gebucht.

12 Dokumentationsverwaltung

12.1 BtM-Dokumentation: Belegnummerneingabe bei Wareneingang vereinfacht

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Belegnummerneingabe bei Wareneingang


Neu/geändert:

Nutzen Sie die automatische BtM-Dokumentation, bietet IXOS nun eine vereinfachte Belegnummern-Erfassung.

Der Lieferung von Betäubungsmittel liegt immer ein Abgabebeleg bei. Jeder Abgabebeleg ist mit einer eindeutigen Abgabebelegnummer versehen, welche u.a. von der Apotheke dokumentiert werden muss. Bisher mussten Sie bei Bearbeiten der Kann-Differenz die Belegnummer eingeben. Jetzt wird die Belegnummer für alle folgenden BtM-Artikel eines Auftrags bereits vorbelegt.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Erfassen Sie die Artikel wie gewohnt im Wareneingang.
2. Wählen Sie **Differenzen bearbeiten - F11** und starten im Reiter **Kann-Differenzen mit Bearbeiten - F5**. Tragen Sie beim 1. Artikel die Abgabebelegnummer ein.



3. Wählen Sie **Weiter**.

4. Die Abgabebelegnummer wird an alle folgenden Artikel mit Kann-Differenzen übertragen.



Es findet keine Überprüfung auf die maximal mögliche Anzahl der Artikel pro Abgabebeleg statt.

Auch wenn Sie die Option **Keine Dokumentation der BtM-Abgabebelegnummer** ausgewählt haben, wird die Nummer an den nächsten Artikel übertragen, jedoch nicht an die BtM-Dokumentation übermittelt.

12.2 Chargenbezeichnung zur Blutprodukt-Dokumentation

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Blutprodukt-Dokumentation

Neu/geändert:

Bisher war die Chargeneingabe für Blutprodukte auf 11 Zeichen begrenzt. Für umfangreichere Chargenbezeichnungen ist die Eingabemöglichkeit ab sofort auf 30 Zeichen erweitert.

Blutproduktabgabe

Artikelbezeichnung: ADVATE 500 I.E. Tr.-Subst.m.2 ml Lsg.-M.BJ III Darreichungsform: TRS Einheit: 1St NP: N1 PZN: 11600157 Anbieter: AXICORP PHARMA G

Packungen: 1 Abgabedatum: 04.05.2016
Abgabe an: Patient Letzte Änderung: 04.05.2016
Bearbeiter: Baughman

Empfänger
Titel: Vorname: Beatris Name*: Eberlein Straße* / Nr.*: PLZ* / Ort*: 00890 Berg/Tiefengrün Geburtsdatum*: 30.04.1934

Arzt
Titel: Dr. Vorname: Arthur Name*: Baumann Straße* / Nr.*: Kirchplatz 95 PLZ* / Ort*: 00129 Berg/Tiefengrün

Chargen

Chargenbezeichnung (Ch.-B.)	Packungen	Abgabedatum
er1234	1	04.05.2016

Strg Alt Speichern F1 Neue Charge F3 Charge löschen F4

Im Zuge dessen wurde das Druckformular **Blutproduktokumentation** angepasst, d.h. die Überschrift ist nun zweizeilig, die Spalte **Chargenbezeichnung** wurde erweitert.

Levien Apotheke - Maxim Gorki Straße 93 - 00639 Schnarckenreuth Datum: 17.09.2019
Uhrzeit: 15.00

Ausdruck der Blutproduktokumentation von: 17.09.2019 bis: 17.09.2019 Seite: 1/1

Datum	Zugang	Abgang	Artikelbezeichnung	Einheit	PZN	Lieferant/Empfänger	Verschreibender Arzt
			Anbieter	DAR	Chargenbezeichnung		
17.09.2019	2		ADVATE 250 I.E.2ML BJIII Shire Deutschland GmbH	1St PLI	11008967 12345678900987654321	ABBOTT GMBH MAX-PLANCK-RING 1 65205 WIESBADEN	
17.09.2019		1	ADVATE 250 I.E.2ML BJIII Shire Deutschland GmbH	1St PLI	11008967 12345678900987654321	Aaron, George Kirchweg 79 00014 Zedwitz Geb.-Dat.: 08.05.1961	Hamby, Gaye Frossen Nr. 179 00930 Remplendorf
17.09.2019		2	ADVATE 250 I.E.2ML BJIII Shire Deutschland GmbH	1St PLI	11008967 789789789789H	Aaron, George Kirchweg 79 00014 Zedwitz Geb.-Dat.: 08.05.1961	Hamby, Gaye Frossen Nr. 179 00930 Remplendorf
17.09.2019		5	TETAGAMP CSL BEHRING GMBH	1ml FER	04042490 aslkdf35464.31263541	Breland, Erick Waldrstr 141 00714 Ebnath Geb.-Dat.: 26.11.1940	Crockett, Bradley Teststr. 1 00565 Langgrün

12.3 Blutproduktokumentation für Klinikapotheken

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Blutprodukte stationsbezogen an die Klinik abgeben

Neu/geändert:

Im Rahmen der Klinikversorgung geben Sie Blutprodukte auch direkt an Stationen oder Abteilungen einer Klinik ab. Anschließend erfolgt auf der Station die personenabhängige Dokumentation.

Für eine stationsbezogene, automatische Dokumentation von Blutprodukten sollten diese Voraussetzungen gegeben sein:

- Der Konfigurationsparameter **Automatische Dokumentation** von Blutprodukten und T-Rezepten ist aktiviert.

- In den Klinik-Kontakten auf der Seite **Struktur** ist die Untereinheit mit der genauen Bezeichnung der Station und der Klinik angegeben. Hintergrund: Da die Stationsbezeichnung in einigen Kliniken identisch sein kann, ist es für die eindeutige Zuordnung des Empfängers wichtig, die Klinik mit anzugeben.
- Im Detailsbereich der Untereinheit ist im Reiter **Vereinbarung** die Checkbox **Separate Lieferung** aktiv.

Der Ablauf in der Übersicht:

1. Zur Erstellung eines Faktura-Auftrags wählen Sie in der Kontaktauswahl die betreffende Station aus bzw. geben diese in das Suchfeld ein.

2. Geben Sie das/die Blutprodukt(e) ein und schließen den Verkauf ab.
3. Das Fenster **Blutproduktabgabe** öffnet sich. Hier wird nun im Feld **Abgabe an** automatisch **Klinik** eingetragen, die Bezeichnung der Station (in den Klinik-Kontakten definierte Untereinheit) wird automatisch als Empfänger übernommen.

4. Geben Sie wie gewohnt die Chargen-Daten ein, wählen den Arzt aus und speichern die Angaben mit **Übernehmen - F12**.
5. Der Eintrag wird an die Blutproduktokumentation übergeben.

13 Reports

13.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung

Modul: Reports

Anwendungsfall: Berechnete Spalten einfügen

Bisher konnten Sie im Modul **Reports** mit der Lizenz 'Reports Profi' nicht alle Feldtypen untereinander verrechnen.

Beispielsweise für die Erstellung von Statistiken für Kliniken ist es jedoch wichtig, die abgegebenen abgeteilten Arzneiformen ermitteln zu können, also z. B. wie viele Tabletten eines bestimmten Wirkstoffes / Warengruppe in einem definierten Zeitraum geliefert wurden. Im Report können dafür grundsätzlich die Felder **Stückzahl und Absatz abgegebene Packungen** verwendet werden.

Nun wurden grundsätzlich bei der Funktion **neue berechnete Spalte** alle im Report verwendeten Felder mit Zahlen-Werten für alle sinnvollen Rechenarten zur Verfügung gestellt. Damit wurde auch die Verrechnung der beiden oben genannten Felder mit der Multiplikation ermöglicht.

13.2 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung

Modul: Reports

Im Modul **Reports** stehen Ihnen folgende neue vordefinierte Abfragen, Felder, Summenfilter oder Optionen der Ergebnisverarbeitung zur Verfügung:

- Ergebniskategorie **Artikel**
 - neues Feld unter **ABDA-Datenbank: Wirkstoffauswahl** - Anzeige nur der gewählten Wirkstoffe (inkl. Menge) zu Artikeln, die min. einen der gewählten Wirkstoffe enthalten
Dieses Feld gibt Ihnen, wenn Sie die Lizenz 'Reports Profi' oder 'MMR-Standard' haben, die Möglichkeit, Artikel nach Wirkstoffen auszuwerten. Dies ist insbesondere im Klinikumfeld interessant, da damit der Überblick über den Verbrauch leichter zu erhalten ist, als wenn man einzelne Artikel auswerten würde.

Das Feld **Wirkstoff-Auswahl** erlaubt eine  weitere Filterung (Summenfilter) auf Artikel, wobei Sie die Möglichkeit haben, gezielt **Wirkstoffe** aus einer Liste auszuwählen oder den **Wirkstoffnamen** direkt vorzugeben.

Bedingungen für das Feld "Wirkstoff-Auswahl"	
Ist gesetzt	Wirkstoffe Entspricht Acetylsalicylsäure
	Wirkstoffname Egal

Mehrfachauswahl Alle speziellen Filter zurücksetzen OK Abbrechen

14 Rezepturen

14.1 Kennzeichnung cannabishaltiger Rezepturen

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Kennzeichnung cannabishaltiger Rezepturen

Neu/geändert:

Um im Modul **Rezepturen** unabhängig von der Kennzeichnung **BtM** die Kennzeichnung von cannabishaltigen Rezepturen vornehmen zu können, wurden folgende Felder eingeführt:

- Beim Anlegen und Bearbeiten einer Rezeptur wählen Sie im Fenster **Rezeptur aktualisieren** im Reiter **Zusatz-Info** im neuen Feld **Cannabishaltig** aus, ob die Rezeptur cannabishaltig ist und ob sie **Cannabisblüten** oder **cannabishaltige Stoffe/FAM** enthält.

- Beim Festlegen der Abgabebestimmung mit **Abgabebestimmung - Strg+F5** können Sie jetzt unabhängig von der Kennzeichnung als **BtM** einer Rezeptur die Merkmale **Cannabisblüten** oder **cannabishaltige Stoffe/FAM** zuweisen. Die Auswahlliste bei **BtM** bzgl. **cannabishaltiger Stoffe/FAM** bzw. **Cannabisblüten** wurde in das Feld **Cannabishaltig** ausgelagert.

Rezepturabgabebestimmung auswählen

Verschreibungspflichtig

BtM

Apothekenpflichtig

Blutprodukt

Cannabishaltig

OK Abbrechen

F12 Esc

15 Systemeinstellungen

15.1 Änderung von arbeitsplatzspezifischen Systemeinstellungen

Modul: Systemeinstellungen

Anwendungsfall: Änderung von arbeitsplatzspezifischen Systemeinstellungen

Neu/geändert:

Ändern Sie einen arbeitsplatzspezifischen Konfigurationsparameter, erfolgt nun eine optimierte Abfrage mit Angabe des geänderten Wertes und der Rückfrage, ob Sie diesen Wert ausschließlich für den aktuell ausgewählten Arbeitsplatz übernehmen möchten, oder für alle Arbeitsplätze (alle Kassen- und Nebenarbeitsplätze), sofern der Parameter für mehrere Arbeitsplätze gültig ist. Der Button **Nur für APLxxx** ist vorgelegt, um eine versehentliche Änderung für alle Arbeitsplätze zu vermeiden. Mit dem Button **Abbrechen** widerrufen Sie die angestoßene Änderung des Konfigurationsparameters.



16 App "Meine Apotheke"

16.1 Automatische Erkennung von Rezeptfoto-Daten bei guter Bildqualität

Modul: Notes, Rezeptscan

Anwendungsfall: Bestellung mit Rezeptfoto bearbeiten

Neu/geändert:

Rezeptdaten von Handy-Bildern mit Rezeptfotos können in IXOS bei ausreichend guter Bildqualität automatisch erkannt und eingelesen werden. Dabei werden die Kunden- und Artikeldaten wie beim Rezeptscan übernommen. Der verordnete Artikel ist hier immer gelb hinterlegt, um zu kennzeichnen, dass Sie die Übereinstimmung mit der Verordnung noch einmal überprüfen sollten.

Diese Verbesserung beschleunigt Ihren Arbeitsablauf wesentlich, so dass Sie für ein größeres Aufkommen an App-Bestellungen als Instrument zur Kundenbindung gut gerüstet sind.

The screenshot displays the 'Rezept-Scan (Foto 1 / 1)' interface. On the left, a scanned prescription photo is visible. The main window contains the following data:

- Patient Information:** AOK Bayern, Strohmeier, Eike, Behringstraße 48, 21258 Heidenau, geb. am 22.01.2006.
- Insurance Details:** Kassen-Nr. 8310400, Versicherungs-Nr. X000000270, Status: 20.09.2019.
- Rezepttyp:** GKV-Rezept
- Rezeptstatus:** 0 - Kinderrezept
- Prescribed Items:**
 - BROMUC AKUT JUNIOR 100MG Aristo Phar PLE 20St N1 11353196
 - ACC 100 HEXAL A€ BTA 20St N1 04789757
 - IBUFLAM KINDERSAFT 20MG/MK Zentiva Phx SUE 100ml N1 09731722
 - IBUFLAM KINDERSAFT 20MG/MK Zentiva Phx SUE 100ml N1 09731722
 - PARACETAMOL SAFT 1A PHAR 1A Pharm LSE 100ml N1 01970485
 - PARACETAMOL SAFT 1A PHAR 1A Pharm LSE 100ml N1 01970485
- Additional Info:** Muster für Testzwecke, Arztunterschrift, Abgabedatum: 20.09.2019.

At the bottom, a toolbar contains function keys: Strg, Alt, Nächste Verordnung (F3), Verordnung löschen (F4), Reservierung (F5), Rezepterk. ungenügend (F6), Artikelinfo ABDA-DB (F7), Rezeptansicht (F8), Verordnungsauswahl (F9), Abgabenauswahl (F10), Item zum erk. Artikel (F11), and Freigeben und Übernehmen (F12).

Sollte die Bildqualität des Fotorezepts nicht genügen, müssen Sie die Daten wie bisher manuell vom Rezeptfoto übernehmen.

17 Blistermanagement

17.1 DSGVO-Aufbewahrungsfrist von Blisterdokumentationen

Modul: Blistermanagement

Anwendungsfall: Aufbewahrungsfrist von Blisterdokumentationen

Neu/geändert:

Laut § 7 ApBetrO, Kommentar zur Leitlinie der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung 6.6.3 müssen die Dokumentationen wie Herstellungsanweisung, Herstellungsprotokoll und Plausibilitätsprüfung mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden. Der neue Konfigurationsparameter **Löschfristen für Dokumentation für Verblisterung** steuert, nach welcher Löschrfrist die Blisteraufträge, berechnet ab Zeitpunkt der Erstellung, automatisch gelöscht werden. Diesen finden Sie in den Systemeinstellungen der **Kontakte** auf der Seite **Datenschutz**. Sie haben die Möglichkeit, die Löschrfrist zu erhöhen. Ein Eintrag, der die gesetzliche Mindestaufbewahrungsfrist unterschreitet, ist jedoch nicht möglich. Sollte es aus datenschutzrechtlichen Gründen notwendig sein, Kontakte vor Ablauf der Löschrfrist zu sperren bzw. zu löschen, bleiben deren Blisteraufträge vorhanden. Auch die Verblisterungsdokumente können weiterhin ausgedruckt werden.

17.2 Heimzugehörigkeit in Dosierungsfreigabe angeben

Modul: Blistermanagement

Anwendungsfall: Heimzugehörigkeit in Dosierungsfreigabe angeben

Neu/geändert:

Ab sofort ist die Heimzugehörigkeit sowie die Heimeinheit zum jeweiligen Bewohner in der Dosierungsfreigabe angegeben.

Bewohner	Artikel / DAR	Änderung	Alter Wert	Neuer Wert	geändert
Lillienthal, Lilly (Heim Rose)	Elmex Gelee GEL	Dosierung (geändert)	Freie Dosierung: Bitte nur einmal wöchentlich anwenden, da es zu Vergiftungen kommen kann, wenn es	Freie Dosierung: Bitte nur einmal wöchentlich erbsengroß auf die Zahnbürste und gründlich einreiben.	09.10.19 08:19
Lillienthal, Lilly (Heim Rose)	Elmex Gelee GEL	Dauermedikation	D k.A.	Ja	09.10.19 08:12
Lillienthal, Lilly (Heim Rose)	Elmex Gelee GEL	Dosierung (neu)	D	Freie Dosierung: Bitte nur einmal wöchentlich anwenden, da es zu Vergiftungen kommen kann, wenn es	09.10.19 08:12
Abt, Gundmar (Heim Rose->Abteilung Wasserlilie)	Acarbose Stada 50mg TAB TAB	Dauermedikation	D k.A.	Ja	09.10.19 13:01
Abt, Gundmar (Heim Rose->Abteilung Wasserlilie)	Acarbose Stada 50mg TAB TAB	Dosierung (neu)	D	1 - 0 - 0 (täglich) [gültig ab: 21.10.2019 00:00]	09.10.19 13:01
Abt, Gundmar (Heim Rose->Abteilung Wasserlilie)	Cefurox Basics 500mg Tabl TAB	Dauermedikation	D k.A.	Ja	09.10.19 12:59
Abt, Gundmar (Heim Rose->Abteilung Wasserlilie)	Cefurox Basics 500mg Tabl TAB	Dosierung (neu)	D	0 - 1 - 0 (täglich) [gültig ab: 21.10.2019 00:00]	09.10.19 12:59

Therapiebeginn/-ende: 13.10.19 | Therapiearzt: | Bestand: 63 g | Reichweite: 21.04.20

Strg Änderungen freigeben | Alt F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

17.3 Konfigurationsparameter 'Produktion mit Vorschuss' umgezogen

Modul: Blistermanagement

Anwendungsfall: Konfigurationsparameter Produktion mit Vorschuss umgezogen

Neu/geändert:

Der Konfigurationsparameter **Produktion mit Vorschuss** befindet sich nun unter dem Bereich **Blistermanagement (Lohnblistern)**, vormals befand er sich unter dem Bereich **Blistermanagement (allgemein)**.

Mehr dazu im Thema 'Systemeinstellungen 'System pflegen''.

17.4 Bestandsliste erweitert

Modul: Blistermanagement

Anwendungsfall: Bestandsliste mit Angabe der Apo-EK Werte konfigurierbar

Neu/geändert:

Zur Wertermittlung der Patientenbestände kann jetzt auf der Bestandsliste die Ausweisung der anteiligen Apo-EK Werte in einer zusätzlichen Spalte konfiguriert werden.

Bei der Konfiguration des Druckformulars im Formulardesigner unterstützen Sie gerne unsere Pharmatechnik-Service-Mitarbeiter.

Blumen Heim								
Artikel	DAR	Bestand	produziert bis	V	Kunde	RA	Therapiearzt	Wert
ASS ABZ 100mg TAH Tabl	TAB	-1St	06.10.19 08:00	V	Patient, Eins		Dr. Ottwin Arend	-0.02 €
Bisoprolol 5 1A Pharma	FTA	-1St	06.10.19 08:00	V	Patient, Eins		Dr. Ottwin Arend	-0.03 €
Baldriparan ZUR Beruhigung	UTA	16St	06.10.19 21:00	V	Patient, Eins		Dr. Ottwin Arend	3.57 €
HCT Beta 25	TAB	-7St	06.10.19 08:00	V	Patient, Eins		Dr. Ottwin Arend	-0.34 €
Summe:								3,18 €

Liegt der Apo-EK als Preisbasis nicht vor, dann wird der Eigen-EK verwendet. Ist dieser ebenfalls nicht vorhanden, zeigt die Bestandsliste den Wert 0 an. Alternativ haben Sie jedoch die Möglichkeit, den Eigen-EK zu bearbeiten.

17.5 OCS-Datei in Auftrags-Datei geändert

Modul: Blistermanagement

Anwendungsfall: OCS-Datei in Auftrags-Datei umbenannt

Neu/geändert:

Die Funktion **OCS-Datei - F7** wurde in allen Fenstern in **Auftragsdatei - F7** umbenannt, da es sich um Auftragsdateien in unterschiedlichem Format handeln kann.

Arbeiten Sie mit einem PT-Blisterzentrum zusammen und übertragen die Aufträge über Blister-Connect, handelt es sich immer um ein OCS-Dateiformat.

18 Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt

Zahlreiche neue Herausforderungen bestimmen täglich Ihren Apothekenalltag, insbesondere auch auf dem Gebiet der gesetzlichen Regelungen.

Zu folgenden aktuellen Themen im Apothekenmarkt können Sie sich jederzeit gerne auf unserer **PHARMATECHNIK**-Homepage informieren. Sie erhalten dort die aktuellsten Informationen auf einen Blick.

18.1 Aktuelles zur Kassensicherungsverordnung

Informationen auf unserer Homepage finden Sie [hier](#).

Eine umfangreiche Sammlung an FAQs finden Sie zum Download

18.2 Neuregelungen im Rahmenvertrag zum 01.07.2019

Ab dem 01. Juli 2019 gelten die Neuregelungen im Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung nach § 129 Absatz 2 SGB V zwischen dem GKV-Spitzenverband (Spitzenverband Bund der Krankenkassen) und dem DAV (Deutscher Apothekerverband e. V.). Informationen dazu finden Sie unter folgendem Link:

<https://www.abda.de/fileadmin/assets/Vertraege/Rahmenvertrag-Arzneimittelversorgung-Paragraf-129-Abs-2-SGB-V-idF-2019-01-01.pdf>

Die Neuregelungen im Rahmenvertrag zum 01.07.2019 sollen u.a. helfen, den Apothekenalltag zu vereinfachen und möglichst retax-sicher zu gestalten.

Ab dem 01.07.2019 werden Sie mit IXOS bei der Abgabe von Artikeln automatisch konform zu den Neuregelungen unterstützt.

FAQs finden Sie auf unserer **PHARMATECHNIK**-Homepage unter folgendem Link:

<https://www.pharmatechnik.de/service/ixos-onlinehilfe-support/ixos-faq/rahmenvertragsaenderungen/>

18.3 Aktuelles zur Kassennachschau

Informationen auf unserer Homepage finden Sie [hier](#).

18.4 Aktuelles zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Informationen auf unserer Homepage finden Sie [hier](#).

18.5 Aktuelles zu securPharm

Informationen auf unserer Homepage finden Sie auf folgender Webseite:

<http://www.pharmatechnik.de/securpharm>.

Eine umfangreiche Sammlung an FAQs finden Sie zum Download unter folgendem Link:

<https://www.pharmatechnik.de/service/ixos-onlinehilfe-support/ixos-faq>.

Zu diesen und vielen anderen Themen können Sie sich auch gerne auf unserem Web-Portal in der Rubrik **IXOS FAQ** informieren.

19 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS

IXOS.eCall: Online-Support für IXOS

Wenn Sie Wünsche oder Fragen zur Funktionsweise von IXOS haben, dann können Sie direkt aus dem Modul **Notes**, Kategorie **Nachrichten** mit der Funktion **IXOS.eCall** den **PHARMATECHNIK**-Online-Support kontaktieren. Damit ist ein reibungsloser Ablauf in der Apotheke ohne Wartezeit am Telefon sowie ein effektiver Ablauf in der **PHARMATECHNIK**-Hotline gewährleistet.

Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support

Sie erhalten Hilfestellungen und Informationen, damit Ihr Anliegen schnellstmöglich geklärt werden kann. Sie finden hier die Kontaktdaten der **Hotline**, Formulare für **Supportanfragen**, **Frequently Asked Questions**, die **IXOS-Onlinehilfe**, **Support-Dokumente**, den **Release-Plan**, Informationen zu **Produktschulungen** sowie ein Bestellformular für **Verbrauchsmaterialien**. Das Web-Portal des **Online-Supports** können Sie jederzeit entweder unter www.pharmatechnik.de/online-support oder aus dem Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support** oder per Fax an die **08151 / 55 09 296** erreichen.

Service-Hotline: 08151 / 55 09 295

Als **IXOS**-Anwender erreichen Sie die Service-Hotline unter der Rufnummer **08151 / 55 09 295**. Damit Sie die Rufnummer jederzeit griffbereit haben, wird diese auf dem IXOS Desktop links oben - unter dem Namen Ihrer Apotheke - angezeigt.

Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Onlinehilfe - Alt+F1' wählen

Die **IXOS** Onlinehilfe liefert Ihnen Beschreibungen und Informationen für alle neuen sowie häufig verwendeten Funktionen.

Wenn Sie sich z.B. beim Arbeiten nicht sicher sind, wie der aktuelle Vorgang weiter bearbeitet werden soll, wählen Sie das Hilfe-Icon  am rechten Rand der Navigationsleiste bzw.  rechts in der Titelleiste von Fenstern oder **Onlinehilfe - Alt+F1**.

 Die Onlinehilfe öffnet sich in einem neuen Fenster.

Sie erhalten dann automatisch Informationen zur laufenden Anwendung. In den meisten Fällen sind diese kontextsensitiv, d.h. sie beziehen sich direkt auf die Funktion, die Sie gerade verwenden.



Informationen zu den Neuerungen der aktuellen Version abrufen

Sie können sich in der Onlinehilfe schnell über die neuesten Funktionen der aktuellen Version informieren. Rufen Sie zunächst mit **Onlinehilfe - Alt+F1** die Onlinehilfe auf.

Klicken Sie dann im Inhaltsverzeichnis links auf das Buch **Das ist neu**.

 Das Hilfethema mit den aktuellen Neuerungen öffnet sich.

Sie haben hier folgende Möglichkeiten:

- **Versionsbeschreibung** aufrufen.
- Direkt zu den ausführlichen Beschreibungen der wichtigsten Neuerungen springen.
- **Versions-Historie** aufrufen. Hier finden Sie die Neuerungen der letzten Versionen und können direkt auf deren Beschreibungen zugreifen.