



PHARMATECHNIK

Das Beste für Ihre Apotheke!

IXOS^{PT}

Version 2020.5

Versionsbeschreibung

Inhalt

1 Kasse	4
1.1 Datenschutz für den digitalen Kassenbon per App "Meine Apotheke"	4
1.2 Manuelle Eingabe der Abrechnungsnummer bei Abgabe von Kompressionsstrümpfen forciert	4
1.3 Speichern des 2. Abrechnungskennzeichens bei zusammengesetzten Hilfsmitteln und Aufdruck auf das Rezept	6
1.4 Pflegehilfsmittelantrag auf Kostenübernahme textuell angepasst	8
1.5 Abweichende Apotheken-IK für Arbeitsplatz fest einstellbar	9
1.6 Kostenvoranschlag mit Versichertennummer, Hilfsmittelnummer für Haftband/Rand und manuell vergebener Abrechnungsnummer	13
1.7 Verordnung auf BG-Rezept: Meldung bei abweichender Normgröße	14
1.8 Aufdruck des Freitextes auf Abholschein bei Faktura-Abschluss einer Nachlieferung	15
2 Kassensicherungsverordnung	16
2.1 Automatische Erstinbetriebnahme der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE)	16
2.2 Platzsparerender Aufdruck der TSE-Daten auf Kassenbon	16
2.3 Standardeinstellung zum Aufdruck des QR-Codes für Kassennachschau geändert	17
2.4 Sicherung der TSE-Daten	18
3 Rezeptmanagement	22
3.1 Rezeptmanagement Profi und DRZ: Rezeptnummer wird immer aufgedruckt	22
4 Artikelverwaltung	23
4.1 Nachtrag zur Ersten Änderungsvereinbarung (gültig ab 01.11.2019): Anpassung Prei- sanker, wenn verordneter Artikel "außer Vertrieb"	23
4.2 Zweite Änderungsvereinbarung zum 15.12.2019 (gültig ab 01.01.2020) - Parallel ver- triebene Originale / Mehrfachvertrieb / "Parallelarzneimittel"	25
4.3 Ausschluss von Biologicals und antineoplastischen Arzneimitteln zur parenteralen Anwendung vom Importmarkt (Importausnahmen) ab 01.03.2020	26
4.4 Angaben zu Importausnahmen, der Mehrfachvertriebsgruppe und zur Hämophilie zum 01.03.2020	26
4.5 Abgabe preisgünstiger Importe unter Berücksichtigung von Mehrkosten	28
4.6 Importe, die teuer sind als das Original, sind unwirtschaftlich	29
4.7 Kalkulationsdetails für eigenen VK anzeigen	29
4.8 Verfalldaten und Teilbestände ändern (bei gleichbleibendem Gesamtbestand) ohne Recht 'Bestand bearbeiten'	31
5 Warenlogistik	33
5.1 Historie Online-Verfügbarkeitsanfrage: IK-Nummer auswählen	34
5.2 Automatische Anlage und Bereitstellung von Warenkörben an Feiertagen und abwei- chenden Öffnungstagen	36
5.3 Bestellmengenoptimierung: Dispozeitverkürzung für Bestellungen bei Direktlieferanten deaktivieren	37
5.4 MSV3-Dienstanbieter	38
6 RX 4.0 Sortimentssteuerung	39
6.1 Zusammenfassung berücksichtigt Filtereinstellungen der Analyseansicht	39
6.2 'Keine Aktion' für einen Artikel setzt 'keine Aktion' für alle anderen Artikel der Wirk- stoffgruppe	40
7 Inventur	42
7.1 Sofortige Bestandsaktualisierung ermöglicht Zählung im laufenden Betrieb	42
8 Kontakte	44

8.1 Kontaktrollen trennen	44
9 Dokumentationsverwaltung	45
9.1 Getrennte BtM-Dokumentation bei teilweiser Nachlieferung	45
10 Couponverwaltung	46
10.1 Meldung bei mehrmaliger Einlösung von Rabattcoupons	46
11 Preise und Kalkulation	48
11.1 Einführung unterschiedlicher Preistypen	48
11.2 Anzeige der Preistypen-Icons in der Artikelverwaltung und im Verkauf	51
12 Rezepturen	54
12.1 Übersicht alphabetisch und nach Gesamtmenge sortiert	54
12.2 Einwaagen im Herstellungsprotokoll mit tatsächlich eingegebenen Nachkommastellen drucken	54
12.3 Reiter 'Herstellung' im Herstellungsprotokoll unterstützt Textbausteine	55
12.4 Plausibilitätsprüfung unterstützt Textbausteine für ergriffene Maßnahmen	56
12.5 Vorbelegung des Freigabedatums mit dem aktuellen Datum	58
12.6 Anzeige der Mengeneinheit der Gesamtmenge bei Stückzahl	60
13 Media.connect	61
13.1 ApoTV konfigurieren	61
14 Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt	63
14.1 Aktuelles zur Kassensicherungsverordnung	63
14.2 Regelungen zum Rahmenvertrag ab 01.07.2019 sowie 1. und 2. Änderungsvereinbarung	63
14.3 Aktuelles zur Kassennachschau	63
14.4 Aktuelles zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	63
14.5 Aktuelles zu securPharm	63
15 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS	65

1 Kasse

1.1 Datenschutz für den digitalen Kassenbon per App "Meine Apotheke"

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Verschicken des digitalen Kassenbons über App

Neu/geändert:

Für den Fall, dass für mehr als einen Kunden personenbezogene Daten auf dem Kassenbon ausgewiesen werden, da im Verkauf mehr als ein Kunde zugeordnet wurde, müssen Sie wie bisher die Ausgabe in digitaler Form per APP noch einmal bestätigen. Der Funktionsbutton wurde umbenannt in **Über App ausgeben - F12**. Falls Sie den Kassenbon ausdrucken möchten, wählen Sie **Drucken - F9**.

Nachdem Sie **Über App ausgeben - F12** gewählt hatten, erscheint ein zusätzlicher Hinweis auf den Datenschutz.



1.2 Manuelle Eingabe der Abrechnungsnummer bei Abgabe von Kompressionsstrümpfen forciert

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Abgabe von Kompressionsstrümpfen

Neu/geändert:

Mit der technischen Dokumentation, welche zum 1.4.2020 in Kraft tritt, wurde noch einmal klargestellt, dass es für Kompressionstrümpfe nach Maß PZN im ABDA-Artikelstamm gibt, die für die vertragskonforme Preisermittlung mittels **A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank** verwendet werden. Diese PZN sind jedoch nicht zur Rezeptbedruckung vorgesehen, sondern die auf der Herstellerrechnung eigens dafür ausgewiesene 10-stellige Hilfsmittelpositionsnummer. Diese ist vom Anwender manuell zur Bedruckung des Rezeptes einzugeben. Dies gilt auch im Fall einer Rezeptbedruckung nach §300.

Bisher hatte Sie bereits mit **Position ändern - Strg+F8** die Möglichkeit zur manuellen Eingabe der geforderten Abrechnungsnummer.

Um Ihnen jedoch eine Hilfestellung für diesen Fall zu bieten, wird in IXOS nun bei Abgabe von Kompressionstrümpfen nach Maß unabhängig vom Abrechnungsverfahren das Fenster **Abrechnung Hilfsmittel ändern** aufgeblendet. Damit wird verhindert, dass Sie versehentlich die Eingabe dieser Abrechnungsnummer vergessen.

Dies betrifft Kompressionsstrümpfe nach Maß, welche als Anbieter mit **Intern-Krankenpflege** mit der Anbieternummer **37208** ausgewiesen sind.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	VK	Status
KOMPRESSIONSSTR ANZIEH MET		1St nb		09533991	PARAM Gm		
KOMPRESSIONS STR BLAU L/XL		2St nb		13624280	Offro GmbH	27,95	#
KOMPRESSIONS STR BLAU S/M		2St nb		13624274	Offro GmbH	27,95	#
KOMPRESSIONS STR GRUE L/XL		2St nb		13624328	Offro GmbH	27,95	#
KOMPRESSIONS STR GRUEN S/M		2St nb		13624311	Offro GmbH	27,95	#
KOMPRESSIONSSTRHOS MA K1AT		1St nb		04778854	INTERN-KR		
KOMPRESSIONSSTRHOS MA K2AT		1St nb		04778860	INTERN-KRANKENPFLEGE		
KOMPRESSIONSSTRHOS MA K3AT		1St nb		04779227	INTERN-KR		
KOMPRESSIONSSTRHOS MA K4AT		1St nb		04780064	INTERN-KR		
KOMPRESSIONSSTR MA K1AD		1St nb		04772923	INTERN-KR		
KOMPRESSIONSSTR MA K1AD		2St nb		10011499	INTERN-KR		
KOMPRESSIONSSTR MA K1AD HR		1St nb		04773087	INTERN-KR		
KOMPRESSIONSSTR MA K1AD HR		2St nb		10011507	INTERN-KR		
KOMPRESSIONSSTR MA K1AF		1St nb		04774224	INTERN-KR		
KOMPRESSIONSSTR MA K1AF		2St nb		10011513	INTERN-KR		
KOMPRESSIONSSTR MA K1AF HR		1St nb		04774916	INTERN-KR		

Nachdem Sie den Preis aus der **A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank** übernommen und das Kennzeichen für die **Preisauswahl** ausgewählt haben, öffnet sich automatisch das Fenster **Abrechnung Hilfsmittel ändern**. Dieser Automatismus ist unabhängig von der Einstellung im Konfigurationsparameter **Abrechnungsinformationen Hilfsmittel anzeigen**, den Sie wie gewohnt in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich 'Systemparameter' auf der Seite **Hinweise/Abfragen** finden.

Abrechnung Hilfsmittel ändern

Artikelbezeichnung: KOMPRESSIONSSTRHOS MA K2AT | Einheit: 1 St | PZN: 04778860

Legen Sie fest, welche Angaben auf das Rezept gedruckt werden sollen.
Eine Änderung des Faktors hat keine Auswirkung auf die tatsächliche Verkaufsmenge.

1. Abrechnungszelle

PZN: 04778860 | Faktor: 1

Hilfsmittelnummer: 1706131900 | Faktor: 1

Pseudo-Hilfsmittelnummer: | Faktor: |

Manuelle Eingabe: 1706131900 | Faktor: 1

Abrechnungsnummer 2: |

Abrechnungskennzeichen: 00 Neulieferung

2. Abrechnungszelle (Zusatzkomponente)

Hilfsmittelnummer: | Faktor: |

Manuelle Eingabe: | Faktor: |

Abrechnungskennzeichen: |

Zusätzliche allgemeine Abrechnungsinformationen

LEGS bzw. AC/TK: 1196003

Versorgungszeitraum von: | bis: |

Mehrkosten hinzufügen (F7) | OK (F12) | Abbrechen (Esc)

Die neu hinzugekommenen Felder erklären wir Ihnen im nächsten Kapitel.

1.3 Speichern des 2. Abrechnungskennzeichens bei zusammengesetzten Hilfsmitteln und Ausdruck auf das Rezept

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Abgabe von zusammengesetzten Hilfsmitteln

Neu/geändert:

Bei zusammengesetzten Hilfsmitteln können ab dem 01.04. in der **A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank** weitere abrechnungsrelevante Daten für den Rezeptdruck hinterlegt sein. Für diesen Zweck wurden folgende Änderungen im Fenster

Abrechnungsinformationen Hilfsmittel vorgenommen:

- Die zum 01.04.2020 neu hinzukommenden Abrechnungsangaben werden in die Felder **Abrechnungsnummer 2** sowie **Abrechnungskennzeichen** aufgenommen bzw. sind dort einzugeben.
- Die Felder '1. /2. Verordnungszeile' wurden umbenannt in **1. Abrechnungszeile** und **2. Abrechnungszeile (Zusatzkomponente)**.
- Der Block 'Zusätzliche Abrechnungsinformationen' wurde erweitert zu **Zusätzliche allgemeine Abrechnungsinformationen**, da diese sowohl für die 1. als auch die 2. Abrechnungszeile gelten.

Das Fenster **Abrechnungsinformationen Hilfsmittel** wird wie bisher in Abhängigkeit der Einstellung im Konfigurationsparameter **Abrechnungsinformationen Hilfsmittel anzeigen** aufgeblendet.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit
VARILIND K2MIC AGNHB MUSMK		2 St

Abrechnung nach §302 SGB V
Folgende Angaben sind nach diesem Abrechnungsverfahren bei der Abrechnung von Hilfsmitteln anzugeben. Diese können Sie bei Bedarf ergänzen.

1. Abrechnungszeile
Abrechnungsnummer: 1706031122
Abrechnungsnummer 2:
Abrechnungskennzeichen:

2. Abrechnungszeile (Zusatzkomponente)
Abrechnungsnummer: 1799992008
Abrechnungskennzeichen:

Zusätzliche allgemeine Abrechnungsinformationen
LEGS bzw. AC/TK:
Versorgungszeitraum von: bis:

Abrechnung ändern F8 OK F12 Abbrechen Esc

Diese Änderungen wurden natürlich auch im Fenster **Abrechnung Hilfsmittel ändern**, welches Sie wie bisher über **Position ändern - Strg+F8** aufrufen können, umgesetzt.

Abrechnung Hilfsmittel ändern

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN
VARILIND K2MIC AGNHB MUSMK		2 St	09683153

Legen Sie fest, welche Angaben auf das Rezept gedruckt werden sollen.
Eine Änderung des Faktors hat keine Auswirkung auf die tatsächliche Verkaufsmenge.

1. Abrechnungszeile

Abrechnungsnr.	Faktor
<input type="radio"/> PZN 09683153	1
<input checked="" type="radio"/> Hilfsmittelnummer 1706031122	2
<input type="radio"/> Pseudo-Hilfsmittelnummer	
<input type="radio"/> Manuelle Eingabe 1706031122	2

Abrechnungsnummer 2:
Abrechnungskennzeichen:

2. Abrechnungszeile (Zusatzkomponente)

Abrechnungsnr.	Faktor
<input checked="" type="radio"/> Hilfsmittelnummer 1799992008	2
<input type="radio"/> Manuelle Eingabe 1799992008	2

Abrechnungskennzeichen:

Zusätzliche allgemeine Abrechnungsinformationen

LEGS bzw. AC/TK:
Versorgungszeitraum von: bis:

Mehrkosten hinzufügen (F7) OK (F12) Abbrechen (Esc)

Einige der Informationen werden in den Verordnungsbereich gedruckt. Falls in diesem Zusammenhang mehr als 5 Zeilen gedruckt werden müssten, werden Sie gebeten, die fehlenden Angaben handschriftlich zu ergänzen.

Es können aus Platzgründen nicht alle Zusatzangaben für die Hilfsmittelabrechnung auf das Rezept gedruckt werden. Bitte ergänzen Sie diese handschriftlich.

OK

Diese Angaben zur Abrechnung nach §302 werden in den Verordnungsbereich gedruckt, sofern Sie den bereits bekannten, jedoch um die Abrechnungsnummer 2 erweiterten Konfigurationsparameter **AC/TK, Abrechnungskz., Abrechnungsnr. 2 drucken** aktiviert haben. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich **Systemparameter** auf der Seite **Rezeptdruck**.

Standardmäßig ist dieser aktiviert. Das Abrechnungskennzeichen für die 2. Abrechnungszeile wird mit dem Kürzel **AbKZ2** aufgedruckt.

Rezeptdruck

Kassenrezept
Apotheken-IK 100000000


Kassennummer / Kassenstempel		000000462	
AOK Nordost		+100000000+	
unbekannt.		20,00 194,72	
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Abrechnungsnr.	Faktor
109519005		1706031122	2
gültiger Zeitraum (Sonderverträge ausgenommen)		1799992008	2
31.12.19 bis 28.01.20		1706011135	2
		1706031122	2
		1799992008	2

VARILIND K2MIC AGNHB MUSMK 2St AbKZ: 02
2. HM-Abrechnungszeile AbKZ: 01
VARILIND K2MIC ADMS ANT-MK 2St AbKZ: 00
VARILIND K2MIC AGNHB MUSXLK 2St AbKZ: 03

Baumler Apotheke 00372 München

Rezept fehlt (F1) Formular wählen (F3) Rückstell-Nr. vergeben (F4) Abgabedatum ändern (F5) Hinweise drucken (F6) Bon drucken (F7) Drucken (F12) Abbrechen (Esc)

In der **Verkaufsverwaltung** werden die Abrechnungsinformationen in den Details zum Artikel im Reiter **Allgemein** angezeigt. Hier zeigen die Tooltips auf den Feldern **AC/TK (LEGS)**, **Abrechnungsnummer (2)** und **Abrechnungskennzeichen** an, ob die Information aus der **A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank** übernommen wurde oder ob sie manuell eingegeben wurde.



1.4 Pflegehilfsmittelantrag auf Kostenübernahme textuell angepasst

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Antrag auf Kostenübernahme bearbeiten

Neu/geändert:

Leider kommt es hin und wieder vor, dass Kunden bei mehreren verschiedenen Apotheken einen Antrag auf die Belieferung mit Pflegehilfsmitteln stellen. Erschwerend kommt hinzu, dass Pflegekassen auch mehrere Genehmigungen für einen Kunden ausstellen.

Dies kann für Sie zur Folge haben, dass Sie von der Krankenkasse retaxiert werden, wenn der Kunde auf diese Weise von mehreren Apotheken im Monat Pflegehilfsmittel von mehr als 40,00 € erhalten und damit seinen monatlichen Pauschalhöchstbetrag von 40,00 € überschritten hat.

Möglicherweise ist dem Kunden dieser Sachverhalt nicht klar. Aus diesem Grund wurden auf dem Antrag auf Kostenübernahme folgende Änderungen vorgenommen:

- Der letzte Satz an der Checkbox **Ich beantrage die Kostenübernahme für** wurde von 'Darüber hinausgehende Kosten werden von mir selbst getragen.' geändert in:
Der monatliche Höchstbetrag gilt apothekenübergreifend.
- Der Text über dem Unterschriftsfeld wurde wie folgt erweitert:
"Mit meiner Unterschrift bestätige ich ... Des Weiteren bin ich darüber aufgeklärt worden, dass ich bei Überschreiten des monatlichen Pauschalhöchstbetrags von 40,00 € Kosten, die der Apotheke von der Pflegekasse in Rechnung gestellt werden, selber tragen muss."

Vertrag über die Versorgung der Versicherten mit zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln gemäß § 40 Abs. 1 in Verbindung mit § 40 Abs. 2 SGB XI

Antrag auf Kostenübernahme

Ebert, Antonina 13.12.1920 AOK Bayern
(Name, Vorname) (Geburtsdatum) (Pflegekasse)

Pfeuferstr.32 157 00059 Köditz-Lamitz X000007344 Wittelsbacherstr. 16 82319 Starnberg
(Anschrift) (Versichertennummer) (Anschrift Pflegekasse)

089/123456789
(Fax Pflegekasse)

Ich beantrage die Kostenübernahme für:

zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel – Produktgruppe (PG 54) – bis maximal des monatlichen Höchstbetrages nach § 40 Abs. 2 SGB XI bei Beihilfeberechtigung bis maximal der Hälfte des monatlichen Höchstbetrages nach § 40 Abs. 2 SGB XI. Der monatliche Höchstbetrag gilt apothekenübergreifend.

zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel	zutreffende ankreuzen	Pflegehilfsmittelpositionsnummer
saugende Betschutzeinlagen Einmalgebrauch	<input checked="" type="checkbox"/>	54.45.01.0001
Fingerringe	<input type="checkbox"/>	54.99.01.0001
Einmalhandschuhe	<input checked="" type="checkbox"/>	54.99.01.1001
Mundschutz	<input type="checkbox"/>	54.99.01.2001
Schutzschürzen - Einmalgebrauch	<input type="checkbox"/>	54.99.01.3001
Schutzschürzen - wiederverwendbar	<input type="checkbox"/>	54.99.01.3002
Händedesinfektionsmittel	<input checked="" type="checkbox"/>	54.99.02.0001
Flächendesinfektionsmittel	<input type="checkbox"/>	54.99.02.0002

Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Körperhygiene (PG 51) unter Abzug eines Eigenanteils von 10 v. H., soweit keine Befreiung nach § 40 Abs. 3 Satz 5 SGB XI vorliegt.

benötigte Stückzahl	Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Körperhygiene	Pflegehilfsmittelpositionsnummer
1	saugende Betschutzeinlagen - wiederverwendbar	51.40.01.4

durch folgenden Leistungsbringer

Name und Anschrift	Institutionskennzeichen(sofern bekannt)
Baumer Apotheke, Hirschberger Str. 84, 00372 München Tel.: 07936852, Fax: 0793686	100000000

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich darüber informiert wurde, dass die gewünschten Produkte ausnahmslos für die ambulante private Pflege (und nicht durch Pflegedienste) verwendet werden dürfen. Des Weiteren bin ich darüber aufgeklärt worden, dass ich bei Überschreiten des monatlichen Pauschalhöchstbetrags von 40,00 € Kosten, die der Apotheke von der Pflegekasse in Rechnung gestellt werden, selber tragen muss.

28.10.2019
(Datum) (Ortsangabe/Adresse Versicherten bzw. Bevollmächtigter)

Genehmigungsvermerk der Pflegekasse

PG 54 bis maximal des monatlichen Höchstbetrages nach § 40 Abs. 2 SGB XI

PG 54 Beihilfeberechtigung bis maximal der Hälfte des monatlichen Höchstbetrages nach § 40 Abs. 2 SGB XI

PG 51 mit Zuzahlung

PG 51 ohne Zuzahlung

PG 51 mit Zuzahlung/Beihilfeberechtigter

PG 51 ohne Zuzahlung/Beihilfeberechtigter

(Stempel) (St. der Pflegekasse, Stempel und Unterschrift)

1.5 Abweichende Apotheken-IK für Arbeitsplatz fest einstellbar

Modul: Kasse, Faktura, Reports


Anwendungsfall: Rezeptverkauf abwickeln

Neu/geändert:


Für ausgewählte Arbeitsplätze können Sie eine vom Standard abweichende Apotheken-IK fest konfigurieren.

Ein Anwendungsfall ist bspw. gegeben, wenn Sie mit einem speziellen Arbeitsplatz die Abrechnung für ein Zytolabor vornehmen. Für diesen Arbeitsplatz und damit für den Rezeptdruck der zu beliefernden Rezepte stellen Sie eine vom Standard abweichende Apotheken-IK ein, um die Abrechnung der Zytostatika getrennt von den anderen Rezepten der Apotheke laufen zu lassen. So wird vermieden, dass Sie die Apotheken-IK bei jedem Rezeptdruck an diesem Arbeitsplatz umstellen müssen.

Voraussetzung ist, dass Sie die **Apotheken-IK** sowie die zugehörigen Bankdaten im Modul **Firmenstamm** auf der Seite **Finanzen** im Reiter **Bankverbindungen** hinterlegt haben.



Mit dem Konfigurationsparameter **Apotheken-IK vorbelegen** stellen Sie dann für den entsprechenden Arbeitsplatz die gewünschte Apotheken-IK ein. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich 'Arbeitsplatz' auf der Seite **Rezeptdruck**. (Falls Sie die Apotheken-IK im **Firmenstamm** neu anlegen, ist ein Neustart des IXOS-Servers nötig, um die neue Apotheken-IK in der Liste des Konfigurationsparameters angezeigt zu bekommen.)



Wenn Sie nun in einem Verkauf auf Rezept den Rezeptstatus auswählen, wird die für diesen Arbeitsplatz konfigurierte Apotheken-IK bereits vorgelegt.

Rezeptstatus	Personen
0 Zuzahlungsfrei/Mehrkostenpflichtig	Personen unter 18, Schwangerschaft, Zuz.befr. Versicherte, BVG, BEG
0 (K) Kinderrezept	Personen unter 18 Geburtsdatum ab 16.01.2002 - heute
1 Zuzahlungspflichtig/Mehrkostenpflichtig	Personen über 18 Postbeamte A, Bundespolizei
2 Sprechstundenbedarf	Arztpraxen
9 Rezept nach § 27a SGB V	Behandlung zur künstl. Befruchtung
10 (M) Zuzahlungsfrei/Mehrkostenfrei	Bundeswehr, Landesversicherungsanstalt
11 (H) Zuzahlungspflichtig/Mehrkostenfrei/HM-frei	
12 (Z) Zuzahlungsfrei/Mehrkostenpflichtig/HM-pflichtig	
13 (A) Zuzahlungspflichtig/Mehrkostenfrei/HM-pflichtig	
14 (B) BG-Rezept	Arbeitsunfall, Berufskrankheit
20 (L) Pflegehilfsmittel	Abrechnung von Pflegehilfsmitteln (Anlage 2)
G Grünes Rezept	Grünes Rezeptformular

Formular-Typ: Kassenrezept
Eigene IK: 308412345

Buttons: OK (F12), Abbrechen (Esc)

Wenn Sie das Rezept bedrucken möchten, ist auch in der Vorschau zum Rezeptdruck die für diesen Arbeitsplatz konfigurierte Apotheken-IK bereits vorgelegt und nicht die im Firmenstamm als Standard markierte Apotheken-IK. Diese wird dann auch auf das Rezept gedruckt, sofern Sie keine Änderung vornehmen. Dies ist natürlich immer möglich.

Kassenrezept
 Apotheken-IK 308412345

Preview of prescription form:

Krankenkasse: AOK Baden-Württemberg
 Versicherungs-Nr.: 108018519
 gültiger Zeitraum: 23.12.19 bis 20.01.20
 AVASTIN 25MG 100MG/4ML IFK 1St
 Berg Apotheke 25980 Sytt

Buttons: Rezept fehlt (F1), Formular wählen (F3), Rückstell-Nr. vergeben (F4), Abgabedatum ändern (F5), Hinweise drucken (F6), Bon drucken (F7), Drucken (F12), Druck später (Esc)

Beachten Sie außerdem folgendes:

- **Verkaufsverwaltung**

Bei der Bedruckung des Rezepts aus der Verkaufsverwaltung wird immer die Apotheken-IK des Arbeitsplatzes, an dem der Vorgang erstellt wurde, vorgelegt, unabhängig davon, an welchem Arbeitsplatz der Nachdruck erfolgt:

Wenn Sie einen Vorgang an einem Arbeitsplatz mit abweichender Apotheken-IK erstellt haben, wird beim Nachdruck aus der Verkaufsverwaltung an einem Arbeitsplatz mit Standard-IK die Apotheken-IK von der Erstellung des Vorgangs vorgelegt. Umgekehrt gilt das Gleiche:

Wenn Sie einen Vorgang an einem Arbeitsplatz mit Standard-IK erstellt haben, wird beim Nachdruck aus der Verkaufsverwaltung an einem Arbeitsplatz mit abweichender Apotheken-IK die Apotheken-IK von der Erstellung des Vorgangs vorbelegt, d.h. die Standard-IK.

Gleiches gilt ebenso für die Bearbeitung, bspw. Mengenänderung eines Rezepts sowie den Statuswechsel zwischen den verschiedenen Rezeptstatus mit anschließender Rezeptbedruckung: Die Apotheken-IK des erstellenden Arbeitsplatzes wird vorbelegt, unabhängig davon, an welchem Arbeitsplatz der Nachdruck erfolgt.

Beim Statuswechsel von Normalverkauf auf Rezeptverkauf wird die Apotheken-IK des nachdruckenden Arbeitsplatzes vorbelegt.

• **Abholungsauflösung / Botenlieferung**

Bei der Bedruckung des Rezepts wird immer die Apotheken-IK des Arbeitsplatzes, an dem der Vorgang erstellt wurde, vorbelegt, unabhängig davon, an welchem Arbeitsplatz der Nachdruck erfolgt. Falls Sie ein neues Subtotal anfügen, wird die Apotheken-IK des aktuellen Arbeitsplatzes vorbelegt.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass Ihnen mit dem Modul **Reports** bei Nutzung der Lizenz 'Reports Profi' nun in der Ergebniskategorie **Verkäufe** das Feld **Apotheken-IK** zur Verfügung steht. Mit dessen Hilfe können Sie Verkaufsauswertungen entsprechend der gewünschten **Apotheken-IK** vornehmen.

Datum	Belegnummer	PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Menge(Pos.)	VK-Art	Apotheken-IK
20.01.2020 14:08	1107293476	00811709	L THYROX HEXAL 50	TAB	100 St	1	Rezeptverkauf-GKV	301234561
20.01.2020 14:07	1107293475	01983679	KAMMLICH 2,5MG TABLETTEN	TAB	100 St	1	Rezeptverkauf-GKV	301234561
20.01.2020 14:07	1107293474	03530945	IBUPROFEN 400	FTA	20 St	1	Rezeptverkauf-GKV	301234561
20.01.2020 14:03	1107293472	03480012	MITEM 20MG	TSS	5 St	1	Rezeptverkauf-GKV	308412345
20.01.2020 13:04	1107293472	11090176	AVASTIN 25MG 100MG/4ML	IFK	1 St	1	Rezeptverkauf-GKV	308412345
20.01.2020 12:58	1107293471	04590211	DOLCIRMIN	FTA	20 St	1	Normalverkauf	
20.01.2020 12:58	1107293471	03726364	FREI PFLEGESHAMP FL SYNDET	SHA	150 ml	1	Normalverkauf	
20.01.2020 12:57	1107293470	10090033	DALLMANNIS ISLAEND MOOS	BON	20 St	1	Normalverkauf	
20.01.2020 12:57	1107293469	01356124	NASIC FLUER KINDER NASENSPR	NAS	10 ml	1	Normalverkauf	
20.01.2020 12:57	1107293469	08896912	SEDOTUSSIN HUSTENSTILLER	LSE	100 ml	1	Normalverkauf	
20.01.2020 12:57	1107293469	01479157	GELOMYRTOL FORTE	WKM	20 St	1	Normalverkauf	
20.01.2020 12:57	1107293468	02493283	SINUPRET DRAGEES	UTA	50 St	1	Normalverkauf	

Auch Gruppierungen entsprechend der Apotheken-IK (mit Rechtsklick auf die Spalte und Auswahl des Eintrags **Nach Apotheken-IK gruppieren** aus dem Kontextmenü) geben Aufschluss über die zur jeweiligen **Apotheken-IK** durchgeführten Verkäufe.

Gliederung	Apotheken-IC	Datum	Belegnummer	PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Menge(Pos.)	VK-Art	Apotheken-IC
Feld aus der Feldliste in diesem Bereich ziehen										
Verkaufspostionsansicht										
Apotheken-IC: <leer>										
	Total	20.01.2020 12:58	1107293471	04590211	DOLORMIN	FTA	20 St	1	Normalverkauf	
	Total	20.01.2020 12:58	1107293471	03726364	FREI PFLEGESHAMP FL SYNDET	SHA	150 ml	1	Normalverkauf	
	Total	20.01.2020 12:57	1107293470	10090033	DALLMANN'S ISLAEND MOOS	BON	20 St	1	Normalverkauf	
	Total	20.01.2020 12:57	1107293469	01356124	NASIC FLUER KINDER NASENSPR	NAS	10 ml	1	Normalverkauf	
	Total	20.01.2020 12:57	1107293469	08896912	SEDOTUSSIN HUSTENSTILLER	LSE	100 ml	1	Normalverkauf	
	Total	20.01.2020 12:57	1107293469	01479157	GELOMYRTOL FORTE	WKM	20 St	1	Normalverkauf	
	Total	20.01.2020 12:57	1107293468	02493283	SINUPRET DRAGEES	UTA	50 St	1	Normalverkauf	
Apotheken-IC: 301234561										
	Total	20.01.2020 14:08	1107293476	80811709	L THYROIDX MEKAL 50	TAB	100 St	1	Rezeptverkauf-GKV	301234561
	Total	20.01.2020 14:07	1107293475	01983619	RAMMUCH 2,5MG TABLETTEN	TAB	100 St	1	Rezeptverkauf-GKV	301234561
	Total	20.01.2020 14:07	1107293474	03530945	IBUPROFEN AL 400	FTA	20 St	1	Rezeptverkauf-GKV	301234561
Apotheken-IC: 308412345										
	Total	20.01.2020 14:03	1107293473	03480012	MITEM 20MG	TSS	5 St	1	Rezeptverkauf-GKV	308412345
	Total	20.01.2020 13:04	1107293472	11090176	AVASTIN 25MG 100MG/4ML	IFK	1 St	1	Rezeptverkauf-GKV	308412345

1.6 Kostenvoranschlag mit Versichertennummer, Hilfsmittelnummer für Haftband/Rand und manuell vergebener Abrechnungsnummer

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Kostenvoranschlag drucken

Neu/geändert:

Um Ihnen und der Krankenkasse die Erstellung und Bearbeitung des Kostenvoranschlags zu erleichtern, werden nun folgende Daten mit aufgedruckt, sofern Sie diese eingepflegt haben:

- Versichertennummer (in der Zeile **Leistungsempfänger**)
- Hilfsmittelnummer für Haftband/Rand
- manuell vergebene Abrechnungsnummer, Abrechnungsnummer für die Zusatzkomponenten, PZN, Hilfsmittelnummer

Die manuell eingegebene Nummer wird beim Weiterverarbeiten des Kostenvoranschlags auf dem Rezept in das Taxfeld gedruckt (PZN oder HM-Nr.),

Baumer Apotheke Dr. IXOS Apotheker Hirschberger Str. 84 00372 München IK: 100000000	Tel.: 07936/52 Fax: 07936/6
Baumer Apotheke, Hirschberger Str. 84, 00372 München	
Ebert Antonia Pfeuferstr.34 00059 Köditz-Lamitz	Kundennr. 185 Belegnr. 1 Datum 05.02.2020 Bearbeiter Ada Barry

Kostenvorschlag

Leistungsempfänger: Ebert Antonia, Pfeuferstr. 32, 00059 Köditz-Lamitz, Versichertennummer: X12345678906

Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Hilfsmittelnr.	Einzelpreis	Abrechnungspreis
1	KOMPRESSIIONSSTRUMPF nach Maß K2 AG Hafrand		2St	10011631	1708121900	130,86 €	130,86 €
1	Zusatzkomponente		2St		1790902008	11,38 €	11,38 €
Netto						Nettosumme	119,53 €
Teilsomme 19%						Mehrwertsteuer 19%	22,71 €
						Bruttosumme	142,24 €

Kostenvorschlag gültig bis: 06.03.2020

Rezeptkopie einfügen

Registernummer Steuernummer USt-IdNr. DE000000000 Handelsregister AG Hirschberg/Ullersreuth	Kontoinhaber Aletha Aleman BLZ: 10010010 Konto-Nr.: 0000000019 Postbank Berlin
--	---

1.7 Verordnung auf BG-Rezept: Meldung bei abweichender Normgröße

Modul: Kasse


Anwendungsfall: Verordnung auf BG-Rezept beliefern

Neu/geändert:

Im Arzneiversorgungsvertrag zwischen den BGs/Unfallversicherungen und dem DAV wird in §3 Abs. 5 auf den Rahmenvertrag verwiesen. Hier ist geregelt, dass Mengen, die über NMax liegen, nur beliefert werden dürfen, wenn sie ein Vielfaches von NMax sind. Packungen, die über NMax liegen, dürfen nicht abgegeben werden. Dies betrifft Packungen mit einer Normpackungsangabe von **nb** (nicht betroffen: nicht für den "normalen" Apothekenvertrieb gedacht, Klinikpackungen; nicht abgabefähig) und **nt** (nicht therapiegerecht: Jumbopackung, oberhalb **N3**; nicht abgabefähig).

Hingegen Packungen mit einer der Normgrößen **N1**, **N2**, **N3** und **KA** können auf GKV- und BG-Rezept abgegeben werden.

Um Sie in diesem Zusammenhang auf eine nicht erlaubte Abgabe auf BG-Rezept hinzuweisen, wird wie auch schon bei GKV-Rezepten folgende Meldung angezeigt:



1.8 Aufdruck des Freitextes auf Abholschein bei Faktura-Abschluss einer Nachlieferung

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Verkauf mit Faktura abschließen

Neu/geändert:

Wenn an der Kasse Nachlieferungen im Verkauf enthalten sind, können Sie über das Fenster **Abholung/Lieferung** u.a. auch einen Freitext angeben. Dieser Text wird nun auch auf den Faktura-Abholschein und die Packliste gedruckt, wenn Sie den Verkauf mit **Faktura - F11** abschließen.



2 Kassensicherungsverordnung


2.1 Automatische Erstinbetriebnahme der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE)

Modul: GDPdU und Kassen-Nachschau, Notes

Anwendungsfall: Verwalten und einrichten der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE)

Neu/geändert:

Die Erstinbetriebnahme einer ersten TSE inkl. Zuordnung aller Kassen und Arbeitsplätze erfolgt durch einen Mitarbeiter von **PHARMATECHNIK** nun vollautomatisch nach dem Stecken der TSE an einen USB-Port (vorzugsweise auf der Rückseite) des IXOS-Servers. Die einzige Interaktion an der IXOS-Oberfläche ist eine Infocenter-Meldung und deren Anzeige im Modul **Notes** über den Erfolg der Inbetriebnahme. Das ermöglicht eine zügige und reibungslose Installation.



Die weitere Verwaltung und ggf. Änderung der Zuweisungen o.ä. erfolgt wie bereits beschrieben im Modul **GDPdU und Kassen-Nachschau**.

2.2 Platzsparender Ausdruck der TSE-Daten auf Kassenbon

Modul: Druckformulare

Anwendungsfall: Ausdruck des Kassenbons bei angeschlossener TSE

Neu/geändert:

Die TSE-Daten auf dem Kassenbon und auf den Ein- bzw. Auszahlungsbelegen werden in der kleinstmöglichen druckbaren, leserlichen Schriftgröße sowie platzsparendem Zeilenabstand aufgedruckt, um so wenig wie möglich Platz zu beanspruchen.

Berg Apotheke
Dr. IXOS
Am Strand 1
25980 Sylt
Tel.: 02024/38
Fax: 02024/86
USt-IdNr.: DE131382243

Kassenbon
Kassenbon Nr: 1107293470
- Normal -----
1 * ACC AKUT 600 BTA 10St
06197481 Einzelpreis EUR 8,97

Summe EUR 8,97

Typ	Netto	MwSt	Brutto
19 %	7,54	1,43	8,97
gegeben bar		EUR	8,97
zurück		EUR	0,00

11.02.2020 09:31 APL002
Sie wurden beraten von Herrn Beagle

Vielen Dank für Ihren Einkauf
Auf Wiedersehen

Pinky & Brain

Transaktion 0
Start 2020-02-11T09:31:51.000Z
Ende 2020-02-11T09:31:56.000Z
Signaturzähler 11088
Signatur hb+GimvIv56QRf2zLShfJEGUhm3JrFUZ7XWsnJLRSe
4JwP1GTkMZDxbF0c14MuYwLxus4Euc1rLlw7b/cdmR6T6eRt/1b
cHNcuHjXoRZDeZNEYeHhJ27x8YzUWZn
Seriennr. o7tx+aJrk35XxA3pG1rxdDOWK9fctkgTONF2B9+RCI
=

2.3 Standardeinstellung zum Ausdruck des QR-Codes für Kassennachschau geändert

Modul: Druckformulare

Anwendungsfall: Ausdruck des QR-Codes für Kassennachschau auf Kassenbon konfigurieren
Neu/geändert:

In der letzten Version haben wir Ihnen die Einstellung zum Ausdruck des QR-Codes auf dem Kassenbon im Modul **Druckformulare** vorgestellt. Da der Ausdruck des QR-Codes nicht gesetzlich vorgeschrieben und damit nicht zwingend erforderlich ist, liegt die Entscheidung zum Ausdruck des QR-Codes wie bisher bei Ihnen.

Neu ist nun, dass die Standardeinstellung geändert wurde. Der Ausdruck ist jetzt standardmäßig deaktiviert, d.h. der QR-Code wird ohne Ihr Zutun nicht aufgedruckt.

Kassenbon konfigurieren

Titel	Freitext
<input checked="" type="checkbox"/> Belegnummer drucken	
<input type="checkbox"/> Summe vor Rabatt drucken	
<input checked="" type="checkbox"/> QR-Code für Kassennachschau drucken	
Bediener/Inseltext	Sie wurden beraten von
<input type="checkbox"/> Vorname (Bearbeiter) drucken	
Fußtext	<Z>Vielen Dank für Ihren Einkauf<NZ><Z>-Auf Wiedersehen<NZ><Z>-----<NZ><Z>-Ihr Apothekenteam<NZ><Z>-----

OK Abbrechen
F12 Esc



Falls in Ihrer Apotheke jedoch bereits eine TSE angeschlossen und konfiguriert wurde, bleibt die bisherige Standardeinstellung, d.h. der Aufdruck des QR-Codes jedoch erhalten. Wenn Sie dies nicht wünschen, deaktivieren Sie die Einstellung wie gewohnt im Modul **Druckformulare**, indem Sie für den **Kassenbon** die Funktion **Konfigurieren - F8** wählen. Im Fenster **Kassenbon konfigurieren** können Sie den Eintrag **QR-Code für Kassennachschauchen drucken** deaktivieren, um den QR-Code nicht aufzudrucken.

2.4 Sicherung der TSE-Daten

Modul: GDPdU und Kassen-Nachschauchen

Anwendungsfall: Sicherung der TSE-Daten

Neu/geändert:

Im Modul **GDPdU und Kassen-Nachschauchen** von der Seite **TSE-Tar** aus speichern Sie bei Bedarf (Kassennachschauchen / Betriebsprüfung) manuell die Daten Ihrer angeschlossenen Technischen Sicherungseinrichtung (TSE) auf dem IXOS-Server in einem Tar-Archiv. Tar ist ein speziell gepacktes Datenformat (**tape archiver**).

Normalerweise erfolgt diese Speicherung vollautomatisch 30 Minuten vor dem sogenannten Wartungsfenster in der Nacht, mit folgenden Ausnahmen:

- Innerhalb der letzten 6 Stunden bzw. der letzten 6,5 Stunden vor dem Wartungsintervall wurde ein TSE-Tar-Datenexport durchgeführt.
- Notdienst: Während des Notdienstes wird keine automatische TSE-Tar-Sicherung durchgeführt, um die Performance nicht negativ zu beeinflussen. Selbst wenn für den Notdienst gewählt wird, dass Wartungsarbeiten ab 1 Uhr zugelassen werden, erfolgt keine automatische Sicherung: Die nächste Sicherung erfolgt erst wieder 30 Minuten vor dem nächsten Wartungsintervall.

Falls in Ihrer Apotheke bereits mit der IXOS-Version 2020.3 eine TSE konfiguriert wurde, erfolgt die erste automatische TSE-Tar-Sicherung, wenn die Apotheke die Version 2020.5 erhält. Dann werden mit der ersten automatischen Sicherung nach Installation der 2020.5 alle TSE-Tar Daten gesichert, rückwirkend bis zum Zeitpunkt, an dem die TSE konfiguriert wurde.


Die exportierten Daten werden im Verzeichnis **Z:\TSE_Export** in einem Ordner **TSE_Export_<Jahreszahl_Monat_Tag>** abgelegt, wobei sich die Datumsangabe auf den Startzeitpunkt des Exportzeitraumes bezieht. Hier finden sich die „Originaldaten“ der TSE in einem TAR-Archiv **tse_<TSE-LaufendeNummer>_export_<DATUM:Tag.Monat.Jahr>.tar**, welches für die Finanzverwaltung von Interesse ist.



Sollten Sie den Export mit gleichem Startdatum wiederholen, dann wird der Ordner überschrieben. Die ggf. bereits entzippte Datei des vorherigen Exports bleibt unverändert. Verfahren Sie mit den Daten im Format nach DSFinV-K wie im beigefügten Begleitdokument *IXOS-TSE-Tar-Exportdaten.pdf* dargestellt.

Gehen Sie zum Exportieren der TSE-Daten wie folgt vor:

1. Starten Sie das Modul **GDPdU und Kassen-Nachschau**.
2. Wechseln Sie auf die Seite **TSE-Tar**.



3. Geben Sie den **Exportzeitraum** an. Stellen Sie für den Datenexport ggf. das Datum unter **bis einschließlich** auf den aktuellen Tag.



Üblicherweise werden nur die Daten des aktuellen Tages exportiert. Der Exportzeitraum darf jedoch maximal 1 Jahr betragen. TSE-Daten können bis zum aktuellen Tag exportiert werden.

Es werden nur Daten exportiert, die mit IXOS erzeugt wurden, also bspw. keine Daten aus Datenübernahmen.

4. Geben Sie ein selbst gewähltes **Passwort** ein und notieren Sie sich dieses, um später Zugriff auf die exportierten Daten zu haben.




Beachten Sie dabei folgende Regeln: Das Passwort muss mindestens 11 Zeichen lang sein und mindestens 4 von folgenden 5 Zeichenarten enthalten:

- Ziffern
- Kleinbuchstaben
- Großbuchstaben
- Umlaute
- Sonderzeichen @€-!#\$%^&\$°*?_~()

5. Wählen Sie **Daten exportieren - F12**.

⇒ Die Daten der TSE werden als gepackte Datei **TSE-Tar-Export.7z** in das Verzeichnis **Z:\TSE_Export** in einen Ordner **TSE_Export<Jahreszahl_Monat_Tag>** auf Ihre Festplatte geschrieben. Zusätzlich enthält dieses Verzeichnis das Begleitdokument für den Steuerprüfer.

⇒ Es erfolgt eine Abfrage, ob nur die in IXOS gesicherten Daten des angegebenen Exportzeitraums oder zusätzlich auch noch die aktuellen Daten von der TSE abgerufen werden sollen.



6. Wählen Sie die gewünschte Option.

⇒ Bei erfolgreichem Export erscheint folgende Meldung, die Sie mit **OK** bestätigen und schließen:



Damit haben Sie die Daten der TSE exportiert.

Wenn Sie die Daten exportiert haben, dann können Sie diese entpacken und einsehen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Windows-Explorer und navigieren Sie in das Verzeichnis **Z:\TSE_Export**.
2. Öffnen Sie in diesem Verzeichnis den gewünschten Ordner **TSE_Export<Jahreszahl_Monat_Tag>**.
3. Doppelklicken Sie die Batch-Datei **entpacken.bat**, um die Datei **TSE-Tar-Export.7z** zu entpacken.
⇒ Die Batch-Datei fordert nun interaktiv zur Eingabe zweier Werte auf.
4. Geben Sie das Passwort zur Entschlüsselung ein, welches Sie beim Datenexport vergeben haben.
5. Geben Sie das Zielverzeichnis ein, in das die entschlüsselten Dateien geschrieben werden sollen. Dieses Verzeichnis wird beim Entpacken automatisch angelegt, wenn es nicht schon vorhanden ist.

6. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **ENTER**-Taste.
⇒ Wenn das Entpacken beendet ist, fordert die Batch-Datei zur Bestätigung mit der **ENTER**-Taste auf.

Danach können die Dateien von externen Softwareprogrammen gelesen und verarbeitet werden. IXOS oder andere Software von Pharmatechnik bieten keine Möglichkeiten der Weiterverarbeitung der TSE-Tar-Dateien.

In den Transaktionsdaten der TSE sind definitionsgemäß nur Kennzahlen wie Umsatz oder Geldbeträge enthalten, aber keine Querverweise zu IXOS-Vorgängen zu finden, z.B. Belegnummern von Kassenbons oder von Ein- und Auszahlungen. Solche Querverweise zu IXOS-Verkaufsdaten finden sich in den Daten des Datenexportes nach DSFinV-K, in denen TSE-Transaktionsnummern mit IXOS-Vorgängen verknüpft werden.

3 Rezeptmanagement

3.1 Rezeptmanagement Profi und DRZ: Rezeptnummer wird immer aufgedruckt

Modul: Druckformulare, Rezeptmanagement Profi, DRZ


Anwendungsfall: Bedrucken des Rezepts

Neu/geändert:

Prinzipiell haben Sie die Möglichkeit, den Aufdruck der vom System erzeugten Rezeptnummer zu aktivieren oder zu unterbinden.

Bei Abrechnung der Rezepte über das DRZ und bei Nutzung der Funktion 'Rezeptmanagement Profi' wird die Rezeptnummer jedoch immer aufgedruckt. Dies ist unabhängig davon, wie die Option **Rezeptnummer drucken** im Modul **Druckformulare** für den **Rezeptdruck** eingestellt ist.

Damit ist eine eindeutige Erkennung des Rezepts im gesamten Prozess der Kontrolle und Abrechnung gewährleistet. Das spart enormen Zeitaufwand und unterstützt eine zügige Kontrolle bzw. Abrechnung des Rezepts.



4 Artikelverwaltung

4.1 Nachtrag zur Ersten Änderungsvereinbarung (gültig ab 01.11.2019): Anpassung Preisanker, wenn verordneter Artikel "außer Vertrieb"

Modul: Artikelverwaltung, Kasse, Faktura

Anwendungsfall: aut idem- Suche starten

Neu/geändert:

Eine Klärung zum Anschreiben von ABDA vom 03.01.2020 zum DAV-Kommentar zur zweiten Änderungsvereinbarung zum Rahmenvertrag ergab bzgl. der Begrifflichkeit "nächst preisgünstiges" Arzneimittel in Bezug auf den Preisanker ergab für den Fall eines "außer Vertrieb" gemeldeten verordneten Artikels folgendes:

- Falls es einen Artikel mit gleichem GKV-VK wie der des verordneten Artikels gibt, und dieser nicht "außer Vertrieb" ist, dann setzt dieser Artikel den Preisanker.

Kasse > Vergleichssuche Rabattvertrag > Vergleichssuche aut idem

Artikelbezeichnung: G-BA-geregt

Filterkriterien: Typ: Alle Artikel /Suche: aut idem /gl. Wirkstoffstärke /DAR: austauschbar /IK: 100177504

Abzugebenden Artikel auswählen

Verordneter Artikel	DAR	Einheit	PZN	VK	Preisgrenze	Preisanker	Preisgruppe	ABDA-WGS
BISOPROLOL COMP HEU10/25 N	FTA	30St	05887864	14,79	14,79	14,79	2071	AC07BB07

1 Standard 2 Anbieter 3 Lagerort 4 Langname 5 Frei 6 Frei Z Frei

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	Zu+MK	VK	GKV-VK	Status
CONCOR 10 PLUS	FTA	30St N1		02091797	MERCK SE	8,94	20,92	20,15	F I
ursprüngl. Preisgrenze (aut idem)									
BISOHEXAL PLUS 10/25	FTA	30St N1		02426571	HEXAL AG	5,00	16,98	16,98	F I
BISOLICH COMP 10MG/25MG	FTA	30St N1		03239405	Zentiva Ph	5,00	16,98	16,98	F I
BISOPROLOL RAT CO10MG/25MG	FTA	30St N1		02859353	RATIOPH	5,00	16,97	16,97	F I
BISOPROLOL AL 10/25MG	FTA	30St N1		04026574	ALIUD PH	5,00	16,27	16,27	F I
BISOPROLOL DURA P10/25MG	FTA	30St N1		04837901	MYLAN D	5,00	16,67	16,22	F I
BISOPROLOL TEVA CO 10MG/25	FTA	30St N1		00613932	Teva Gmb	5,00	14,91	14,91	F I
Preisgünstig (Preisanker)									
BISOPROLOL COMP HEU10/25 N	FTA	30St N1		05887864	HEUNET P	5,00	14,79	14,79	F I
BISOPROLOL COMP HEU 10/25	FTA	30St N1		05496388	Heumann F	5,00	14,79	14,79	F I
BISOPROLOL PLUS 10/25 1A	FTA	30St N1		01623683	1A Pharma	5,00	14,79	14,79	F I

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Warenkorb Info ABDA-DB Details Drucken Nur Lagerartikel Vergleichsartikel Idem-/Importsuche
Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

- Falls es keinen gleich teuren Artikel gibt, wird geprüft, ob es einen im GKV-VK günstigeren Artikel als den verordneten Artikel gibt, der nicht "außer Vertrieb" gemeldet ist. Falls dem so ist, bestimmt dieser den Preisanker.

Kasse > Vergleichssuche Rabattvertrag > Vergleichssuche aut idem

Artikelbezeichnung: **G-BA-geregelt**

Filterkriterien: Typ: Alle Artikel /Suche: aut idem /gl. Wirkstoffstärke /DAR: austauschbar /IK: 100177504

Abzugebenden Artikel auswählen

Verordneter Artikel	DAR	Einheit	NP	PZN	VK	Preisgrenze	Preisanker	Preisgruppe	ABDA-WGS
BISOPROLOL TEVA CO 10MG/25	FTA	30St		00613932	14,91	14,91	14,91	2071	AC07BB07

1 Standard 2 Anbieter 3 Lagerort 4 Langname 5 Frei 6 Frei 7 Frei

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	Zu+MK	VK	GKV-VK	Status
CONCOR 10 PLUS	FTA	30St N1		02091797	MERCK SE	8,94	20,92	20,15	f 1
ursprüngl. Preisgrenze (aut idem)									
BISOHEXAL PLUS 10/25	FTA	30St N1		02426571	HEXAL AG	5,00	16,98	16,98	f 1
BISOLICH COMP 10MG/25MG	FTA	30St N1		03239405	Zentiva Ph	5,00	16,98	16,98	f 1
BISOPROLOL RAT CO10MG/25MG	FTA	30St N1		02859353	RATIOPHAR	5,00	16,97	16,97	f 1
BISOPHUS AL 10/25MG	FTA	30St N1		04026574	ALIUD PHA	5,00	16,27	16,27	f 1
BISOPROLOL DURA P10/25MG	FTA	30St N1		04837901	MYLAN DU	5,00	16,67	16,22	f 1
Preisgünstig (Preisanker)									
BISOPROLOL TEVA CO 10MG/25	FTA	30St N1		00613932	Teva Gmb	z	14,91	14,91	f 1
BISOPROLOL COMP HEU 10/25	FTA	30St N1		05496388	Heumann F	z	14,79	14,79	f 1
BISOPROLOL COMP HEU10/25 N	FTA	30St N1		05887864	HEUNET Ph	z	14,79	14,79	f 1
BISOPROLOL PLUS 10/25 1A	FTA	30St N1		01623683	1A Pharma	z m	14,79	14,79	f 1

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Warenkorb Info ABDA-DB Details Drucken Nur Lagerartikel Vergleichsartikel Idem-/Importsuche
Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

- Nur falls es keinen im GKV-VK gleich teuren und keinen günstigeren Artikel gibt, der nicht "außer Vertrieb" gemeldet ist, dann bestimmt das im GKV-VK "nächst teurere" Arzneimittel, welches nicht "außer Vertrieb" gemeldet ist, den Preisanker.

Kasse > Vergleichssuche aut idem

Artikelbezeichnung: **G-BA-geregelt**

Filterkriterien: Typ: Alle Artikel /Suche: aut idem /gl. Wirkstoffstärke /DAR: austauschbar /IK: 107815794

Abzugebenden Artikel auswählen

Verordneter Artikel	DAR	Einheit	NP	PZN	VK	Preisgrenze	Preisanker	Preisgruppe	ABDA-WGS
ALENDRONSAEURE STADA 10MG	TAB	112St		01044442	48,21	64,13	64,13	4452	AM05BA04

1 Standard 2 Anbieter 3 Lagerort 4 Langname 5 Frei 6 Frei 7 Frei 8 Filialen & Partner

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	Zu+MK	VK	GKV-VK	Status
Preisgünstig (nach aut idem)									
ALENDRON-HEXAL 10MG	TAB	112St N3		00460747	HEXAL AG	6,41	64,13	64,13	f 1
ALENDRONSAEURE BASICS 10MG	TAB	112St N3		07116220	BASICS G	6,41	64,13	64,13	f 1
ALENDRONSAEURE HEUMANN 10MG	TAB	112St N3		05538307	Heumann F	6,41	64,13	64,13	f 1
TEVANATE 10MG TABLETTEN	TAB	112St N3		03822671	Teva Gmb	6,41	64,13	64,13	f 1
ALENDRONSAEURE STADA 10MG	TAB	112St N3		01044442	STADAPHAR	z	48,21	48,21	f 1

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Warenkorb Info ABDA-DB Details Drucken Nur eig. Lagerartikel Vergleichsartikel Idem-/Importsuche
Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

4.2 Zweite Änderungsvereinbarung zum 15.12.2019 (gültig ab 01.01.2020) - Parallel vertriebene Originale / Mehrfachvertrieb / "Parallelarzneimittel"

Modul: Artikelverwaltung, Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Importsuche starten

Neu/geändert:

Bisher wurden Arzneimittel entweder dem generischen Markt oder dem Importmarkt (solitärer Markt) zugeordnet. Nun kommt zusätzlich der sogenannte Mehrfachvertrieb hinzu. Die Daten für diese Arzneimittel stehen jedoch erst zum 01.03.2020 zur Verfügung!

Entsprechend § 9 Auswahlbereich Abs. (1) Satz 1 ist folgendes geregelt: *"Der importrelevante Markt besteht aus den Fertigarzneimitteln im Auswahlbereich nach § 9 Absatz 1 (solitärer Markt) und aus Arzneimitteln nach § 9 Absatz 2 Satz 2 (Mehrfachvertrieb), bei denen die Abgabe eines rabattierten Fertigarzneimittels nach § 11 nicht möglich ist."*

Im Rahmenvertrag wurde in § 2, Absatz 15 folgende Definition zum "Mehrfachvertrieb" gegeben:

"Mehrfachvertrieb im Sinne dieses Rahmenvertrages liegt dann vor, wenn ein patentgeschützter Wirkstoff durch einen oder mehrere pharmazeutische Unternehmer unter verschiedenen Handelsnamen vertrieben wird, ohne dass dieses Arzneimittel die Voraussetzungen für eine Klassifikation als Importarzneimittel erfüllen. Arzneimittel, die im Mehrfachvertrieb vertrieben werden und die Kriterien nach § 9 Absatz 3 erfüllen, werden in diesem Rahmenvertrag als Parallelarzneimittel bezeichnet."

In diesem Zusammenhang kommt es zu folgender Anpassung des Preisankers:

Falls ein Artikel (ohne aut idem-Kreuz) verordnet ist, welcher im Mehrfachvertrieb vertrieben wird und ...

- der verordnete Artikel ist abzügl. der gesetzlichen Rabatte teurer als das günstigste Parallelarzneimittel abzügl. der gesetzlichen Rabatte und das günstigste Parallelarzneimittel befindet sich im Vertrieb, so wird der Preisanker auf den GKV-VK des günstigsten Parallelarzneimittel gesetzt.
- der verordnete Artikel ist abzügl. der gesetzlichen Rabatte teurer als das günstigste Parallelarzneimittel abzügl. der gesetzlichen Rabatte und das günstigste Parallelarzneimittel befindet sich "außer Vertrieb", so wird der Preisanker anhand des "nächst teureren" Artikels zum günstigsten Parallelarzneimittel, welches im Vertrieb ist, gesetzt.
- der verordnete Artikel ist abzügl. der gesetzlichen Rabatte günstiger oder gleich teuer als das günstigste Parallelarzneimittel abzügl. der gesetzlichen Rabatte und verordnete Artikel befindet sich im Vertrieb, so wird der Preisanker auf den GKV-VK des verordneten Artikels gesetzt.
- der verordnete Artikel ist abzügl. der gesetzlichen Rabatte günstiger oder gleich teuer als das günstigste Parallelarzneimittel abzügl. der gesetzlichen Rabatte und verordnete Artikel befindet sich außer Vertrieb", so wird der Preisanker anhand des "nächst teureren" Artikels zum verordneten Artikel, welcher im Vertrieb ist, gesetzt.

In Artikeltrefferlisten werden Sie im Kopfbereich darauf hingewiesen, dass die Suche über die Mehrfachvertriebsgruppennummer erfolgte. Und Sie werden gebeten, die Übereinstimmung mit dem verordneten Artikel zu überprüfen.



4.3 Ausschluss von Biologicals und antineoplastischen Arzneimitteln zur parenteralen Anwendung vom Importmarkt (Importausnahmen) ab 01.03.2020

Modul: Artikelverwaltung, Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Importsuche starten

Neu/geändert:

Ab dem 01.03.2020 werden Kennzeichen zur Ausnahme von der Verpflichtung zur Abgabe von Importen gemäß § 129 (1) Satz 1 Nr. 2 SGB V in Verbindung mit § 129 (1) Satz 10 SGB V für biotechnologisch hergestellte Arzneimittel und antineoplastische Arzneimittel zur parenteralen Anwendung geliefert.

Diese Artikel müssen nicht gegen preisgünstige Substitute ausgetauscht werden.

Falls demnach in einem Verkaufsvorgang ein nicht preisgünstiger Artikel des Importmarktes (solitärer Markt oder Mehrfachvertriebsgruppe) verordnet ist, für welchem im dazugehörigen Fertigarzneimittel ein Kennzeichen zur Importausnahme gesetzt ist, wird bei dessen Übernahme in den Verkauf kein Hinweis und keine Kennzeichnung auf die preisgünstigen Importe erfolgen, auch wenn derartige Artikel existieren.

Das neue Kennzeichen zur Ausnahme von der Verpflichtung zur Abgabe von Importen für biotechnologisch hergestellte Arzneimittel und antineoplastische Arzneimittel zur parenteralen Anwendung steht jedoch in der ABDA-Datenbank erst zum 01.03.2020 zur Verfügung.

4.4 Angaben zu Importausnahmen, der Mehrfachvertriebsgruppe und zur Hämophilie zum 01.03.2020

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: ABDA-Basisinfo und ABDA-Abgabeinfo einsehen

Neu/geändert:

In den Artikeldetails werden ab 01.03.2020 folgende neue Informationen und Kennzeichen angezeigt, sofern diese vorhanden sind:

- Seite **ABDA-Basisinfo** unter **Sonstiges:**
Importausn. / Mehrfachvertr. - Anzeige der Werte von Importausnahmen von Fertigarzneimitteln und der Mehrfachvertriebsgruppe. Entnehmen Sie bitte den Tooltips der Importausnahmen die Erklärung für die abgekürzten Werte. Es handelt sich um folgende Werte:

- <leer>, wenn zu diesem Artikel keine Daten in der ABDA-Datenbank vorhanden sind
- nicht betroffen
- antineoplastisches Arzneimittel zur parenteralen Anwendung
- biotechnologisch hergestelltes Arzneimittel
- biotechnologisch hergestelltes und antineoplastisches Arzneimittel zur parenteralen Anwendung

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Status	Verfall	Bestand	Res.Mg	
ERNÄHRUNGSSONDE 4 Fr 40 cm PUR		25St	nb	00975032					1

ABDA-Basisinfo	
Artikel	Preisinformation
Artikelbezeichnung* ERNÄHRUNGSSONDE 4 Fr 4	Einkaufspreis
PZN 00975032	Verkaufspreis
Darreichungsform	Unverb. Preisempf.
Packungsgröße/Einheit 25 St	Mehrwertsteuer Voll
Normpackung nicht betroffen	Anbieterpreis (ApU)
Sondereigenschaften	Rabatt §130b SGB V
HilfsmittelNr. 03 36 02 0018	Krankeneinkauf
PflegehilfsmittelNr.	Preisangabenverordnung Nein
Anbieterinformationen	Sonstiges
Anbieter 33500 VYGON Gmb	GTIN/EAN 03660812012362
Anbieter-ArtikelNr. 1310.04	Import / -gruppe Nein
Mindestbestellmenge 25	Importausn. / Mehrfachvertr.
Hersteller	Verordnungsvorgaben Nein

Strg	Speichern	Suchen	Neu	Löschen	Warenkorb	Info	ABDA-DB	Anbieter	Etiketten drucken	Status	Übernehmen
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11 F12

- Seite **ABDA-Abgabeinfo** unter **Abgabebestimmungen**:
Hämophilie: Mögliche Angaben sind 'Nicht betroffen' und 'Ja' und ggf. <leer>, wenn zu diesem Artikel keine Daten in der ABDA-Datenbank vorhanden sind.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Status	Verfall	Bestand	Res.Mg
ERNÄHRUNGSSONDE 4 Fr 40 cm PUR		25St	nb	00975032				

ABDA-Abgabeinfo	ABDA-Abgabeinfo
ABDA-Vertriebsinfo	Abgabebestimmungen
ABDA-Lagerinfo	Rezeptpflicht <input type="checkbox"/> Nein
ABDA-Änderungsinfo	Apothekenpflicht <input type="checkbox"/> Nein
Einkauf / Retoure	Betaübungsmittel <input type="checkbox"/> Nein
Einkauf / Angebote	Blutprodukt <input type="checkbox"/> Nein
Verkauf	Hämophilie <input type="checkbox"/>
Bedarfsstatistik	T-Rezept <input type="checkbox"/> Nein
Bestelloptimierung	AMPreisVerordnung <input type="checkbox"/> Nein
Preisgestaltung	Bedingt erstattungsfähig <input type="checkbox"/> Keine Angabe
Lagerdaten	Negativliste <input type="checkbox"/> Nein
Lagerinfo F&P	Lifestyle-Medikament <input type="checkbox"/> Nein
Rabattvereinbarungen	Ausnahme §51 AMG <input type="checkbox"/> Nein
	Ausnahme §52b (2) Satz 1 AMG <input type="checkbox"/> Nein
	Substitutionsausschluss <input type="checkbox"/> Nein
	Warengruppschlüssel
	ABDA-Warengruppe BA04H
	Indikation ABDA-DB
	IQVIA-Warengruppe 15136
	aut idem
	Produktkategorie
	Arzneimittel <input type="checkbox"/> Nein
	Medizinprodukt <input type="checkbox"/> Ja
	Generikum <input type="checkbox"/> Nein
	Droge/Chemikalie <input type="checkbox"/> Nein
	Wirkstoff AM-Herst. <input type="checkbox"/> Nein
	Steril <input type="checkbox"/> Ja
	Diätetikum <input type="checkbox"/> Nein
	Nahrungsergänzung <input type="checkbox"/> Nein
	Lebensmittel <input type="checkbox"/> Nein
	Tier-Arzneimittel <input type="checkbox"/> Nein
	Kosmetikum <input type="checkbox"/> Nein
	EU-Bio-Logo <input type="checkbox"/> Nein
	Biotechnologisch hergestellt <input type="checkbox"/> Nein
	Biozid <input type="checkbox"/> Nein
	Pflanzenschutzmittel <input type="checkbox"/> Nein
	Mitteilungspfl. gem. §47(1c) AMG <input type="checkbox"/> Nein
	ElektroStoffV <input type="checkbox"/> Keine Angabe
	Artikeltyp <input type="checkbox"/> Standard
	Pharmazeutische Referenz <input type="checkbox"/>

4.5 Abgabe preisgünstiger Importe unter Berücksichtigung von Mehrkosten

Modul: Artikelverwaltung, Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Abgabe preisgünstiger Importe

Neu/geändert:

Es wurde eine Ausnahme bei der Abgabe preisgünstiger Importe nach § 9 Absatz 1 festgelegt für den Fall, dass Mehrkosten anfallen § 13: "Abgabe preisgünstiger Importe nach § 9 Absatz 1" Abs. (2) Satz 3 und 4, gültig seit 01.02.2020:

- Falls mehrkostenfreie Fertigarzneimittel zur Verfügung stehen, sind diese bevorzugt abzugeben;
- ansonsten ist ein Fertigarzneimittel mit einer möglichst geringen Aufzahlung für den Versicherten auszuwählen.

Mehrkostenfreie Artikel erkennen Sie anhand der Festbetrags-Icons: Apo-VK des Artikels liegt oberhalb des Festbetrags (Mehrkosten fallen an);

Apo-VK des Artikels ist kleiner / gleich Festbetrag (Keine Mehrkosten)

Für den Fall, dass alle Artikel über dem Festbetrag liegen, empfehlen wir, in einer der freien Ansichten der Trefferliste (Ansicht 5- 7) die Spalte **Mehrkosten** zu konfigurieren, so dass Sie einen Artikel mit möglichst geringen Mehrkosten auswählen können.

4.6 Importe, die teuer sind als das Original, sind unwirtschaftlich

Modul: Artikelverwaltung, Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Abgabe preisgünstiger Importe

Neu/geändert:

Importarzneimittel im solitären Markt, die abzüglich der gesetzlichen Rabatte teurer als das Referenzarzneimittel abzüglich dessen gesetzlicher Rabatte sind, gelten als unwirtschaftlich. Hierzu wird geprüft, ob der GKV-VK des ausgewählten Artikels größer als der GKV-VK des Originals ist (Voraussetzung Original ist in Vertrieb).

Die Abgabe ist in folgenden Fällen unwirtschaftlich:

- Falls im Mehrfachvertrieb nicht das günstigste Parallelarzneimittel oder ein günstigeres Präparat als das günstigste Parallelarzneimittel abgegeben wird. Hierzu wird geprüft, ob der GKV-VK des ausgewählten Artikels größer als der GKV-VK des günstigsten Parallelarzneimittels, das nicht AV ist. (Falls alle Parallelarzneimittel AV sind, handelt es sich nicht um eine unwirtschaftliche Abgabe.) Hierbei kann es sich sowohl um einen Import als auch ein "nicht günstiges" Parallelarzneimittel handeln.
- Weitere Ausnahme: Falls dieser "teure Import" vom Anbieter Kohlpharma stammt und das Kohlpharma-Sorglos-Paket konfiguriert ist, dann wird nicht auf die "unwirtschaftliche Abgabe" hingewiesen.

Falls bei einem Import der GKV-VK größer als der GKV-VK des Originals ist, aber das Original "außer Vertrieb" ist, dann handelt es sich abweichend von oben, nicht um eine "unwirtschaftliche Abgabe".

4.7 Kalkulationsdetails für eigenen VK anzeigen

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Kalkulationsdetails für eigenen VK anzeigen

Neu/geändert:

Wenn Sie den eigenen VK über eine Rechenregel ermitteln lassen, wird Ihnen nun in der **Artikelverwaltung** auf der Seite **Preisgestaltung** unter **Eigene Preise** neben der bisher schon angezeigten **Rechenregel** auch die Information zur Berechnung des VK angeboten.

Wählen Sie dafür den  Info-Button neben dem Feld **Eigener VK** aus.

Artikelbezeichnung: IBU 400 akut-1A Pharma Filmtabletten | DAR: FTA | Einheit: 10St | NP: N1 | PZN: 02013194 | Status: POS | Verfall: 02.2014 | Bestand: 2 | Res.Mg: 417

Preisgestaltung

ABDA-Preise
 Apo-EK: 1,27
 Apo-VK: 2,50
 Anbieterpreis (ApU): 1,06
 Unverb. Preisempf.: 2,50
 Mehrwertsteuer: Voll

Letzte Einkaufspreise
 Buchungs-EK: 1,13
 Effektiver EK: 1,13
 Durchschnitts-EK: 1,13

Eigene Preise
 Eigener EK: 1,13
 Eigener VK: 1,90
 Rabattierung: zulassen
 Rechenregel: ABDA-EK +25%
 Grundpreis: 0,19 € / St

P	Bezeichnung	Preisliste	VK	Spanne %	Gültig ab	Gültig bis
1	Beas Modell	Beas Preisliste	1,65	18,71	23.01.2020	
2	Standard	Eigener VK	2,99	54,98	23.01.2020	23.01.2020
2	Standard	Eigener VK	1,90	29,38	23.01.2020	

Es öffnet sich das Fenster **Details zum VK**, in welchem Sie die Berechnungsdetails für den VK sowie Informationen zu den Artikelpreisen erhalten.

Artikelbezeichnung: IBU 400 AKUT 1A PHARMA | DAR: FTA | Einheit: 10St | Anbieter: 1A Pharma GmbH

5. Kalkulationsregel:
 Artikelselektion: 4 einzelne Artikel
 Rechenregel: ABDA-EK +25% (Art der Berechnung: Kalkulation)

Preisberechnung für VK:
 1,27 Euro (Apo-EK)
 * 1,25 (Aufschlagsfaktor 25,00%)
 * 1,19 (Faktor MwSt.)
 = 1,90 Euro (gerundet von 1,89 Euro)

Durchlaufende Kalkulationsschritte:
 1. Kalkulationsschritt wurde verwendet

Basis für die Berechnung:
 MwSt.-Satz: 19%
 Rundungsmodell: auf 5 Cent

Info

Artikelpreise	PZN	Effektiver EK	Apo-VK
	02013194		2,50
	Apo-EK	1,27	Durchschnitts-EK
	Eigener EK	1,13	Eigener VK
	Buchungs-EK	1,13	UVP
		Anbieterpreis	1,06
		Krankenhaus-EK	

Eine weitere Möglichkeit zur Einsicht der Details zur Berechnung des eigenen VK bietet sich ebenfalls in der **Artikelverwaltung** auf der Seite **Preisgestaltung** unter **Eigene Preise** mit Auswahl des  Browsebuttons am Feld **Rechenregel**. Im Fenster **Rechenregel auswählen** wurde dafür der Reiter **Details zum VK** hinzugefügt.

Rechenregel auswählen

Artikelbezeichnung: IBU 400 AKUT 1A PHARMA, DAR: FTA, Einheit: 10 St, PZN: 02013194

Nur für Auswahlliste gekennzeichnete Rechenregeln anzeigen

Bezeichnung	Definition	Ermittelter VK
ABDA-EK	Apo-EK + MwSt. (Rundung: auf 5 Cent)	1,50
ABDA-EK + 10%	Apo-EK + 10% + MwSt. (Rundung: auf 5 Cent)	1,65
ABDA-EK + 19%	Apo-EK + 19% + MwSt. (Rundung: auf 5 Cent)	1,80
ABDA-EK + 20%	Apo-EK + 20% + MwSt. (Rundung: auf 5 Cent)	1,80
ABDA-EK + 25%	Apo-EK + 25% + MwSt. (Rundung: auf 5 Cent)	1,90
ABDA-EK + 40%	Apo-EK + 40% + MwSt.	2,12

Info: Artikelpreise | Details zum VK

PZN	02013194	Effektiver EK		Apo-VK	2,50
Apo-EK	1,27	Durchschnitts-E	1,13	Eigener VK	
Eigener EK	1,13	Anbieterpreis	1,06	UVP	2,50
Buchungs-EK	1,13	Krankenhaus-E			

Buttons: Neu (F3), Löschen (F4), Bearbeiten (F5), Kopieren (F10), OK (F12), Abbrechen (Esc)

Info: Artikelpreise | Details zum VK

Rechenregel: ABDA-EK (Art der Berechnung: Kalkulation)

Preisberechnung für VK:
1,27 Euro (Apo-EK)
* 1,19 (Faktor MwSt.)

4.8 Verfalldaten und Teilbestände ändern (bei gleichbleibendem Gesamtbestand) ohne Recht 'Bestand bearbeiten'

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Verfalldaten und Teilbestände ändern

Neu/geändert:

Falls Sie in Ihrer Apotheke das Konzept zum Schutz sensibler Daten (Berechtigungsschutz) verwenden, konnten bisher nur Benutzer bzw. Arbeitsplätze mit dem Recht **Bestand bearbeiten** den Bestand eines Artikels in den Artikeldetails über **Status - F10** bzw. in der Inventur über **Bestände bearbeiten - F5** bearbeiten.

Benutzer bzw. Arbeitsplätze ohne dieses Recht konnten keine Änderungen an Bestandsdaten, sondern nur an Verfalldaten vornehmen.

Dies wurde nun dahingehend geändert, dass ohne das Recht **Bestand bearbeiten** sowohl eine Änderung der Verfalldaten als auch der Bestände unter Beibehaltung des Gesamtbestandes möglich ist.

Wenn Sie also bemerken, dass der Gesamtbestand korrekt eingetragen ist, jedoch die eingetragenen Verfalldaten nicht richtig sind, können Sie dies ändern.

In unserem Beispiel liegt ein Gesamtbestand von 14 Packungen vor.

Artikelstatus aktualisieren

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN
GELOMYRTOL forte magensaftresistente Weichkapseln	WKM	20 St	01479157

Status: POS Die Berechtigung den Status zu bearbeiten fehlt.

Bestand / Verfalldaten

Bestand	Verfall
7	12.2021
5	03.2022
2	04.2022

Die Berechtigung den Bestand zu bearbeiten fehlt, es ist jedoch möglich, die Verfalldaten und den Bestand zu bearbeiten, solange der aktuelle Gesamt-Bestand von **14** nicht verändert wird.

Grund:

OK F12 Abbrechen Esc

Sie stellen fest, dass der Gesamtbestand von 14 Packungen korrekt ist, aber die Packungen nicht mit den korrekten Verfalldaten eingepflegt wurden. Deshalb ändern Sie dies, bspw. haben Sie nicht 5 Packungen mit einem Verfall 03.2022, sondern 3 Packungen mit diesem Verfall und 2 Packungen mit einem Verfall von 05.2022. Diese Änderung können Sie mit **OK - F12** speichern.

Artikelstatus aktualisieren

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN
GELOMYRTOL forte magensaftresistente Weichkapseln	WKM	20 St	01479157

Status: POS Die Berechtigung den Status zu bearbeiten fehlt.

Bestand / Verfalldaten

Bestand	Verfall
7	12.2021
3	03.2022
2	04.2022
2	05.2022

Die Berechtigung den Bestand zu bearbeiten fehlt, es ist jedoch möglich, die Verfalldaten und den Bestand zu bearbeiten, solange der aktuelle Gesamt-Bestand von **14** nicht verändert wird.

Grund:

OK F12 Abbrechen Esc

5 Warenlogistik

Anpassungen der Online-Anfrage/Bestellung bei Artikel im Direktvertrieb

Modul: Warenlogistik


Anwendungsfall: Online-Anfrage/Bestellung von Artikel im Direktvertrieb

Neu/geändert:

In der 2. Änderungsvereinbarung zum Rahmenvertrag wurden in § 2 Abs. 11 S. 7 und 8 die Anforderungen des Nachweises der Nichtverfügbarkeit für Arzneimittel festgelegt, welche gemäß dem Preis- und Produktverzeichnis nach Absatz 3 nicht über den Großhandel vertrieben werden.


Somit genügt ab sofort das Verfügbarkeitsergebnis des Anbieters als Nachweis.

Öffnen Sie die Onlineanfrage-Historie in den Artikeldetails, erhalten Sie ab sofort eine Hinweismeldung, dass der entsprechende Artikel nicht über den Großhandel vertrieben wird:




Bestätigen Sie mit **OK - F12**, wird die Historie der Online Verfügbarkeitsanfrage angezeigt.

Initial sind ausschließlich die Anfrage Ergebnisse des Anbieters per Checkbox markiert.



Der Ausdruck reduziert sich entsprechend auf die Angabe der Anfrage Ergebnisse des Anbieters.



Artikeluche > Artikeldaten > Druckvorschau

Baumer Apotheke
Dr. IXOS Apotheker
Hirschberger Str. 84
00372 München
Tel.: 07936/52 Fax: 07936/6
IK: 11111111

Seite: 1/1
Datum: 30.01.20 / Zeit: 15:48 Uhr

Ergebnis der Verfügbarkeitsanfrage

PZN: 02517606 TRACLEER 62,5 mg Filmtabletten FTA 14St JANSSEN-CILAG GMBH

Anfragezeitpunkt	Lieferant	Ergebnis
30.01.2020 15:46	JANSSEN-CILAG GMBH	verfügbar
30.01.2020 08:16	JANSSEN-CILAG GMBH	verfügbar
30.01.2020 07:26	JANSSEN-CILAG GMBH	verfügbar
30.01.2020 07:25	JANSSEN-CILAG GMBH	verfügbar

Drucker: Canon Inkjet 0253 Class Driver Alle Seiten

Strg Einstellungen Fax versenden Drucken
Alt F5 F10 F12

5.1 Historie Online-Verfügbarkeitsanfrage: IK-Nummer auswählen

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: IK-Nummer für den Ausdruck auswählen

Neu/geändert:

Sofern Sie bspw. zur Parenteralia-Abrechnung eine zusätzliche IK-Nummer besitzen, können Sie bei einem erforderlichen Ausdruck zum Nachweis der Nichtverfügbarkeit jetzt auswählen, welche IK-Nummer aufgedruckt werden soll. Normalerweise wird die Standard-IK-Nummer der Apotheke verwendet.

Andere Apotheken-IK angeben

Wenn Sie eine andere IK-Nummer auf das **Ergebnis der Verfügbarkeitsanfrage** drucken möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Wenn sich das Fenster **Historie Online-Verfügbarkeitsanfrage** öffnet, wählen Sie den

Browse-Button  hinter **Apotheken-IK**.

Historie Online-Verfügbarkeitsanfrage

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter
TRACLEER 62,5 mg Filmtabletten	FTA	14St	nb	02517606	JANSSEN-CILAG GMBH

Apotheken-IK 100000000

Anfragezeitpunkt	Lieferant	Menge	Ergebnis
<input type="checkbox"/> 30.01.2020 08:16	Hageda-Stumpf GmbH & Co.	1	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 30.01.2020 08:16	JANSSEN-CILAG GMBH	1	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/> 30.01.2020 07:26	Hageda-Stumpf GmbH & Co.	1	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 30.01.2020 07:26	JANSSEN-CILAG GMBH	1	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/> 30.01.2020 07:25	Hageda-Stumpf GmbH & Co.	1	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 30.01.2020 07:25	JANSSEN-CILAG GMBH	1	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/> 30.01.2020 07:24	Hageda-Stumpf GmbH & Co.	1	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> 30.01.2020 07:24	Hageda-Stumpf GmbH & Co.	1	<input type="radio"/>

Rückmeldung

Liefer-Mg. Tour Lieferzeit
 Verb.-Mg. Tour Verb.
 Dispo-Mg. ErsatzPZN
 Defektgrund/
 Fehlerinfo/
 Zusatzinfo

Alle markieren F5 Drucken F9 Kriterien ändern F11 Schließen F12

➡ Das Fenster **IK-Nummer auswählen** öffnet sich. Es werden alle IK-Nummern angezeigt, die im Modul **Firmenstamm** hinterlegt sind.

IK-Nummer auswählen

700000000
500000000
900000000

OK F12 Abbrechen Esc

Markieren Sie in der Liste die gewünschte IK-Nummer und wählen Sie **OK - F12** oder doppelklicken Sie in der Liste die gewünschte IK-Nummer.

➡ Die Anzeige der Apotheken-IK Nummer im Fenster **Historie Online-Verfügbarkeitsanfrage** ändert sich.

Der Ausdruck erfolgt mit der geänderten IK-Nummer.

5.2 Automatische Anlage und Bereitstellung von Warenkörben an Feiertagen und abweichenden Öffnungstagen

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Automatische Anlage und Bereitstellung von Warenkörbe an Feiertagen und abweichenden Öffnungstagen

Neu/geändert:

Sofern Sie die Einstellung **Automatisch Warenkörbe anlegen und versenden** aktiviert haben, wird ab sofort geprüft, ob die Bestellzeit innerhalb der hinterlegten Öffnungszeiten liegt. Berücksichtigt werden die im Modul **Feiertage & Notdienstfreie Zeiten** ausgewählten Feiertage sowie die im Modul **Firmenstamm** unter **Öffnungszeiten** hinterlegten abweichenden Öffnungszeiten.

Wie mit dem automatischen Anlegen von Warenkörben sowie automatisches Bereitstellen dieser außerhalb Ihrer Öffnungszeiten umgegangen werden soll, steuern Sie mit dem Konfigurationsparameter **Automatisch anlegen /sendebereit stellen an Sonn- und Feiertagen / abw. Öffnungstagen**.

Diesen finden Sie in den Systemeinstellungen der **Warenlogistik** auf der Seite **Warenkorb**. Voreingestellt ist die Option, dass außerhalb Ihrer Öffnungszeiten Warenkörbe nicht angelegt und bestehende auch nicht sendebereit gestellt werden.

Sie haben folgende Möglichkeiten der Konfiguration:


- **anlegen und sendebereit stellen**
- **anlegen und nicht sendebereit stellen**

Auswirkungen:

Handelt es sich um einen Warenkorb zur Bestellung an einen Filialpartner, werden, abhängig von der Konfiguration, Warenkörbe nicht angelegt oder nicht übermittelt.

Auswirkung auf den Konfigurationsparameter **Minuteneinstellung für bevorstehende Sendezeit:**

Wenn die Konfiguration **anlegen und nicht sendebereit stellen** oder **nicht anlegen und nicht sendebereit stellen** aktiv ist, erfolgt weder ein Signalton noch die Anlage einer Info-centermeldung.



Die Seite **Bestellung senden** wurde durch die Seite **Warenkorb** ersetzt und der Konfigurationsparameter **Minuteneinstellung autom. Bereitstellung Warenkorb** zur Einstellung der Vorlaufzeit für die automatische Bereitstellung wurde im Zuge dessen auf diese Seite umgezogen.

5.3 Bestellmengenoptimierung: Dispozeitverkürzung für Bestellungen bei Direktlieferanten deaktivieren

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Dispozeitverkürzung für Bestellungen bei Direktlieferanten deaktivieren

Neu/geändert:

Lagerartikel mit Bestand unter Mindestbestand werden auch nachbestellt, wenn bereits eine Bestellung bei diesem Direktlieferanten mit Liefertermin innerhalb der Dispozeit vorhanden ist. Die Dispozeit wird bis zum Liefertermin verkürzt, der variable Mindestbestand angepasst, der Bedarf bis zum Liefertermin ermittelt und die benötigte Menge in einen Warenkorb gemäß Warenkorbermittlungsmodell gelegt.

Bei den einzelnen Direktlieferanten besteht nun die Möglichkeit, die Nachbestellung (ausgenommen Nachlieferungen) zu verhindern, indem Sie die Dispozeitverkürzung deaktivieren. Dies hat die Auswirkung, dass bei der Optimierung die bereits beim Direktlieferanten bestellte Menge berücksichtigt wird.

Dies steuern Sie mit der Checkbox **Dispozeitverkürzung deaktivieren**, die Sie im ausgewählten Direktlieferanten-Kontakt auf der Seite **Einstellungen** im Bereich **Direktlieferant** finden.

5.4 MSV3-Dienstanbieter

Modul: Kontakte, Warenlogistik

Anwendungsfall: MSV3-Anbieter auf der Seite **Sendeparameter** einrichten

Neu/geändert:

Folgende Lieferanten bieten nun auch die Bestellung per MSV3 an, so dass Sie diese in IXOS als MSV3-Lieferanten nutzen können:

- kjur GmbH
- I.M. LEHMANN HERNE GmbH

Wenn Sie bei diesen Lieferanten bestellen, dann können Sie in der Kontaktverwaltung auf der Seite **Sendeparameter** die entsprechenden Zugangsdaten einrichten.

6 RX 4.0 Sortimentssteuerung

6.1 Zusammenfassung berücksichtigt Filtereinstellungen der Analyseansicht

Modul: RX 4.0 Sortimentssteuerung

Anwendungsfall: Zusammenfassung für den Auswertungszeitraum ermitteln

Neu/geändert:

Sowohl für **RX 4.0** als auch für die **Sortimentssteuerung** werden die mit **Filtern - F4** eingestellten Filterkriterien der **Analyseübersicht** für die Ermittlung der **Umstellungsdetails** der **Zusammenfassung** berücksichtigt, welche Sie mit **Zusammenfassung - F6** erstellen. Wenn Sie bspw. auf einen bestimmten Anbieter gefiltert hatten, werden nur die Umstellungsdetails für diesen Anbieter ermittelt und im Ausdruck ausgewiesen.

In unserem Beispiel schränken wir die Ansicht auf **Einlistungen** ein.

In den **Details der Umstellung**, welche als **Zusammenfassung für den Auswertungszeitraum** zum Druck angeboten werden, werden nur die Daten der gefilterten Ansicht aufgeführt und gedruckt.

Berg Apotheke
Am Strand 1
25980 Sytt

Datum: 21.01.2020
Uhrzeit: 08:08

Seite: 1/1

Zusammenfassung für den Auswertungszeitraum

Paracetamol 1000 mg

Artikelbezeichnung	PZN	AMO			Aktion	Details zur Aktion
		akt.	fix	prog.		
PARACETAMOL RATIO1000...	03953611	0,167	0,167	0,625	Einlisten	- Der Lagerstatus wird bei der Bestellung auf POS umgestellt - Übernahme der Statistik von: - PARACETAMOL 1000 HEXAL ZAE [PZN: 07524700] - PARACETAMOL 1000MG SUPP 1A [PZN: 04478201]
PARACETAMOL 1000 HEXA...	07524700	0,292	0,000	0,000	Auslisten	- Statistikübertrag auf: - PARACETAMOL RATIO1000MGSUP [PZN: 03953611]
PARACETAMOL 1000MG S...	04478201	0,167	0,000	0,000	Auslisten	- Kennzeichen "Auslaufartikel" setzen - Statistikübertrag auf: - PARACETAMOL RATIO1000MGSUP [PZN: 03953611] - Kennzeichen "Auslaufartikel" setzen

Anzahl Artikel: 3
Anzahl Aktionen: 3

Aktionen:

Einlisten : 1	Bedarf decken : 0	Bestand verringern : 0
Auslisten : 2	Bedarf übertragen : 0	Nicht mehr analysieren : 0
		Keine Aktion : 0

6.2 'Keine Aktion' für einen Artikel setzt 'keine Aktion' für alle anderen Artikel der Wirkstoffgruppe

Modul: RX 4.0 Sortimentssteuerung

Anwendungsfall: 'Keine Aktion' für einen Artikel setzen

Neu/geändert:

Wenn Sie nicht möchten, dass zum aktuellen Zeitpunkt die vorgeschlagene Aktion für einen Artikel ausgeführt wird, dann stellen Sie im Bearbeitungsmodus der **Analyseübersicht** die Aktion **Keine Aktion** ein.

Bisher verblieben alle anderen Artikel der Wirkstoffgruppe auf der für sie ermittelten Umstelaktion. Es hat sich jedoch gezeigt, dass es sinnvoller ist, in der Folge alle Artikel der Wirkstoffgruppe auf **Keine Aktion** einzustellen.

Dies bewirkt, dass - im Gegensatz zur Aktion **Nicht mehr vorschlagen** - alle Artikel dieser Wirkstoffgruppe zukünftig bei der Analyse des Lagers erneut analysiert und ggf. wieder im Reiter **Analyseübersicht** aufgeführt werden. So besteht eine größere Chance, einen Ausgleich an Artikeln dieser Wirkstoffgruppe zu erreichen.

In unserem Beispiel soll für einen Artikel, für den die Aktion **Bedarf decken** vorgeschlagen wurde, **keine Aktion** ausgeführt werden.

The screenshot shows the 'RX 4.0 Sortimentssteuerung' software interface. The main window displays a list of articles for 'Allopurinol 100 mg'. The table includes columns for 'Artikelbezeichnung', 'DAR', 'Einheit', 'NP', 'PZN', 'Anbieter', 'Apo-EK', 'Status', 'Gew.AMO', 'Ø-Best.', 'AMO (akt.)', 'prog.', and 'Aktion'. The 'Aktion' column shows 'Bedarf decken' for the first article and 'Keine Aktion' for others.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	Apo-EK	Status	Gew.AMO	Ø-Best.	AMO (akt.)	prog.	Aktion	
ALLOPURINOL RAT 100MG TAB	TAB	100St N3	01675496	ratlopharm GmbH	1,96	51	51	2,000	51,000	0,431	0,431	2,528	Bedarf decken
ALLO - CT 100 MG TABLETTEN	TAB	100St N3	03153299	AbZ-Pharma GmbH	1,96	17	17	0,000	17,000	0,042	0,000	0,000	Auslisten
ALLOPURINOL 100 HEUMANN	TAB	100St N3	01564897	Heumann Pharma	1,96	67	67	5,200	67,000	1,944	0,958	0,958	Keine Aktion
ALLOPURINOL ABZ 100MG	TAB	100St N3	01014613	AbZ-Pharma GmbH	1,96	1	1	2,400	1,000	0,889	0,750	0,750	Keine Aktion
ALLOPURINOL AL 100	TAB	100St N3	03299818	ALIUD Pharma GmbH	1,93	34	34	3,300	34,000	1,306	0,417	0,417	Keine Aktion
ALLOPURINOL HEXAL 100	TAB	100St N3	00345733	HEXAL AG	1,96	17	17	0,000	17,000	0,042	0,000	0,000	Auslisten

The 'AMO-Details' section shows 'AMO aktuell = 0,431' and a table of 'In AMO enthaltene Angaben' with columns for 'Datum', 'Nein', 'Abg', 'NL', 'VK', and 'Kunde'. The 'Aktion' dropdown is set to 'Bedarf decken', and the 'Übernahme der Statistik von:' section lists 'ALLO - CT 100 MG TABLETTEN [PZN: 03153299]' and 'ALLOPURINOL HEXAL 100 [PZN: 00345733]'. The bottom of the interface shows keyboard shortcuts: Strg, Alt, Zusammenfassung (F6), Details (F8), Drucken (F9), and Durchführen (F12).

In der Folge wird automatisch für alle anderen Artikel der Wirkstoffgruppe keine Aktion ausgeführt.

RX 4.0 Sortimentssteuerung > Bearbeitung durchführen

Wirkstoff: **Allopurinol** Wirkstoffstärke: **100 mg**

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	Apo-EK	Status	Gew.AMO	D-Best.	AMO (akt. fix prog.)	Aktion
ALLOPURINOL RAT 100MG TAB	TAB	100St N3	01073496	ratopharm GmbH	1,96	51		2,000	51,000	0,431 0,431 2,528	Keine Aktion
ALLO - CT 100 MG TABLETTEN	TAB	100St N3	03153299	AbZ-Pharma GmbH	1,96	17		0,000	17,000	0,042 0,000 0,000	Keine Aktion
ALLOPURINOL 100 HEUMANN	TAB	100St N3	01564897	Heumann Pharma	1,96	67		5,200	67,000	1,944 0,958 0,958	Keine Aktion
ALLOPURINOL ABZ 100MG	TAB	100St N3	01014613	AbZ-Pharma GmbH	1,96	1		2,400	1,000	0,889 0,750 0,750	Keine Aktion
ALLOPURINOL AL 100	TAB	100St N3	03399818	ALIUD Pharma GmbH	1,93	34		3,300	34,000	1,306 0,417 0,417	Keine Aktion
ALLOPURINOL HEXAL 100	TAB	100St N3	00345733	HEXAL AG	1,96	17		0,000	17,000	0,042 0,000 0,000	Keine Aktion

AMO-Details Verkäufe

AMO aktuell = 0,431

In AMO enthaltene Angaben

Datum	Nein	Abg	NL	VK	Kunde	
07.09.2015			1	12,53	Flügge, Bernhart	⊖
27.08.2015			1	12,53	Sievert, Rosetraut	⊖
05.08.2015			1	12,53	Bott, Natali	⊖
23.07.2015			1	0,00	Flügge, Bernhart	⊖
22.07.2015			1	12,53	Flügge, Bernhart	⊖
16.07.2015			1	12,53	Wunder, Ruthild	⊖
16.07.2015			1	12,53	Amend, Eileen	⊖
06.07.2015			1	12,53	John, Eva-Marie	⊖
06.07.2015			1	12,53	Salzmann, Luzia	⊖
23.06.2015	⊗		1	12,53		⊖

Aktion: Keine Aktion

Strg				Zusammenfassung	Details	Drucken		Durchführen
Alt				F6	F8	F9		F12

7 Inventur

7.1 Sofortige Bestandsaktualisierung ermöglicht Zählung im laufenden Betrieb

Modul: Inventur

Anwendungsfall: Permanente Inventur durchführen

Neu/geändert:

In der permanenten Inventur werden die Bestände bei einer Bestandsänderung sofort in der Inventurliste aktualisiert. Damit sehen Sie auch bereits während einer Inventur, aus welchem Grund die auf der Zählliste gedruckte Menge ggf. nicht mehr mit der tatsächlich vorrätigen Menge übereinstimmt.

Das Fenster **Inventurliste** wurde umgestaltet: Der rechte Bereich neben der Artikelliste dient nicht mehr zum Eingeben der tatsächlichen Menge, sondern zeigt folgendes:

- Oben sehen Sie die **Menge** und den **Verfall** des in der Artikelliste markierten Artikels zum Zeitpunkt der Listenerstellung sowie die ggf. korrigierte gezählte Menge.
- Unter **akt. Bestandsdaten** unten sehen Sie den aktuellen **Bestand** und den **Verfall** des in der Artikelliste markierten Artikels. D.h. hier werden die zum Zeitpunkt der Listenerstellung und die ggf. korrigierten gezählten Menge sofort an den aktuellen Bestand angepasst, der sich bspw. durch zwischenzeitliche Verkäufe, Wareneingänge usw. geändert haben kann.

Im neuen Detailbereich sehen Sie im Reiter **Bestandsänderungen ab <Datum der Zähl- listenerstellung>** die Einzelheiten der manuell oder durch Vorgänge in der Warenwirtschaft vorgenommenen Bestandsänderungen. Im Reiter **Lagerorte** werden die zum Zeitpunkt der Zähllistenerstellung eingetragenen Lagerorte aufgeführt.

In unserem Beispiel hat der Artikel einen Bestand von 1.

Datum	Geschäftsjahr	Preisbasis	Σ Artikel	Σ Packungen	Σ Lagerwert	Status
04.02.2020 08:09	01.01.2020 - 31.12.2020	Niedrigster-EK	28	78	742,30	In Arbeit

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Status	EK	Menge	Bestand	Res.Mg	Lagerwert	Menge	Verfall
AAGAARD PROPOLIS MUNDGEL	GEL		03370364	Nega+	3,75	1	1	1	3,75		1 11.2011
AARANE N	DOS	10ml	00225437	POS	25,96	1	1	0	25,96		
AARANE N	DOS	3X10ml	00225466	POS	70,96	1	1	0	70,96		
ABC WAERME HANSAPLAST MED	PFL	1St	02295494	POS	2,69	1	1	0	2,69		
ABC WAERME HANSAPLAST MED	PFL	25St	02295643	POS	4,12	2	2	0	8,24		
ABC WAE SEN HANSAPLAST MED	PFL	45St	01033409	POS	4,79	1	1	0	4,79		
ABILIFY 10MG	TAB	495St	03205889	POS	106,71	1	1	0	106,71		
ABS KATH 2 AUGEN 52CM CH10	KAT	1St	03390272	Nega+	0,36	1	1	0	0,36		
ACC 100	BTA	205St	04789757	POS	1,56	1	1	0	1,56		
ACC 600 TABS	TAB	105St	00434224	POS	1,11	1	1	0	1,11		
ACC AKUT 200	BTA	205St	06302311	POS	2,70	5	5	0	13,50		
ACC AKUT 600	BTA	105St	06197481	POS	2,52	17	17	0	42,84		
ACC AKUT 600	BTA	205St	00010808	POS	5,03	8	8	0	40,24		
ACC AKUT 600 Z HUSTENLOESE	BTA	105St	03294717	POS	3,79	3	3	0	11,37		
ACC AKUT 600 Z HUSTENLOESE	BTA	205St	03294723	POS	6,72	3	3	0	20,16		
ACC AKUT JUNIOR HUSTENLOES	BTA		08600975	POS	1,46	5	5	0	7,30		

Bestandsänderungen ab 04.02.		Lagerorte			
Alt	Neu	Datum	Uhrzeit	Vorgang	Programm

Bei der Zählung wurde festgestellt, dass 4 weitere Artikel im Hauptalphabet sind. Diese werden über **Bestände bearbeiten - F5** im Fenster **Permanente Inventur - Bestände bearbeiten** hinzugefügt. Dieses Fenster ist Ihnen sicher bspw. aus der Artikelverwaltung bekannt.

Diese Bestandsänderung wird in der Inventurliste im Detailbereich abgebildet. Als **Vorgang** wird **Bestandskorrektur manuell** aufgeführt. Zudem wurde wenig später ein Artikel abverkauft (**Vorgang** mit **Verkauf**), so dass sich der Bestand wiederum um 1 verringert hat.

Datum	Geschäftsjahr	Preisbasis	Σ Artikel	Σ Packungen	Σ Lagerwert	Status
03.02.2020 11:50	01.01.2020 - 31.12.2020	Niedrigster-EK	28	86	946,90	In Arbeit

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Status	EK	Menge	Bestand	Res.Mg	Lagerwert	Menge	Verfall
ABC WAERME HANSAPLAST MED	PFL	1St	02295494	POS	2,69	5	4	0	13,45		
ABC WAERME HANSAPLAST MED	PFL	25St	02295643	POS	4,12	2	2	0	8,24		
ABC WAE SEN HANSAPLAST MED	PFL	45St	01033409	POS	4,79	1	1	0	4,79		
ABILIFY 10MG	TAB	495St	03205889	POS	106,71	1	1	0	106,71		
ABS KATH 2 AUGEN 52CM CH10	KAT	15t	03390272	Nega+	0,36	1	1		0,36		
ACC 100	BTA	20St	04789757	POS	1,56	1	1	0	1,56		
ACC 600 TABS	TAB	10St	00434224	POS	1,11	1	1	0	1,11		
ACC AKUT 200	BTA	20St	06302311	POS	2,70	5	5	0	13,50		
ACC AKUT 600	BTA	10St	06197481	POS	2,52	17	17	0	42,84		
ACC AKUT 600	BTA	20St	00010808	POS	5,03	8	8	0	40,24		

Alt	Neu	Datum	Uhrzeit	Vorgang	Programm
5	4	03.02.2020	12:55	Verkauf	Kasse
alte Bestands-/Verfalldaten					
		1 11.2011			
		4 03.2021			
neue Bestands-/Verfalldaten					
		1 11.2011			
		4 03.2021			
1	5	03.02.2020	12:54	Bestandskorrektur manuell	Inventur
alte Bestands-/Verfalldaten					
		1 11.2011			
		1 11.2011			
		4 03.2021			
neue Bestands-/Verfalldaten					
		1 11.2011			
		4 03.2021			

8 Kontakte

8.1 Kontaktrollen trennen

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Kontaktrollen trennen

Neu/geändert:

Sofern ein Kontakt die Rollen **Anbieter**, **Lieferant** und/oder **Kunde (Firma)** besitzt, besteht ab sofort die Möglichkeit, die Kontaktrollen zu trennen.




Voraussetzung ist bei aktivem Arbeitsplatzschutz mit Berechtigungskonzept zum Schutz sensibler Daten in Ihrer Apotheke das Recht **Kontakte allgemein: Kontaktrollen trennen**. Das Recht ist in der Rolle **Leiter** enthalten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. In den Kontaktdetails des Anbieters oder Lieferanten wählen Sie auf der Seite **Stammdaten** die Funktion **Kontaktrolle trennen - Strg + F7**

➔ Das Fenster **Kontaktrolle trennen** öffnet sich. Die bestehenden Kontaktrollen werden angezeigt.



2. Aktivieren Sie die Checkbox(en) der zu trennenden Kontaktrolle(n) und bestätigen mit **OK - F12**.

Für diese Kontaktrolle(n) wird **ein** neuer Kontakt erstellt.

Somit können Sie bspw. nach der Trennung der Kontaktrolle **Lieferant** von der Rolle **Kunde (Firma)** auch Dubletten mischen.

9 Dokumentationsverwaltung

9.1 Getrennte BtM-Dokumentation bei teilweiser Nachlieferung

Modul: Dokumentationsverwaltung

Anwendungsfall: Mehrfachverordnungen mit teilweiser Nachlieferung getrennt dokumentieren

Neu/geändert:

Sofern bei einer Mehrfachverordnung die komplette Menge an Packungen nicht abgegeben werden kann, wird jetzt bei Abholung der Restmenge pro Abgabedatum ein weiterer Eintrag in der BtM-Dokumentation erzeugt. Dies bedeutet, dass bei Abgabe der verfügbaren Packungen ein Eintrag in der BtM-Dokumentation stattfindet. Holt der Kunde die Nachlieferung ab, erfolgt ein zweiter Eintrag in der BtM-Dokumentation, nachdem in IXOS die Abholung aufgelöst wurde.



Nehmen Sie in der BtM-Dokumentation an einem der Einträge mit Nachlieferung(en) eine Änderung vor, erfolgt diese Änderung auch in allen anderen Einträgen zu diesem Verkauf.

Sie werden vor dem Speichern der vorgenommenen Änderung darauf hingewiesen:

The screenshot shows the 'BtM-Ab-/Zugänge' window in the IXOS software. At the top, there is a table with columns: Karteikartenbezeichnung, DAR, Einheit, PZN, Bestand, von, bis, Positionen. The first row shows 'PALEXIA RETARD 50MG', 'RET', '100St', '06808950', '100St', '27.01.2020', and '4'. Below this is a table titled 'BtM-Ab-/Zugänge' with columns: Typ, Datum, Herkunft / Verbleib, Zugang, Abgang, Bestand, Arzt, Beleg-Nr. The table contains four rows of transactions. A dialog box is overlaid on the table, containing a warning icon and the following text: 'Bei diesem Eintrag handelt es sich um einen Verkauf mit Nachlieferung(en). Zu diesem existiert mindestens ein weiterer Eintrag: 31.01.2020. Wenn Sie die vorgenommenen Änderungen an diesem Eintrag speichern, werden diese auch für alle weiteren Einträge übernommen. Möchten Sie die Änderungen speichern oder abbrechen?'. The dialog has 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons. Below the dialog, there are input fields for 'Name*' and 'Straße* / Nr.*' for two different entries. At the bottom, there is a 'Details' sidebar and a 'Geprüft' button. A keyboard shortcut bar is visible at the very bottom with keys like 'Strg', 'Alt', 'F1', 'F4', 'F5', 'F6', 'F7', 'F8', 'F9', 'F10', 'F11', 'F12'.

10 Couponverwaltung

10.1 Meldung bei mehrmaliger Einlösung von Rabattcoupons

Modul: Couponverwaltung, Kasse

Anwendungsfall: Einlösen von Rabattcoupons

Neu/geändert:


Im Zuge des digitalen Kassensbons über die App "Meine Apotheke" wird nun ermöglicht, dass Coupons mit einer eindeutigen Coupon-Nummer nur ein Mal eingelöst werden können. Sie erhalten bei einer ggf. mehrmaligen Einlösung eine entsprechende Meldung angezeigt.

Dies betrifft Check-Out-Coupons sowie kundenspezifische Coupons (mit der Einstellung 'Eigener Barcode pro Kunde').

The screenshot shows the 'Rabattcoupon bearbeiten' interface. At the top, there is a table with columns: Bezeichnung, Barcode, Coupon-Typ, Gültig von, Gültig bis, and a quantity column. The first row shows 'Geburtstagscoupon März', '(CP) 390120XXXXX', 'Rabatt auf Artikel aus Sort', and '10.02.2020'. Below this, the form is organized into sections:


- Allgemeines:** Bezeichnung* (Geburtstagscoupon März), Bontext, Coupon-Typ* (Rabatt auf Artikel aus Sortiment), Gültig von* (10.02.2020) bis.
- Rabattcoupon:** Barcode* (CP 390120), Typ* (Code-128), Vorschau (barcode image), Ext. Coupon-Nr.
- Rabattvergabe:** Abschlag auf VK* (10,00) %, Mindestmenge.
- Sortiment:** Sortiment* (Freiwahl- oder Sichtwahlartikel), Beschreibung (Freiwahlartikel oder Sichtwahlartikel).
- Personalisierung:** Kundenbezug (Alle (einschließlich Laufkundschaft) selected), Kunden-Abfrage 1, and 'Eigener Barcode pro Kunde' checked.

Über den Info-Button am Feld **Barcode** öffnen Sie das Fenster **Generierte Barcodes**. Hier wurde die Spalte **Eingelöst** hinzugefügt, welche dokumentiert, ob der Coupon bereits eingelöst wurde.



Auch beim Exportieren der Rabattcoupons in eine CSV-Datei mit **Exportieren - F12** werden die bereits erfolgten Einlösungen mit protokolliert.

Im Verkauf erscheint beim Versuch der mehrmaligen Einlösung durch den Kunden ein Hinweis, dass die Einlösung bereits erfolgte. Sie haben jedoch trotz allem die Möglichkeit, dem Kunden einen erneuten Rabatt einzuräumen, indem Sie die Meldung mit **Ja** quittieren.



11 Preise und Kalkulation

11.1 Einführung unterschiedlicher Preistypen

Modul: Preise und Kalkulation

Anwendungsfall: Arbeiten mit Preistypen

Neu/geändert:

Es werden vier verschiedene Preistypen eingeführt, damit Sie Artikel mit speziellen verkaufsrelevanten Kennzeichnungen in Artikeltefferlisten und im Verkauf schneller erkennen können.

-  Dauerniedrigpreis
-  Indikatorartikel
-  Aktion
-  Abverkauf

Einen  **Dauerniedrigpreis** und einen  **Indikatorartikel** stellen Sie beim Anlegen bzw. Bearbeiten einer Kalkulationsregel sowie beim Einmischen einer Preisliste im neuen Feld **Sonderpreis-Icon** ein. Das entsprechende Icon wird direkt neben dem Feld sichtbar.


Beispiel: Bearbeiten einer Kalkulationsregel

Beim Einmischen einer Kalkulationsregel kommt neben  **Dauerniedrigpreis** und  **Indikatorartikel** die Möglichkeit hinzu, das Sonderpreis-Icon **wie Preise in einzumischender Preisliste** zu übernehmen.


Beispiel: Einmischen einer Kalkulationsregel

Beim Bearbeiten der Preisliste können Sie sich in der **Vorschau** über **Einstellungen - Alt+F12** die Preistyp-Icons anzeigen lassen. Standardmäßig ist das nicht der Fall.

Die Preistyp-Spalten haben die Bezeichnung **Sonderpreis (Icon) (aktuell)** und **Sonderpreis (Icon) (neu)**.



Wenn Sie die Spalten zur Anzeige konfiguriert haben, erkennen Sie die Preistyp-Zuweisungen sehr schön.



Standardmäßig wird in der letzten Spalte das Icon einer  Preistypänderung angezeigt, sofern zutreffend. Es hat niedrige Priorität als das  Icon für Änderung der Rabattierung, welches wiederum niedrigere Priorität als die Tendenz-Icons hat. Die Änderungs-Icons werden also nur dann angezeigt, wenn der Preis gleich geblieben ist.

Preise und Kalkulation > Preise und Kalkulation anlegen > Preisliste auswählen > Preisliste bearbeiten

Preisliste 1

Erkältung

Bezeichnung* Erkältung Inaktiv Typ* Bruttopreise
 Notiz Aktualisierungsart* Benutzerdefiniert
 Verbund* Nicht verteilt

Artikel (29/29) Kalkulationsregel **Vorschau (6/7)**

Filter Komplexe Filterkriterien (Funktion 'Filter-F6')

Übernahme für Zeitraum von 11.02.2020 bis (Preise letztmalig aktualisiert am 11.02.2020 12:29)

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	akt. VK	neuer VK	Diff. VK	Rohertrag	Spanne (%)	Mehrverk.
BRONCHICUM THY LUTSCHTAB LUT		20St			0,00	2,68	63,36	0%
BRONCHICUM THY LUTSCHTAB LUT		50St			0,00	5,23	62,86	0%
<input checked="" type="checkbox"/> BRONCHIPRET SAFT TE	SAF	50ml	4,80	4,80	0,00	1,44	35,73	0%
<input checked="" type="checkbox"/> BRONCHIPRET SAFT TE	SAF	100ml	8,42	8,42	0,00	2,15	30,37	0%
<input checked="" type="checkbox"/> BRONCHIPRET THYMIAN PASTI PAS	PAS	30St	6,08	6,08	0,00	2,35	45,99	0%
<input checked="" type="checkbox"/> BRONCHIPRET TP	FTA	20St	8,84	8,84	0,00	2,45	32,97	0%

Info

Artikelpreise Details zum VK Staffellung

PZN 09287865 Effektiver EK 1,52 Apo-VK
 Apo-EK 2,61 Durchschnitts-EK 1,55 Eigener VK
 Eigener EK 1,52 Anbieterpreis 2,18 UVP 4,53
 Buchungs-EK 1,52 Krankenhaus-EK

Strg Alt Speichern F1 F2 F3 F4 Preise bearbeiten F5 Filter F6 Kopfbereich ausblenden F7 Artikel-details F8 Rel. Preise aktualisieren F11 Preise übernehmen F12

Die Kennzeichnungen für eine **Aktion** oder einen **Abverkauf** nehmen Sie beim Anlegen oder Bearbeiten eines Verwendungsbereichs vor. Damit erhalten alle Artikel, die keins der beiden anderen Sonderpreis-Icons zugeordnet haben, diese hier gewählte Kennzeichnung.

Preise und Kalkulation > Preise und Kalkulation anlegen

Bezeichnung* Abverkauf Icon* Abverkauf

Kontext
 Kasse Faktura

Verkaufsart
 Normalverkauf Privatrezept Grünes Rezept

Rabattierung
 zulassen einschränken

Kunden
 Alle (einschließlich) außer Selektion

Bontext

Preisliste	Herkunft	Gültig von	Gültig bis	Zeitplan
Sonnenschutz		11.02.2020	31.03.2020	



Priorisierung der Preistyp-Icons in Artikeltefferlisten und an der Kasse:

Ein in der / Kalkulation vergebener Preistyp wird bevorzugt vor dem im / Verwendungsbereich vergebenem Preistyp angezeigt.

Wenn Sie einen Artikelpreis im Reiter **Artikel** manuell ändern, wird kein Sonderpreis-Icon mehr angezeigt.

11.2 Anzeige der Preistypen-Icons in der Artikelverwaltung und im Verkauf


Modul: Artikelverwaltung, Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Artikel abgeben

Neu/geändert:

In Artikeltrefferlisten, in der Artikeldetails auf der Seite **Preisgestaltung** und im Verkauf werden die oben eingeführten Icons für die speziell gekennzeichneten Artikel angezeigt. Hier kommt ggf. die Kennzeichnung einer ggf. eingeschränkten Rabattierung hinzu:

-  Aktion /  Aktion mit eingeschränkter Rabattierung
-  Abverkauf /  Abverkauf mit eingeschränkter Rabattierung
-  Dauerniedrigpreis /  Dauerniedrigpreis mit eingeschränkter Rabattierung
-  Indikatorartikel /  Indikatorartikel mit eingeschränkter Rabattierung



Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	VK	Status
EUCERIN SUN ALLERG GEL 50+	GEL	150ml nb		07415483	BEIERSDOR		+
EUCERIN SUN ALLERG LSF25	GEL	150ml nb		03842834	BEIERSDOR	18,40	+
EUCERIN SUN CC GET HEL50+	CRE	50ml nb		11321291	BEIERSDOR		+
EUCERIN SUN CC GET MIT50+	CRE	50ml nb		11321322	BEIERSDOR		+
EUCERIN SUN CREME LSF30	CRE	50ml nb		00800918	BEIERSDOR		+
EUCERIN SUN CREME LSF50+	CRE	50ml nb		00802461	BEIERSDOR	20,26	17
EUCERIN SUN CREME LSF50+ GE	CRE			00572191	BEIERSDOR	Abweichender VK aufgrund des IXOS-Moduls "Preise und Kalkulation" möglich. Artikel mit gutem Rohertrag: 3,98 € / 31,05 % Berechnungsbasis: Durchschnitts-EK 8,84 € / Eigener VK 15,25 € In der VK-Spalte wird der VK des Verwendungsbereichs <Abverkauf> angezeigt. Abverkauf. Rabattierung eingeschränkt. Apo-VK: nicht vorhanden UVP: nicht vorhanden Eigen-VK: 15,25 € Abverkauf: 18,94 €	
EUCERIN SUN DRY TOU LSF30	SPR	200ml nb		12464615	BEIERSDOR		
EUCERIN SUN DRY TOU LSF50	SPR	200ml nb		12464621	BEIERSDOR		
EUCERIN SUN FLUID LSF30		50ml nb		03863351	BEIERSDOR		
EUCERIN SUN FLUID LSF50+				03863374	BEIERSDOR		
EUCERIN SUN FLUID MATT 50+	CRE	50ml nb		11370102	BEIERSDOR		
EUCERIN SUN FLUID PHOTO 30	XPK	50ml nb		13827971	BEIERSDOR		
EUCERIN SUN FLUID PHOTO 50	XPK	50ml nb		13827988	BEIERSDOR		
EUCERIN SUN FLUID PIGM 50	CRE	50ml nb		14292845	BEIERSDOR		
EUCERIN SUN G C OIL BODY30	CRE	200ml nb		16015587	BEIERSDOR		

Artikelsuche

Artikelbezeichnung: IBU*200

Filterkriterien: Typ: Alle Artikel / Suche: Standard / ohne Groß- / Bündelpackungen

1 Standard	2 Anbieter	3 Lagerort	4 Langname	5 Frei	6 Frei	7 Frei	8 Filialen & Partner
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	VK	Status
IBUDEX 200MG	FTA	50St N2		09294888	Dexcel Pha*	5,44	
IBUDOLOR 200	FTA			00118517	STADA GM*	2,81	
IBUDOLOR 200	FTA			00118523	STADA GM*	6,15	
IBUHEXAL AKUT 200	FTA	10St N1		02222420	HEXAL AG	1,80	
IBUHEXAL AKUT 200	FTA	20St kA		02222472	HEXAL AG	3,33	
IBUHEXAL AKUT 200	FTA	50St N3		02222489	HEXAL AG	9,19	
IBUHEXAL GRIPPAL 200/30MG	FTA	20St N1		11175263	HEXAL AG	6,97	
IBUPROFEN ABZ 200MG	FTA	10St N1		01016032	AbZ-Pharm	1,64	
IBUPROFEN ABZ 200MG	FTA	20St kA		01016049	AbZ-Pharm	2,58	
IBUPROFEN ABZ 200MG	FTA	50St N3		01016055	Abweichender VK aufgrund des IXOS-Moduls "Preise und Kalkulation" möglich. In der VK-Spalte wird der VK des Verwendungsbereichs <Monatsaktion> angezeigt. Dauerniedrigpreis. Apo-VK: 7,59 € UVP: 7,59 €		
IBUPROFEN AL DIREKT 200	PUL	20St kA		15460718			
IBUPROFEN ASCEND 200MG FTA	FTA	10St N1		16127091			
IBUPROFEN ASCEND 200MG FTA	FTA	20St kA		16127116	Ascend Gmt	9,17	
IBUPROFEN ASCEND 200MG FTA	FTA	30St N2		16127122	Ascend Gmt	8,58	
IBUPROFEN ASCEND 200MG FTA	FTA	50St N3		16127139	Ascend Gmt	20,54	
IBUPROFEN ATID 200MG	FTA			09154928	Dexcel Pha	1,10	

Artikelsuche

Artikelbezeichnung: BRONCHICUM

Filterkriterien: Typ: Alle Artikel / Suche: Standard / ohne Groß- / Bündelpackungen

1 Standard	2 Anbieter	3 Lagerort	4 Langname	5 Frei	6 Frei	7 Frei	8 Filialen & Partner
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	VK	Status
BRONCHICUM	HKP	20St N1		01852142	MCM Klosth.	7,52	
BRONCHICUM	HKP	50St N2		01852159	MCM Klosth.	16,29	
BRONCHICUM	TRO	30ml N1		01852099	MCM Klosth.	7,23	
BRONCHICUM	TRO	50ml N2		01852107	MCM Klosth.	10,03	
BRONCHICUM	TRO	100ml N3		02139736	MCM		
BRONCHICUM	TRO	40X30ml nb		07550117	MCM		
BRONCHICUM ELIXIR	FLU	100ml kA		03728280	MCM		
BRONCHICUM ELIXIR	FLU	250ml N1		03728305	MCM		
BRONCHICUM ELIXIR	FLU	30X100ml nb		06102983	MCM Klosth.		
BRONCHICUM ELIXIR S	ELI			01852113	MCM Klosth.	6,00	
BRONCHICUM MONO CODEIN	TEI	40X30ml nb		07550123	MCM Klosth.		
BRONCHICUM MONO CODEIN TRO	TEI	30ml N2		06884365	MCM Klosth.	16,51	
BRONCHICUM PASTILLEN	PAS			02476451	MCM Klosth.	3,70	
BRONCHICUM PASTILLEN	PAS			02476468	MCM Klosth.	7,40	
BRONCHICUM SAFT	SAF	100ml kA		09074135	MCM Klosth.	8,85	
BRONCHICUM SAFT	SAF	150ml N1		09074141	MCM Klosth.	9,14	

In der Artikeldetails auf der Seite **Preisgestaltung** wurde im Reiter Aktuelle Preise eine neue Spalte zur Anzeige des Icons für die Preiskennzeichnung eingeführt. Diese kann folgende Icons anzeigen:

- Artikel ist selbst kalkuliert / Artikel ist selbst kalkuliert und eingeschränkt rabattierbar
- Aktion / Aktion mit eingeschränkter Rabattierung
- Abverkauf / Abverkauf mit eingeschränkter Rabattierung
- Dauerniedrigpreis / Dauerniedrigpreis mit eingeschränkter Rabattierung

-  Indikatorartikel /  Indikatorartikel mit eingeschränkter Rabattierung
- * Eigener VK

Artikelsuche > Artikeldaten

Artikelbezeichnung: EUCERIN Sun Creme LSF 50+ | DAR: CRE | Einheit: 50ml | NP: nb | PZN: 00802461 | Status: POS | Verfall: 08.2016 | Bestand: 17 | Res.Mg: 11 / 45

Preisgestaltung

Filial- & Partnerauswahl: eigene Apotheke

ABDA-Preise

Apo-EK: 12,61
Apo-VK:
Anbieterpreis (ApU): 10,97
Unverb. Preisempf.:
Mehrwertsteuer: Voll

Letzte Einkaufspreise

Buchungs-EK: 11,34
Effektiver EK: 11,34
Durchschnitts-EK: 11,34

Eigene Preise

Eigener EK: 11,34
Eigener VK: 15,80
Rabattierung: zulassen
Rechenregel:
Grundpreis: 31,60 € / 100 ml

Rohrertrag: 1,94
Aufschlag: 17,11 %
Spanne: 14,61 %

Aktuelle Preise | Preise

inkl. zukünftige Preise

P	Bezeichnung	Preisliste	VK	Spanne %	Gültig ab	Gültig bis	Herkunft
2	Abverkauf	Sonnenschutz	20,26 	33,41	11.02.2020		
9	Standard	Eigener VK	15,80 *	14,61	17.08.2015		

Strg | Speichern | Suchen | Neu | Löschen | Warenkorb | Info | ABDA-DB | Anbieter | Status | Übernehmen

Alt | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Im Verkauf sehen Sie die Icons ebenfalls, so dass auch Sie eine direkte Information darüber haben, welche Artikel ggf. in Aktionsflyern für die Kunden beworben werden.

Kasse

Normal 29,13 € | Rezept 0,00 € | Privat 0,00 € | grünes Rp. 0,00 € | Total 29,13 €

Kunde | Status

NL	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Mg	Abg	VK	Gesamt
	BRONCHICUM	TRO	30ml	1	1 	7,23	7,23
	IBUPROFEN ABZ 200N 	FTA	10St	1	1 	1,64	1,64
	EUCERIN SUN CREME 	CRE	50ml	1	1 	20,26	20,26

Dauerniedrigpreis aus "Preise und Kalkulation"

Mein Arbeitsplatz

Verkaufsvorgänge

- + KAS001 - Donald
- unbekannte IK-Nummer
- Total: 29,13 €

Artikelsuche
Artikeldaten
EUCERIN SUN CREME LSF50+
Artikelsuche

12 Rezepturen

12.1 Übersicht alphabetisch und nach Gesamtmenge sortiert

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Rezepturenübersicht anzeigen

Neu/geändert:

Die Rezepturen in der Rezepturenübersicht werden wie bisher alphabetisch sortiert. Als nächstes Sortierkriterium wurde die Gesamtmenge eingeführt. So sehen Sie die Rezepturen mit gleichem Namen in aufsteigender Gesamtmenge sortiert. Für mengengleiche Rezepturen wird weiterhin nach der Kategorie (Vorlage vor Herstellung) und falls dieses Kriterium auch gleich ist, nach dem Herstellungsdatum sortiert.

Rezepturen verwalten									
Suchbegriff: ker		<input checked="" type="checkbox"/> Vorlage		<input checked="" type="checkbox"/> Herstellung					
Filterkriterien: nur aktive Rezepturen / Eigene Herstellungen und alle Vorlagen				Preisermittlung inkl. Festzuschlag					
Bezeichnung	Gesamtmenge	Hilfstaxe-VK	VK (0-EK)	VK (Eig. EK)	Eig. Preis	Datum	P	H	
Kerasal	30,0000 g	23,04	21,87	21,87					
Kerasal	40,0000 g	37,91	30,08	30,08					
Kerasal	40,0000 g	23,49	22,18	22,18					
Kerasal	40,0000 g	37,91	30,08	30,08					
Kerasal	100,0000 g	25,34	24,17	24,17					

Bestandteile		Menge	Einheit
SALICYLSAURE FEINES PULV		1,5000	g
KERASAL BASISSALBE		28,5000	ml
KRUKE UNGUATOR		1,0000	St

Details	Plausibilitätsfreigabe durch		Protokollfreigabe durch		
	Plausibilitätsprotokoll-Nr.		Herstellungsprotokoll-Nr.		
	Kunde		Arzt		
	Bearbeiter	Bellamy, Armand	AP0	letzte Verwendung	
				Übernahmepreis	23,04 APO

Strg	Suchen	Neu	Löschen	Subst.-Therapie	Preisbasis wechseln	Details	Drucken	Kontakte	Verhältnis ändern	Übernehmen
Alt	F2	F3	F4	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

12.2 Einwaagen im Herstellungsprotokoll mit tatsächlich eingegebenen Nachkommastellen drucken

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Herstellungsprotokoll erstellen

Neu/geändert:

Bisher wurde die eingegebene **IST-Einwaage** immer auf 4 Nachkommastellen mit Nullen aufgefüllt, unabhängig vom tatsächlich eingegebenen Wert.

Nun wird genau der eingegebene Wert gespeichert und im Herstellungsprotokoll gedruckt. Damit können Sie genau sehen, auf wie viele Nachkommastellen genau Sie den Wert abgewogen haben.

Rezepturen verwalten > Rezeptur aktualisieren > Herstellungsdocumentation					
Bezeichnung		Chargengröße	Kategorie		1
Hautpflegesalbe		100,000 g	Herstellung		1
Bestandteil		Soll-Einwaage	Ist-Einwaage*	Chargen-/Prüf.Nr.*	
ACID CITRICUM ANHYDR CRYST		0,1500 g	0,15 g	g	
AQUA PURIFICATA PLUS ZUSCH		29,8500 g		g	

Herstellung					
Name des Herstellenden		Barry, Ada			
Nr.	Bezeichnung der Bestandteile	Soll - Einwaage	Ist - Einwaage	Chargen-/Prüfnr.	Namenszeichen
1	ACID CITRICUM ANHYDR CRYST	0,1500 g	0,15 g		

12.3 Reiter 'Herstellung' im Herstellungsprotokoll unterstützt Textbausteine

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Herstellungsprotokoll erstellen

Neu/geändert:

Wie bereits im Reiter **Planung** stehen Ihnen nun auch im Reiter **Herstellung** Textbausteine zum flotten Ausfüllen der **Herstellungsschritte** sowie der **Organoleptischen Prüfung** zur Verfügung. Verwenden Sie diese, um ständig wiederkehrende Standardtexte auszuwählen, statt sie immer erneut eingeben zu müssen.


Nutzen Sie zum Eingeben, Verwalten und Auswählen der Textbausteine die  Browserbuttons am Feld **Herstellungsschritte** bzw. **Organoleptische Prüfung**.

Rezepturen verwalten > Rezeptur aktualisieren > Herstellungsdocumentation					
Bezeichnung		Chargengröße	Kategorie		1
Rosensalbe		120,0000 g	Herstellung		1
Bestandteil		Soll-Einwaage	Ist-Einwaage*	Chargen-/Prüf.Nr.*	
UNGT MOLLE		119,9000 g	121,3000 g	z123456	
AQUA ROSAE		0,1000 g	0,1300 g	456-6543w	
Bearbeiter* Barry, Ada		Chargenbezeichnung PT 22-01-2020			
Vorbereitung		Planung		Herstellung	
		Freigabe Herstellungsanweisung		Freigabe Herstellungsprotokoll	
Herstellungsschritte*				Inprozess-Kontrolle	
einzelne Substanzen abwiegen				<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ alles zusammenmischen				<input checked="" type="checkbox"/>	
gut rühren, bis eine einheitliche Masse entsteht				<input checked="" type="checkbox"/>	
Organoleptische Prüfung*				Inprozess-Kontrolle*	
▶ milchiger Brei				<input checked="" type="checkbox"/>	
* Neuer Eintrag				<input checked="" type="checkbox"/>	
Strg	Speichern	Eintrag löschen	Einwaagen-korrektur	Rezeptur-details	Drucken
Alt	F1	F4	F6	F8	F9
				Freigeben	
				F12	

Es öffnet sich das Fenster **Herstellungsschritte - Textbausteine auswählen** bzw. **Organoleptische Prüfung - Textbausteine auswählen**. Sie kennen die Vorgehensweise bereits

aus dem Reiter **Planung**: Mit **Neu - F3** wird eine neue Zeile angelegt, der Fokus steht in der Spalte **Textbaustein**, Sie geben einen selbst gewählten Text mit bis zu 100 Zeichen ein und bestätigen diesen mit der Enter-Taste. Mit  Selektion der Zeile und **OK - F12** übernehmen Sie das bzw. die Textfeld(er) in das Herstellungsprotokoll.

Mit **Löschen - F4** löschen Sie den Text des markierten Textbausteins, wobei der Fokus in diesem Feld verbleibt.



12.4 Plausibilitätsprüfung unterstützt Textbausteine für ergriffene Maßnahmen

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Plausibilitätsprüfung erstellen


Neu/geändert:

Wenn Sie bei der Plausibilitätsprüfung für die ergriffenen Maßnahmen stets wiederkehrende Informationen benutzen, können Sie sich diese als Textbausteine vordefinieren. Im Arbeitsablauf fügen Sie diese Textbausteine dann einfach in die entsprechenden Felder ein und sparen sich damit das manuelle Eingeben der Information.


Nutzen Sie zum Eingeben, Verwalten und Auswählen der Textbausteine die  Browserbuttons an folgenden Feldern in den Reitern **Unbedenklichkeit**, **Stabilität+Kompatibilität** und **Aufbrauchsfrist**:

- **Applikationsart plausibel**
- **Ausgangsstoffe unbedenklich**
- **Prüfzertifikate für alle Ausgangsstoffe vorhanden**
- **Stoffkonzentrationen plausibel**
- **Stoffkombinationen plausibel**
- **pH-Bereiche kompatibel**
- **Instabilität einzelner Ausgangsstoffe ausgeschlossen**
- **Inkompatibilität einzelner Ausgangsstoffe ausgeschlossen**
- **Zusätzliches Konservierungsmittel erforderlich**
- **Aufbrauchsfrist festgelegt durch**

- Anwendungszeitraum mit Aufbrauchsfrist übereinstimmend
- Qualität gewährleistet
- Gebrauchsanweisung bekannt/beigefügt
- Dosierung



Es öffnet sich das Fenster **<Name des Feldes> - Textbausteine auswählen** bspw. **Maßnahmen Applikationsart - Textbausteine auswählen**. Sie kennen die Vorgehensweise bereits; sie wird auch im vorherigen Kapitel kurz beschrieben.



12.5 Vorbelegung des Freigabedatums mit dem aktuellen Datum

Modul: Rezepturen


Anwendungsfall: Plausibilitätsprüfung und Herstellungsprotokoll und -anweisung erstellen

Neu/geändert:

Bei der Dokumentation der Plausibilitätsprüfung sowie des Herstellungsprotokolls wird bei Herstellungen das Freigabedatum mit dem aktuellen Datum vorbelegt, falls noch kein Datum eingetragen war und wenn der Wert im Feld **Rezepturabgabe erlaubt** bzw. **Herstellung erlaubt** geändert wurde.

Dies betrifft folgende Bereiche:

- **Plausibilitätsprüfung:** Reiter **Beurteilung** Feld **am**



Bestandteil	Soll-Einwaage	Wirkstoffkonzentration/Einzeldosis	pH-Bereich
ACID CITRICUM ANHYDR. CRYST	0,1500 g		
AQUA PURIFICATA PLUS ZUSCH	29,8500 g		
GLYCERINUM	15,0000 g		
UNGUENTUM CORDES	55,0000 g		

Rezepturherstellung erlaubt*
Ja auf Grund ergriffener Maßnahmen

Freigabe
 am* 05.02.2020
 durch

- **Herstellungsdokumentation:** Reiter **Freigabe Herstellungsanweisung** und **Freigabe Herstellungsprotokoll** Feld **am**

Rezepturen verwalten > Rezeptur aktualisieren > Herstellungsdocumentation

Bezeichnung: **Hauptpflegesalbe** Chargengröße: **100,0000 g** Kategorie: **Herstellung**

Bestandteil	Soll-Einwaage	Ist-Einwaage*	Chargen-/Prüf.Nr.*
ACID CITRICUM ANHYDR CRVST	0,1500 g	g	
AQUA PURIFICATA PLUS ZUSCH	29,8500 g	g	
GLYCERINUM	15,0000 g	g	
UNGUENTUM CORDES	55,0000 g	g	

Bearbeiter* Barry, Ada Chargenbezeichnung

Vorbereitung Planung **Herstellung** Freigabe Herstellungsanweisung Freigabe Herstellungsprotokoll

Prüfung & Dokumentation*
Kennzeichnung (Etikett)

Freigabe Herstellungsanweisung
Herstellung erlaubt* **Ja**
am* **05.02.2020**
durch Protokoll-Nr.

Strg Speichern Eintrag löschen F4 Einwaagen-korrektur F6 Rezeptur-details F8 Drucken F9 Freigeben F12

Rezepturen verwalten > Rezeptur aktualisieren > Herstellungsdocumentation

Bezeichnung: **Hauptpflegesalbe** Chargengröße: **100,0000 g** Kategorie: **Herstellung**

Bestandteil	Soll-Einwaage	Ist-Einwaage*	Chargen-/Prüf.Nr.*
ACID CITRICUM ANHYDR CRVST	0,1500 g	g	
AQUA PURIFICATA PLUS ZUSCH	29,8500 g	g	
GLYCERINUM	15,0000 g	g	
UNGUENTUM CORDES	55,0000 g	g	

Bearbeiter* Barry, Ada Chargenbezeichnung

Vorbereitung Planung **Herstellung** Freigabe Herstellungsanweisung Freigabe Herstellungsprotokoll

Datum der Herstellung* **05.02.2020** Datum der Nachkontrolle
 Abbruchfrist* **1** Monate Enddatum Abbruchfrist **05.03.2020**
 Anlagen Rezeptkopie Etikett andere
 Qualitätsprüfung Endprodukt* ja, siehe Prüfprotokoll durch Herstellverfahren gesichert

Freigabe
Rezepturabgabe erlaubt* **Ja**
am* **05.02.2020**
durch Protokoll-Nr.

Strg Speichern Eintrag löschen F4 Einwaagen-korrektur F6 Rezeptur-details F8 Drucken F9 Freigeben F12

12.6 Anzeige der Mengeneinheit der Gesamtmenge bei Stückzahl

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Rezepturenübersicht anzeigen

Neu/geändert:

Die Gesamtmenge in Stück wird mit der Abkürzung **St** statt mit 'St.' angezeigt, da dies die offizielle Abkürzung für die Stückzahl ist.

Rezepturen verwalten > Rezeptur aktualisieren

Bezeichnung: Captopril Kaps. 1 mg, Tepeli

Gesamtmenge: 100 St

Hilfstaxe-VK: 53,65 | VK(ÖEK): 52,67 | VK(Eigener EK): 52,67

Bearbeiter: Barry, Ada

Arbeitskategorie: Kapseln

Bezeichnung: Captopril Kaps. 1 mg, Tepeli

Bestandteil	AA/AD	Mengeneingabe	Einheit	Menge g	Menge ml	Preis	Pa
CAPTOPRIL		0,100	g	0,1000	0,1000	3,71	1 A

Gefäß	Einheit	Anzahl	Anzahl Etikett	Preis
★ WEITHALSGLAS BRAUN KOMPL	150ml	1	0	1,37

Qualitätszuschlag: €

Festzuschlag: €

Gesamtmenge: 0,1000 g / 0,1000 ml

Eigener Preis: €

Rezepturzuschlag: 40,00

Netto: 45,08

MwSt.: 8,57

Hilfstaxe-VK: 53,65

Strg Alt: Speichern (F1), Suchen (F2), Neu (F3), Bestandteil löschen (F4), Bestandteil einfügen (F5), Preisbasis wechseln (F7), Gefäß vorschlagen (F8), Drucken (F9), Kontakte (F10), Verhältnis ändern (F11), Übernehmen (F12)

13 Media.connect

13.1 ApoTV konfigurieren

Modul: Media.connect


Anwendungsfall: ApoTV konfigurieren

Neu/geändert:

Die Plattform zum Erstellen und Verwalten der Konfiguration und der Inhalte Ihres Apotheken-TV wurde umgestellt. Damit wurde u.a. die Voraussetzung geschaffen, weitere Geräte in Ihrer Apotheke anzusteuern.

Die Plattform wurde aufgrund dessen umbenannt von apoTV.connect zu Media.connect.


In diesem Zusammenhang erwartet Sie eine angenehme Neuerung: Sie müssen keine Zugangsdaten zu Media.connect eingeben. Mit Vergabe der Lizenz 'Media.connect' wird Ihr Zugang aus IXOS direkt freigeschaltet.



Bei Aufruf des Media.connect-Zugangs erscheint die erneuerte Plattform Media.connect.

! Wenn Sie in Ihrer Apotheke das Berechtigungskonzept zum Schutz sensibler Daten umgesetzt haben, dann können Sie diese Funktion bzw. dieses Modul nur nutzen, wenn der Arbeitsplatz oder Sie als Benutzer die erforderliche Berechtigung haben.

Der Zugang zum **Media.connect** wird nur angezeigt, wenn Sie oder der Arbeitsplatz die Berechtigung **Leiter** oder das Recht **Media.Connect starten** haben.



14 Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt

Zahlreiche neue Herausforderungen bestimmen täglich Ihren Apothekenalltag, insbesondere auch auf dem Gebiet der gesetzlichen Regelungen.

Zu folgenden aktuellen Themen im Apothekenmarkt können Sie sich jederzeit gerne auf unserer **PHARMATECHNIK**-Homepage informieren. Sie erhalten dort die aktuellsten Informationen auf einen Blick.

14.1 Aktuelles zur Kassensicherungsverordnung

Informationen auf unserer Homepage, FAQs zum Download und Webseminare finden Sie auf folgender Webseite: <https://www.pharmatechnik.de/kassensichv/>

Eine umfangreiche Sammlung an FAQs finden Sie auf folgender Webseite: <https://www.pharmatechnik.de/service/ixos-onlinehilfe-support/ixos-faq>

14.2 Regelungen zum Rahmenvertrag ab 01.07.2019 sowie 1. und 2. Änderungsvereinbarung

Seit dem 01. Juli 2019 gelten die Neuregelungen im Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung nach § 129 Absatz 2 SGB V zwischen dem GKV-Spitzenverband (Spitzenverband Bund der Krankenkassen) und dem DAV (Deutscher Apothekerverband e. V.). Diese wurden seitdem um weitere Änderungsvereinbarungen ergänzt.

Informationen dazu finden Sie unter folgenden Links:

- <https://www.abda.de/fileadmin/assets/Vertraege/Rahmenvertrag-Arzneimittelversorgung-Paragraf-129-Abs-2-SGB-V-idF-2019-01-01.pdf>
- [Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung nach § 129 Absatz 2 SGB V in der Fassung der zweiten Änderungsvereinbarung vom 15. Dezember 2019](#)

Die Regelungen im Rahmenvertrag sollen u.a. helfen, den Apothekenalltag zu vereinfachen und möglichst retax-sicher zu gestalten.

Ab dem 01.07.2019 werden Sie mit IXOS bei der Abgabe von Artikeln automatisch konform zu den Regelungen unterstützt.

FAQs finden Sie auf unserer **PHARMATECHNIK**-Homepage unter folgendem Link: <https://www.pharmatechnik.de/service/ixos-onlinehilfe-support/ixos-faq/rahmenvertragsaenderungen/>

14.3 Aktuelles zur Kassennachschau

Informationen auf unserer Homepage finden Sie [hier](#).

14.4 Aktuelles zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Informationen auf unserer Homepage finden Sie [hier](#).

14.5 Aktuelles zu securPharm

Informationen auf unserer Homepage finden Sie auf folgender Webseite:

<http://www.pharmatechnik.de/securpharm>.

Eine umfangreiche Sammlung an FAQs finden Sie zum Download unter folgendem Link:

<https://www.pharmatechnik.de/service/ixos-onlinehilfe-support/ixos-faq>.

Zu diesen und vielen anderen Themen können Sie sich auch gerne auf unserem Web-Portal in der Rubrik **IXOS FAQ** informieren.

15 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS

IXOS.eCall: Online-Support für IXOS

Wenn Sie Wünsche oder Fragen zur Funktionsweise von IXOS haben, dann können Sie direkt aus dem Modul **Notes**, Kategorie **Nachrichten** mit der Funktion **IXOS.eCall** den **PHARMATECHNIK**-Online-Support kontaktieren. Damit ist ein reibungsloser Ablauf in der Apotheke ohne Wartezeit am Telefon sowie ein effektiver Ablauf in der **PHARMATECHNIK**-Hotline gewährleistet.

Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support

Sie erhalten Hilfestellungen und Informationen, damit Ihr Anliegen schnellstmöglich geklärt werden kann. Sie finden hier die Kontaktdaten der **Hotline**, Formulare für **Supportanfragen**, **Frequently Asked Questions**, die **IXOS-Onlinehilfe**, **Support-Dokumente**, den **Release-Plan**, Informationen zu **Produktschulungen** sowie ein Bestellformular für **Verbrauchsmaterialien**. Das Web-Portal des **Online-Supports** können Sie jederzeit entweder unter www.pharmatechnik.de/online-support oder aus dem Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support** oder per Fax an die **08151 / 55 09 296** erreichen.

Service-Hotline: 08151 / 55 09 295

Als **IXOS**-Anwender erreichen Sie die Service-Hotline unter der Rufnummer **08151 / 55 09 295**. Damit Sie die Rufnummer jederzeit griffbereit haben, wird diese auf dem IXOS Desktop links oben - unter dem Namen Ihrer Apotheke - angezeigt.

Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Onlinehilfe - Alt+F1' wählen

Die **IXOS** Onlinehilfe liefert Ihnen Beschreibungen und Informationen für alle neuen sowie häufig verwendeten Funktionen.

Wenn Sie sich z.B. beim Arbeiten nicht sicher sind, wie der aktuelle Vorgang weiter bearbeitet werden soll, wählen Sie das Hilfe-Icon  am rechten Rand der Navigationsleiste bzw.  rechts in der Titelleiste von Fenstern oder **Onlinehilfe - Alt+F1**.

 Die Onlinehilfe öffnet sich in einem neuen Fenster.

Sie erhalten dann automatisch Informationen zur laufenden Anwendung. In den meisten Fällen sind diese kontextsensitiv, d.h. sie beziehen sich direkt auf die Funktion, die Sie gerade verwenden.



Informationen zu den Neuerungen der aktuellen Version abrufen

Sie können sich in der Onlinehilfe schnell über die neuesten Funktionen der aktuellen Version informieren. Rufen Sie zunächst mit **Onlinehilfe - Alt+F1** die Onlinehilfe auf.

Klicken Sie dann im Inhaltsverzeichnis links auf das Buch **Das ist neu**.

 Das Hilfethema mit den aktuellen Neuerungen öffnet sich.

Sie haben hier folgende Möglichkeiten:

- **Versionsbeschreibung** aufrufen.
- Direkt zu den ausführlichen Beschreibungen der wichtigsten Neuerungen springen.
- **Versions-Historie** aufrufen. Hier finden Sie die Neuerungen der letzten Versionen und können direkt auf deren Beschreibungen zugreifen.