



PHARMATECHNIK

Das Beste für Ihre Apotheke!

IXOS^{PT}

Version 2023.10

Versionsbeschreibung

Inhalt

1 Das ist neu in der aktuellen Version - Versionsbeschreibung der Version 2023.10	3
2 Kasse	3
2.1 Kleinbetragsgrenze wurde von 150 auf 250 € angehoben	3
2.2 Rezept einlösen mit der elektronischen Gesundheitskarte	3
2.3 Mehrfache BtM-Gebühr komfortabler erfassen	4
3 Elektronischer Kostenvoranschlag	5
3.1 Nachträgliche Statusaktualisierung durch revidierte Entscheidung des Kostenträgers	5
4 Faktura	6
4.1 Optimierung in Faktura und im Botendienst	6
5 Artikelverwaltung	7
5.1 Neue generischer Artikel zur Abrechnung von Corona-Schutzimpfungen und Grip- peschutzimpfungen ab 18 Jahren	7
6 E-Health	8
6.1 Das Register "Konfiguration" im E-Health-Modul enthält Ablaufdaten der verwendeten Karten	8
7 DMS - Dokumentenmanagementsystem	9
7.1 Neue Dokumententarten 'E-Mail', 'E-Mail Kunde' und 'E-Mail Lieferant'	9
7.2 Automatische Ablage von versendeten E-Mails im Dokumentenmanagementsystem	9
8 KIM-E-Mail	11
8.1 Automatische Aufgabe bei nicht gesendeter KIM-E-Mail	11
9 Weitere Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt	12
10 Arbeiten mit IXOS	13

1 Das ist neu in der aktuellen Version - Versionsbeschreibung der Version 2023.10

Neuerungen in der aktuellen Version lesen Sie hier in der Versionsbeschreibung. Die Verlinkung auf die entsprechende PDF-Datei finden Sie im Modul **Notes** in der Rubrik [Nachrichten](#) im Postfach.


2 Kasse

2.1 Kleinbetragsgrenze wurde von 150 auf 250 € angehoben

Modul: Kasse

Neu/geändert:

IXOS prüft bei einem Verkauf über Kredit mit einem Betrag größer als 250,- Euro, ob die Adressdaten des Kunden vollständig sind. Eine entsprechende Hinweismeldung erscheint und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Adressdaten nachzupflegen.



Mehr dazu lesen Sie in [Zahlungsart 'Kredit'](#).

2.2 Rezept einlösen mit der elektronischen Gesundheitskarte

Modul: Kasse

Neu/geändert:

Seit dem 1.7.2023 ist es möglich, E-Rezepte über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) einzulösen.

Voraussetzungen:

- Das E-Rezept wurde von einer Ärztin bzw. einem Arzt digital erstellt, signiert und in der Arztpraxis auf einem zentralen System (E-Rezept-Fachdienst) gespeichert.
- Ihre Kundin/ihr Kunde kann die eGK in das Kartenlesegerät einstecken. IXOS startet dann den Abruf vom E-Rezept-Fachdienst.

Eine Beschreibung zum Einlösen dieser Verordnungen in IXOS finden Sie in [E-Rezept über die elektronische Gesundheitskarte \(eGK\) einlösen](#).

2.3 Mehrfache BtM-Gebühr komfortabler erfassen

Modul: Kasse

Neu/geändert:

Mehrfache BtM-Gebühren können Sie jetzt einfacher erfassen.

Wenn Sie bspw. im Fall der mehrfachen Abgabe von Substitutionsmitteln die BtM-Gebühr mehrfach abrechnen, dann geben Sie im Mengenfeld der Position die entsprechende Anzahl ein.

Mehr dazu lesen Sie in [Gebühr auswählen](#).

3 Elektronischer Kostenvoranschlag

3.1 Nachträgliche Statusaktualisierung durch revidierte Entscheidung des Kostenträgers

Modul: Kostenvoranschlag

Neu/geändert:


Sollte der Kostenträger seinen bereits genehmigten Kostenvoranschlag revidieren, dann erhalten Sie eine Nachricht/Rückmeldung.

Diese können Sie in der Kostenvoranschlags-Übersicht mit dem Symbol  oder der Funktion **Strg+F8 - Nachrichten anzeigen** öffnen.

Der Genehmigungsstatus wechselt auf **Revidiert**, sobald dieser abrufbar ist.

Neue Funktion **Revidierte Rückmeldungen - F4**

In den Detailangaben des Kostenvoranschlags können Sie sich mit **Revidierte Rückmeld. - F4** den Status vor der Revision anzeigen lassen.



Mehr dazu lesen Sie in [Rückmeldung des Kostenträgers einsehen und Verkauf abschließen](#)

4 Faktura

4.1 Optimierung in Faktura und im Botendienst

Modul: Faktura, Botendienst

Neu/geändert:

Im Botendienst gibt es zwei Neuerungen:

1. Wenn Sie in der Faktura einen Arztwechsel, eine Statusänderung (ohne Zuzahlungsänderung) oder einen IK-Wechsel vornehmen, so wird kein neuer Lieferschein erstellt und der Botendienstvorgang verbleibt im Register **Liefern/Abrechnen**.
2. Wenn Sie eine Preisänderung vornehmen (z.B. einen Rabatt vergeben), ansonsten aber alle Positionen und Mengen der Botendienstlieferung unverändert bleiben, so wird ein neuer Lieferschein erstellt, der Botendienstvorgang aber verbleibt im Register **Liefern/Abrechnen**.

Mehr dazu lesen Sie in [Botendiensttour liefern und abrechnen](#).

5 Artikelverwaltung

5.1 Neue generischer Artikel zur Abrechnung von Corona-Schutzimpfungen und Gripeschutzimpfungen ab 18 Jahren

Modul: Artikelverwaltung

Neu/geändert:

Zur Abrechnung von Corona-Schutzimpfungen stehen Ihnen folgende neue Sonder-PZNs zur Verfügung:

Name (ggf. mit Beschreibung)	Kurzbezeichnung	PZN
COV Impfleistung bei Corona-Schutzimpfungen	COV Impfleistung	17717400
COV Mehrdosisbehältnisse b. Corona-Schutzimpfungen	COV Mehrdosisbehältnisse	17717417
COV Mehraufwand Doku bei Corona-Schutzimpfungen	COV Mehraufwand Doku	17717423

Ab der kommenden Impfsaison 2023/24 können Versicherte der Barmer und der DAK-Gesundheit bereits ab 18 Jahren – und damit über die Vorgaben der Schutzimpfungsrichtlinie hinaus – Gripeschutzimpfungen in Apotheken erhalten. Die Vergütung der Impfleistung rechnen Sie mit folgender Sonder-PZN ab:

Name (ggf. mit Beschreibung)	Kurzbezeichnung	PZN
GSI Impfleistung Grippe ab 18 (DAK, BARMER)	GSI Impfleistung ab 18	17717363

Die Sonderkennzeichen für Impfnebenleistungen sowie für den Grippeimpfstoff entsprechen denen des zwischen GKV-SV und DAV geschlossenen Vertrages.

Mehr dazu lesen Sie in [Sonderkennzeichen/generische Artikel](#).


6 E-Health

6.1 Das Register "Konfiguration" im E-Health-Modul enthält Ablaufdaten der verwendeten Karten

Modul: E-Health

Neu/geändert:

Unter **E-Health > Konfiguration** können Sie die Ablaufdaten der in Ihrem IXOS-System verwendeten Karten sehen:



The screenshot shows the 'E-Health' application window with the 'Konfiguration' tab selected. Under 'Konnektor', the status 'Verbindung zum Konnektor hergestellt' is shown. The 'Gesteckte Karten' table lists two cards with their respective details and expiration dates.

Arbeitsplatz	Kartenterminal	Kartentyp	Id	Inhaber	Ablaufdatum
KAS001	0001	HBA	1-HBA-Testkarte-- 8831100000	Test HBA, M...ezept	09.07.2024
KAS001	001	SMC-B	3-SMC-B-Testkarte-- 88311000	Test SMC-B, I...ezept	09.07.2024

Mehr dazu lesen Sie in [Konfiguration und Kontrolle der E-Health Komponenten](#).

7 DMS - Dokumentenmanagementsystem


7.1 Neue Dokumententarten 'E-Mail', 'E-Mail Kunde' und 'E-Mail Lieferant'

Modul: DMS

Neu/geändert:

Im Dokumentenmanagementsystem sind drei neue Standard-Dokumententarten enthalten:

- E-Mail
- E-Mail Kunde
- E-Mail Lieferant



Mehr dazu lesen Sie in [Dokumententart verwalten \(bearbeiten, neu anlegen und löschen\)](#).

7.2 Automatische Ablage von versendeten E-Mails im Dokumentenmanagementsystem

Modul: Notes, DMS

Neu/geändert:

IXOS legt versendete E-Mails mit Anhang automatisch im Dokumentenmanagementsystem ab.

Voraussetzung:

Sie verfügen über die Lizenz IXOS ORBIZ Dokumentenmanagement.

Ablauf:

Wird eine E-Mail versendet, so prüft IXOS die zugehörige Kontaktrolle.

- Wird ein Kontakt gefunden und hat dieser die Kontaktrolle **Lieferant**, so erhält das Dokument die Dokumententart **E-Mail Lieferant** und wird im DMS unter der Lieferantenstruktur abgelegt.
- Wird ein Kontakt gefunden und hat dieser die Kontaktrolle **Kunde**, so erhält das Dokument die Dokumententart **E-Mail Kunde** und wird im DMS unter der Kundenstruktur abgelegt.
- Wird keine Kontaktrolle gefunden, so erhält das Dokument die Dokumententart **E-Mail** und wird im DMS in der Mandantenstruktur abgelegt.

Wurden die Dokumententarten **E-Mail Kunde** und **E-Mail Lieferant** in der DMS Verwaltung deaktiviert, so werden bei der Übergabe der E-Mail ins DMS diese Dokumententarten nicht aktiviert, sondern die E-Mails werden unter der Dokumententart **E-Mail** abgelegt.

Mehr dazu lesen Sie in [Dokumentenart verwalten \(bearbeiten, neu anlegen und löschen\)](#).

8 KIM-E-Mail

8.1 Automatische Aufgabe bei nicht gesendeter KIM-E-Mail

Modul: Notes, KIM

Neu/geändert:

Sollte eine KIM-E-Mail nicht versendet worden sein, so erhalten Sie von IXOS eine automatische Aufgabe mit einem @-Symbol, die Sie auf dieses Problem hinweist.

Prüfen Sie, ob Ihre TI korrekt funktioniert und starten Sie Ihren Konnektor neu.

Mehr dazu lesen Sie auch in [Konfiguration und Kontrolle der E-Health Komponenten](#) und in [Aufgaben](#).

9 Weitere Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt

Neue Herausforderungen bestimmen den Apothekenalltag.

Informieren Sie sich auf der **PHARMATECHNIK**-Homepage zu folgenden Themen:

- **Telematikinfrastruktur** - Informationen dazu finden Sie in [PHARMATECHNIK Telematikinfrastruktur](#).
- **E-Rezept** - Ausführliche Informationen lesen Sie in [Chancen für die Apotheke mit dem E-Rezept](#). Wir bieten Ihnen zusätzlich in unserem IXOS.campus-Lernmanagementsystem den [E-Rezept-Führerschein](#) an.
- **Kassensicherungsverordnung und TSE** - Details hierzu lesen Sie in [Kassensicherungsverordnung - Mit PHARMATECHNIK auf der sicheren Seite!](#)
- **securPharm** - Mehr dazu finden Sie in [Unser Wissen für Sie - securPharm](#) und unter [PHARMATECHNIK IXOS FAQ](#).
- **Aktuelle Download- und Serviceseiten** - [PHARMATECHNIK IXOS-Dokumentenbibliothek](#) und [PHARMATECHNIK-FAQ](#).

10 Arbeiten mit IXOS

Nutzen Sie folgende Tools und Kontaktmöglichkeiten:

- **IXOS.eCall: Online-Support für IXOS** – Kontaktieren Sie den PHARMATECHNIK-Online-Support direkt aus dem Modul **Notes** in der Kategorie **Nachrichten** mit der Funktion **IXOS.eCall**.
- **Web-Portal des Online-Supports:** www.pharmatechnik.de/online-support - Kontaktdaten der Hotline, Formulare für Supportanfragen, Frequently Asked Questions, IXOS-Onlinehilfe, Support-Dokumente, Release-Plan, Informationen zu Produktschulungen und Bestellformular für Verbrauchsmaterialien. (In IXOS auch aus dem Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support** heraus erreichbar.)
- **Service-Hotline: 08151 / 55 09 295**
- **Schnelle Hilfe - Hilfe-Symbol oder 'Onlinehilfe - Alt+F1'** wählen.
- **Informationen zu den Neuerungen der aktuellen Version abrufen**

Sie können sich in der Onlinehilfe schnell über die neuesten Funktionen der aktuellen Version informieren. Rufen Sie zunächst mit **Onlinehilfe - Alt+F1** die Onlinehilfe auf.

- **Versionsbeschreibung**

Klicken Sie dann im Inhaltsverzeichnis links auf das Buch **Das ist neu**. Hier erhalten Sie die Beschreibungen der wichtigsten Neuerungen auf einen Blick. Um ausführliche Informationen zum jeweiligen Thema zu lesen, klicken Sie auf den Pfeil vor



- **Neue und geänderte Hilfethemen**

Hier finden Sie eine Übersicht der neuen und geänderten Hilfethemen in dieser Version sowie das Video zu den IXOS-Highlights der letzten Versionen.

- **Archiv der Versionsbeschreibungen**

Zum Lesen älterer IXOS-Versionsbeschreibungen klicken Sie auf die jeweilige Version.

2023.10.57