



Version 2024.2

Versionsbeschreibung



Inhalt

1	кім	. 3
	1.1 Automatische Erkennung von E-Rezept-Daten aus PDF-Anhang und direkte Überführung	I
	in Bestell-Liste	3
	1.2 Automatische Zusammenfassung einzelner E-Rezept-Bestellungen über KIM	4
2	Kasse	6
	2.1 Anzeige der E-Rezept-ID(s) im Rezeptbild	6
	2.2 Statusänderung bei Selbstzahler-E-Rezepten gesperrt	. 7
3	Rezepturen	8
	3.1 Differenzierte Kennzeichnung von Hilfstaxeneinträgen, Gefäßen, Stoffen und FAM	8
4	Faktura	. 9
	4.1 Notes-Aufgabe für offene Aufträge erstellen	9
5	Rezeptmanagement	11
	5.1 Neue Funktion 'Nur E-Rezepte - F1'	. 11
6	Kostenvoranschlag	. 12
	6.1 Neues Feld 'Poolnummer' bei eKV im Fenster 'Abrechnungsinformationen Hilfsmittel'	. 12
7	Artikelverwaltung	.13
	7.1 Hilfsmittelnummer/Pflegehilfsmittelnummer suchen	. 13
8	Warenlogistik	.14
	8.1 Defektnotiz	14
	8.2 MSV3-Anbieter auf der Seite 'Sendeparameter' einrichten	14
9	Reports	.15
	9.1 Stammkunden mit Heimzuordnung in PDL-Abfragen eingeschlossen	. 15
	9.2 Neues Feld 'E-Rezept-ID' in den Verkaufsabfragen	. 15
10) Druckformulare	17
	10.1 Abgabe von Wunscharzneimitteln bei E-Rezept: Ausdrucktext an neue Arz-	
	neimittelabrechnungsvereinbarung angepasst	17
	10.2 E-Rezept: Neues Druckformular für den Ausdruck bei Selbstzahler-Rezepten	17
11	Meine Apotheke	. 19
	11.1 Umkreis Botendienstlieferung einstellen	19
12	2 Weitere Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt	.20
13	3 Arbeiten mit IXOS	.21



Das ist neu in der aktuellen Version - Versionsbeschreibung der Version 2024.2

Neuerungen in der aktuellen Version lesen Sie hier in der Versionsbeschreibung. Die Verlinkung auf die entsprechende PDF-Datei finden Sie im Modul **Notes** in der Rubrik <u>Nach-</u> richten im Postfach.

1 KIM

1.1 Automatische Erkennung von E-Rezept-Daten aus PDF-Anhang und direkte Überführung in Bestell-Liste

Modul: Notes

Neu/geändert:

KIM-Nachrichten mit E-Rezept-Daten im Anhang müssen ab sofort nicht mehr manuell bearbeitet werden. Geht eine KIM-Nachricht mit E-Rezept-Daten im Anhang ein, erkennt IXOS nun automatisch die E-Rezept-Daten und wandelt diese in eine Bestellung um, die in der **Bestell-Liste** angezeigt wird.

KIM-Nachrichten, die automatisch in eine Bestellung umgewandelt wurden, werden zusätzlich im **KIM-Postfach** in der Rubrik **Archiv** abgelegt. In den Bestelldetails wird der Text der KIM-Nachricht ebenfalls aufgeführt und auf weitere Anhänge ohne E-Rezept-Daten hingewiesen.

Titel Dr. Max Mustermann Arztbrief	Datum	Von: Dr. Max Mu An: Datum: 08.11.20 Betreff: Arztbrie	ustermann <)23 11:42 !f	@ixos.kim.telematik-test> @arv.kim.telematik-test
KIM-Adresse: @ixos.kim.telem	atik-test	Sehr geehrte Ap anbei sende ich Viele Grüße	otheke, Ihnen ein E-Rezept.	
		Anhänge: <u>erezept1.pdf</u> <u>Arztbrief.pdf</u>		

Beispiel-Ansicht: E-Rezept-Zuweisung mit E-Rezept als PDF-Anhang und sonstigem Anhang (Archiv).



Y	N	otes Bestell-I	Liste: (08.11.23 00	1:00 - 10.11.23 2	23:59)									⊒ ?	@ & ×
	•	Aktuell 🔘 W	/oche 🔘 Monat	t	Suche	:				meine Be	estellungen		Bestellty	p: Alle	•
		Betreff										E	Bearbeiter	_	Zeit
		Aktiv - heut	te												
	KIM	Bestellung: N	Mustermann, Max								5	1			08.11.23 09:26
	A	Bestellung: Tollkirsche , Thea												08.11.23 09:49	
	KIM	Bestellung: N	Mustermann, Max								5	\checkmark			08.11.23 09:53
	KIM	Bestellung: N	Mustermann, Max								5	~			08.11.23 09:53
	4	Bestellung: H	Koch, Kuno												08.11.23 09:55
	KIM	Bestellung: N	Mustermann, Max	r.							5	-			08.11.23 11:17
	KIM	Bestellung: E	Beckham, Brett								ſ	2			08.11.23 11:42
	Details	Kunde Mobil	Beckham, Brett			Absender (Er Absender (N	nail): ame): Dr. N	1ax Musterm	@ixos ann						
	-	Details	OFFEN: 2 x Actrapid Flex	kpen	^	Sehr geehrte anbei sende Viele Grüße Zusätzliche 4	Apotheke, ich Ihnen e	, ein E-Rezept. der E-Mail (s	iehe KIM-Arch	iv):					
P		Info			~ ^	Arztbrief.pdf nicht bearbeitet 8.11.23 11:42 Bestellung:	anange m								
	_	Bearbeiter		ungeleser	• •	2 x Actrapid nicht bearbeitet 8.11.23 11:42	Flexpen								
Strg								Info	Mitteilung senden			Erle	digt Vo zen ve	erkaufs- waltung	Ausführen
Alt		F1	F2	F3	F	4	F5	F6	F7	F8	F9	F	10	F11	F12

Beispiel-Ansicht: Inhalt des E-Rezept-PDFs erscheint als Bestellung in Bestell-Liste.

Mehr dazu lesen Sie in E-Rezept-Bestellungen via KIM.

1.2 Automatische Zusammenfassung einzelner E-Rezept-Bestellungen über KIM

Modul: Notes

Neu/geändert:

E-Rezept-Bestellungen vom gleichen Arzt und für den gleichen Patienten, die unmittelbar hintereinander als einzelne KIM-Nachrichten eingehen, sonst aber als Sammelverordnung aufgeführt werden können, werden ab sofort automatisch in einer Bestellung zusammengefasst und müssen von der **Bestell-Liste** nicht mehr einzeln an die Kasse übernommen werden. Dabei ist es unerheblich, ob die E-Rezepte als Direktzuweisung oder Nachrichten-Anhang eingehen.



Beispiel-Ansicht: E-Rezept-Zuweisung mit E-Rezept-PDFs im Anhang (Archiv).



	Q	Von: Dr. Max Mustermann <	@ixos.kim.telematik-test>
Titel	Datum	An:	@arv.kim.telematik-test
Dr. Max Mustermann Arztbrief	•	Datum: 08.11.2023 11:17 Betreff: Arztbrief	
KIM-Adresse:	@ixos.kim.telematik-te	Sehr geehrte Apotheke, anbei sende ich Ihnen ein E-Bezent	
Dr. Max Mustermann Arztbrief KIM-Adresse:		Viele Grüße	
test.baumer-apotheke.mud	@arv.kim.telematik=te	Anhang: <u>erezept1.pdf</u>	

Beispiel-Ansicht: Weitere E-Rezept-Zuweisung mit zusätzlichem E-Rezept-PDF im Anhang (Archiv).

Ş	Notes	s Bestell-L	.iste: (08.11.23 00	0:00 - 10.11.2	23 23:59)							ß	요 모 ?	© & ×
\square	Aktu	ell 🔘 W	loche 🔘 Mona	t	Suc	he:				meine B	estellungen	E	estelltyp: Alle	•
	Be	treff										Beart	eiter	Zeit
	Ak	tiv - heut	te											
	KIM Bes	stellung: N	Mustermann, Max	¢							1	\square		08.11.23 09:26
	ᄎ Bes	stellung: T	follkirsche , Thea											08.11.23 09:49
	KIM Bes	stellung: N	Mustermann, Max	¢							1			08.11.23 09:53
	KIM Bes	stellung: N	Mustermann, Max	(1	X		08.11.23 09:53
	🚔 Bes	stellung: k	(och, Kuno											08.11.23 09:55
	KM Bes	stellung: N	Mustermann, Max	<							1	M		08.11.23 11:17
	Details De	nde obil tails	Mustermann, M. OFFEN: 1 x Acidum Nitr 1 x Aethusa C 6 1 x Bambusa D	ax C100 1	<	Abseni Abseni Sehr g anbei s Viele C Zusätz Arztbri	der (Email): der (Name): Dr. eehrte Apothel sende ich Ihner irüße liche Anhänge ef.pdf	Max Musterm ke, a ein E-Rezept. in der E-Mail (:	. @ix iann siehe KIM-Arch	os iv):				
	Info Info Bearbeiter Ungelesen Ok.11.23 11:17 Bestellung: 1 x Acidum Nitr C100 1 x Aethusa C 6 1 x Bambusa D 1 nicht bearbeitet Ok.11.23 11:17 Ok.11.23 11:17 Ok.11.23 11:17 Ok.11.23 11:17 Ok.11.23 11:17													
Str								Info	Mitteilung			Erledigt	Verkaufs-	Ausführen
Alt		F1	F2	F3		F4	F5	F6	senden F7	F8	F9	setzen F10	verwaltung F11	F12

Beispiel-Ansicht: Zusammengefasste E-Rezept-Bestellung liegt in der Bestell-Liste bereit.

Mehr dazu lesen Sie in <u>E-Rezept-Bestellungen via KIM</u>.



2 Kasse

2.1 Anzeige der E-Rezept-ID(s) im Rezeptbild

Modul: Kasse, Rezeptmanagement

Neu/geändert:

Ab sofort enthält das einsehbare E-Rezeptbild beim Scan und nach Übernahme an der Kasse sowie im Rezeptmanagement auch die E-Rezept-ID(s).





Mehr dazu lesen Sie in E-Rezept einscannen und abverkaufen (App oder Papier)

2.2 Statusänderung bei Selbstzahler-E-Rezepten gesperrt

Modul: Kasse, Rezeptmanagement

Neu/geändert:

Der Status von E-Rezepten, die nicht zu Lasten einer GKV abgerechnet werden dürfen, kann nicht mehr manuell geändert werden. Wählen Sie an der Kasse die Funktion **Status**, erscheint nun, statt dem üblichen Fenster **Verkaufsart auswählen**, eine Hinweismeldung.



E-Rezepte mit Selbstzahlerstatus werden im Rezeptmanagement nicht aufgeführt.

Mehr dazu lesen Sie in Verkaufsart auswählen (E-Rezept).



3 Rezepturen

3.1 Differenzierte Kennzeichnung von Hilfstaxeneinträgen, Gefäßen, Stoffen und FAM

Modul: Rezepturen

Neu/geändert:

Neue Symbole bieten eine bessere Unterscheidung, ob ein Artikel ein Hilfstaxeneintrag, ein Stoff, ein Gefäß oder ein Fertigarzneimittel ist.



Gefäß aus Rezepturprogramm



Stoff aus Rezepturprogramm



Fertigarzneimittel mit Preis, der mit der Krankenkasse vereinbart ist.

Mehr dazu lesen Sie in Rezeptur anlegen und bearbeiten.



4 Faktura

4.1 Notes-Aufgabe für offene Aufträge erstellen

Modul: Faktura, Notes, Systemeinstellungen

Neu/geändert:

Mit dem Konfigurationsparameter **Notes-Aufgabe für offene Aufträge** legen Sie fest, ob Sie mit einer Notes-Aufgabe auf offene Aufträge (im Status 'aktuell in Bearbeitung') hingewiesen werden wollen, um Bestandsfehler und Abrechnungsfehler zu vermeiden.

Sie finden den Konfigurationsparameter in **Systemeinstellungen** > **Verkauf** > **Faktura**

>'Systemparameter' > Allgemeines zum Abverkauf.

Auswahlmöglichkeiten:

Nie - es wird <u>keine</u> Notes-Aufgabe erstellt, wenn offene Aufträge vorhanden sind. **E-Rezepte** - Bei Vorgängen mit E-Rezepten wird eine Notes-Aufgabe erstellt.

-

Vorgänge mit E-Rezepten müssen **AM SELBEN TAG** abgeschlossen werden, damit für die Abrechnung die Quittung abgeholt werden kann. Nicht abgeschlossene Vorgänge können nicht abgerechnet werden.

Immer - Es wird eine Notes-Aufgabe erstellt, sobald ein Auftrag länger als 2 Stunden im Status ' aktuell in Bearbeitung' ist.

Sofern Sie die Einstellung **E-Rezepte** oder **Immer** vorgenommen haben, wird die Notes-Aufgabe für den Bediener angelegt, der den Auftrag aktuell in Bearbeitung hat.

S	No	ites - Aufgabe	n (10.11.	- 13.11.)							Ĺ		₽?	e e	
»	A	Aktuell 🔘 W	oche (Monat						Aufgabent	yp: 🔽 Re	port 🗸	Automatil	k 🗸 St	andard
		Betreff							Zuständ	g / Vertretung			Fällig	gkeit	
		Aufgaben: A	ktiv - h	eute											
	٢	Es liegt eine	neue An	gebotsliste S	W Innovital	vor			Baumer	Apotheke		02.06.2	023	08:)8
	E	Nicht abgesc	hlossene	e Faktura-Aufi	träge			1	Barry			10.11.2	023	08:	16
		Modul "KIM-	Adresse	" jetzt freiges	chaltet				Baumer	Apotheke		10.11.2	023	10:	27
		Beschreibun	g Bitte Besta Vorg werd E-Re: ciafi Je 10.1	schließen Sie andsfehler, At änge mit E-Ri en kann. zepte von nic ndoo die Auf 1.2023 08:01	Ihre nicht a prechnungs EZEPTEN mü ht abgeschl	bgeschlossen fehler) zu verm üssen AM SELE ossenen Vorgä System	en Faktu neiden. 3EN TAC ängen k	ura-Au Gabge önner	ifträge im Stat schlossen wei n nicht abgere Erledig:	us "Aktuell in I rden, damit für chnet werden.	Bearbeitung die Abrech	" ab, um Fe nung die Qi	hler (z.B. uittung ab	ogeholt	A H
		Geände	rt												
2 20 10 10 10	Details														
Strg				Neu	Löschen	Bearbeiten	Info					Erledigt		Aust	ühren
Alt		F1	F2	F3	F4	F5	F6		F7	F8	F9	F10	F11	F	12



Von der Notes-Aufgabe wechseln Sie mit **Ausführen - F12** für eine weitere Bearbeitung direkt in die **Faktura** im Register **Aufträge**. Mit dem Filter **Status Aktuell in Bearbeitung** werden Ihnen ausschließlich die offenen Aufträge angezeigt.

Mehr dazu lesen Sie in Allgemeines zum Abverkauf.



5 Rezeptmanagement

5.1 Neue Funktion 'Nur E-Rezepte - F1'

Modul: Rezeptmanagement Neu/geändert:

Die neue Funktion **Nur E-Rezepte - F1** in der Rezepte-Ansicht ermöglicht eine vereinfachte Einschränkung der angezeigten Rezepte auf E-Rezepte.

Mehr dazu lesen Sie in Verordnungen suchen.



6 Kostenvoranschlag

6.1 Neues Feld 'Poolnummer' bei eKV im Fenster 'Abrechnungsinformationen Hilfsmittel'

Modul: Kostenvoranschlag

Neu/geändert:

Das Fenster **Abrechnungsinformationen Hilfsmittel** wurde um ein neues Feld 'Poolnummer' ergänzt. Bei der Übermittlung von elektronischen Kostenvoranschlägen mit Abrechnungskennzeichen '00 Neulieferung' oder '02 Wiedereinsatz' an die Techniker Krankenkasse wird das Feld 'Poolnummer' automatisch mit einer 0 befüllt. In allen anderen Fällen bleibt das Feld leer. Das Feld ist nicht editierbar.

Detailangaben Kostenvo	oranschlag						
<u>A</u> llgemein <u>R</u> üd	kmeldun	gen					
Kundendaten		Abrechnungsinformationen Hilfsm	nittel		2		
Nar	ne Hirth	Artikalbazaishnung		Finhoit	48		
Geburtsdati	me Berer			1.5+	morn		
Versichertennumm	er X000	PARI DADT MASKE GRU W D V	"	1 30			
Rezentdaten		DZVI	04811422				
Anotheken	IK 99990	Hilfsmittelnr.	1499991900				
Kostenträc	er Techr	Abrechnungsnummer	1499991900				
Rezeptstat	us ZUpfl	Abrechnungsnummer 2				A	
B	/G 📃	Abrechnungskennzeichen	00 Neulieferu	na		- •	
A	rzt Wibk	LEGS bzw. AC/TK	Poolnummer wird	nur bei Kostenvoranschlä	ägen an die Techniker KK bei Abrec	hnungskennzeichen	00,02 automatisch befüllt.
Diagno	se	Poolnummer	0				
Artikeldaten		Versorgungszeitraum von	27.10.2023	bis			
Bezeichnung		HM zum Verbrauch	\checkmark		Zuzahlung Abre	chnungspreis	
PARI BABY MAS	KE GR0 M B			K Abbrech	2,79	27,85	
			F	Esc Esc			oreis Gesamtpreis
Risborigo Roorbe	viton	Dokumont Dokumonto Nach	arichton Abi	Infoc	OK	Abbrochon	7,85 2,79
Rückmeld.	intern	hinzufügen anzeigen anz	reigen Hilf	smittel	UK	Abbrechen	
F4 F5		F6 F7	F8	F10	F12	Esc	

Hintergrund:

Die TK verlangt bei Kostenvoranschlägen von wiedereinsetzbaren Hilfsmitteln eine Wiedereinsatzpool-Recherche. Die dabei ermittelte Identnummer soll im Feld 'Poolnummer' erfasst und übermittelt werden. Elektronische Kostenvoranschläge mit Abrechnungskennzeichen '00 Neulieferung' oder '02 Wiedereinsatz' an die TK mit leerem Feld 'Poolnummer' werden abgelehnt. Unterliegen Hilfsmittel keiner Recherchepflicht, kann die Prüfung durch Eingabe einer 0 als Platzhalter im Feld 'Poolnummer' überbrückt werden. Dies übernimmt IXOS nun automatisch für Sie.

Mehr dazu lesen Sie in Elektronischen Kostenvoranschlag übermitteln.



7 Artikelverwaltung

7.1 Hilfsmittelnummer/Pflegehilfsmittelnummer suchen

Modul: Artikelverwaltung

Neu/geändert:

Um nach einer bestimmten (Pflege)-Hilfsmittelnummer zu suchen, geben Sie erst die Raute # und anschließend mindestens 4 Ziffern der gewünschten Hilfsmittelnummer ein. Ab sofort erfolgt die Suche über alle Hilfsmittelnummern und die Pflegehilfsmittelnummer. Darüber hinaus werden in der Artikeltrefferliste in der Spalte **HM** nun auch alle (Pflege)-Hilfsmittelnummer angezeigt. Sollte die Anzeige abgeschnitten sein, nutzen Sie den Tooltipp.

Mehr dazu lesen Sie in Parameter für die Artikelsuche.



8 Warenlogistik

8.1 Defektnotiz

Modul: Warenlogistik Neu/geändert: Zu einer Defektnotiz-Position können Sie jetzt eine Vergleichssuche durchführen. Dazu markieren Sie den entsprechenden Artikel im Fenster Defektnotiz und wählen Vergleichsartikel - F11.

Bei Filial- und Partnerapotheken erkennen Sie an diesem Symbol 💁, wenn ein Defekt-Artikel in einer anderen Filiale mit Lagerstatus POS verfügbar ist. Voraussetzungen: Die Funktion 'Lagerinformationen und Statistiken austauschen' ist aktiviert.

Mehr dazu lesen Sie in: Die Bestellnotiz "Defekte"

8.2 MSV3-Anbieter auf der Seite 'Sendeparameter' einrichten

Modul: Warenlogistik

Neu/geändert:

Folgender Anbieter verwendet nun das Sendeprotokoll **MSV3** für Online-Anfragen und Bestellungen:

• Pfizer Pharma GmbH

In den Kontaktdetails des jeweiligen Anbieters stellen Sie auf der Seite **Sendeparameter** im Feld **Sendeprotokoll** das Sendeprotokoll ein.

Mehr dazu im Thema 'Sendeparameter (Lieferant)' und MSV3 Dienstanbieter.



9 Reports

9.1 Stammkunden mit Heimzuordnung in PDL-Abfragen eingeschlossen

Modul: Reports, Kontakte

Neu/geändert:

Da Heimbewohner laut ADBA zur Kategorie Patienten "in der ambulanten, häuslichen Versorgung" zählen, werden Stammkunden mit Heimzuordnung bei PDL-Reportabfragen nun standardmäßig eingeschlossen.



Dementsprechend wurden die Hinweise im Fenster Kontakte > Medikationsmanagement > Pharmazeutische Dienstleistungen aktualisiert:



Mehr dazu lesen Sie in Reports: Suche nach PDL-Kandidaten oder -Kunden.

9.2 Neues Feld 'E-Rezept-ID' in den Verkaufsabfragen

Modul: Reports Neu/geändert:



Das neue Feld **E-Rezept-ID** steht als Abfragebedingung bei der Erstellung von neuen oder der Bearbeitung von vordefinierten Verkaufsabfragen und als Positionsinformation in der Ergebnisübersicht zur Verfügung.

🥪 Reports									ß		? ©	장	×
MMR-Übersicht Verkäufe-Abfrage 1	+												
e-rezept 🖉	✓ Datum: Aktueller Mor	nat (Okt. 2023)										×	
Positionsinformationen - Basisdaten	Apotheke: Entspricht	eigene Apotheke										×	0
E-Rezept	Vorgang: Alle mit Wei	t										×	
E-Rezept-ID	Arbeitsplatz: Egal											×	
	Ø Bedienername: Egal											×	
	E-Rezept: Ja											×	
	E-Rezept-ID: Ist geset	zt										×	1.1
				error of errors	· •=	- · ·						~	4
	Datum 🔻	Belegnummer P	ZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Menge[Pos.]	VK-Art	E-Rezept	E-Rezept	-ID		
	31.10.2023 07:25	14754/0 08	3850519	OLANZAPIN HEUMA 20 MG SMT	SMT	70 St	1	Rezeptverkauf-GKV	ja	160.302.6	538.661.00	5.78	
	31.10.2023 07:25	14755/0 17	7623171	SITAGLIPTIN BETA 50MG FTA	FTA	28 St	1	Rezeptverkauf-GKV	ja	160.302.8	364.758.02	7.39	

Mehr dazu lesen Sie in Ergebniskategorie Verkäufe.



10 Druckformulare

10.1 Abgabe von Wunscharzneimitteln bei E-Rezept: Ausdrucktext an neue Arzneimittelabrechnungsvereinbarung angepasst

Modul: Druckformulare

Neu/geändert:

Das Druckformular 'Nachweis E-Rezept Wunscharzneimittel' wurde entsprechend der neuen Arzneimittelabrechnungsvereinbarung gemäß §300 Absatz 3 SGB V vom 1. Juli 2023 um erforderliche Angaben ergänzt.

10.2 E-Rezept: Neues Druckformular für den Ausdruck bei Selbstzahler-Rezepten

Modul: Druckformulare

Neu/geändert:

Es wurde ein neues Druckformular 'Nachweis E-Rezept Selbstzahler' geschaffen, das bei Abschluss eines E-Rezept-Verkaufs mit Status 'Selbstzahler' (bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, die nicht zu Lasten der GKV verordnet werden dürfen) in Übereinstimmung mit der neuen Arzneimittelabrechnungsvereinbarung gemäß §300 Absatz 3 SGB V vom 1.Juli 2023 ausgedruckt werden kann. Das Druckformular enthält sämtliche von der Arz-

neimittelabrechnungsvereinbarung vorgesehenen Angaben.

Der Ausdruck kann ebenfalls nachträglich über die **Verkaufsverwaltung**, die **Faktura** oder den **Botendienst** ausgedruckt werden.

Inckformulare					Ů L 및 ? © ⊡ ×
Suchbegriff nachw		Auswahl	Aktive	•	Format Alle
Kasse Nachweis E-Rezept Selbstzahler Nachweis E-Rezept Wunscharzneimittel					Baumor Australia - K. 10000000 - Hendelanger Str. H 26-8672 Machine - Tar (1994) 27 - Fea (1994)
					Ausdruck für verscheißungspflichtige Azsneimitiet, die nicht zu Labins bergestigtlichen Kassenwerscheißung verordent werden dürfen Umschweißersen Nachmannen, führ Gewänderunden 10,0 1900 Ausdruck für der State Zahnen Ausdruck für der Ausdruck für der Ausdruck für Ausdruck führ verschweißer der Ausdruck für Ausdruck führ verschweißer der Ausdruck für Ausdruck führ verschweißer der Ausdruck führ Ausdruck führ verschweißer der Ausdruck für Ausdruck führ verschweißer der Ausdruck führ der Ausdruck führ Ausdruck führ verschweißer der Ausdruck führ der Ausdruck führ Ausdruck führ verschweißer der Ausdruck führ der Ausdruck führ Ausdruck führ der Ausdruck füh
Formular					CriteRover Non-Aussiannedbien Jageseinen, begrünnet sich kein Anspruch zur Vol- oder Teilerbaltung heit fer Krauseraatus.
Te Suchen	löschen	Bearbeiten	F-Mail	Kopiere	ran Konfinuriaran Standard Druck, Bazalchausa
Alt F2	F4	F5	Vorlage F6	F7	F8 F9 F10 F11





Verkaufsverwaltung > Druckdokument auswählen				Ů₽₽?© ₫×
Datum von 06.11.2023 • 00:00 Kunde Datum bis 06.11.2023 • 23:59 Artikel Filterkriterien Vorgang: Kassenbon Vorgänge	Verkaufsart Alle Abschlussart Alle	Vorgang Kassen Nummer	ibon 🔹 🔍	
Datum Apl Bediener Kunde	Druckdokument auguškien	h-Nr.	Krd-Nr.	Bon <u>A</u> bholschein
06.11.2023 14:50 KAS100 Bellamy	Druckdokument auswanien	6192		
06.11.2023 12:34 KAS104 Bellamy Subtotal (nur für Verkäufe) Nr. Verkaufsart/-status Kunde	Teilbons zu Kassenbon Zusatzbon zu Kassenbon Zusatzdaten Tax Free Ausfuhrbescheinigung Etiketten für alle Artikel Abholschein	ssenbon Nr. 85413 irvatrezept VTALONG Sowa TAB 10051 UTALONG Sowa TAB 10051 2 abgegeben Umme EUR 31,08 5 Netto MwSt Brutto % 26,12 4,96 31,08 2 been bar EUR 31,08 2 dex EUR 0,00		
1 🚍 Privatrezept	Packliste auf Bon Packliste auf DIN A4 Anwendungshinweise Nachweis Selbstzahler	31,08 6 Serie	11.2023 14.50 KAS100 wurden beraten von Frau Bellamy Vielen Dank für Ihren Einkauf Auf Wiederschen Ihr Apothekenteam enrr.TSE: Keine TSE konfiguret.	
Artikel (nur für Verkäufe)			Serie	ennr:Kasse:IXOS-KAS100-48E96E5B-C3D9-4603
PZIN Artikelbezeichnung DAR 04641569 PENTALONG 50MG TAB	OI F1	Abbrechen 1	1	
Strg Suchen Alt F2	Bearbeiten F5	Storno Details	Drucken Kun zuon	nde Verlauf dnen anzeigen 10 F11

Mehr dazu lesen Sie in Verkaufsart auswählen (E-Rezept).





11 Meine Apotheke

11.1 Umkreis Botendienstlieferung einstellen

Modul: Meine Apotheke, Systemeinstellungen

Neu/geändert:

Mit dem neuen Konfigurationsparameter **Umkreis Botendienstlieferung [km]** können Sie den Umkreis um Ihre Apotheke in km festlegen, innerhalb dessen Sie Botendienstlieferungen anbieten möchten. Kunden, deren Lieferadresse sich außerhalb des eingestellten Lieferbereiches befindet, wird im Bestellverfahren über **Meine Apotheke-App und -Web** die Option 'Botendienstlieferung' nicht angeboten.

Akust. Signal	Meine Apotheke
Benutzeroberfläche	Botenlieferung erlauben 🗹
Blistern	Umkreis Botendienstlieferung [km] 10
E-Health	Lagerstatus anzeigen V AppRWeb MeineApotheke bestellung (in Kombination mit der Modullizenz U5 Bote) befinden muss, damit der Kunde "Lieferung per Bote" auswählen kann.
E-Mail Versand	Rezeptabo erlauben 📃 🔍 Kene Ernschrankung
Elektronische Etiketten	Video.connect erlauben 📃
KS-System	Web-Portal aktiv 🗹
Meine Apotheke	

Mehr dazu lesen Sie in <u>Anzeige der Verfügbarkeit von Artikeln und Botendienst konfigurieren</u> und in Meine Apotheke.



12 Weitere Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt

Neue Herausforderungen bestimmen den Apothekenalltag. Informieren Sie sich auf der **PHARMATECHNIK**-Homepage zu folgenden Themen:

- **Telematikinfrastruktur** Informationen dazu finden Sie in <u>PHARMATECHNIK Tele</u>matikinfrastruktur.
- **E-Rezept** Ausführliche Informationen lesen Sie in <u>Chancen für die Apotheke mit dem E-</u> <u>Rezept</u>. Wir bieten Ihnen zusätzlich in unserem IXOS.campus-Lernmanagementsystem den <u>E-Rezept-Führerschein</u> an.
- Kassensicherungsverordnung und TSE Details hierzu lesen Sie in Kassensicherungsverordnung - Mit PHARMATECHNIK auf der sicheren Seite!
- **securPharm** Mehr dazu finden Sie in <u>Unser Wissen für Sie securPharm</u> und unter <u>PHARMATECHNIK IXOS FAQ</u>.
- Aktuelle Download- und Serviceseiten <u>PHARMATECHNIK IXOS-Doku</u>mentenbibliothek und PHARMATECHNIK-FAQ.



13 Arbeiten mit IXOS

Nutzen Sie folgende Tools und Kontaktmöglichkeiten:

- IXOS.eCall: Online-Support f
 ür IXOS Kontaktieren Sie den PHARMATECHNIK-Online-Support direkt aus dem Modul Notes in der Kategorie Nachrichten mit der Funktion IXOS.eCall.
- Web-Portal des Online-Supports: <u>www.pharmatechnik.de/online-support</u> Kontaktdaten der Hotline, Formulare für Supportanfragen, Frequently Asked Questions, IXOS-Onlinehilfe, Support-Dokumente, Release-Plan, Informationen zu Produktschulungen und Bestellformular für Verbrauchsmaterialien. (In IXOS auch aus dem Menü Büro über den Eintrag Online-Support heraus erreichbar.)
- Service-Hotline: 08151 / 55 09 295
- Schnelle Hilfe Hilfe-Symbol oder 'Onlinehilfe Alt+F1' wählen.
- Informationen zu den Neuerungen der aktuellen Version abrufen

Sie können sich in der Onlinehilfe schnell über die neuesten Funktionen der aktuellen Version informieren. Rufen Sie zunächst mit **Onlinehilfe - Alt+F1** die Onlinehilfe auf.

Versionsbeschreibung

Klicken Sie dann im Inhaltsverzeichnis links auf das Buch **Das ist neu**. Hier erhalten Sie die Beschreibungen der wichtigsten Neuerungen auf einen Blick. Um ausführliche Informationen zum jeweiligen Thema zu lesen, klicken Sie auf den Pfeil vor

Anwendungsfall:

Neue und geänderte Hilfethemen

Hier finden Sie eine Übersicht der neuen und geänderten Hilfethemen in dieser Version sowie das Video zu den IXOS-Highlights der letzten Versionen.

<u>Archiv der Versionsbeschreibungen</u>

Zum Lesen älterer IXOS-Versionsbeschreibungen klicken Sie auf die jeweilige Version.

2024.2.79